


קורפולס³



ספר הפעלה

מדריך הפעלה זה נערך בכדי לספק למשתמשים מידע הכרחי להפעלה ואחזקה בטוחים של קורפולס³.

כל האנשים העוסקים בהפעלה, בתחזוקת המכשיר ובאיתור וטיפול בתקלות צריכים לקרוא וליישם את מדריך המשתמש.

בנוסף למדריך על המשתמשים להכיר גם את מכלול החוקים והתקנות המתייחסים להפעלה בטוחה של ציוד מסוג זה במדינה בה הם משתמשים במכשיר.

כל ההערות בספר בלשון זכר מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הבהרות לגבי התרגום (על ידי המתרגמים):

תרגום ספר ההפעלה מתייחס לגרסה תוכנת המכשיר וגרסת הספר בהתאמה. אוכלוסית היעד המשתמשת במכשיר אמורה ללמוד אותו באמצעות הספרות המקורית בשפה האנגלית ותרגום הספר מוצע על מנת לשמש כעזר. כאמור מדובר בספר הפעלה המתייחס לציוד מקצועי ואינו מיועד לשימוש הקהל הרחב. התרגום מיועד לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד תורגם הספר בלשון זכר. חריגים:

חלק מהמונחים המקצועיים בספר אינם מתורגמים ומובאים בשפה האנגלית. נספחי הספר אינם מתורגמים ומובאים בשפה האנגלית.

נלווה לספר פרק הוראות הפעלה מקוצרות אף הוא בעברית ועל דעת המתרגמים. אין לראות בהוראות המקוצרות תחליף ללימוד המכשיר בהתאם לספר הוראות הפעלה המלא שלו. בנוסף נלווים לספר ההפעלה מדריך הפעלה מקוצר וכן דף הוראות להפעלת הפונקציות הטיפוליות (דפיברילציה וקיצוב). גם התקצירים המוזכרים מיועדים לאפשר תרגול מקוצר של פונקציות אלו ואינם מהווים תחליף ללימוד המכשיר והפונקציות במלואן.

הערות לגבי טעויות בתרגום, שגיאות כאלו או אחרות יתקבלו בברכה ע"י ארדון ציוד רפואי. יש לפנות לחב' ארדון לטלפון: 03-5333236, לגבי הערות לתיקונים.

היצרן והמפיץ / נותן השירות, ביחד ולחוד, אינם לוקחים אחריות על טעויות שעלולות ליפול בספר בתרגום זה אף אם כתוצאה מהם נגרם נזק ישיר או עקיף, בכפוף לחוק.

מדריך זה מכיל את הפרקים הבאים:

1	בטיחות
2	יעוד שימוש
3	מבוא
4	הוראות הפעלה בסיסיות
5	הפעלה – טיפול
6	הפעלה – ניטור ואבחון
7	תצורה
8	ניהול מאגר נתונים
9	אחזקה ובדיקות
10	הליך במקרה של כשל תיפקודי

יצרן:

© GS Elektromedizinische Geräte
G. Stemple GmbH
Hauswiesenstrasse 26
86916 Kaufering
Germany

כל הזכויות שמורות, באופן ספציפי זכויות הקשורות בהעתקה, שכפול, הפצה ותרגום.
אין לשכפל, לשמור, לעבד, להעתיק או להפיץ לרבות באמצעים אלקטרוניים, כל חלק מספר
ההפעלה, בכל צורה שהיא ללא הסכמה כתובה של היצרן על פי הפרטים הרשומים לעיל.

כתובת פניות של נותן השירות

במקרה של תקלה או צורך אחר בפנייה לשירות ואו מכירות נא ליצור קשר עם:

חברת ארדון ציוד רפואי בע"מ

החרושת 28 אור יהודה

ת.ד. 378 אור יהודה 60252

טל': 03-5333236

פקס: 03-5334801

דוא"ל: Service@ardon.co.il

פרטים נוספים לגבי מרכזי שירות ברחבי העולם ניתן למצוא באתר היצרן:

www.corpuls.com

גרסאות של ספר ההפעלה קורפולס 3

Issue	Date	User manual version	Software version
1	06/2007	ENG V1.1 – 04130.2	1.1.0
2	08/2007	ENG V1.2 – 04130.2	1.2.0
3	11/2007	ENG V1.3 – 04130.2	1.3.0
4	07/2008	ENG V1.4 – 04130.2	1.4.1
5	07/2009	ENG V1.5 – 04130.2	1.5.0
6	12/2009	ENG V1.6 – 04130.2	1.6.0
7	11/2010	ENG V1.7 – 04130.2	1.7.0
8	07/2011	ENG V1.8 – 04130.2	1.8.0
9	10/2011	ENG V1.9 – 04130.2	1.9.0

גרסאות של תוספות לספר ההפעלה של קורפולס 3

Version	Date	Description	Version user manual	Version Software
A	04/2010	Supplement of the alarm messages	EN V1.4 - 04130.2 EN V1.5 - 04130.2 EN V1.6 - 04130.2	1.4 1.5 1.6
A	06/2010	New Defibrillator Keyboard	EN V1.7 - 04130.2	1.7.0
A	03/2011	Interval Measurement NIBP	EN V1.7 - 04130.2	1.7.2
A	07/2011	NVG mode	EN V1.8 – 04130.2	1.8.0

תוכן עניינים

1	בטיחות	1
1	כללי	1.1
1	צוות הפעלה	1.2
1	מגבלות על פונקציות טיפוליות של המכשיר	1.2.1
2	אחזקה	1.2.2
2	תוויות מידע ואזהרה ע"ג המכשיר	1.3
2	הודעות אזהרה וסמלים	1.4
3	סוגי סיכונים מיוחדים	1.5
4	יעוד השימוש במכשיר	2
6	הקדמה	3
6	מרכיבי הציוד	3.1
8	מבנה המכשיר	3.2
11	אישור לצימוד בין המודולים (Pairing)	3.2.1
13	יחידת המוניטור	3.2.2
15	יחידת חולה ומנשא לאביזרים	3.2.3
18	יחידת דפיברילטור/קוצב	3.2.4
19	אמצעי קיבוע/ מטענים	3.2.5
20	תאור פונקציות הניטור, האבחון והטיפול	3.3
20	פונקציות הניטור והאבחון	3.3.1
21	פונקציות טיפוליות	3.3.2
23	פונקציית האזעקה	3.4
25	אזעקות על יחידת המוניטור	3.4.1
27	אזעקות על יחידת החולה	3.4.2
28	ניהול אנרגיה במכשיר הקורפולס 3	3.5
28	פעולת המכשיר מסוללה	3.5.1
30	הפעלת נמכשיר מחיבור למתח חיצוני	3.5.2
33	הוראות הפעלה כלליות	4
33	מרכיבי ההפעלה והתצוגה	4.1
33	מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור	4.1.1
37	מבנה בסיסי של התצוגה של יחידת המוניטור	4.1.2
42	תצוגת יחידת חולה	4.1.3
43	לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת החולה	4.1.4
44	לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב	4.1.5
45	הדלקה וכיבוי של המכשיר	4.2
45	הדלקת המכשיר	4.2.1
46	כיבוי המכשיר	4.2.2
48	תפעול תפריטים	4.3
48	תפריט התוכן של לחצני התוכנה	4.3.1

49	תפריטי התוכן והתפעול של הפרמטרים והגלים	4.3.2	
51	תפריט ראשי	4.3.3	
52	תפריט הגדרות טבלאי	4.3.4	
53	ניתוק וחיבור המודולים.		4.4
53	הפרדת יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב	4.4.1	
54	הפרדת יחידת החולה מיחידת המוניטור	4.2.2	
55	חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור	4.4.3	
56	חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב	4.4.4	
57	הוצאת יחידת החולה מהמכשיר האחד	4.4.5	
58	מנשא אביזרים		4.5
58	הכנסת מנשא האביזרים על יחידת החולה	4.5.1	
59	אריזה ואבזור מנשא האביזרים	4.5.2	
62	הכנסת המכשיר למקבעים/ מטענים		4.6
62	מקבע/ מטען ליחידת דפיברילטור והמכשיר האחד	4.6.1	
63	מקבע/ מטען ליחידת המוניטור	4.6.2	
64	מקבע/ מטען ליחידת חולה	4.6.3	
65	תפעול המכשיר – יחידה טיפולית		5
65	אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב		5.1
65	סוגי אלקטרודות	5.1.1	
68	חיבור אלקטרודות corPatch Clip וכבל מתאם לאלקטרודות	5.1.2	
69	חיבור כבל אלקטרודות	5.1.3	
70	הוצאת כפות הדפיברילציה והכנסתם למחזיק כפות דפיברילציה	5.1.4	
71	דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים		5.2
73	ביצוע דפיברילציה במצב AED		5.3
73	מידע לגבי מצב AED	5.3.1	
75	דפיברילציה במצב AED באמצעות אלקטרודות corPatch	5.3.2	
79	ביצוע דפיברילציה במצב AED באמצעות כפות דפיברילציה	5.3.3	
82	ביצוע בדיקה צולבת	5.3.4	
83	דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת		5.4
83	מידע על דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת	5.4.1	
85	ביצוע דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת עם אלקטרודות corPach	5.4.2	
89	ביצוע דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת באמצעות כפות הדפיברילציה	5.4.3	
94	קוצב לב חיצוני		5.5
94	מידע אודות קוצב לב חיצוני	5.5.1	
96	הכנת פעולת הקוצב החיצוני	5.5.2	
99	הפעלת מצב קיצוב	5.5.3	

103	מטרונום	5.6	
103	מידע על המטרונום	5.6.1	
104	הפעלת המטרונום	5.6.2	
106	הפעלה – ניטור ואבחון		6
106	מידע על ניטור ואבחנה	6.1	
106	ניטור א.ק.ג.	6.2	
106	מידע על ניטור א.ק.ג.	6.2.1	
107	קידוד הצבעים של כבל ה א.ק.ג.	6.2.2	
108	הכנת מוניטור א.ק.ג.	6.2.3	
110	ביצוע ניטור א.ק.ג.	6.2.4	
112	בחירה ושינוי תצוגת הלידים של הא.ק.ג.	6.2.5	
113	ניטור קצב הלה (HR)	6.2.6	
114	הגדרות אזעקה	6.2.7	
115	א.ק.ג. דיאגנוסטי (אבחוני)	6.3	
115	מידע על א.ק.ג. דיאגנוסטי	6.3.1	
115	הכנות לא.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי	6.3.2	
118	קריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי	6.3.3	
119	זיכרון א.ק.ג. רציף	6.4	
119	מידע על זיכרון א.ק.ג. רציף	6.4.1	
120	הכנת פונקציה זיכרון הא.ק.ג. הארוך	6.4.2	
120	ביצוע זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך	6.4.3	
121	מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים אבחוני (אופציה)	6.5	
121	מידע על ממדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג.	6.5.1	
122	הכנה למדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה	6.5.2	
122	קבלת ממדידות ואינטרפרטציה אוטומטיים בא.ק.ג. 12 לידים	6.5.3	
126	ניטור SpO ₂ (אופציונאלי)	6.6	
126	מידע על ניטור SpO ₂	6.6.1	
128	הכנה לניטור SpO ₂	6.6.2	
129	ביצוע ממדידות SpO ₂	6.6.3	
131	התאמת תצוגת ערכי ה SpO ₂	6.6.4	
132	ניטור דופק מה SpO ₂	6.6.5	
132	הגדרת אזעקות	6.6.6	
133	אופציית ניטור קפנוגרפיה CO ₂	6.7	
133	מידע על ניטור CO ₂	6.7.1	
134	הכנה לניטור	6.7.2	
136	מדידת CO ₂	6.7.3	
137	התאמת תצוגת ערכי ה CO ₂	6.7.4	
137	ניטור קצב נשימות	6.7.5	
138	הגדרת אזעקות	6.7.6	
138	אופציית ניטור לחץ דם לא פולשני	6.8	
138	מידע על ניטור לחץ דם לא פולשני	6.8.1	
141	הכנה למדידת לחץ דם	6.8.2	

142	ביצוע מדידת לחץ דם בודדת	6.8.3	
143	ביצוע מדידות לחץ דם במחזוריות	6.8.4	
144	הגדרת גבולות אזעקה	6.8.5	
144	אופצית ניטור לחץ דם פולשני (IBP)		6.9
144	מידע על ניטור לחץ דם פולשני	6.9.1	
145	הכנה למדידת לחץ דם פולשני (IBP)	6.9.2	
147	ביצוע מדידת לחץ דם פולשנית (IBP)	6.9.3	
148	הגדרות אזעקה	6.9.4	
148	ניטור טמפרטורה (אופציה)		6.10
148	מידע על ניטור טמפרטורה	6.10.1	
149	הכנה לניטור טמפרטורה	6.10.2	
149	ביצוע לניטור טמפרטורה	6.10.3	
150	הגדרות אזעקה	6.10.4	
151	הגדרות		7
151	הגדרות המערכת		7.1
151	הגדרות מערכת כלליות	7.1.1	
153	הגדרות תצוגה	7.1.2	
157	הגדרות מדפסת	7.1.3	
160	הגדרת שידור הפקס (משתמש רגיל)	7.1.4	
161	הגדרות פונקצית הדפיברילציה		7.2
162	הגדרת פונקציות הניטור		7.3
162	ניטור א.ק.ג.	7.3.1	
165	רוויון חמצן - אוקסימטריה	7.3.2	
167	CO2	7.3.3	
168	NIBP	7.3.4	
169	IBP	7.3.5	
170	הגדרות אזעקה		7.4
170	קביעת הגדרות האזעקה	7.4.1	
172	קביעת גבולות האזעקה לפונקציות הניטור	7.4.2	
174	קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים לפונקציות הניטור	7.4.3	
175	הגדרות מתקדמות (אדם האחראי על המכשיר)		7.5
175	הרשאות לאנשים האחראים על המכשיר	7.5.1	
176	הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.2	
179	הגדרת פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.3	
182	הגדרות פילטר (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.4	
183	הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.5	
185	הגדרות בסיסיות של תצוגת המוניטור (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.6	
186	הגדרות נתוני מאסטר של המכשיר (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.7	

187	הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.8	
193	הגדרת מדידות ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.9	
197	מצב תרגול, דמו (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.10	
197	הגדרת קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.11	
199	הגדרות המטרונום (אדם האחראי על המכשיר)	7.5.12	
200	ניהול מידע		8
200	יצירת תיק מטופל	8.1	
201	לחצן אירוע	8.2	
201	טיפול במידע	8.3	
202	נתוני זיהוי המכשיר – נתוני מאסטר	8.4	
203	לחצן Browser	8.5	
203	פרוטוקול / לוג	8.5.1	
206	הפעלת פונקצית ארכיון Browser	8.5.2	
207	אנליזה ועיבודי נתונים נוספים	8.6	
208	צילום מסך	8.7	
208	אופצית שידור נתונים (טלמטריה)	8.8	
210	התקנת כרטיס ה SIM	8.8.1	
210	ביצוע שידור הפקס	8.8.2	
213	ביצוע שידור נתונים בזמן אמת	8.8.3	
214	העברת נתונים באמצעות Bluetooth®	8.8.4	
214	כרטיס מבוטח	8.9	
216	תחזוקה ובדיקות		9
216	מידע כללי	9.1	
217	בדיקה פונקציונאלית של המכשיר.	9.2.1	
219	בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח	9.2.2	
223	בדיקה פונקציונאלית של אביזרים ומתכלים	9.2.2	
225	בדיקה עצמית אוטומטית	9.3	
225	עבודת אחזקה שגרתית	9.4	
225	בדיקות בטיחות	9.4.1	
226	בדיקות מטרולוגיות	9.4.2	
226	תיקון ושירות	9.4.2	
227	טעינת נייר למדפסת	9.5	
229	החלפת סוללה	9.6	
230	ניקוי חיטוי וסטריליזציה	9.7	
230	יחידת ניטור, יחידת חולה ודפיברילטור/קוצב	9.7.1	
232	כפות דפיברילציה	9.7.2	
233	כבל דפיברילציה ראשי	9.7.3	
233	כבלי ניטור	9.7.4	

233	סנסור סטורציה	9.7.5	
234	סנסור CO2	9.7.6	
234	שרוול מדידת לחץ דם לא פולשני (NIBP)	9.7.7	
234	כבל מאריך לחיישן IBP	9.7.8	
234	חיישן טמפרטורה	9.7.9	
234	מנשא ורצועת כתף	9.7.10	
235	אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים	9.8	
243	פעולה במקרה של תקלה		10
243	אזעקות טכניות	10.1	
255	איתור תקלות ופעולות מתקנות	10.2	
269	הודעות אזעקה לפי סדר ABC	10.3	
281	הערות בשורת הודעות ומידע בפרוטוקול	10.4	
290	נספחים		
	Symbols		A
	Function Check List		B
	Factory Settings		C
	Technical Specifications		D
	Biphasic defibrillator		E
	Safety Information		F
	ECG Analysis during Semi-Automatic Defibrillation (AED mode)		G
	Guidelines and manufacturer's declaration		H
	Warranty		I
	Protection rights and patents		J
	Disposal of the device and accessories		K
	Note on data protection		L
	List of Illustrations		M
	List of tables		N

מונחים

ספר הפעלה משתמש במונחים הבאים

לחצן על גבי יחידת מוניטור, יחידת דפיברילציה קיצוב, יחידת חולה	לחצן
לחצן על גבי יחידת המוניטור – שורת לחצנים בתחתית הצג	[לחצן תוכנה]
תפריט ראשי, תפריטי המשנה ותפריטים הנפתחים תחת הפרמטרים ותצוגות הגלים שעל המוניטור	"תפריט", "תת תפריט"
התרעות ואזעקות קליניות או טכניות המוצגות על גבי יחידת המוניטור או יחידת החולה.	הודעת אזעקה
הנחיות והוראות מדובבות ואזעקות מדובבות הנשמעות במהלך הפעלת פונקצית דפיברילטור אוטומטי	הודעה קולית
הוראות הפעלה ומידע המופיע בשורה תחתונה של המוניטור – שורת המידע.	הוראת הפעלה/ מידע

1 בטיחות

1.1 כללי

ניתן להפעיל את **קורפולס**³ רק בהתקיים התנאים הבאים:

- כאשר מצבו הטכני של המכשיר תקין באופן מושלם
 - הפעלה בהקשר ליעודו של המכשיר בלבד (ראה פרקים 2, יעוד השימוש עמוד 4)
 - בהתאם להוראות ההפעלה שבספר זה
- יש לטפל בתקלות באופן מיידי

1.2 הצוות המפעיל

רשאי להפעיל את **קורפולס**³ צוות רפואי מאומן ומיומן בבתי חולים ובצוותי רפואת חירום וכן רשויות וארגוני בטיחות רפואיים.

הצוותים הרפואיים המאושרים להפעלה חייבים

- להיות מאומנים ומיומנים בשימוש והפעלת המכשיר וכל אביזריו המאושרים וכן
 - מאומנים ומיומנים בהחייאה בסיסית ומתקדמת (ALS ו BLS)
- ההדרכה והאימון הראשוניים בשימוש ב **קורפולס**³ חייבים להתבצע ע"י היצרן או נציגיו המאושרים.

מדריכים

מאושרים

1.1.1 מגבלות על פונקציות טיפוליות של המכשיר

שימוש בפונקציות טיפוליות של המכשיר (דפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת –

Cardioversion, וקיצוב) מוגבלים לצוות מוסמך ומורשה בלבד.

היצרן ממליץ שאנשים אשר משתמשים בפונקציות הטיפוליות של המכשיר ישתתפו בקורסי רענון על בסיס תקופתי. הארגונים והחברות המפעילים את הציוד אחראיים על ביצוע קורסי רענון כנ"ל.

קורסי רענון

בשימוש

בפונקציות

טיפוליות

1.1.2 אחזקה

מורשים לבצע פעולות תחזוקה של המכשיר, אנשים אשר הוכשרו לכך ע"י היצרן. הפרת תנאי זה גוררת ביטול תנאי האחריות של המכשיר.

1.3 תיוות מידע ואזהרה על גבי המכשיר

אנא קרא ופעל לפי הוראות שבספר ההפעלה של המכשיר



אנא קרא את ההוראות הנוספות בספר ההפעלה



ממשק USB



BF- גוף צף, רכיב מבודד מוגן דפיברילציה



המאפשר למגע חיצוני או פנימי במטופל

CF – ציפה קרדיאלית, מוגנת דפיברילציה



רכיב אפליקציה מבודד מסוג זה מאפשר למגע עם חולה או עם לב החולה

רכיב הערקה



סיווג הגנה מחלקיקים ונוזלים IP54



ציור 1-1 דוגמת מדבקה ע"ג אחד מרכיבי המכשיר

1.4 סמלים והערות אזהרה

במהלך ההפעלה של הקורפולס 3 קיימות מספר פעולות שעלולות לסכן את החולה, המפעילים או צד שלישי. פעולות אלו מצויינות בספר ההפעלה הזה ע"י הערות אזהרה. הערות אלו מצויינות ע"י הסמלים הבאים:



אזהרה

הערת "אזהרה" מתייחסת למצב מסוכן.

במידה ומתבצעת פעולה הנוגדת הערה מסוג "אזהרה", ואו שקיימת התעלמות ממנה בעת הפעלת המכשיר, קיים סיכון גבוה לפגיעה או פגיעת אדם ואו פגיעה משמעותית לציוד.



זהירות

הערת "זהירות" מתייחסת לאפשרות למצב מסוכן.

במידה ומתבצעת פעולה הנוגדת הערה מסוג "זהירות" עלולות להגרם פגיעות כשלחן ואו פגיעה כלשהי בציוד.

שים לב

יש לקרוא בשימת לב את המידע המופיע בפסקאות אלו ולודא כי הוא מובן לחלוטין.

1.5 סוגי סיכונים מיוחדים

התחשמות

הדפיברילטור מייצר אנרגיה חשמלית רבת עוצמה. פגיעות חמורות ואפילו מוות עלולות להדגם כתוצאה משימוש לא נכון ואו שלא בהתאם להוראות ספר ההפעלה.

- הכר היטב את הקורפולס 3 ואת ספר ההפעלה.
- בשום מצב אין לפתוח את הדפיברילטור. רכיבים פנימיים בדפיברילטור עלולים להיות טעונים במתח חשמלי גבוה.
- במקרה של חשד לתקלה, העבר את המכשיר לבדיקה ובמידת הצורך לתיקון אצל נותן שירות מורשה.
- הדפיברילטור עלול לייצר הפרעות אלקטרומגנטיות במהלך טעינה או מתן שוק חשמלי. כתוצאה מכך פעילות מכשירים הנמצאים בסביבה עלולה להיות מופרעת.
- ככל שהדבר מתאפשר, בדוק את ההשפעה של המכשיר על ציוד אחר שבסביבת העבודה שלך, לפני שהנך מטפל במצב חירום.

הפרעות

אלקטרומגנטיות

EMC

שדות אלקטרומגנטיים מציוד המצוי בסביבה עלולים לגרום לשיבוש תצוגת הא.ק.ג. אבחון הא.ק.ג. עלול להפגע כתוצאה מכך. עלול להווצר מצב בו לא ניתן יהיה לתת שוק חשמלי או לבצע קיצב לב חיצוני בסביבת שדה אלקטרומגנטי.

אנא קרא ופעל לפי ההוראות שבפרק 2 "יעוד השימוש במכשיר", עמוד 4 בנוסף להוראות הבטיחות במהלך שימוש.

חיוני לקרוא ולפעול לפי מידע הבטיחות המפורט בנספח F (מעמוד 308)

1.6 הנחיות והתוויות למכשירים רפואיים

קורפולס³ תואם לתקנים 93/42/EC למכשירים רפואיים המפורסמים ע"י ועדת התקינה מה 14 ביוני 1993.

בכפוף להתוויות ה CE₁₂₁₅ שעל גבי **קורפולס³**. ורפולס 3 תואם לסיווג הבא: 17-882 של ה

UMDNS. רשימת ה-UMDNS מתייחסת לרשימת ה-GMDN הבינ"ל

2 יעוד השימוש במכשיר

יעוד השימוש במכשיר

קורפולס 3 מיועד ל:

- מדידה וניטור של פונקציות חיוניות ובנוסף
- דפיברילציה, טיפול בשוק מסונכרן וקיצוב לב חיצוני
- למטופלים מחוץ ובתוך בתי חולים, באמצעות צוותים רפואיים המיומנים בהפעלת המכשיר.

אפשרויות הניטור הזמינות הן:

- ניטור אק"ג
- ניטור אק"ג איבחוני (12 לידים)

אופציות ניטור נוספות:

- אוקסימטריה (SpO_2 , $SpCO$, $SpHb$, $SpMet$)
- קפנוגרפיה (CO_2)
- טפמרטורה (T)
- לחץ דם לא פולשני (NIBP)
- לחץ דם פולשני (IBP)

הקורפולס 3 מאושר לשימוש לניטור ביחידות דימות X-Ray (לרבות CT) להוציא את ניטור האוקסימטריה אשר קריאותיו עלולות להיות מוטות. השימוש בקורפולס 3 מוגבל:

- לאביזרים שאושרו ע"י היצרן (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 253)
- לפונקציות המכשיר ולחולים מתאימים

השימוש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן, מפר את תנאי השימוש במכשיר ונחשב כשימוש בניגוד ליעוד המכשיר.

לא ניתן להבטיח הגנת המטופל, המטפל ואו צד שלישי, עם נעשה שימוש עם המכשיר באביזרים אשר אינם מאושרים ע"י היצרן.



אזהרה

הטיפול בעזרת פונקציות של דפיברילציה, טיפול בשוק מסונכרן וקיצוב לב חייב להיות מלווה בניטור קבוע של המטופל. ביצוע הטיפול ללא קשר עין עם המטופל, נחשב כשימוש בניגוד ליעוד המכשיר.

במהלך ניטור באמצעות פונקציות המכשיר השונות, יש להמשיך ולהשגיח על מצבו של המטופל גם באמצעות הפרמטרים המנוטרים תוך שימת לב להתרעות והאזעקות (Alarm) של המכשיר.

שימוש בניגוד **הקורפולס**³ אינו מיועד ל:

ליעוד

- הפעלה בסביבת חומרים דליקים
- הפעלה ושימוש בסביבה שהנה תחת השפעה של שדות אלקטרומגנטיים, המתהווים ליד אנטרנות רדיו, סביבות מגנט רב עוצמה כגון MRI, קווי מתח גבוה ותחנות כח עם השראות דומה.
- הפעלה בסביבת מקורות X-Ray ובאופן פרטני מקורות קרינה של גלי α, β, γ .

אין להפעיל את פונקציית קוצב הלב החיצוני בסביבת מכשירי ניתוח תדר גבוה, ציוד טיפולי העובד על תדרי Microwave.

יש לודא כי בכל עת כי נמצאת סוללה בכל אחד משלושת המודולים.

אין לבצע דפיברילציה ואו שוק חשמלי מסונכרן, ללא קיום תנאי בטיחות מוקדמים (ראה פרק 5.3.1 מידע על מצב AED, עמוד 76, ו 5.4.1 מידע על דפיברילציה ידנית והיפוך, עמוד 87)

- על גבי משטח מתכתי מוליך
- על גבי משטח רטוב מוליך

אין לבצע דפיברילציה ואו שוק חשמלי מסונכרן בסביבה לגביה קיימת אזהרת או סכנת פיצוץ.

השימוש בפונקציית הדפיברילטור לצרכי דפיברילציה ושוק חשמלי מסונכרן בלבד ואסור באיסור מוחלט להשתמש בו כסימולטור להפקת זרם, או כקוצב או לכל דבר השונה מיעודו המקורי.

יש להשתמש בפונקציית הקיצוב לביצוע קיצוב חיצוני בלבד (Transcutaneous) אסור באיסור מוחלט להשתמש בפונקציית הקיצוב לקיצוב פנימי (Intracardial)

שימוש בו זמני במכשיר **הקורפולס**³ לטיפול בשני מטופלים הנו בניגוד למסגרת ייעוד המכשיר.

היצרן אינו לוקח כל אחריות על נזקים כתוצאה מתקלה ב**קורפולס**³ בשימוש שלא על פי הייעוד.

3 הקדמה

3.1 מרכיבי הציוד

הקורפולס³ הנו ציוד רפואי בעל מבנה מודולרי אשר ניתן להשתמש בו כ:

- מוניטור דפיברילטור

- כמוניטור בלבד העומד בפני עצמו

פונקציות ניטור,

אבחון וטיפול


המערכת מספקת אפשרות לניטור, אבחון וטיפול בחולים במצב חירום וטיפול נמרץ. במיוחד כחלק מפעולות החייאה בחולים במצבי חירום, דפיברילציה, טיפול בשוק חשמלי מסונכרן, קיצוב לב חיצוני, בנוסף לניטור פרמטרים חיוניים שונים.

במצב מוניטור ניתן להציג עד 6 גלים של ECG בזמן. פונקציות א.ק.ג. דיאגנוסטית מאפשרת למטפל קבלת תמונה אבחונית של 12 לידים של החולה, אשר ניתן להשלימה באמצעות פונקציית אבחון אוטומטית אינטגרלית.

אופציות ניטור נוספות כוללות סטורציה (SpO_2 – פולס אוקסימטר), קפנוגרפיה (CO_2 – מדידה ותצוגה גרפית של דו תחמוצת הפחמן), מדידת טמפרטורה, לחץ דם לא פולשני (NIBP), לחץ דם פולשני (IBP). המידע המנוטר ע"י המכשיר יכול להיות מוצג כערכים מספריים ואז בצורת גל. מערכת אזעקות – Alarm מיועדת להסב את תשומת לב המפעיל לשינויים במצבו של החולה, ומאפשרת התאמת גבולות האזעקה למטופל.

פונקציות תיעוד

המערכת הנה בעלת פונקציות תיעוד מורחבות לשמירה פנימית של אירועים, אזעקות, ותיעוד סדר הפעולות לכל מקרה טיפולי. ניתן להעביר מידע זה מערכות חיצוניות, לעיבוד נוסף וארכוב המידע.



ציור 3-1, קורפולס 3 כמכשיר אחד (3 המודולים מחוברים)

1 מנשא לאביזרים

2 כפות דפיברילציה (x2)

3 מדפסת (רשם טרמי מטריצי)

ניתן להטות את זווית המכשיר עד 30° אנכית.

ניתן להטות את המוניטור לזווית צפייה הנוחה ביותר בהתאם לתנאי המשימה

ניתן לפצל את המכשיר ל 3 מודולים נפרדים:


יחידת ניטור



יחידת חולה



יחידת דפיברילציה/קיצוב



ציור 3-2, 3 המודולים

1 יחידת הניטור

2 יחידת החולה

3 דפיברילטור / קוצב

מפרט טכני

מימדים	36 ס"מ x 30.5 ס"מ x 23 ס"מ (ללא מנשא אביזרים)
משקל	כ 7.4 ק"ג (במבנה הבסיסי)
טמפ' הפעלה	• אק"ג, דפיברילטור, קוצב ומוניטור: -20°C עד $+55^{\circ}\text{C}$ • סאטורציה ולחץ דם: 0°C עד $+55^{\circ}\text{C}$ • קפנוגרפיה: 0°C עד $+45^{\circ}\text{C}$
טמפ' אחסון	-20°C עד 65°C
לחות יחסית	עד 95% (לא רוויה)
עמידות	IP45 (אבק והתזת נוזלים)
הלם מכאני	לפי תקן DIN EN 1789
אביזרים	פרק 9.8 עמוד 235 מכיל רשימת האביזרים המאפשרים לשימוש עם קורפולס 3. יש להתייעץ עם היצרן או מרכז השירות לגבי אביזרים חדשים. רשימת אביזרים מעודכנת ניתן למצוא ב www.corpuls.com/en/service/zubehoer-accessories.html. למידע נוסף, יעוץ ומכירות אנא תצור קשר עם החברה המשווקת את המוצר בישראל – ארדון ציוד רפואי בע"מ. מפרט טכני מפורט ניתן למצוא בנספח ד' – מפרט טכני, עמוד 300

3.2 מבנה המכשיר

המכשיר בנוי משלושת המודולים הבאים:



• יחידת ניטור



• יחידת החולה



• יחידת דפיברילציה/ קיצוב

שימושים	3 המודולים יכולים לתקשר ביניהם באופן אלחוטי באמצעות Bluetooth או כשמחוברים
אפשריים	בתקשורת אינפרא אדום. מצב התקשורת מוצג על גבי מסך יחידת המוניטור (ראה טבלה 3-4 עמוד 39) ויחידת החולה (ראה טבלה 4-4, עמוד 42)
תקשורת	התקשורת האלחוטית בין המודולים במצב של הפרדה בין המודולים או במצב של הפרדה
אלחוטית	חלקית, יכולה להתקיים עד כ 10 מטר בשטחים פתוחים.

תקשורת במצב בו היחידות מחוברות מכאנית היחידות מתקשרות ביניהן באמצעות תקשורת אופציונאלית של אינפרא אדום.

שים לב במצב בו התקשורת האלחוטית מופרעת, יש לחבר את המודולים באופן מכאני זה לזה. הקורפולס 3 עובר אוטומטית מתקשורת אלחוטית לחיבור אינפרא אדום במצב זה.

שים לב האנטנה ביחידת החולה ממוקמת בחלקה העליון של היחידה. במקרה בו האנטנה מכוסה, לדוגמא באמצעות מיסוך מתכתי כלשהו, טווח השידור המקסימאלי של האנטנה עלול לרדת. מצב כזה עלול להתרחש, לדוגמא, כאשר קופסת החיבורים ממוקמת בין רגלי החולה על גבי האלונקה. במידת האפשר בחר מיקום של קופסת החיבורים אשר יביא למינימום הפרעות בשידור ממנה.

אפשרויות החיבור השונות בין המודולים מפורטות להלן:

1. מכשיר אחד

כל שלושת המודולים מחוברים ביניהם באופן מכאני.



2. שימוש חצי מודולרי

יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברים ביניהם. יחידת דפיברילטור/ קוצב נפרדת מכאנית משתי היחידות שלע"ל.



3. שימוש חצי מודולרי

יחידת המוניטור מחוברת ליחידת הדפיברילטור/ קוצב. יחידת החולה נפרדת מכאנית משתי היחידות שלע"ל.





4. שימוש מודולרי

יחידת המוניטור, קופסת החיבורים ויחידת הדפיברילטור/ קוצב מנותקות זו מזו באופן מכאני.

ציור 3-3 אופציות השימוש במודולים של קורפולס 3

אפשרויות החיבור האפשריות בין המודולים במצב של יחידת ניטור בלבד מפורטות להלן:

1. יחידת מוניטור קומפקטית

יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברות זו לזו מכאנית.




2. שימוש מודולרי בניטור

יחידת המוניטור ויחידת החולה מופרדות מכאנית זו מזו.



3. יחידת החולה

שימוש ביחידת החולה לקריאה וניטור זמניים של סימנים חיוניים.



ציור 3-4 שימוש מודולרי בקורפולס³ במצב של מוניטור חולה

3.2.1 אישור לצימוד בין מודולים (Pairing)

ישנם שתי הליכים המאפשרים חיבור של המודולים השונים של הקורפולס³ זה לזה ועבודה משותפת שלהם:

✓ צימוד Pairing

✓ חיבור אד-הוק Ad-Hoc

הליכים אלו מאפשרים החלפה וחיבור מודול של מכשיר קורפולס³ אחד עם מודול מאותו סוג שנלקח מיחידה אחרת.

צימוד (Pairing)

צימוד (Pairing) הנה פעולה אשר מאפשרת הצמדת מודול ממכשיר אחד לשני כך שתתממש תקשורת אלחוטית בין המכשירים.

אד הוק (Ad-Hoc)

חיבור אד-הוק מאפשר שימוש בין יחידות שחוברו מכאנית ללא צורך בביצוע צימוד לפני כן.

תנאים מקדימים

יש לוודא קיום התנאים הבאים לפני ביצוע כל אחת משיטות החיבור:

1. לצרכי צימוד על כל המודולים להיות מצויידיים ברכיבי חומרת תקשורת מאותה גרסה.

2. במידה וזהו אינו המצב כלומר היחידות מצויידות בחלקן ברכיבי תקשורת BT מדור 1

ואחרות מדור 2, ניתן יהיה לבצע חיבור אד-הוק בלבד בין היחידות (כלומר חיבור פיזי

אך לא אלחוטי)

3. בכל מקרה של צימוד או חיבור אד-הוק תתקיים תקשורת בין היחידות אך ורק אם הן

באותה גרסת תוכנה.

שים לב

החל מיולי 2011 מכשירי קורפולס מסופקים עם גרסת חומרת תקשורת BT מדור 2 אשר אינה

תואמת לרכיבי החומרה מדור 1 ואינה מתקשרת איתן באופן אלחוטי.

תווית התקשורת

מכשירי קורפולס 3 בגרסת תקשורת BT מדור 2 נושאים תווית עם הספרה 2 על גביהם. תוויות

האלחוטית

אלו מודבקות במקומות הבאים:

(2)

- יחידת המוניטור בחלק השמאלי העליון
- יחידת חולה בחלק העליון
- יחידת דפיברילטור/קוצב בחלק האחורי העליון

ביצוע צימוד

לביצוע צימוד פעל לפי התהליך המפורט להלן:

1. ראשית חבר את יחידת החולה למוניטור ואת שניהם ליחידת דפיברילטור/קוצב, אם

נמצאת, באופן מכאני.

2. קיימות שתי אפשרויות:

- א. ההודעה Perform Pairing מופיעה. אשר הצימוד על ידי לחיצה על לחצן התכנה [Start] בתחתית מסך המוניטור.
 - ב. ההודעה Perform Pairing אינה מופיעה. בחר בתפריט ראשי את אופציית System ואחריה Start Pairing.
 3. אשר את הודעת הצימוד "Perform Pairing?" על ידי לחיצה על לחצן תכנה [Start] בתחתית מסך המוניטור.
- הודעת "Pairing Successful" המוצגת על המוניטור מאשרת צימוד בין המודולים. היחידות מתקשרות אלחוטית ביניהן. **הקורפולס**³ מוכן כרגע לעבודה בתקשורת אלחוטית.

ביצוע חיבור אד-

ביצוע חיבור אד-הוק פעל לפי השלבים הבאים:

הוק

חבר את היחידות מכאנית זו לזו.

אל תאשר את ההודעה Perform Pairing.

כעת מופיעה ההודעה Ad-Hoc Connection [Module] כלומר Ad-Hoc Connection P-Box

או Ad-Hoc Connection [Defib] על יחידת המוניטור. הקורפולס מוכן לפעולה.

שים לב סימן מצב החיבור מופיע בפינה הימנית העליונה של המכשיר. (תאור הסימונים בטבלה 3-4

טבלת סימני חיבורים בין מודולים בעמוד 39 ובנספח א' סימנים בעמוד 290)

שים לב אם מתבצע צימוד חדש בין שני מודולים או יותר ממכשירים שונים, מבוטל כל קשר קודם בין

אותם מודולים למודולים מהמכשירים הקודמים להם היו מחוברים.

כאשר מחליפים יחידות חולה בין מכשירים בחיבור אד-הוק, עלולות להווצר סתירות מידע של המידע המאוחסן על גבי כרטיס הזכרון באותו אירוע.

**אזהרה**


בזמן חיבור אד-הוק לא מתאפשר חיבור אלחוטי ליחידות אחרות.

**אזהרה**

במידה ושתי יחידות שחוברו אד-הוק מופרדות, נוצר חיבור אל חוטי אוטומטי בין היחידות ליחידות המקוריות מהן הן הגיעו.

**זהירות**

3.2.2 יחידת מוניטור



ציור 3-5 יחידת מוניטור

1 צג

2 לחצני אזעקה (Alarm) וסימון אירוע (Event)

3 מחוון LED לסימון מצב טעינה/ אספקת כח.

4 לחצן הפעלה On/Off עם מחוון LED למצב הפעלה

5 לחצני הפעלת דפיברילטור

6 חריץ להכנסת כרטיס מבוטח חכם

7 לחצן סיבובי ותאורת אזעקות (Alarm)

8 לחצני ניווט בין תפריטים

9 לחצן הדפסה


10 לחצני הפעלה בין מצבים

11 מדפסת

12 לחצני תכנה משתני מצב

יחידת המוניטור הנה הממשק העקרי למשתמש במכשיר. יחידת הניטור מורכבת מצג (פריט 1) מדפסת (פריט 11), חריץ להכנסת כרטיס מבוטח (פריט 6 אופצ') ובנוסף לחצן סיבובי (פריט 7), לחצני הפונקציות (2,5,8,9), לחצני פעולה (פריט 10) ולחצני התכנה (פריט 12) הלחצן הסיבובי משמש לניווט בתפריט ראשי, בתפריטי המשנה וכן ע"ג הצג באיזורי תצוגת הפרמטרים והגלים. תאורת אזעקה משולבת בלחצן הסיבובי. מצב מוניטור, קוצב ודוח סיכום אירוע ניתן לבחור ע"י לחצני הפעלה בין מצבים (פריט 10) פעולת לחצני התכנה משתנה בהתאם לפונקציות הפעולה הנבחרת כמתואר בהמשך.

ממשקים ציור 3-6 מציג את הממשקים בצידה האחורי של יחידת המוניטור



ציור 3-6 יחידת מוניטור, תרשים אחורי של היחידה

1 כיסוי ל USB (בהכנה)

2 פתח לכרטיס SIM

3 מחבר ליחידת חולה

4 ממשק אינפרא אדום ליחידת החולה

5 ממשק אינפרא אדום עם יחידת דפיברילטור / קוצב

6 שקע טעינה לפלג מגנטי


7 מחבר לדפיברילטור / קוצב

8 רגליים מתקפלות ליחידת מוניטור

מפרט טכני

- **יחידת מוניטור** מידות 29.5 ס"מ x 30.5 ס"מ x 12 ס"מ
- משקל 2.7 ק"ג
- **מוניטור** מוניטור צבעוני 8.4" טרנספלקטיבי
- תצוגה סימולטנית של עד 6 גלים
- תצוגה סימולטנית של 12 לידים במצב של א.ק.ג. דיאגנוסטי
- פתח לכרטיס SIM מיועד למודם GPRS
- **מדפסת** רוחב דף 106 מ"מ
- אורך דף 22 מ'
- הדפסה ישירה של עד 6 גלים לרוחב

3.2.3 יחידת חולה ומנשא לאביזרים



ציור 3-7 יחידת חולה

1 שקעים לסנסורים וכבלים

2 מחוון LED לתצוגת מצב חיבור לחשמל/ טעינה

3 מחוון סטטוס למצב הפעלה, קצב לב, אזעקה (Alarm)

4 לחצן רב שימושי

5 לחצן הפעלה וכיבוי On/Off

6 צג

7 מיקרופון

8 אזעקה אקוסטית

9 ממשק אינפרא אדום עם יחידת המוניטור

10 מחבר מגע

יחידת החולה מנטרת ומקליטה את כל הקלט מהסנסורים והכבלים המחוברים למטופל ואליה.

הסנסורים והכבלים השונים האחראים על ניטור הסימנים החיוניים מחוברים ליחידת החולה.


ניתן להשתמש ביחידת החולה, לניטור מטופל, באופן עצמאי (ללא יחידת המוניטור). הצג שעל

גבי יחידת החולה (פריט 6) מציג את המידע הבא:

- ערכי הפונקציות המנטרות
- אזעקות (Alarms) פיזיולוגיות וטכניות
- קצב הלב מוצג אף באמצעי ויזואלי באמצעות הבהוב נורית ה LED הירוקה. (פריט 3)

ממשק יחידת החולה

צד ימין



ציור 3-8 שקעי חיבור לסנסורים וכבלים ע"ג צידה הימני של יחידת החולה

1 שקע חיבור לסנסור קפנוגרף CO₂

2 שקע חיבור לצינור לחץ דם לא פולשני NIBP


3 שקע חיבור מס' 1 לסנסור טמפרטורה TEMP-1

4 שקע חיבור מס' 2 לסנסור טמפרטורה TEMP-2

5 שקע חיבור מס' 1 לסנסור לחץ דם פולשני (ערוצים 1 ו 2) IBP-1

6 שקע חיבור מס' 2 לסנסור לחץ דם פולשני (ערוצים 3 ו 4) IBP-21

צד שמאל



ציור 3-9 שקעי חיבור לסנסורים וכבלים ע"ג צידה השמאלי של יחידת החולה

1 שקע אופציונאלי מסוג USB לחיבור Disk on Key (בהכנה)

2 שקע חיבור כבל סטורציה SpO₂

3 שקע לכרטיס זיכרון CF

4 שקע לכבל 6 גידים דיאגנוסטי לחיבורי חזה D-ECG (12 לידים)

5 שקע לכבל מוניטור 4 גידי M-ECG

נכון להיום החיבור של אביזרים, כבלים ומתקונים שונים ליציאות ה USB של המכשיר אינן מורשות ע"י היצרן.



זהירות

מפרט טכני

מידות 13.5 ס"מ x 26.5 ס"מ x 5.5 ס"מ (ללא מנשא)

משקל כ 1.3 ק"ג (קונפיגורציה בסיסית)

קופסת חולה יציאות חיבור לסנסורים וכבלים

חריץ לכרטיס זיכרון מסוג Compact Flash


מיקרופון להקלטה קולית

אזעקה קולית (Alarm), מחוון דופק

מנשא לאביזרים

על יחידת החולה קיימת אופציה להתקנת מנשא לאביזרים (מק"ט 04221.1)

מנשא האביזרים מיועד לאחסון כבלים וסנסורים המחוברים מראש ליחידת החולה, וכן אביזרים כגון אלקטרודות א.ק.ג., אביזרים לקפנוגרף ועוד.




ציור 3-10 יחידת החולה עם מנשא לאביזרים

1 יחידת החולה

2 מנשא לאביזרים

פרק 4.5 עמוד 58 מכיל מידע על התקנת המנשא ע"ג יחידת החולה ואחסון האביזרים במנשא.

3.2.4 דפיברילטור/ קוצב



ציור 3-11 דפיברילטור/ קוצב

- 1 מוצא הארקה
- 2 כפות דפיברילציה
- 3 לחצן הפעלה On/Off
- 4 כבל טיפול ראשי עם מחבר לכפות או אלקטרודות
- 5 מגרעת לכבל טיפול ראשי הכוללת שקע מגע לבדיקות עצמיות
- 6 בסיס המכשיר כולל מגרעות אחסון
- 7 מחברי מגע ליחידת ניטור
- 8 ממשק אינפרא אדום ליחידת ניטור
- 9 מקום לאלקטרודות דפיברילציה (corPatch)

כפות הדפיברילציה או אלקטרודות הטיפול צריכות להיות מחוברות לכבל הטיפול הראשי (פריט 4). ניתן לכרוך את כבל הטיפול הראשי התבליט המיועד בבסיס הדפיברילטור. המחבר מתחבר למגרעת בבסיס התבליט.

ניתן לבצע הארקה במהלך טיפול באמצעות חיבור כבל הארקה למוצא (פריט 1). כף הדפיברילציה המסומנת בתווית הירוקה (APEX) צריכה להיות ממוקמת במחזיק הכף הימני. בתי כפות הדפיברילציה, הממוקמים משני צידי יחידת הדפיברילטור/ קוצב, מסומנים בתוויות זהות לתוויות שעל כפות הדפיברילציה. מחבר כבל הטיפול הראשי מוצמד למגרעת. בסיס המכשיר משמש במקביל כתא לאחסון אלקטרודות, ג'ל, סכין גילוח וכו'. הזווית של המכשיר ניתנת להזזה אנכית כדי לקבל השקפה אידיאלית במהלך שימוש.

מפרט טכני

מימדים 29 ס"מ x 30 ס"מ x 19 ס"מ

משקל 3.7 ק"ג (ללא כפות הדפיברילציה)

דפיברילטור גל בי פאזי מרובע, עם אלגוריתם פיצוי להתנגדות הגוף

פרוטוקול AED תואם התוויות ERC 2005

טווח אנרגיה 200 – 2 ג'אול


קוצב זרם 0 – 150mA

קצב 30 – 150 פעימות לדקה

במצב Overdrive מקסימום קצב אפשרי 300 פעימות לדקה

3.2.5 אמצעי קיבוע/ מטענים

קיימים מספר אמצעי קיבוע למכשיר ואז למודולים השונים שלו עם וללא מטען משולב.



ציור 12 – 3 אמצעי קיבוי

1. מקבע לדפיברילטור/ ולמכשיר המלא

2. מקבע קיר ליחידת המוניטור עם וללא מודול חולה

3. מקבע לקופסת חולה

פרק 4.6 עמוד 62 מכיל מידע לגבי אופן הכנסת המודולים השונים על גבי המקבעים.

מקבע	שימוש	מתח
מקבע (מטען)	מיעוד לשימוש עם	- 12 וולט זרם ישר (DC)
לדפיברילטור/	דפיברילטור/קוצב וכן עם המודולים	- או ללא טעינה
ולמכשיר המלא	המתחברים מכאנית למודול זה	
מקבע (מטען) קיר	יחידת מוניטור בלבד ואו יחידת	- 12 וולט זרם ישר (DC)
ליחידת המוניטור עם	מוניטור וקופסת חולה מחוברת	- או ללא טעינה
וללא מודול חולה	מכאנית אליה	
מקבע (מטען)	קופסת חולה	- 12 וולט זרם ישר (DC)
לקופסת חולה		- או ללא טעינה

טבלה 1 – 3 אופציות למקבעים ומטענים

סדרת המקבעים מטענים יכולה להיות מחוברת גם למתחים אחרים מ 12 VDC בשימוש עם שנאי DC/DC או AC/DC.

3.3 תאור פונקציות הניטור, האבחון והטיפול

3.3.1 פונקציות הניטור והאבחון

ל **קורפולס**³ פונקציות הניטור והאבחון הבאות:

- ניטור לידיים של א.ק.ג.
- א.ק.ג. אבחוני (12 לידיים דיאגנוסטי)

אופציות:

- פולס אוקסימטר/ סטורציה (SpO₂, SpCO[®], SpHb[®], SpMet[®])
- קפנוגרפיה (CO₂)
- טמפרטורה (TEMP)
- לחץ דם לא פולשני (NIBP)
- לחץ דם פולשני (IBP)

א.ק.ג. (ECG) ניטור מוניטור א.ק.ג. באמצעות כבל מוניטור 4 גידי לקבלת גפיים Einhoven (III,II,I) והלידים (aVR, aVF, aVL) אשר ניתן להציגם ע"ג המוניטור.

א.ק.ג. אבחוני תצוגת 12 לידיים א.ק.ג. דיאגנוסטי בו זמנית, ע"י שילוב הקריאה מכבל מוניטור 4 גידי עם כבל 6 גידי (לידיים של בית החזה על פי Wilson (V1 – V6) . ע"י כך מתאפשר אבחון הא.ק.ג. וכאופציה אף אינטרפרטציה אוטומטית של המכשיר.

פולס אוקסימטר פולס אוקסימטר מודד את רמות החמצן הארטריאליות בדם באחוזים כמו גם את הדופק הפריפראלי. ניתן להציג את שני הפרמטרים וכן גם את הפלטיסמוגרף.

קפנוגרפיה הקפנוגרף העובד בשיטת ה Mainstream בודק את אחוז ה CO2 בנשיפה של החולה, בזמן אמיתי. ריכוז ה CO2, הנמדד ב mmHg, יכול להיות מוצג גם בערכים נומריים וגם באופן גרפי. המערכת מאפשרת מדידת הקפנוגרפיה בחולים עם אינטובציה (מונשמים) ובחולים ללא אינטובציה. קצב הנשימות של החולה נמדד ויכול להיות אף הוא מוצג.

טמפרטורה ניתן למדוד ולהציג באמצעות המכשיר עד 2 ערכי טמפרטורה בו זמנית באמצעות שני סנסורים במקביל. כתלות בסנסור ניתן למדוד טמפרטורה רקטאלית, ושטחית מעור החולה.

לחץ דם לא פולשני (NIBP) פונקצית מדידת לחץ דם לא פולשני מאפשרת מדידתו במצבי החולה השונים. ניתן לבחור ולהתאים את המדידה לגילאי הנבדקים: מבוגר, ילד, תינוק.

לחץ דם פולשני IBP באמצעות הטרנסדיוסרים הפולשניים ניתן למדוד לחצי דם ממספר אזורים בגוף בו זמנית. אזורים לדוגמא: Arterial Pressure, Central Venous, Intra Cranial וכו'.

שני שקעי מדידה ללחץ דם פולשני אשר מכל שקע ניתן למדוד ערוץ אחד או שני ערוצים בו זמנית. כתוצאה מכך ניתן למדוד ולהציג עד 4 ערוצי לחץ דם פולשני. הערכים הנמדדים יכולים להיות מוצגים באופן מספרי ואו באופן גרפי.

3.3.2 פונקציות טיפוליות


קורפולס 3 מאפשר את הפונקציות הטיפוליות הבאות:

- דפיברילציה
- דפיברילציה מסונכרנת
- קיצוב

דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת

מודול הדפיברילטור הבי פאזי בקורפולס 3 הנו בעל 2 מצבי טיפול:

- דפיברילטור סמי אוטומטי (מצב AED)
- דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת (מצב מנואלי)



צור 13-3 גל הדפיברילציה הבי פאזי בקורפולס³

במצב AED - סמי אוטומטי, המשתמש נעזר באבחון אוטומטי של קצב הלב ע"י המכשיר ובהנחיות בדיבוב קולי של המכשיר. השוק החשמלי ניתן ע"י המשתמש. מצב ה AED תואם את הנחיות והמלצות ה ERC (האיגוד האירופאי להחייאה). במצב דפיברילציה מנואלית המתשמש הנו בעל יכולת חפשית לקבלת החלטות בנוגע לדרך הטיפול באמצעות השוק החשמלי.

ניתן לבצע דפיברילציה באמצעות **קורפולס³** באמצעות כפות דפיברילציה או באמצעות

אלקטרודות דפיברילציה חד פעמיות מדגם corPatch.

בחירת אנרגיה קיימות 3 אופציות שונות לברירת אנרגיה במצב מנואלי.

- לחצני התוכנה בתחתית הצג - לחצני התוכנה מאפשרים בחירה באנרגיות הבאות (20 J, 50J, 100J, 150J, 180J, 200J)
- לחצן סיבובי - הלחצן הסיבובי מאפשר בחירה של 2J, 3J, 4J, 5J ובהמשך בקפיצות של 5J עד 200J.
- כפות דפיברילציה – ע"י הצמדת כפות הדפיברילציה אחת לשניה ניתן להעלות או להוריד את האנרגיה בלחיצות על הלחצן האדום או הירוק בכפות בהתאמה. פונקציה זו משנה אנרגיה במדרגות אנרגיה כמו בלחצן הסיבובי.

שוק מסונכרן - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:



אזהרה

- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חיייו ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיברילציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

קיצוב

קוצב הלב החיצוני של ה **קורפולס**³ מאפשר מתן גירוי חשמלי לשריר הלב על מנת להשפיע עליו באופן חיובי ואפילו במצב מסוים לקחת שליטה מוחלטת עליו. הגירוי החשמלי מועבר באמצעות אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב מסוג corPatch המחוברות לחזה ולגב. הקוצב של **קורפולס**³ מאפשר 3 מצבי עבודה: FIX, DEMAND, OVERDRIVE. במצב FIX שריר הלב מקוצב ע"י הקוצב החיצוני תוך התעלמות מהקצב העצמי של הלב. קוצב הלב החיצוני מעביר גירוי רק כאשר קצב הלב העצמי של החולה נופל מקצב הנקבע ע"י המפעיל. הזיהוי האוטומטי של גל ה R מונע קיצוב באיזור הפגיע בפאזה החשמלית של פעילות הלב.

מצב OVERDRIVE מאפשר הורדה של קצב לב מהיר. תדר הקיצוב המקסימאלי במקרה זה מורחב ל $f \leq 300/\text{min}$.

רוחב פולס	מקסימום	מינימום	תדר הקיצוב במצב	תדר הקיצוב
5 / לדקה	150 / לדקה	30 / לדקה	FIX	תדר הקיצוב במצב
5 / לדקה	150 / לדקה	30 / לדקה	DEMAND	תדר הקיצוב במצב
1 / לדקה	300 / לדקה	30 / לדקה	OVERDRIVE	תדר הקיצוב במצב
5 מיליאמפר	150 מיליאמפר	10 מיליאמפר	עוצמת זרם	עוצמת הזרם

טבלה 2-3 תדירות ועוצמת זרם

3.4 פונקציית האזעקה (Alarm)

פונקציית האזעקה של **קורפולס**³ מייצרת 2 סוגי אזעקות:

- פזיולוגיות
- טכניות

האזעקות הפיזיולוגיות מוצגות כאשר ערכי הסימנים החיוניים הנמדדים עולים מעל או נופלים מתחת לערכי ברירת מחדל שנקבעו כגבולות האזעקה. להלן האזעקות הפיזיולוגיות המוצגות:

HR low < {limit value}/min
HR high > {limit value}/min
SpO ₂ low < {limit value}%
SpO ₂ high < {limit value}%
PP low < {limit value}/min

PP high > {limit value}/min
SpCO low < {limit value} %
SpCO high > {limit value} %
SpMet low < {limit value} %
SpMet high > {limit value} %
SpHb low < {limit value} g/dL
SpHb high > {limit value} g/dL
SpHb low < {limit value} mmol/L
SpHb high > {limit value} mmol/L
NIBP sys low < {limit value} mmHg
NIBP sys high > {limit value} mmHg
NIBP dia low < {limit value} mmHg
NIBP dia high > {limit value} mmHg
CO ₂ low < {limit value} mmHg
CO ₂ high > {limit value} mmHg
CO ₂ low < {limit value} kPa
CO ₂ high > {limit value} kPa
AF low < {limit value}/min
AF high > {limit value}/min
T {measuring channel} low < {limit value} °C
T {measuring channel} high > {limit value} °C
P {measuring channel} sys low < {limit value} mmHg
P {measuring channel} sys high > {limit value} mmHg
P {measuring channel} dia low < {limit value} mmHg
P {measuring channel} dia high > {limit value} mmHg

טבלה 3-3 אזעקות פיזיולוגיות

פרק 10 – נוהל פעולה במקרה של תקלה (עמוד 221) מכיל פירוט של האזעקות הטכניות והפעולות המתקנות לביצוע בתגובה להם.

אזעקה ע"י יחידת המוניטור ה **קורפולס**³ מתריע באמצעים ויזואליים ואקוסטיים, גם על יחידת המוניטור וגם על יחידת החולה. לא קיימת אזעקה בלתי תלויה ביחידת הדפיברילטור/ קוצב. האזעקות הקשורות ביחידת **יחידת החולה** הדפיברילטור/קוצב מוצגות ומושמעות באמצעות יחידת המוניטור.

ניתן לחלק את פונקציית האזעקה של יחידת המוניטור ויחידת החולה באופן הבא:

אזעקה ויזואלית	אזעקה אקוסטית	
האזעקות ניתנות הן באופן אקוסטי והן באופן ויזואלי, כאשר מתקיים קשר עם יחידות הדפיברילטור/ קוצב ויחידת החולה		יחידת מוניטור
אזעקות מוצגות כהודעות טקסט על גבי המסך.	אזעקה אקוסטית מיחידת החולה מושמעת רק כאשר יחידת החולה עובדת באופן עצמאי או שניתק הקשר מיחידת המוניטור	יחידת חולה

טבלה 3-4 פונקציות האזעקה של יחידת המוניטור ושל יחידת החולה

שים לב השהיית אזעקה של עד 30 שניות יכולה לקרות בזמן הפעלה מודולרית של **קורפולס**³.

3.4.1 אזעקות על יחידת המוניטור

אזעקות פיזיולוגיות וטכניות מוצגות על גבי המוניטור באופנים שונים. תצוגת סיבת האזעקה מוצגת בקצה שמאלי עליון של המסך בשורת המצב:

 HR low < 50/min (23)

ציור 3-14 הודעת אזעקה.

- הסימן  מציין אזעקה.
- מספר אזעקות מוצגות במידה ומופיע מספר בסוגריים בשורת האזעקה ליד סימן הפעמון. (במקרה זה 23 מקרי אזעקה).
- האזעקה מוצגת כהודעת טקסט יחד עם ערך הגבול שנקבע כמחסום להפעלת האזעקה. לחיצה על לחצן האזעקה פעם אחת, פותחת את הסטורית האזעקות. ניתן לאשר כל שורת אזעקה ע"י לחיצה נוספת על לחצן האזעקה. במקרה זה נמחקות הודעות האזעקה, הודעה בכל לחיצה, מהאחרונה שהוצגה זה עתה לראשונה.



שים לב המכשיר יכול להציג תחת הסטורית האזעקות עד 50 אזעקות. עדיף לאשר ולמחוק את ההודעות בהקדם.

שים לב אזעקות טכניות מסוימות מוצגות באדום. אזעקות אלו לא ניתן למחוק ממשורת המצב.


• **שדה הפרמטר לגביו מתייחסת האזעקה מוצג בצורה מודגשת הפוכה**



ציור 3-15 שדה הפרמטר מוצג במצב צבעים הפוך במצב של אזעקה

- ✓ צורת תצוגה זו מופיעה רק לגבי אזעקות פיזיולוגיות.
- ✓ תצוגת הפרמטר בשדה לגביו מתייחסת האזעקה מוצג במצב צבעים הפוך רק עם השדה עצמו מוגדר לתצוגה ע"ג המסך, באותו רגע.
- ✓ תצוגת שדה הפרמטר במצב צבעים הפוך נמשכת כל עוד הפרמטר הנמדד מוסיף לחרוג מערכי המינימום והמקסימום שהוגדרו לו. תצוגה זו ממשיכה גם אם המפעיל ביצע אישור לתצוגת האזעקה באמצעות לחצן האזעקה.

• **הלחצן הסיבובי מאיר באדום לרגע.**



ציור 3-16 לחצן סיבובי

1. הלחצן הסיבובי כשאינו מואר
 2. הלחצן הסיבובי במצב מואר
- ✓ כל אזעקה מצוויינת ע"י תאורה קצרה באדום של הלחצן הסיבובי.
 - ✓ תאורה של הלחצן הסיבובי מפסיקה אוטומטית לאחר כ 3 שניות.

• **מושמעת אזעקה אקוסטית:**

- ✓ כל אזעקה מושמעת באופן אקוסטי
- ✓ עוצמת הקול וסוג הצליל של האזעקה מוגדרים באופן נפרד לאזעקות מסוג פיזיולוגי וטכני.

- השהיית אזעקה** לחיצה ממושכת על לחצן האזעקה למשך למעלה מ 3 שניות מבטלת השמעת אזעקה למשך פרק זמן שהוגדר במכשיר (120 – 5 שניות). תכונה זו יש להגדיר מראש בהגדרת ברירות המחדל של המכשיר (ראה פרק 7.5.5 עמוד 183)
- מצב** במצב דפיברילציה מוצגות אך ורק אזעקות טכניות. חריגות בפרמטרים פיזיולוגיים אינן מנוטרות
- דפיברילציה** במצב זה. לא נשמרים אירועים כתוצאה מאזעקה במצב דפיברילציה.



במצב דפיברילציה אין להשאיר את החולה ללא השגחה



אזהרה

הגדרות האזעקה, שינוי ידני ואוטומטי של גבולות האזעקה, שמירה, הגדרות עוצמה, צלילים וכל ההגדרות הנוספות בפרק 7.4 עמוד 170.

הגדרות

האזעקה

מצב לאחר

הפעלת המכשיר

עם כל הפעלה של המכשיר נטענות מחדש הגדרות גבולות האזעקה והגדרות אחרות כפי שהוגדרו ע"י האחראי הרפואי על המכשיר (באמצעות קוד גישה לשינויי הגדרות). שינויים בהגדרות אזעקה בזמן משימה או משמרת, נשמרים באופן זמני בלבד עד לכיבוי המכשיר.

מוניטורים המצוידים בחומרת תאורת לילה מיוחדת (NVG) נבדלים מהתאור הנ"ל באופן הבא:




אזהרה

תאורת האזעקה בלחצן הסיבובי אינה אדומה אלה בגוון סגלגל בהיר. עוצמת התאורה המקסימאלית של הלחצן הסיבובי בזמן אזעקה הנו עד 5% מעוצמתו הרגילה. בתאורת לילה, תאורת אזעקת הלחצן הסיבובי אינה נראית באור יום ואפילו בזמן הדימדומים עלולים להיות שינויים בצבעי התצוגה. כתוצאה מכך סימני הגלים עלולים שלא להראות.

3.4.2 אזעקות על גבי יחידת החולה

אזעקות פיזיולוגיות וטכניות מוצגות באופן שונה על יחידת החולה.

• הודעת האזעקה מוצגת על גבי הצג:



ציור 3-17 הודעת אזעקה מוצגת על צג יחידת החולה

- ✓ הסימן  מעיד על אזעקה
- ✓ מספר אזעקות פעילות לפי המספר המופיע בסוגריים לצד הסימן  (אזעקה אחת במקרה זה)
- ✓ האזעקה מוצגת כהודעת טקסט יחד עם גבול האזעקה שנחצה ושעת האירוע.

ניתן לאשר את האזעקה הבודדת ע"י לחיצה על הלחצן היעודי ביחידת החולה. במקרה זה נמחקת הודעת האזעקה על גבי יחידת החולה. במידה ומתקיימת תקשורת אל חוטית, הודעת האזעקה בשורת המצב ביחידת המוניטור נמחקת אף היא.



מושמעת אזעקה אקוסטית

✓ אזעקה אקוסטית מושמעת רק אם אין קשר אלחוטי עם יחידת המוניטור. במקרה בו מתקיים קשר עם יחידת המוניטור, האזעקה האקוסטית תשמע רק באמצעות יחידת המוניטור.

✓ עוצמת הקול וסוג הצליל של האזעקה מוגדרים באופן נפרד לאזעקות מסוג פיזיולוגי וטכני.

הגדרות את הגדרות האזעקה ניתן לשנות ולבצע באמצעות יחידת המוניטור. הגדרות האזעקה, שינוי

האזעקה ידני ואוטומטי של גבולות האזעקה, שמירה, הגדרות עוצמה, צלילים וכל ההגדרות הנוספות בפרק 7.4 עמוד 170.

מצב לאחר עם כל הפעלה של המכשיר נטענות מחדש הגדרות גבולות האזעקה והגדרות אחרות כפי

הפעלת המכשיר שהוגדרו ע"י האחראי הרפואי על המכשיר (באמצעות קוד גישה לשינוי הגדרות). שינויים בהגדרות אזעקה בזמן משימה או משמרת, נשמרים באופן זמני בלבד עד לכיבוי המכשיר.

3.5 ניהול אנרגיה במכשיר הקורפולס 3

השפעות המבנה לשיטת ניהול האנרגיה חשיבות מהותית למכשיר ה **הקורפולס 3** בעל המבנה המודולרי.

המודולרי **הקורפולס 3** וכל אחד מהמודולים שלו באופן נפרד יכולים לעבוד מסוללה בלבד או מספק כח 12 V DC.

3.5.1 פעולת המכשיר מסוללה

סוללות ליטיום כל אחד משלושת המודולים של **הקורפולס 3** עובד מסוללת ליטיום משלו. הסוללות זהות

איון זהות ומכילות כרטיס אלקטרוני זעיר המקליט את הסטורית פעילות הסוללה. ניתן להחליף כל אחת

מהסוללות ידנית ללא צורך בכלי עבודה מיוחד. כמו כן ניתן להחליף סוללות בין המודולים

השונים. מידע על החלפת הסוללות ניתן למצוא בפרק 9.6 עמוד 229. כאשר המודולים של

הקורפולס 3 מחוברים באופן מכאני (מצב של מכשיר אחוד, או שימוש חצי מודולרי), האנרגיה

נלקחת מהסוללה הטעונה ביותר באותו הרגע. כאשר רמת הטעינה בכל הסוללות שווה

המערכת צורכת אנרגיה מכל הסוללות באופן שווה.

סוללות ריקות או במידה וסוללה באחד המודולים מגיעה למצב של רמת טעינה נמוכה, ניתן תמיד לקבל אנרגיה

לא תקינות מסוללה הנמצאת במודול אחר ע"י חיבור מכאני בין המודול עם הסוללה הנמוכה למודול או

למודולים האחרים.

שים לב אם רמת הטעינה בסוללה באחד המודולים נמוכה מ 20% מס"כ קיבולת הסוללה, תופעל

אזעקת סוללה נמוכה המתייחסת למודול רלוונטי.

שים לב להבטחת רמת טעינה מספקת במכשיר ה **הקורפולס 3** יש לודא שהמכשיר נמצא במטעני הרכב

או מטעני 220 וולט.

המערכת תמשיך לפעול באופן אמין אפילו אם נשארה אנרגיה מספיקה בסוללה אחת בלבד.

לא מתרחשת תחלופת אנרגיה בין סוללות או טעינה מסוללה לסוללה.


הקורפולס³ וכל אחד מהמודולים שלו יכול לפעול מסוללה, או חיבור ישיר ל 12 וולט או חיבור למטען 220 וולט.

שם לב **הקורפולס³** מיועד לשימוש כשכל 3 הסוללות נמצאות בשלושת המודולים שלו.

תצוגת זמן כדי לסייע למפעיל ה **הקורפולס³** לדעת בכל רגע נתון שרמת האנרגיה במכשיר מספקת,

העבודה הנותר המערכת מחשבת ומציגה את הזמן הנותר לעבודה בדקות. במהלך חישוב הזמן הנותר המערכת לוקחת בחשבון את רמת האנרגיה הנצרכת מהמכשיר.

זמן העבודה הנותר מוצג בשורת המצב העליונה על גבי צג המוניטור. (ציור 3-18)




ציור 3-18, זמן עבודה נותר של המערכת במצב העבודה הנתון

1 חיווי הסוללה והזמן הנותר לעבודה

במצב של שימוש מודולרי ביחידת החולה, הזמן הנותר ביחידת החולה, תחת הנחות צריכת

הזרם בעבודה הנוכחית, מוצג על גבי צג ה LCD של היחידה. (ציור 3-19).



ציור 3-19, זמן עבודה נותר ביחידת החולה

1 חיווי הסוללה והזמן הנותר לעבודה

טעינת סוללות

מאחר ולכל מודול קיים משטר ניהול טעינה עצמאי, ניתן לטעון כל מודול בנפרד, ובאופן בלתי תלוי מהמודולים האחרים. בנוסף במצב הפעלה כמכשיר אחד או בהפעלה חצי מודולרית, ניתן לטעון את כל המערכת באמצעות פלג מגנטי אחד. במצב זה זמן הטעינה אינו מושפע מכמות המודולים הנטענת בו זמנית מספק הכח החיצוני.

בזמן טעינה ניתן להפעיל את הקורפולס³ מבלי שתהיה לכך כל השפעה כלשהי על זמן הטעינה של הסוללות.

תחזוקת סוללות לא נדרשת כל תחזוקה מיוחדת לסוללות. ואולם יש להמנע ככל הניתן מטעינה ואו עבודה תחת טמפרטורות קיצוניות. מצב כזה ושינויים קיצוניים בטמפרטורות הסביבה מגבילים את משך החיים המוצפה מסוללת ליטיום איון. לפיכך מומלץ לטעון את סוללות המכשיר בטווח טמפרטורות שבין 12°C - 40°C.

מומלץ להחליף את הסוללות באופן תקופתי לאחר 3 שנים.

זמן שימוש	• מכשיר אחוד	כ 10 – 7 שעות
	• יחידת חולה	כ 6 – 4 שעות
	• יחידת מוניטור	כ 4 שעות (70% תאורת רקע)
	• דפיברילטור/ קוצב	עד 200 שוקים ב 200 ג'אול
משך טעינה	• מ 0 ל 80%	כ 1 שעה
	• מ 0 ל 100%	כ 2 שעות


שים לב במקרה שבו המערכת נתקעת כולה או אחד המודולים שלה, אין צורך להוציא את הסוללות. על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה On/Off למשך למעלה מ 8 שניות כל מודול מכבה את עצמו (ראה גם פרק 4.2.2, כיבוי המכשיר, עמוד 46)

3.5.2 הפעלת המכשיר מחיבור למתח חיצוני

הפעלה ממתח המכשיר האחוד וכל אחד מהמודולים שלו ניתנים להפעלה ישירות ממתח 12 V DC.

שימוש במטען בשילוב עם מטען רחב טווח (100 V – 250 V AC) לטעינה ממתח הרשת ניתן לטעון ואף להשתמש בו זמנית במכשיר האחוד וכן בכל אחד מהמודולים שלו. הפעלה ממתח הרשת (זרם 220V חילופין) מתאפשרת ללא קשר להמצאות או העדרות סוללות במכשיר.

תצוגת מצב בשורת המצב בחלקו העליון של המוניטור מוצג אחוז הטעינה הכולל של הסוללות המחוברות באותו הזמן למטען (ציור 3-20)



ציור 3-20, תצוגת המצב הנוכחי של טעינת הסוללות כשהמכשיר מחובר למטען 1 סמל החיבור למטען חיצוני ומצב טעינה של הסוללות באחוזים

מטענים מקבעים ניתן לטעון את המכשיר והמודולים גם באמצעות שלושת המטענים/ מקבעים:

- מטען מקבע למכשיר אחוד 12 V DC (מק"ט 04400)
- מטען מקבע קיר ליחידת מוניטור 12 V DC (מק"ט 04401)
- מטען מקבע ליחידת חולה (מק"ט 04402)

ניתן לחבר מטענים מקבעים אלו גם למקורות כח שונים מ 12 V DC באמצעות ממירי מתח AC/DC ו DC/DC.

טעינה במהלך שימוש במכשיר


כאשר הסוללות נמצאות בתוך המכשיר הן יטענו גם במהלך שימוש במכשיר (כשהוא מחובר למטען חיצוני). הפעלת המכשיר אינה משפיעה על משך טעינת הסוללות.

שדה המגע המגנטי

לכל אחד מ 3 המודולים יש שדה מגע מגנטי לחיבור מתח חשמלי חיצוני. זרם הטעינה מתחיל לזרום אך ורק עם הפלג המגנטי של כבל הטעינה מוצמד לשדה הטעינה המגנטי בכיוון ובמצב הנכון. הפלג המגנטי משחרר את עצמו אוטומטית במידה ומופעל כח משיכה של המכשיר מכבל הטעינה או של כבל הטעינה מהמכשיר. אין צורך בשחרור ידני.

החיבור (ציור 3-21) על גבי הדפיברילטור/ קוצב משמש לטעינה של:


- המכשיר כולו במצב אחוד
- הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור במצב חצי מודולרי.
- הדפיברילטור/ קוצב בשימוש מודולרי.



ציור 3-21, אספקת כח למכשיר אחוד

1 חיבור המתח החשמלי


2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני



ציור 22-3, אספקת כח ליחידת מוניטור

1 חיבור המתח החשמלי

2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני



ציור 23-3, אספקת כח ליחידת חולה


1 חיבור המתח החשמלי

2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני

4 הוראות הפעלה כלליות

4.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה

4.1.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור



ציור 1-4 יחידת מוניטור, מרכיבים ומחווני ההפעלה

1. לחצן אזעקה
2. לחצן אירועים
3. לחצן הפעלה On/Off
4. נורית LED לתצוגת מצב חיבור לספק עח חיצוני
5. נורית LED לתצוגת מכשיר פועל/ כבוי
6. לחצני הפעלת הדפיברילציה
7. לחצן סיבובי עם תאורת אזעקה אינטגרלית
8. לחצני ניווט בתפריטים
9. לחצן הדפסה
10. לחצני מעבר בין מצבי הפעלה
11. לחצני תוכנה

לחצן הפעלה

On/Off



ע"י לחיצה על לחצן ההפעלה שביחידת המוניטור המודולים הבאים נדלקים או נכבים:

- כאשר המכשיר נמצא במצב אחוד - כל המודולים

- במצב חצי מודולרי - יחידת המוניטור והמודולים המחוברים אליה מכאנית.

במצב עבודה מודולרי רק יחידת המוניטור תדלק בלחיצה על לחצן ההפעלה שעל גבי המוניטור. לעומת זאת בלחיצה על לחצן ההפעלה לצורך כיבוי יכבו כל 3 היחידות גם אם הן במצב הפעלה מודולרי. בפרק 4.2 עמוד 45 מידע נוסף לגבי הדלקה וכיבוי המכשיר.

נוריות חיווי

LED

ובנוסף מצב ההפעלה של המכשיר (כבוי או פועל):

- נורית LED ספק כח/ ירוק
- סוללה טעונה במלואה
- מצב טעינה (פריט 4)
- מכשיר מחובר לספק כח

- כתום
- סוללה נטענת


נורית LED למצב פעולה, ירוק

כבוי או פועל (פריט 5)


לחצני הפעלת הדפיברילציה פונקציות הדפיברילציה והדפיב' המסונכרנות מופעלים בלחיצה על לחצני הפעלת הדפיברילציה (פריט 6).




לחצן AED מכניס את הדפיברילטור למצב פעולה של דפיברילטור אוטומטי. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן AED. במקרה זה המכשיר יהיה במצב AED מייד עם הדלקתו.



במצב AED לחצן ה Analyse מכניס את המכשיר למצב של אבחון אוטומטי של קצב הלב (ראה פרק 5.3, ביצוע דפיברילציה במצב AED, עמוד 73)



לחצן Energy מכניס את הדפיברילטור למצב של דפיברילציה מנאלית. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן Manual. במקרה זה המכשיר יהיה במצב דפיברילציה מנאלית מייד עם הדלקתו.



בלחיצה על לחצן Charge הדפיברילטור טוען אנרגיה. (ראה פרק 5.4 דפיברילציה מנאלית ודפיברילציה מסונכרנת עמוד 83)

לחצן Shock משחרר שוק חשמלי מאלקטרודות דפיברילציה.

(ראה פרק 5 תפעול – טיפול עמוד 65)



טבלה 4-1 לחצני הפעלה של פונקציות הדפיברילציה

שים לב

החל ממאי 2010 מכשירי הקורפולס³ מיוצרים עם לחצני דפיברילציה כמתואר בטבלה 4-1. מדובר בשיפור גרפי של הלחצנים אך אין מאחוריו שינוי פונקציונאלי.

שים לב

עד אפריל 2010 מכשירי הקורפולס³ יוצרו עם לחצני דפיברילציה כמתואר בטבלה 4-2.

לחצן AED מכניס את הדפיברילטור למצב פעולה של דפיברילטור אוטומטי. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן AED. במקרה זה המכשיר יהיה במצב AED מייד עם הדלקתו.

AED

במצב AED לחצן ה Analyse מכניס את המכשיר למצב של אבחון אוטומטי של קצב הלב (ראה פרק 5.3 , ביצוע דפיברילציה במצב AED , עמוד 73)

Analyse

לחצן Energy מכניס את הדפיברילטור למצב של דפיברילציה מנאלית. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן Manual. במקרה זה המכשיר יהיה במצב דפיברילציה מנאלית מייד עם הדלקתו.

Energy

בלחיצה על לחצן Charge הדפיברילטור טוען אנרגיה. (ראה פרק 5.4 דפיברילציה מנאלית ודפיברילציה מסונכרנת עמוד 83)

Charge

לחצן Shock משחרר שוק חשמלי מאלקטרודות דפיברילציה. (ראה פרק 5 תפעול – טיפול עמוד 65)

Schock

טבלה 4-2 לחצני דפיברילציה (במכשירים שיוצרו עד אפריל 2010)

ניתן לבצע את הפעולות הבאות באמצעות הלחצן הסיבובי:

לחצן סיבובי

- לנווט על התצוגה
- לפתוח את תפריט הפרמטרים, המתייחס לפרמטר או גל ולשנותם (פרק 4.3.1 ע' 49)
- לפתוח תפריט ראשי של המכשיר ולכוון פרמטרים (פרק 4.3.2 ע' 51)
- לכוון פרמטרים טיפוליים במצב דפיברילציה או קיצוב
- לכוון פרמטרים באיזורי קביעת ברירות מחדל וכיווני מכשיר (פרק 4.3.3 ע' 52)

מעבר בין מצבי הפעלה מתבצע ע"י לחיצה על הלחצנים הבאים (פריט 10):

לחצני מעבר בין

מצבי הפעלה

לחצן Monitor מעביר את המכשיר למצב ניטור ממצבים שונים בהם הוא נמצא.

Monitor

לחצן Pacer מעביר את המכשיר לצב של קוצב לב חיצוני

Pacer

לחצן Browser מייצר הדפסה של סיכום אירוע (ומאפשר כניסה לזיכרון אירועים במכשיר)

Browser

לחצני**Back, Home**

לחצני הפונקציות Home ו Back (פריט 8) משמשים לשליטה בתפריטים כמפורט:

לחצן Back מחזיר חזרה לתפריט ברמה עליונה יותר או מבטל בחירה אחרונה בתפריטים



1. לחצן Home מחזיר את התצוגה למצב הראשוני ויוצא מכל רמות התפריטים לגמרי.

2. על ידי לחיצה ממושכת על Home ניתן לבצע נעילת לחצנים כמפורט:

א. לחץ על לחצן Home למשך למעלה מ 2 שניות. על גבי המסך תופיע ההודעה: "Lock Keyboards?"

ב. החזק את לחצן ה Home ולחץ בו זמנית על לחצן התוכנה האחרון בצד שמאל שעל הצג.

ג. שחרור לחצני הצג מבוצע באותה צורה בדיוק.

שים לב

כאשר לחצן כלשהו על הצג נלחץ כאשר המכשיר במצב נעילת מקשים, תופיע ההודעה "Keyboard Locked -> press and hold Home to unlock". בטל מיידית נעילת מקשים כדי לבצע את הפעולות הנדרשות להמשך טיפול או ניטור.

לחיצה על לחצן הדפסה (פריט 9) מתחיל באופן מיידי את ההדפסה בזמן אמיתי. לחיצה על לחצן הדפסה פעם נוספת מפסיקה כל פעולת הדפסה במכשיר לרבות הדפסת דוח סיכום אירועים, בדפסת א.ק.ג. 12 לידים וכו'.

לחצן הדפסה

פרק הזמן שבו המדפסת מפסיקה להדפיס אוטומטית ניתן לקביעה בברירות המחדל בתפריט הגדרות ההדפסה. למידע נוסף ראו פרק 7.1.3 ע' 157.

לחצני התוכנה (פריט 11) מבצעים פעולות שונות, התלויות במצב ההפעלה הנוכחי או בהגדרה הנבחרת. הפונקציה הנוכחית מוצגת בשורת לחצני התוכנה.

לחצני תוכנה

על ידי לחיצה על לחצן האזעקה (פריט 1) ההיסטוריה של כל סוגי האזעקות מופיעה ברשימה. ניתן לאשר את האזעקות בלחיצת כפתור.

לחצן אזעקה

1. לחץ על לחצן האזעקה להצגת רשימת ההסטוריה ל האזעקות

2. לחץ על לחצן האזעקה כדי לאשר את האזעקה האחרונה

3. חזוק על שלב 2 עד לאישור כל האזעקות.

שים לב

אזעקות טכניות חמורות בעלות השלכה מיידית על פונקציות עקריות במכשיר לא ניתן למחוק מרשימת האזעקות.

ניתן להשהות אזעקות פיזיולוגיות לזמן מוגבל, של עד 120 שניות (תלוי בהגדרות המכשיר ראו פרק 7.5.5 עמוד 183) ע"י לחיצה על לחצן ה אזעקה למשך כ 3 שניות.



שים לב

60 שניות הם הזמן המקסימאלי המומלץ להשהיית אזעקה. (ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 83)



לחצן אירועים


לחיצה על לחצן אירועים (פריט 2) מקליטה חותמת זמן לתרשים א.ק.ג. וערכי פרמטרים חיוניים אחרים. עפ"י חותמת הזמן ניתן מאוחר יותר לשלוף את האירואים מהזיכרון לצפיה והערכה. במידה ואופציית הקלטה קולית מסומנת בהגדרות המכשיר תרשם גם הקלטה קולית של קולות הסביבה למשך 15 שניות מהן 5 שניות שלפני הלחיצה ו 10 שניות לאחריה. אירועים שנרשמו בעקבות לחיצה על לחצן אירועים מסומנים כאירועי מפעיל "Manual Event" בתדפיס סיכום האירוע..

שים לב

במידה וברצונך להציג את תרשים האירוע כפי שנקלט מכפות הדפיברילציה יש לבחור DE לצורך תצוגה על המסך.

מבנה בסיסי של התצוגה של יחידת המוניטור

תצוגת המוניטור נראית באופן הבא:



ציור 2-4 יחידת מוניטור, דוגמת תצוגה בסיסית על גבי המוניטור

1. שורת סטטוס
2. איזור פרמטרים
3. איזור תצוגת גלים
4. שורת הודעות
5. שורת לחצני תוכנה

שים לב הצבעים המוצגים בתמונה לעי"ל בחלונות הפרמטרים והגלים יכולים להיות שונים מהצבעים המופיעים במציאות על גבי המוניטור.

שורת סטטוס המידע הבא מוצג בשורת הסטטוס (פריט 1):

- אזהרות פיזיולוגיות וטכניות
- שם המטופל
- זמן
- זמן נותר להפעלה, בדקות, כשהמכשיר פועל מסוללות
- זמן נותר להפעלה, בדקות, כשהמכשיר מחובר למקור כח חיצוני ונמצא בטעינה
- מצב חיבור בין המודולים

מצב תקשורת	מקרא
	כל 3 המודולים מחוברים ביניהם מכאנית ומתקשרים ביניהם באמצעות ממשק אינפרא אדום.
	יחידות המוניטור והדפיברילטור מחוברות מכאנית ומתקשרות ביניהן בממשק אינפרא אדום. יחידת החולה מנותקת מכאנית אך מתקשרת עם שתי היחידות הנ"ל בקשר אלחוטי.
	יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברות מכאנית ומתקשרות ביניהן בממשק אינפרא אדום. יחידת הדפיברילטור מנותקת מכאנית אך מתקשרת עם שתי היחידות הנ"ל בקשר אלחוטי.
	3 היחידות מנותקות מכאנית ומתקשרות באמצעות קשר אלחוטי.
מתבצעת פעולת ציוות בין היחידות (Pairing):	
- אם המודולים כבר צוותו זה לזה הסימן "?" יופיע לפרק זמן קצר בלבד.	
- במידה ומודולים חדשים מצוותים זה לזה תופיע ההודעה: New "Modules – Start Pairing?"	
	הדפיברילטור לא הופעל יחד עם המערכת כולה ולפיכך אינו זמין לפעולה כרגע.
	כל 3 היחידות מחוברות מכאנית במצב אחד, ומתקשרות באמצעות הממשק האינפרא אדום. עבודה באלחוט אינה אפשרית, מאחר וכל 3 היחידות מחוברות בחיבור אד-הוק.

מקרא	מצב תקשורת
יחידת חולה ויחידת מוניטור מחוברות מכאנית ומקושרות באמצעות ממשק אינפרה אדום. היחידות אינן יכולות לתקשר באלחוט מאחר והן מחוברות בחיבור אד-הוק. הדפיברילטור מנותק. אין תקשורת אלחוטית עם יחידת הדפיברילטור.	
יחידת המוניטור והדפיברילטור מחוברות באופן מכאני ומתקשרות באמצעות הממשק האינפרה אדום. היחידות אינן יכולות לתקשר באלחוט מאחר ושתי היחידות מחוברות בחיבור אד-הוק. יחידת החולה מנותקת. אין תקשורת אלחוטית איתה.	

טבלה 3-4 מצב תקשורת בין היחידות (מודולים)

שים לב במצב של תקשורת אלחוטית בה התקיים נתק בין יחידות ולאחריו לא ניתן לחדש את הקשר, יש לחבר בין היחידות באופן מכאני כדי לממש תקשורת מחדש. במקרה זה הקורפולס 3 יחליף אוטומטית את התקשורת מאלחוטית לתקשורת אינפרא אדום. סימן הגל או הקו המחבר בין המודולים מהבהב כל עוד המכשיר מנסה לחדש את התקשורת בין שני מודולים, אך לא הצליח לעשות זאת עד כה. מצב זה יכול להמשך עד 30 שניות במקרה זה.


איזור פרמטרים הפרמטרים החיוניים הנמדדים וגבולות האזעקות מוצגים באיזור תצוגת הפרמטרים. (פריט 2)

איזור תצוגת הגלים הקורפולס 3 מאפשר תצוגה בזמנית של עד 6 גלים (פריט 3). כאשר המכשיר נמצא במצב דפיברילטור או קוצב, הפרמטרים המתייחסים לשתי פונקציות אלו יופיעו בחציו התחתון של המסך. במצב תצוגת 12 לידים דיאגנוסטי, יופיעו כל 12 הלידים בזמנית על גבי הצג.

שים לב כאשר מוצג קו מקווקו במקום גל של אותו פרמטר נמדד משמעותו שלא נקלט האות המצופה. סיבה אפשרית לכך יכולה להיות תקלה או אי הרכבה של סנסור, כבל מוניטור/ א.ק.ג. או שהתקשורת בין יחידת המוניטור ליחידות האחרות הופרעה ונקטעה.

לחצני תכנה לחצני התכנה משנים פונקציה ומציגים בכל מצב את תצוגת הפונקציה הרלוונטית למצב נוכחי. (ראה עמוד 40, תמונה 3-4, פריט 5)

הגדרת התצוגה ניתן להגדיר תצוגות מסך שונות (ראה פרק 7.1.2 הגדרות תצוגה, עמוד 153).




ציור 3-4 תמונת מסך. דוגמה עם תצוגת פרמטרים אופקית ואנכית על אותו מסך.

1. שורת מצב
2. איזור תצוגת הפרמטרים
3. איזור תצוגת גלים
4. שורת הודעות
5. שורת לחצני תכנה

תצוגת נגטיב (תצוגת לילה)

Monitor

- במצבי תאורת חוץ שונים, ובמידה ונחוץ, ניתן לקבל תצוגת נגטיב "לילה" על גבי המסך. בלחיצה על לחצן Monitor למעלה מ 3 שניות המסך יהפוך צבעים לתצוגת נגטיב. (ראה גם פרק 7.1.1 עמוד 151). בנוסף ניתן להפוך את המסך גם באמצעות תפריטי הגדרות המערכת:
1. בחר בתפריט ראשי את אופצית "System" ואחריה, "Settings", לקבלת מסך הגדרות.
 2. בקבוצת ההגדרות "Display" בחר ב "Colors" ובאופציית "Inverted".
 3. לחץ על לחצן התכנה [OK] לאישור.



ציור 4-4 מצב תצוגת נגטיב, על גבי המוניטור (הצבעים עלולים להיות שונים במציאות)

תואמות המסך לתצוגת לילה

לקורפולס³ ישנה אופציה של התאמה לתאורת לילה (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים, עמוד 235). תכונה זו מביאה להפצה של אור מופחת מהרגיל כך שבשימוש לילי או צבאי אין הפרעה לאמצעי תאורת לילה. לצורך כך ניתן להפוך את תצוגת המסך לשימוש עם אמצעי ראיית לילה (ראה פרק 7.1.1 הגדרות מערכת כלליות, עמוד 151):


בחר בתפריט ראשי "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

בקבוצת ההגדרות "Display" בחר בשדה "Colors" ואח"כ "Night". לחץ לאישור על לחצן התכנה [OK].

אם ברצונך שהגדרה זו תהפוך לברירת מחדל בהפעלות הבאות של המכשיר, חובה לשמור אותה. (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176).

4.1.3 תצוגת יחידת חולה

במצב של שימוש מודולרי, תצוגת הפרמטרים החיוניים של החולה מוצגת גם על צג LCD קטן ביחידת החולה. המסך בנוי במבנה התצוגה הבא:



ציור 4-5 תצוגת הפרמטרים ביחידת החולה.

1. מצב תקשורת עם יחידת המוניטור
 2. זמן עבודה נותר בדקות בסוללה שביחידת החולה.
 3. תצוגת הפרמטר החיוני.
- התקשורת בין יחידת החולה למוניטור מוצגת באופן הבא:


מציב תקשורת	ביאור
	יחידת החולה ויחידת המוניטור מתקשרות ביניהן
	יחידת החולה אינה מתקשרת עם יחידת המוניטור

טבלה 4-4 מצב תקשורת בין המודולים

הזמן הנותר לפעולה אינו מוצג במצב בו יחידת החולה מחוברת למקור כח/ טעינה חיצוני.

שים לב צג יחידת החולה עלול להראות כהה יותר במצב של הפעלת אופציית ראיית לילה.

4.1.4 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת החולה



ציור 4-6 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי (ההמחשה עלולה להיות שונה)

1. לחצן On/Off להדלקה וכיבוי היחידה
2. נורית חיווי למצב חיבור למקור כח / מטען חיצוני
3. נורית חיווי למצב הפעלה/ קצב לב (HR) / אזהרת תקלה
4. לחצן מולטי פונקציונאלי

לחצן הפעלה ניתן להפעיל או לכבות את יחידת החולה במצב פעולה מודולרי ע"י לחיצה על לחצן On/Off.

נוריות חיווי מצב נורית חיווי מצב טעינה (פריט 2) מציגה חיבור למטען/ מקור כח חיצוני או מצב טעינת סוללה.

- | | | | |
|--------------|-------|---------------------|--------------------------------|
| טעינה | מחונן | מטען- מקור כח/ ירוק | • סוללה טעונה במלואה |
| | | מצב טעינה | • המכשיר מחובר למקור כח חיצוני |
| | | כתום | • הסוללה נטענת |


נורית חיווי רב מצבית במצב בו מחובר כבל מוניטור או אלקטרודות דפיברילציה CorPatch, נורית החיווי הרב מצבית (פריט 3) מהבהבת בהתאמה לקצב הלב של החולה. במידה ואלקטרודות אינן מחוברות מראה מחונן זה את מצב הפעולה של יחידת החולה. בנוסף במקרה של אזהרת קלינית או טכנית הנורית תיתן חיווי של 3 שניות.

לחצן מולטי פונקציונאלי ע"י לחיצה על הלחצן המולטי פונקציונאלי (פריט 4) ניתן לעבור להצגת הפרמטר הנמדד הבא

שם לב של החולה. ניתן גם לאשר אזהרות המוצגות על גבי יחידת החולה בלחיצה על לחצן זה.

כשהמכשיר מצוייד בתכונת תאורת לילה, נורית ה LED לחיווי מצב טעינה זוהרות בצהוב במקום בכתום.

4.1.5 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב



ציור 4-7 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב

לחצן הפעלה ניתן להפעיל או לכבות את יחידת הדפיברילטור/ קוצב, במצב הפעלה מודולרי ע"י לחיצה על לחצן On/Off. (פריט 1)

• סוללה טעונה במלואה	• ירוק	מטען- מקור כח/	מחוון	נוריות חיווי מצב
• המכשיר מחובר למקור כח חיצוני		מצב טעינה (פריט 3)		
• הסוללה נטענת	• כתום			
• המכשיר פועל	• ירוק	נורית חיווי פעולה		
		(פריט 2)		

4.2 הדלקה וכיבוי של המכשיר

4.2.1 הדלקת המכשיר

הדלקה כיחידה

אחת



הדלקה למצב

דפיברילציה

לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. כל המודולים ידלקו.
לחץ על לחצן **AED** או **Manual** על גבי יחידת המוניטור. **הקורפולס**³ ידלק ויכנס אוטומטית למצב של AED או של דפיברילציה מנואלית.

הדלקה במצב

חצי מודולרי



1. לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. יחידת המוניטור וכל היחידות המחוברות אליה מכאנית ידלקו אוטומטית.
2. לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי היחידה שאינה מחוברת למוניטור מכאנית. מודול זה ידלק כעת.

שימוש מודולרי



לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי כל אחד מהמודולים בנפרד. המודולים נדלקים כל אחד באופן עצמאי.

חיבור היחידות

מודול כבוי אשר יחובר מכאנית למודול דלוק, ידלק אוטומטית לאחר חיבורו.

שים לב

הכנסת סוללה חדשה למודול גורמת להדלקתו באופן אוטומטי.

שים לב

נדרש זמן מסוים עד לקבלת מצב עבודה לאחר לחיצה על לחצן הפעלה. לפיכך מומלץ להפעיל את **הקורפולס**³ מראש, בהקדם האפשרי.

במידה ומופיעה הודעת האזהרה הבאה: SW-NOT FOR PAT. USE, התוכנה המותקנת



אזהרה

באחד המודולים הנה בגרסת בטה.

השימוש בגרסה זו על חולה אסורה. יש לצור קשר עם יחידת השירות המקומית.

במידה ומופיעה ההודעה "ONLY FOR TEST PURPOSE" לאחר הדלקת המכשיר, התוכנה



אזהרה

שעל אחת מהיחידות או יותר הנה בגרסת נסיון. השימוש בגרסה זו על מטופלים אסורה

בתכלית. צור קשר עם נציג שירות ומכירות של היצרן.

4.2.2. כיבוי המכשיר

כיבוי מכשיר לחץ על חצן הפעלה /כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. כל המודולים יכבו אוטומטית במידה ופעולה זו תאושר ע"י לחיצה נוספת לאישור על לחצן תוכנה [OK].



ציור 4-8 אישור לפני כיבוי ע"י לחיצה על OK

כיבוי במצב חצי מודולרי לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. יחידת המוניטור וכל היחידות המחוברות אליה מכאנית או באלחוט יכבו אוטומטית במידה ותאושר את פעולת הכיבוי ע"י לחיצה נוספת על לחצן תוכנה [OK].



דפיברילטור/ יחידת חולה הדפיברילטור ויחידת החולה ניתנים לכיבוי באופן בלתי תלוי ביחידות האחרות ומבלי להשפיע עליהן, ע"י לחיצה על לחצן On/Off. לבצוע כיבוי של יחידות אלו יש ללחוץ ברציפות על לחצן On/Off למעלה מ 3 שניות.



כיבוי במקרה של קריסת מערכת במקרה של קריסת מודול או של המכשיר כולו, ניתן לכבות את המכשיר ע"י כיבוי כל אחד מהמודולים בנפרד. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה של כל אחד מהמודולים למעלה מ 8 שניות. מומלץ לספור 8 שניות כדי לודא כיבוי. אין חובה בהוצאת הסוללה.

במקרה של קריסת מערכת יש לודא שכל אחד מ 3 המודולים עובר תהליך כיבוי, ע"י לחיצה של 8 שניות על לחצן On/Off, על מנת להבטיח כיבוי המכשיר כולו.



אזהרה

ביטול פעולת הכיבוי ניתן לבטל את פעולת הכיבוי של יחידת המוניטור וכל יחידה אחרת המחוברת אליה ע"י בחירה באופציית [Cancel] על לחצן התוכנה המתאים. בכל מקרה אי לחיצה על אחת מהאופציות למשך למעלה מ 10 שניות גורמת להן להעלם והמכשיר לא יכבה. לאישור תהליך הכיבוי יש ללחוץ על לחצן תוכנה [OK].


כיבוי בזמן קיצוב לחץ על לחצן כיבוי On/Off כמתואר לעיל. בשורת ההודעות למטה תופיע ההודעה "Pacer Active – Power Off?".



ציור 4-9 כיבוי בזמן פעולת קוצב

במידה וברצונך לכבות את המכשיר למרות שהוא נמצא בזמן קיצוב יש לאשר בלחיצה על לחצן [OK], או במידה וברצונך שלא לכבות את המכשיר יש ללחוץ על לחצן [Cancel].

אזהרות במהלך תהליך כיבוי כשמתבצע כיבוי בלחיצה על לחצן On/Off במוניטור, במידה ולא קיים קשר עם יחידת חולה או עם יחידת הדפיברילטור/קוצב, או במידה וקיימת בעיית תזמון כלשהי בין המודולים תופיע ההודעה הבאה:



ציור 4-10 אזהרה בזמן כיבוי

במקרה זה הפרד בין המודולים ובדוק שכל מודול כובה בנפרד. במידה ואחד המודולים אינו כבוי כבה אותו כפי שתואר לעיל, על ידי לחיצה על לחצן On/Off ל 8 שניות ברצף.

כיבוי בזמן שאין פעילות ניתן לכוון את המכשיר באמצעות תפריטי ההגדרות, ולקבוע כיבוי אוטומטי במידה ולא מתבצעת בו פעילות למעלה מפרק זמן מסוים. למידע נוסף לגבי הגדרת Auto Off ראה פרק 7.1.1 עמוד 151.

4.3 תפעול תפריטים

ניתן לשלוט על התפריטים באמצעות הלחצן הסיבובי, לחצני התכנה ושני לחצני הפונקציות

חזרה Back ובית Home

ישנן 3 סוגי תפריטים

- תפריטי התוכן והתפעול של הפרמטרים והגלים
- תפריט ראשי של המכשיר
- טבלאות הגדרה



4.3.1 תפריטי התוכן של לחצני התוכנה


תפריטי התוכן: הפרמטרים והגלים, מכילים תכנים הממוקדים על הפריטים המוארים שתפריטים אלו מתייחסים אליהם. ניתן לקרוא להם ישירות מתוך שדות הפרמטרים והגלים.

ישנן 3 סוגים של תפריטי תוכן:

- QRS: מפעיל את צליל ה QRS ומאפשר גישה מהירה לשליטה על עוצמת הקול.
- Views: גישה מהירה להגדרות תצוגה של פרמטרים וגלים (במצב מוניטור).
- Metronoms: גישה מהירה לבחירת מצב עבודה זה.

תפריטי QRS ו Views במצב מוניטור שני לחצני התכנה הראשונים משמאל בתחתית המסך משוייכים להגדרת עוצמת הצליל של ה QRS ובחירת תצורת ההצגה על גבי המסך. ניתן לשנות הגדרות באמצעות

לחיצות חוזרות על לחצן התוכנה או באמצעות הלחצן הסיבובי. לחצן עוצמת קול ה QRS מתחיל תמיד במצב OFF.




ציור 4-11 דוגמאות ללחצני תוכנה של תפריטי תוכן.

4.3.2 תפריט התוכן של הפרמטרים ותפריט התוכן של הגלים


תפריטי התוכן של הפרמטרים והגלים מכילים רק אפשרויות בחירה הרלוונטיות לשדה המואר. ניתן לקרוא להם ישירות מתוך שדה הפרמטר או הגל ולפתוח אותם.

לשינוי הגדרת שדות פרמטרים או גלים פעל באופן הבא:

1. סובב את הלחצן הסיבובי לשדה הפרמטר או הגל הנדרש.
2. לחץ על הלחצן הסיבובי לפתיחת תוכן התפריט. שורה ראשונה בתפריט מוארת.



ציור 4-12 תפריט התוכן והתפעול של פרמטרים



ציור 13-4 תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים


3. במידה ויש צורך לבחור בפרמטר אחר לתצוגה באותה שדה על גבי המסך, לחץ על הלחצן הסיבובי וסובב עד לקבלת הפרמטר הרצוי
 4. לחץ על הלחצן הסיבובי שוב לאישור בחירת הפרמטר החדש
 5. בחר מאפיינים נוספים לשינוי ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואישור ע"י לחיצה. אופן הפעולה זהה בשדות פרמטרים ושדות גלים.
- לחץ על לחצן בית - Home כדי לצאת ממצב תפריט פרמטרים או גלים.



שים לב במידה ובחרת להציג גל חדש באמצעות תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים, סדר התצוגה של הגלים מסתדר אוטומטית בסדר יורד.

4.3.3 תפריט ראשי

לבחירת התפריט הראשי של המכשיר וקביעת הגדרות יש לפעול בדרך הבאה:
1. לחץ על הלחצן הסיבובי לפתיחת התפריט הראשי של המכשיר.




צור 4-14 תפריט ראשי

2. בחר בתפריט הרצוי בתפריט הראשי ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה.
3. בחר בתפריט המשני בתפריט המבוקש ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה.
4. על גבי המסך יוצג תפריט הגדרות טבלאי.

4.3.4 תפריט הגדרות טבלאי

לביצוע שינויי הגדרות בתפריט הגדרות טבלאי פעל באופן הבא:



ציור 4-15 תפריט הגדרות טבלאי


1. פתח את תפריט ההגדרות הטבלאי (ראה פרק 4.3.3 עמוד 51)
 2. סובב את הלחצן הסיבובי והאר את השדה הרצוי לשינוי הגדרה.
 3. לחץ על הלחצן הסיבובי לבחירת השדה המואר.
 4. שנה את ההגדרה ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי לערך שברצונך להגיע אליו ולחץ לאישור.
- שים לב** ניתן לבצע שינויי הגדרות (ערכים מספריים, סימנים ומילים) אם:
- שורת הערך הרצוי לשינוי מוארת
 - שורת הערך הרצוי לשינוי נמצאת באותיות מודגשות **bold**.
- ראה פרק 7 – הגדרות, עמוד 151 מידע על אפשרויות שינויי ההגדרות.
5. חזור על צעדים 2 עד 4 במידה ותרצה לבצע שינויי הגדרות נוספים בתפריט זה.
 6. עבור ל Tab אחר בתפריט ההגדרות הטבלאי ע"י לחיצה על לחצן התוכנה המתאים.
 7. לאישור שינויי ההגדרות וסגירת תפריט ההגדרות הטבלאי לחץ על לחצן תוכנה [OK].
- לביטול השינויים, חזרה להגדרות הקודמות, וסגירת תפריט ההגדרות הטבלאי לחץ על לחצן תוכנה [Cancel].

4.4 ניתוק וחיבור המודולים.

שים לב במהלך הוראות קוליות של המכשיר (AED או אחר) מומלץ להמנע מהפרדה וחיבור המודולים כדי שלא להפריע להוראות הדיבוב.

4.4.1 ניתוק יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב


- שים לב** התהליך המתואר מתקיים גם כשיחידת החולה מחוברת למוניטור וגם כשאינה מחוברת אליו.
1. אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחזה, בזמנית, באמצעות אגודליך (פריט A) או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם (פריט B).
 2. הטה את יחידת המוניטור קדימה (פריט C) והרם את המוניטור כלפי מעלה (פריט D).



ציור 4-16 הפרדת יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב.

4.4.2 הפרדת יחידת החולה מיחידת המוניטור


1. אחוז בידית יחידת המוניטור ולחץ מטה על המנעול שעל גבי יחידת החולה (פריט A).
2. הטה את יחידת החולה אחורה (פריט B) והסר מיחידת המוניטור (פריט C).



ציור 4-17 ניתוק יחידת החולה מיחידת המוניטור

4.4.3 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור

1. הצב את יחידת החולה כך שהצג שלה יפנה לחלקו האחורי של המוניטור.
2. התאם את מיקום חלקה התחתון של יחידת החולה למגרעת בחלקו התחתון של המוניטור (פריט 3) ע"י החלקה וחיבור לשני פני פלסטיק (פריט 5) ביחידת המוניטור. מגרעת משולשת ביחידת החולה מתאימה לבליטה משולשת ביחידת המוניטור.
3. הטה את יחידת החולה כלפי יחידת המוניטור (פריט B) עד שמהמנעול ביחידת החולה נשמיע צליל נעילה כאשר הוא חובק את יחידת המוניטור.
4. ודא כי יחידת החולה ממוקמת כנדרש ונעולה ליחידת המוניטור. ראה כי פני הפלסטיק שבתחתית יחידת החולה במקומם וכי מנעול יחידת החולה נועל את המוניטור.




ציור 4-18 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור

1. מגרעת תפס
2. מנעול
3. מגרעת לפין
4. מגרעת משולש
5. פין פלסטי
6. תבליט משולש

4.4.4 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב

שים לב התהליך המתואר כאן מתקיים גם כאשר יחידת החולה מחוברת למוניטור וגם כשאינה מחוברת אליו.

1. הרם והטה את יחידת המוניטור קדימה.
2. מקם את שני הפינים (פריט 4) בחלקה התחתון של יחידת המוניטור לשתי המגרעות (פריט 3) שבחלקה התחתון של יחידת הדפיברילטור/ קוצב.
3. הטה אחורה את יחידת המוניטור כלפי הדפיברילטור/קוצב עד שהסוגר שבחלקו העליון של המוניטור (פריט 1) ננעל על התפסים של יחידת הדפיברילטור קוצב. (פריט 2)



ציור 4-19 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב

1. מנעול
2. מגרעת תפס
3. מגרעת בבסיס יחידת הדפיברילטור/ קוצב
4. פינים בבסיס המוניטור


4.4.5 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחד

אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחיזה, בו זמנית, באמצעות אגודליך או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם.

הטה את יחידת המוניטור והחולה קדימה (פריט A) (ראה פרק 4.4.1 עמוד 53) לחץ מטה על המנעול שעל גבי יחידת החולה.

הטה את יחידת החולה אחורה והסר כלפי מעלה מיחידת המוניטור (פריט B) (ראה פרק 4.4.2 עמוד 54).

הטה את יחידת המוניטור חזרה לכיוון יחידת הדפברילטור/קוצב עד לנעילה, כולל חיווי קולי לנעילה. (ראה פרק 4.4.4 עמוד 56)




ציור 4-20 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחד

4.5 מנשא אביזרים

4.5.1 הכנסת מנשא האביזרים על יחידת החולה


1. הכנס את יחידת החולה (פריט 1) לתוך הכיסוי המגן של מנשא האביזרים.



ציור 4-21 תרשים קדמי של מנשא אביזרים ויחידת החולה

1. יחידת חולה
2. מנשא אביזרים ליחידת חולה
3. כפתור נעילה קדמי
4. כפתור נעילה צידי
5. פאוצ' ימני
6. כיסוי מגן ליחידת חולה
7. פאוצ' שמאלי

2. כרוך את שתי הרצועות עם כפתורי הנעילה הקדמיים (פריט 3) סביב יחידת החולה.
3. פתח את הרוכסן של הפאוצ'ים הימני והשמאלי (פריטים 5 ו 7) ולחץ את כפתורי הנעילה הקדמיים בחוזקה עד לנעילה.
4. סגור את כפתורי הנעילה הצידיים (פריט 3) שעל גבי הכיסוי המגן.



ציור 4-22 מנשא אביזרים עם יחידת החולה מבט אחורי


4.5.2 אריזה ואבזור מנשא האביזרים

כשמכניסים את הכבלים, הסנסורים, כבל א.ק.ג. וכו' לתוך המנשא, יש לודא שתקעי הכבלים מוכנסים לשקעים באופן שלא יהיו תחת לחץ עודף. יש לקפל את הכבלים אך לא לגלגלם בצורה הדוקה מידי כדי למנוע פגיעה בהם ובכדי לאפשר שליפתם המהירה בעת הצורך, מבלי שיווצרו בהם קשרים.



זהירות


**חיבור הכבלים
בפאוצ' ימני**



ציור 4-23 הכנסת תקעי הסנסורים בצד הימני של יחידת החולה

מיקום	אביזר	פאוצ' ימני
כיס חיצוני ביותר	סנסור טמפרטורה (פריט 1)	
רצועה אלסטית רחבה בצידו של הכיס החיצוני	שרוול לחץ דם (פריט 2)	
כיס שמאלי במחיצה אמצעית	סנסור קפנוגרף (פריט 4)	
כיס ימני במחיצה אמצעית	כבל מתאם לקפנוגרף (פריט 3)	
רצועה גמישה מתחת לשקעי יחידת חולה	מתאם ח.פ לקפנוגרף (פריט 5)	


טבלה 4-5 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים



ציור 4-24 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים

שים לב חבר סנסור טמפרטורה ליחידת החולה רק לאחר חיבור הסנסור לנבדק, כדי להמנע מאזעקות שוא בשל טמפרטורה נמוכה מידי.

חיבור הכבלים בפאוצ' שמאלי




ציור 4-25 חיבור הכבלים בפאוצ' השמאלי של יחידת החולה.

מיקום	אביזר
כיס חיצוני ביותר	כבל מוניטור 4 גידים (פריט 1)
מחיצה מרכזית כיס שמאלי	מארז אלקטרודות א.ק.ג. (פריט 2)
מחיצה מרכזית כיס ימני	כבל מתאם ל SpO2 (פריט 3)
מחיצה אמצעית רצועת גומי	סנסור SpO2 (פריט 4)
בצד שמאל פנימה לצד שקעי המחברים	כבל 6 גידים לא.ק.ג. אבחוני (פריט 5)
רצועת קשירה למחברים בצד ימין (פריט 6)	

פאוצ' שמאלי

טבלה 4-6 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים




ציור 4-26 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים

4.6 הכנסת המכשיר למטענים/מקבעים

4.6.1 מקבע/מטען ליחידת דפיברילטור והמכשיר האחד

הכנסה מקם את המגרעות בצידו האחורי של הדפיברילטור למול שני הפינים שבמטען מקבע (פריט A). מנעול המקבע ננעל אוטומטית. במקבע שהנו גם מטען מתבצעת טעינה של הדפיברילטור או המכשיר האחד במקביל לאספקת הזרם להפעלתו.



ציור 4-27 הכנסת המכשיר האחד למטען/מקבע

1. נקודת המגע החשמלי ביחידת הדפיברילטור/קוצב
2. פלג טעינה מגנטי במקבע/מטען

הוצאה הרם את ידית הנעילה כלפי מעלה (פריט B) והסר את הדפיברילטור/ המכשיר האחד מהמטען/ מקבע.

שים לב בדוק את נקודות המגע של הדפיברילטור/קוצב (פריט 1) ושל המטען/מקבע (פריט 2) באופן תדיר כדי לודא שהם נקיים מגופים וחומרים זרים שעשויים לשבש את פעולת הטעינה.


שים לב הוצא את הדפיברילטור או המכשיר האחד מהמקבע בתוך כ 10 שניות ממשיכת ידית הנעילה, מאחר והידית תנעל לאחר מכן אוטומטית שוב.

4.6.2 מקבע/ מטען ליחידת המוניטור

שים לב ניתן ליישם את ההליך המתואר הן כשיחידת החולה מחוברת ליחידת המוניטור והן כשאינה מחוברת אליו.

הכנסה הכנסת יחידת המוניטור למטען/מקבע נעשית באותה דרך שבו מוכנסת יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב. (פרק 4.4.4 עמוד 56)

1. הרם והטה את יחידת המוניטור קדימה
2. מקם את שני הפינים בחלקה התחתון של יחידת המוניטור לשתי המגרעות (פריט A) שבחלקה התחתון של יחידת הדפיברילטור/ קוצב.
3. הטה אחורה את יחידת המוניטור כלפי הדפיברילטור/ קוצב עד אשר הסוגר שבחלקו העליון של המוניטור ננעל על התפסים של יחידת הדפיברילטור קוצב. (פריט B)



ציור 4-28 הכנסת יחידת המוניטור למטען/מקבע


הוצאה הוצאת יחידת המוניטור מהמטען/מקבע מתבצעת באופן דומה להוצאתה מיחידת הדפיברילטור/ קוצב (ראה פרק 4.4.1 עמוד 53)

1. אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחיזה, בו זמנית, באמצעות אגודליך או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם.
2. הטה את יחידת המוניטור קדימה והרם את המוניטור כלפי מעלה.

4.6.3 מקבע/ מטען ליחידת חולה

הכנסה

1. מקם את יחידת החולה כמודגם בציור 4-29
2. כוון את יחידת החולה כשתחתיתה פונה לדופן הארוכה של המטען/מקבע (פריט A):
המגרעות שביחידת החולה מתקבעות על גבי הפינים שבמטען/מקבע. תבליט הכיוון (פריט 5) מתאים למגרעת שביחידת החולה (פריט 3).
3. הטה את יחידת החולה כלפי מעלה לכיוון המטען/מקבע (פריט B) עד אשר נשמע צליל הנעילה.
4. ודא כי יחידת החולה נעולה ומקובעת באמצעות הפינים והמגרעות.
5. חבר את רצועת הביטחון מתחת ליחידת החולה ומשוך להידוק. (לא מודגם בציור)



ציור 4-29 הכנסת יחידת החולה למטען/מקבע (קיבוע לתקרה)

1. מנעול
2. תפס שחרור
3. מגרעת כיוון ביחידת חולה
4. פינים
5. קידוד חיבור ביחידת מטען/מקבע
6. רצועת שחרור

הוצאה

1. שחרר את רצועת הבטחון מסביב ליחידת החולה
2. אחוז בחוזקה ביחידת החולה ומשוך את רצועת השחרור
3. הוצא את יחידת החולה מהמקבע/ מטען

5. תפעול המכשיר – יחידה טיפולית

5.1 אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב

5.1.1 סוגי אלקטרודות

קיים מגוון של אלקטרודות ואמצעי טיפול לדפיברילציה וקיצוב כמפורט:

אלקטרודות טיפול	יעוד	טווח גילאים
כפות דפיברילציה	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור	מבוגרים וילדים
מתאמי כפות דפיברילציה לתינוק	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור	ילודים ותינוקות
אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב	מבוגרים, ילדים, תינוקות, ילודים
קליפ corPatch חד פעמיות	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב	מבוגרים, ילדים, תינוקות, ילודים
אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב	מבוגרים, ילדים, תינוקות, ילודים
corPatch easy חד פעמיות	דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב	מבוגרים, ילדים, תינוקות, ילודים

טבלה 5-1 אלקטרודות וכפות טיפוליות לדפיברילציה וקיצוב

כפות דפיברילציה כפות הדפיברילציה מיועדות לשימוש לדפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת, וניטור ליד א.ק.ג. (ליד DE).

טבעת בידוד על גבי הכפות מונעת מזרמי זליגה מלהגיע לידי המפעיל מהאיזור הלח של הכפות. זרמי זליגה אלו נספגים ע"י האלקטרודות ולתוך המכשיר.

אלקטרודות דפיברילציה דפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת וניטור של ילודים ותינוקות מבוצעים באמצעות מתאמי כפות דפיברילציה לילדים המורכבים על גבי כפות הדפיברילציה. באנרגיה מופחתת אוטומטית ביחס לתינוק של 10:1 ע"י המתאמים (ראה פרק 5.2 עמוד 71)

אלקטרודות קיימים שני סוגים של אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב חד פעמיות:	
• אלקטרודות מדגם corPatch clip	דפיברילציה/
• אלקטרודות מדגם corPatch easy	קיצוב
שני סוגי האלקטרודות ניתנים לשימוש בדפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת, קיצוב, וניטור ליד א.ק.ג. (DE)	חד פעמיות
ניתן להשתמש באלקטרודות corPatch clip רק באמצעות כבל מתאם (מק"ט 04325).	אלקטרודות
מחברי האלקטרודות מתחברים לתופסנים שעל גבי הכבל לפני השימוש בהם. הכבל המתאם מתחבר לכבל הדפיברילציה הראשי של המכשיר. (ראה פרק 5.1.3 עמוד 69)	corPatch clip
אלקטרודות מסוג corPatch easy כוללות כבל אינטגרלי ובעת הצורך מיועדות לחיבור באופן ישיר לכבל דפיברילציה של יחידת הדפיברילציה קיצור. המכשיר מזהה אוטומטית אם	אלקטרודות
אלקטרודות אלו הן מסוג מבוגר או תינוק ובמקרה של חיבור אלקטרודות תינוק מגביל אוטומטית את האנרגיה ל 50J. (ראה פרק 5.2 עמוד 71)	corPatch easy

אי ציות להוראות אלו לגבי אלקטרודות ה corPatch או כל פעולה אחרת שאינה תואמת לאפליקציה או בניגוד להוראות השימוש עלול להסתיים בכוויות חמורות/ נזק למטופל או לטיפול לא אפקטיבי.



אזהרה

כל 4 הגידים לכבל מוניטור חייבים להיות מחוברים למטופל. אם נעשה שימוש גם בכבל חזה 6 גידי, כל 6 הגידים של הכבל חייבים להיות מחוברים ומחברי הכבלים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה. אין להשאיר אף אלקטרודה לא מחוברת לגוף המטופל. מסיבות בטיחותיות אסור לחבר את כבל הא.ק.ג. ה 6 גידי ליחידת החולה ולהשאירו לא מחובר למטופל כאשר מבוצע שוק חשמלי עם כפות הדפיברילציה.



אזהרה

כדי להבטיח הגנה מדפיברילציה של המטופל, המפעילים וגורמים אחרים בסביבה, השתמש אך ורק בכבלי המוניטור המופיעים ברשימת האביזרים המאושרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)



אזהרה

יש לשמור על הוראות הבטיחות המפורטות מטה, אותן ניתן למצוא גם על כל מארז של אלקטרודות corPatch, כאשר משתמשים באלקטרודות אלה.



אזהרה

- אל תכופף, תמעך או תקפל את האלקטרודות ואל תאחסן אותן תחת משא כבד.
- אל תפתח את המארז לפני שאתה נדרש להשתמש בהן.
- אל תשתמש באלקטרודות ה corPatch אם הג'ל יבש.
- אל תשתמש בתוספת ג'ל עם אלקטרודות corPatch
- אל תדביק אלקטרודות corPatch אחת לשניה.
- השתמש באלקטרודות מוניטור נפרדות כשהנך מקצב.
- אל תפרוק שוק מכפות דפיברילציה לתוך מדבקות corPatch
- השאר את אלקטרודות ה corPatch במרחק מכל אלקטרודה אחרת או מוליך אחר הנמצא במגע עם המטופל.



זהירות

אל תשתמש באלקטרודות corPatch כאשר:

- המארז שלהן כבר פתוח או פגום
- תאריך פג תוקף נקוב על המארז עבר
- האלקטרודה או המחבר מכופפים



זהירות

יש להחליף אלקטרודות corPatch לא יאחר מ:

- 24 שעות שימוש או 50 שוקים
- 8 שעות של קיצוב רציף

שים לב השתמש אך ורק בכפות דפיברילציה ובאלקטרודות דפיברילציה המתאימות לגובהו של החולה ובאנרגיה המתאימה לו. (ראה פרק 5.2 עמוד 71 למידע על דפיברילציה בתינוק)


שים לב מומלץ תמיד לשאת זוג נוסף של אלקטרודות corPatch למקרה של תקלה.

שים לב התאדמות העור כתוצאה מדפיברילציה הנה תופעת לוואי נורמאלית. בשימוש **קורפולס** השתמש אך ורק באלקטרודות של היצרן מסוג CorPatch.

5.1.2 חיבור אלקטרודות corPatch Clip וכבל מתאם

(לא בשימוש בישראל)

חבר אלקטרודות מסוג corPatch clip לכבל מתאם לפני או אחרי הדבקת האלקטרודות לחולה.



ציור 5-1 חיבור אלקטרודות corPatch לתפס

1. אלקטרודת corPatch clip

2. סרט מגע לחיבור

3. מנעול

4. כבל corPatch

5. מחבר הכבל

6. כיסוי הגנה

1. פתח את המנעול (פריט 3) על גבי מחבר הכבל (פריט 5)
2. הכנס את סרט המגע לחיבור (פריט 2) של אלקטרודות ה corPatch clip (פריט 1) למחבר הכבל.
3. סגור את המנעול לודא מגע עם סרט המגע לחיבור.
4. כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch clip על חולה ודא הדבקה באופן הבא:
 - אלקטרודה עם חיבור אדום בצד Apex קדמי (Anterior)
 - אלקטרודה עם חיבור כחול בצד Sternum אחורי (Posterior)

**חיבור
אלקטרודות
corPatch clip**


5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות

שים לב

לחיבור כפות דפיברילציה או מדבקות corPatch חבר את המחבר התואם (פריט 2, 4, או 5) לכבל הדפיברילציה הראשי (פריט 1). לניתוק, משוך לאחור את המחבר האדום על גבי כבל הדפיברילציה הראשי והפרד בין המחברים. המחברים מתוכננים באופן חד כיווני למנוע החלפת קוטביות שגוייה בעת החיבור. לסימון כיוון החיבור קיים תבליט בצד אחד של כבל הדפיברילציה הראשי ובמקביל על גבי המחבר של האלקטרודות או של כפות הדפיברילציה. יש לודא שהמחברים נמצאים כשהתבליטים באותו צד.


אלקטרודות corPatch clip

לאחר חיבור אלקטרודות corPatch clip לכבל המתאם (פריט 3), חבר את המחבר שעל גבי הכבל המתאם (פריט 2) למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.




אלקטרודות corPatch easy

חבר את המחבר (פריט 4) של אלקטרודות ה corPatch easy למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.



כפות דפיברילציה

חבר את המחבר (פריט 5) של כפות הדפיברילציה easy למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.



ציור 5-2 חיבור כבלי אלקטרודות הדפיברילציה

1. כבל דפיברילציה/ קיצוב ראשי עם מחבר אדום
2. מחבר כבל מתאם לאלקטרודות corPatch
3. כבל מתאם לאלקטרודות corPatch
4. מחבר של אלקטרודות corPatch easy
5. מחבר של כפות דפיברילציה



זהירות

אם נעשה נסיון לחבר את אלקטרודות הדפיברילציה בצורה הפוכה לכבל הדפיברילציה קיצוב, יגרם נזק לכבל הטיפול. יש לשלוף את המחבר החוצה ולבדוק סימני נזק. אם לא נראים כאלו חבר את המחבר שוב, בכיוון הנכון.

5.1.4 הוצאת כפות הדפיברילציה והכנסתם למחזיק כפות דפיברילציה

- הוצאת כפות הדפיברילציה**
1. סובב את כפות הדפיברילציה כ 20° קדימה או אחורה (A או B בהתאמה)
 2. במצב זה משוך את כפות הדפיברילציה מיחידת הדפיברילטור קוצב.



ציור 3-5 הוצאת כפות הדפיברילציה ממקומן ביחידת הדפיברילטור / קוצב

- החזרת כפות הדפיברילציה למקומן, הכנס אותם חזרה למקומן ביחידת הדפיברילטור קוצב, עד שתשמע נעילתם**
- שים לב** את כף הדפיברילציה עם הלחצן הירוק (APEX) יש להכניס לצידו הימני של המכשיר ואת כף הדפיברילציה עם הלחצן האדום (STERNUM) יש להכניס לצד השמאלי של המכשיר. על גבי כפות הדפיברילציה ישנן גם מדבקות לסימון APEX ו STERNUM.

5.2 דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים

אלקטרודות	לדפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים ניתן להשתמש במספר אופציות של אלקטרודות.
דפיברילציה	• כפות מתאמות לדפיברילציה בתינוקות (לא בשימוש בישראל) • אלקטרודות corPatch easy לתינוקות
כפות	דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בתינוקות וילודים (עד כ 1 שנה, משקל גוף כ 10 ק"ג וגובה כ 75 ס"מ) יש לבצע עם כפות דפיברילציה לתינוק. כפות אלו מתוכננות כמתאמים לכפות
דפיברילציה	דפיברילציה למבוגר. הכפות המתאמות לדפיברילציה בתינוק מפחיתות אוטומוטית את האנרגיה
לתינוק	לפי יחס של 1:10 כלומר לעשירית האנרגיה המוצגת על מסך הדפיברילטור.



אזהרה

האנרגיה המועברת ע"י כפות הדפיברילציה לתינוק אינה תואמת את האנרגיה המוצגת על גבי המסך. אם לדוגמא, אנרגיה של 200J נבחרה במכשיר, האנרגיה שתנתן בפועל תהיה 20J.


כאשר חזה הילד גדול מספיק למיקום כפות דפיברילציה למבוגר, ניתן להשתמש בכפות אלו. כך קורה בד"כ בילדים מעל גיל שנה במשקל 10 ק"ג ומעלה ובגובה 75 ס"מ ומעלה. אם חזה החולה קטן מידי חובה להשתמש בכפות דפיברילציה לתינוק או באלקטרודות corPatch לתינוק

שים לב כאשר משתמשים בכפות דפיברילציה לתינוקות ההודעה "Shock Performed" עלולה להיות מוצגת גם אם בוצע ביטול שוק.

שים לב השימוש בדפיברילטור במצב AED אינו מומלץ לתינוקות בגיל 12 חודשים ומטה.

שים לב שימוש בדפיברילטור במצב AED עם אלקטרודות corPatch easy מומלץ לחולים שגילם לפחות 8 שנים או יותר ושממשקל גופם עולה על 25 ק"ג.

חיבור כפות 1. קרא בבקשה ופעל לפי ההוראות והאזהרות על גבי חלקן הפנימי של כפות הדפיברילציה **תינוק** לתינוק.



ציור 5-4 חיבור כפות דפיברילציה לתינוק

1. כפות דפיברילציה למבוגר
 2. כפות דפיברילציה לתינוק (מתאמים)
 3. דיודה לביצוע בדיקה פונקציונאלית
2. מקם את כפות הדפיברילציה לתינוק (פריט 2) על גבי כפות הדפיברילציה למבוגר (פריט 1) ולחץ עד אשר הקצה העגול ננעל על גבי המתאם.
3. בצע בדיקה פונקציונאלית ע"י קיצור בין שתי הכפות לתינוק. ודא כי שתי הדיודות (פריט 3) מאירות.

בזמן ביצוע הבדיקה הפונקציונאלית הרחק את כפות הדפיברילציה לתינוק מגופך כשאתה מקצר בינהן.



זהירות

4. במידה והדיודות אינן מאירות, בדוק ותקן חיבורים ובצע את הבדיקה שנית.
- כאשר מבצעים דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת בתינוק ניתן להשתמש גם באלקטרודות דפיברילציה לתינוק מסוג corPatch.
- בשימוש באלקטרודות דפיברילציה לתינוק האנרגיה אינה מופחתת באופן אוטומטי, בניגוד לשימוש בכפות דפיברילציה לתינוק. מבחינת המשתמש במצב זה האנרגיה המוצגת עלגבי המסך היא האנרגיה המועברת לחולה (יחס 1:1). ניתן לבחור אנרגיה עד 50J עם האלקטרודות אלקטרודות אלו מקודדות, ומכשיר הקורפולס³ מזהה אותן אוטומטית ומבדיל בין לבין אלקטרודות מבוגר. כאשר תחבר אלקטרודות corPatch easy לתינוק לכבל ראשי של הדפיברילטור, האנרגיה מוגבלת אוטומטית ל 50J.

אלקטרודות corPatch clip לתינוק

אלקטרודות corPatch לתינוק easy

5.3 ביצוע דפיברילציה במצב AED

5.3.1 מידע לגבי מצב AED


כאשר **קורפולס**³ נמצא במצב AED, המכשיר מדריך את המשתמש בדיבוב לבצע החייאה בהתאם לפרוטוקול. האלגוריתם הנו בהתאם לפרוטוקול של European Resuscitation Council 2005 (ERC, see www.erc.edu). מצב AED כולל אנליזה אוטומטית של הא.ק.ג., הודעות כתובות על גבי הצג ודיבוב של המכשיר.

תצוגת גל הא.ק.ג. על גבי המסך מוגדרת מראש ואינה ניתנת לשינוי. הגל השני מציג CO₂ וגם הוא מוגדר מראש ואינו ניתן לשינוי. תצוגת הגל הראשון מתקבלת מאחד מהאביזרים הבאים:

- | | | |
|---|--|----------------------|
| ✓ | תצוגת DE (Defibrillation Electrodes) מתקבלת מאלקטרודות הדפיברילציה מסוג corPatch המודבקות על חזה החולה | • אלקטרודות corPatch |
| ✓ | ליד II או ליד III נקראת מתוך כבל מוניטור 4 גידי המחובר לחזה החולה או | • כפות דפיברילציה |
| ✓ | תצוגת DE מתקבלת מכפות הדפיברילציה, כאשר כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר. | |

השוק החשמלי ניתן ע"י המשתמש. לא ניתן לתת שוק אוטומטי כשקצב הלב אינו מחייב זאת. האפשרות ללחיצה על לחצן שוק לצורך העברתו, זמינה למשך 30 שניות. במידה ולא ינתן שוק בפרק זמן של 30 שניות מגמר טעינת המכשיר, המכשיר יפרוק את האנרגיה אוטומטית לתוכו מבלי להעבירה לחולה.

הלחצנים הבאים מיועדים לתפעול דפיברילציה במצב AED



ציור 5-5 לחצני מצב AED

- | | |
|----------|----|
| AED | .1 |
| Analysis | .2 |
| Shock | .3 |

שים לב השימוש בדפיברילטור במצב AED אינו מומלץ לתינוקות בגיל 12 חודשים ומטה.

שים לב שימוש בדפיברילטור במצב AED עם אלקטרודות corPatch easy מומלץ לחולים שגילם לפחות 8 שנים או יוצר ושמשקל גופם עולה על 25 ק"ג.

המשתמש המיומן הוא אשר קובע את התקדמות הטיפול בהתאם לדרישות הרפואיות בכל מקרה. התהליך המודגם כאן מציג את אפשרויות התפעול של המכשיר בלבד.



זהירות

כשמבוצעת דפיברילציה כל כבלי הא.ק.ג. הנחוצים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה כל הזמן, וכל האלקטרודות חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה וכבל ניטור החזה, ה 6 ג'די, אינו בשימוש במצב דפיברילציה, יש לנתקו מיחידת החולה.



זהירות

במידה ומבוצע שינוי בתקשורת הפנימית של **קורפולס 3** (כגון מעבר מעבודה אל חוטית לחיבור מכאני בין היחידות ולהפך) האנליזה האוטומטית של הא.ק.ג. במצב AED תופרע ויש ללחוץ על לחצן אנליזה כדי לחדש את האבחון האוטומטי של המכשיר.



זהירות

כאשר לחולה קוצב פנימי מושתל, יתכן שאבחון הא.ק.ג. שלו במצב AED עלול להיות מוגבל.



זהירות

מיקום אלקטרודות הדפיברילציה ישירות מעל קוצב פנימי מושתל עלולים לגרום לנזק לשריר הלב כתוצאה משוק המועבר דרך אלקטרודות הקוצב המושתל. במצב זה מומלץ לשקול מיקום חלופי הפוך לאלקטרודות: מתחת ל Left Clavícula ומתחת ל Right mamilla בגובה האפקס.



זהירות

ציוד שאינו מוגן דפיברילציה (סוג CF) יש לנתק מהחולה לפני מתן שוק חשמלי. אל תפעיל את המכשיר ליד שדה אלקטרומגנטי חזק כגון MRI לדוגמא (ראה פרק 2 עמוד 4)



זהירות

במצב דפיברילציה לא מופעלות אזעקות קליניות אקוסטיות. אזעקות טכניות מופעלות גם ויזואלית וגם אקוסטית. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. אמפליטודת הא.ק.ג. מכוונת אוטומטית ל 10mm/mV ולא ניתן לשנותה במצב דפיברילציה.

התנגדות בית החזה של החולה (אימפדנס) נמדדת ע"י המכשיר ומוצגת לפי אחת מ 3 קטגוריות: OK, LOW, HIGH. במצב של אימפדנס גבוה או נמוך מידי לא ניתן לתת שוק. התנגדות גבוהה ניתן להפחית באמצעים הבאים:

- הסרת עודפי שיער (גילוח)
 - ניקוי העור באמצעות חומרים המכילים אלכוהול
 - הוספת ג'ל דפיברילציה לכסוי מלא של כפות הדפיברילציה
 - הפעלת לחץ גדול יותר על הכפות בעת מתן השוק
 - בדיקת אלקטרודות הדפיברילציה corPatch והחלפתן במידת הצורך.
- אימפדנס נמוך עלול להווצר כתוצאה מעודפי ג'ל דפיברילציה על בית החזה או מרחק שאינו מספיק בין אלקטרודות/כפות הדפיברילציה. כמו כן תקלות טכניות בכבל דפיברילציה עלולות אף הן לייצר מצב של קצר – אימפדנס נמוך.
- צעדים מניעתיים** חובה לנקוט באמצעים מניעתיים כדי להשיג דפיברילציה בטוחה על משטח רטוב או מתכתי:
- שחרור שוק חשמלי אל-חוטי (עם מדבקות דפיברילציה corPatch) ממרחק בטוח מהחולה.
 - מיקום החולה על משטח יבש לפני דפיברילציה
 - מיקום החולה על משטח לא מוליך לפני דפיברילציה
- הקלטה במצב AED** במצב AED ניתן להפעיל אופציה של הקלטת האירוע. במידה ואופציה זו פועלת, מוקלטים כל הקולות הסביבתיים במצב AED. הצוות האחראי על המכשיר יכול לקבוע מצב זה כברירת מחדל. (ראה פרק 7.5.3 עמוד 179)
- שים לב** כשעוברים ממצב AED למצב דפיברילציה ידנית (Manual) לאחר המעבר, האנרגיה שנבחרה במצב AED נשארת זמינה על המסך.

5.3.2 דפיברילציה במצב AED באמצעות אלקטרודות corPatch

- שים לב** בשימוש עם אלקטרודות דפיברילציה corPatch, אנליזת א.ק.ג. מבוצעת גם מא.ק.ג. המתקבל מאלקטרודות אלה. כבל מוניטור 4 גידי אינו נדרש לביצוע האבחון.

כתופעת לוואי של דפיברילציה, קילוף של העור או במקרים של עודפי שיער, שריפה וכוויות עלולות לקרות.



זהירות

1. במידת הצורך הסר שיער מחזה החולה לפני הדפקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.

קריאת הא.ק.ג. באמצעות אלקטרודות נפגעת כאשר האלקטרודות אן נמצאות בהדבקה ומגע מלא עם עור החולה, ואם עור החולה אינו נקי.



אזהרה

2. נקה את העור במידת הצורך, לפני הדבקת האלקטרודות.

3. הכן את אלקטרודות ה corPatch:

- הוצא את אלקטרודות ה corPatch מאריזתן

שים לב בדוק תאריך פג תוקף של האלקטרודות על גבי מארז ה corPatch

1. במידה והאלקטרודות שבשימוש הן מסוג corPatch clip:

אחוז במחבר (ציור 5-1 פריט 2) ותפס המגע (ציור 5-1 פריט 5) ביד אחת, והסר את שכבת נייר המגן עם היד השנייה.

2. במידה והאלקטרודות שבשימוש הן מסוג corPatch easy:

הסר את נייר המגן מהאלקטרודות.


כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch על חזה החולה ודא שלא נוצרים כיסי אוויר בין האלקטרודה לעור החולה. הדבק את אלקטרודות ה corPatch מהמרכז החוצה.



זהירות

4. הדבק את אלקטרודת ה APEX לצד שמאל תחתון של בית חזה (ציור 5-6, פריט 1) לצד ה APEX של הלב (צלע 5). ודא שהג'ל המוליך של האלקטרודה יוצר מגע מלא עם עור המטופל.

5. הדבק את אלקטרודת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-6, פריט 2). ודא כי החלק המוליך של האלקטרודה הנו בעל מגע מלא עם העור.



ציור 5-6 הדבקת אלקטרודות ה corPatch

1. מיקום אלקטרודת ה APEX
2. מיקום אלקטרודת ה STERNUM

הכנת המכשיר תנאי מוקדם: המכשיר במצב שהופעל

1. לחץ על לחצן AED. על הצג תופיע התמונה הבאה:

AED



ציור 5-7, מצב AED – תצוגה ראשונית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הקפנוגרף
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. מצב טעינת אנרגיה לשוק
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה



אזהרה

בזמן האנליזה של הא.ק.ג. חובה להמנע מתנועה של החולה. ודא שהחולה במנוחה וברגיעה. אל תגע בחולה. חובה להמנע לפרק זמן קצר של האנליזה מפעולות הנשמה כלשהן מאחר ואלו עלולות לגרום לאנליזה שגויה מאחר וההתרחבות הזמנית של בית החזה עלולה ליצר גלי א.ק.ג. שגויים.

Analyse

2. לחץ על לחצן ה **Analyse** כדי להתחיל בפעולת אבחון קצב הלב ע"י המכשיר. המכשיר מציין כי ניתן לבצע דפיברילציה ע"י ההודעה "Release shock". במידה והמפעיל אינו לוחץ על לחצן השוק שעל המכשיר במשך למעלה מ 30 שניות מההודעה, המכשיר ישחרר את השוק באופן פנימי ולא על החולה.

במידה ושוק אינו מומלץ (בהתאם לאבחון האוטומטי של המכשיר), תופיעה ההודעה "Shock not recommended". במקרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי.

שים לב במידה וקצב הלב מזוהה כקצב הדורש שוק חשמלי, טעינת האנרגיה במכשיר מתחילה עוד בזמן אבחון הקצב. ברגע שאבחון הא.ק.ג. מחייב שוק והמפעיל נוכח שהתנאים הבטיחותיים הולמים, ניתן לשחרר שוק חשמלי באופן מיידי.

דפיברילציה 3. לביצוע דפיברילציה לחץ על לחצן Shock והחזק אותו לחוץ עד אשר השוק ניתן.



ציור 5-8, מצב AED – שחרור שוק חשמלי

המשך הפעולה 4. בצע עיסויים והנשמות (CPR) על עוד הודעת "Perform CPR" מוצגת. פעל לפי הנחיות ההחייאה כל עוד נדרש.

שים לב ניתן לתמוך באמצעי עזר קולי בקצב ה CPR ע"י הפעלת המטרונום באמצעות לחצן תוכנה [Metronome]

5. כשהמכשיר מציג "Start Analysis", לחץ על לחצן Analyse לביצוע אבחון אוטומטי.

Analyse

5.3.3 ביצוע דפיברילציה במצב AED באמצעות כפות דפיברילציה

הכנת החולה במצב AED , לפני ביצוע דפיברילציה באמצעות כפות, יש לבצע אנליזה תחילה, באמצעות כבל מוניטור 4 גידי.

תופעת לואי של דפיברילציה עלולות לכלול קילוף של העור או במקרים של עודפי שיער עלולים לקרות שריפה וכוויות.



זהירות

הסר עודפי שיער במידת הצורך, על מנת לאפשר מגע מלא של הכפות והג'ל המוליך עם עור החולה.

1. הדבק את כל 4 האלקטרודות של כבל המוניטור לחולה (ראה פרק 6.2 עמוד 106)

ודא כי ג'ל דפיברילציה מוליך אינו מגיע לאיזור המבודד שבין משטח הכפות לידית. השתמש רק בג'ל דפיברילציה המתאים לשימוש השתמש זה.



אזהרה


2. מרח ג'ל דפיברילציה על כל משטח הכפות כך שיכוסו במלואן והמשך לשלב 3.

הכנת המכשיר

תנאי מוקדם: המכשיר חייב להיות דלוק.

3. לחץ על לחצן AED. על המסך תופיעה התצוגה הבאה:

AED



ציור 5-9, מצב AED, מסך תצוגה ראשוני

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הקפנוגרף
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. מצב טעינת אנרגיה לשוק
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה



אזהרה

בזמן האנליזה של הא.ק.ג. חובה להמנע מתנועה של החולה. ודא שהחולה במנוחה וברגיעה. אל תגע בחולה. חובה להמנע לפרק זמן קצר של האנליזה מפעולות הנשמה או עיסוי כלשהן מאחר ואלו עלולות לגרום לאנליזה שגויה. ההתרחבות הזמנית של בית החזה עלולה ליצר גלי א.ק.ג. שגויים.



אזהרה

באבחון א.ק.ג. אוטומטי של המכשיר חשוב להקפיד על כך שאלקטרודות הניוטרל השחורה כמו גם שאר האלקטרודות יהיו במגע מלא עם המטופל

4. לביצוע אנליזה אוטומטית ע"י המכשיר:

לחץ על חצן Analyse או

לחץ על אחד מלחצני השוק שעל כפות הדפיברילציה.

המכשיר מצוין כי ניתן לבצע דפיברילציה ע"י ההודעה "Release shock". במידה והמפעיל אינו לוחץ על לחצן השוק שעל גבי המכשיר במשך למעלה מ 30 שניות מההודעה, המכשיר ישחרר את השוק באופן פנימי ולא על החולה. במידה ושוק אינו מומלץ (בהתאם לאבחון האוטומטי של המכשיר), תופיעה ההודעה "Shock not recommended". במקרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי.


שים לב

במידה וקצב הלב מזוהה כקצב הדורש שוק חשמלי, טעינת האנרגיה במכשיר מתחילה עוד בזמן אבחון הקצב. ברגע שאבחון הא.ק.ג. הולם, והמפעיל נוכח שהתנאים הבטיחותיים הולמים, ניתן לשחרר שוק חשמלי באופן מיידי.

התחלת השוק

5. מקם את כפת ה APEX (ציור 5-9, פריט 1) בצד השמאלי התחתון של בית החזה, ליד ה APEX של הלב.

6. מקם את כפת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-9, פריט 2).



ציור 5-10 מקום כפות הדפיברילציה

1 מיקום כף ה APEX

2 מיקום כף ה STERNUM

לחץ את כפות הדפיברילציה בחוזקה כלפי חזה המטופל כאשר אתה לוחץ למתן שוק חשמלי. (כ 8 ק"ג כח מגע על חזה של מבוגר). החזק את שני לחצני השוק לחוצים עד שהשוק ניתן.



זהירות

7. לחץ על שני לחצני השוק שעל הכפות, לחוצים עד למתן השוק.



צור 5-11, מצב AED שחרור השוק

8. המשך הפעולה בצע עיסויים והנשמות (CPR) כל עוד הודעת "Perform CPR" מוצגת.

שים לב ניתן להפעיל אמצעי עזר לקבלת חיווי קולי לקצב עיסויים בזמן CPR ע"י הפעלת פונקציית המטרונום.

9. כשהמכשיר מציג "Start Analysis", לחץ על לחצן Analyse או על אחד מלחצני הכפות שוב, לביצוע אבחון אוטומטי.

Analyse

ללא תלות בפונקציית המטרונום פעל לפי הנחיות ועקרונות ההחייאה ועל פי הפרוטוקולים.

5.3.4 ביצוע בדיקה צולבת

במצב AED אנליזה סטנדרטית מבוצעת ע"י ניתוח הקצב בליד II. במקרה של אסיסטולה, הנחיות 2005 של האיגוד האירופאי לרפואה דחופה, ממליצות על בדיקה צולבת. מצב זה דורש מעבר מליד II לליד III וביצוע אנליזה מחודשת.

במצבים חריגים, קצב VT עלול לייצר תמונת אסיסטולה בא.ק.ג.. מצב זה מתרחש כשוקטור דומיננטי נמצא במאונך לליד שנבחר. במצב זה בדיקה צולבת של ליד נוסף מאפשרת לודא אם אכן המצב הוא אסיסטולה או לא.

לביצוע הבדיקה הצולבת לחץ על לחצן התכנה [III->II], חזור על אנליזה ע"י לחיצה על לחצן Analyse.

במצב דפברילציה, אנליזה הא.ק.ג. מבוצעת על הליד שנבחר המוצג בשורה הראשונה במוניטור.

5.4 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת

5.4.1 מידע על דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת

במצב של דפיברילציה מנואלית בקורפולס³ למשתמש יש חופש מלא בקבלת החלטות לגבי השימוש בדפיברילטור. המשתמש חייב לבחון את הא.ק.ג. בעצמו ולקבל החלטה בהתאם, לבחור בעצמו את רמת האנרגיה הרצויה בהתאם לחולה שלפניו וליזום את מתן השוק החשמלי. בשימוש באלקטרודות corPatch השוק ניתן בלחיצה על לחצן ה Shock שעל יחידת המוניטור. בשימוש בכפות הדפיברילציה השוק ניתן ע"י לחיצה על הלחצנים שעל גבי כפות הדפיברילציה.

שוק מסונכרן - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:



אזהרה


- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חייבי ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיברילציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

ניתן לבחור באחד ממצבי הקצב של פונקציית המטרונום בכפוף לפרוטוקול העיסויים הקיים כיום. (ראה פרק 5.6.2 הפעלת פונקציית המטרונום עמוד 104)

שדה הגל הראשון המוצג במוניטור במצב דפיברילציה קבוע ואינו ניתן לשינוי. תצוגת הגל הראשון מתקבלת מאחד מהאביזרים הבאים:

• אלקטרודות corPatch	✓	תצוגת DE (Defibrillation Electrodes) מתקבלת מאלקטרודות הדפיברילציה מסוג corPatch המודבקות על חזה החולה
• כפות דפיברילציה	✓	ליד II או ליד III נקראים מכבל מוניטור 4 גידי המחובר לחזה החולה או
	✓	תצוגת DE מתקבלת מכפות הדפיברילציה, כאשר כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר.

הלחצנים הבאים מיועדים לתפעול דפיברילציה במצב של דפיברילציה מנואלית:



ציור 5-12 לחצני מצב AED

1. Energy

2. Charge

3. Shock



אזהרה

ציוד שאינו מוגן דפיברילציה (סוג CF) יש לנתק מהחולה לפני מתן שוק חשמלי.
אל תפעיל את המכשיר ליד שדה אלקטרומגנטי חזק כגון MRI לדוגמא (ראה פרק 2 עמוד 4)



אזהרה

כשמבוצעת דפיברילציה כל כבלי הא.ק.ג. הנחוצים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה כל הזמן, וכל האלקטרודות חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה וכבל ניטור החזה, ה 6 גידי, אינו בשימוש במצב דפיברילציה, יש לנתקו מיחידת החולה.



אזהרה

מיקום אלקטרודות הדפיברילציה ישירות מעל קוצב פנימי מושתל עלולים לגרום לנזק לשריר הלב כתוצאה משוק המועבר דרך אלקטרודות הקוצב המושתל. במצב זה מומלץ לשקול מיקום חלופי הפוך לאלקטרודות: מתחת ל Left Clavicle ומתחת ל Right mamilla בגובה האפקס.

הליך הטעינה מתחיל ע"י לחיצה על אחד מלחצני השוק שעל כפות הדפיברילציה. מהלך הטעינה מוצג על גבי המסך באמצעות קו מתמלא. כשהמכשיר טעון ומוכן למתן שוק נשמע חיווי קולי- צפצוף מתמשך. האנרגיה שנבחרה זמינה להפעלה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ולא ניתן שוק חשמלי בזמן זה המכשיר פורק את עצמו באופן פנימי. לא נשמעות אזעקות קליניות במצב דפיברילציה. אזעקות טכניות נשמעות ומוצגות. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. הא.ק.ג. מוצג ב 10mm/mV ופרמטר זה לא ניתן לשנוי. במצב דפיברילציה לא מופעלות אזעקות קליניות אקוסטיות. אזעקות טכניות מופעלות גם ויזואלית וגם אקוסטית. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. אמפליטודת הא.ק.ג. מכוונת אוטומטית ל 10mm/mV ולא ניתן לשנותה במצב דפיברילציה.

התנגדות בית החזה של החולה (אימפדנס) נמדדת ע"י המכשיר ומוצגת לפי אחת מ 3 קטגוריות: OK, LOW, HIGH. במצב של אימפדנס גבוה או נמוך מידי לא ניתן לתת שוק. התנגדות גבוהה ניתן להפחית באמצעים הבאים:

- הסרת עודפי שיער (גילוח)
- ניקוי העור באמצעות חומרים המכילים אלוהול
- הוספת ג'ל דפיברילציה לכסוי מלא של כפות הדפיברילציה
- הפעלת לחץ גדול יותר על הכפות בעת מתן השוק
- בדיקת אלקטרודות הדפיברילציה corPatch והחלפתן במידת הצורך.

אימפדנס נמוך עלול להווצר כתוצאה בעיות טכניות בכבל דפיברילציה

צעדים מניעתיים חובה לנקוט באמצעים מניעתיים כדי להשיג דפיברילציה בטוחה על משטח רטוב או מתכתי:

- שחרור שוק חשמלי אל- חוטי (עם מדבקות corPatch) ממרחק בטוח מהחולה.
 - מיקום החולה על משטח יבש לפני דפיברילציה
 - מיקום החולה על משטח לא מוליך לפני דפיברילציה
- הגורמים האחראים רפואית על המכשיר יכולים לקבוע ברירת מחדל לאנרגיה התחלתית ע"י פונקציה Auto Energy. אנרגיה זו תוצג אוטומטית בכניסה למצב דפיברילציה מנאלית. (ראה פרק 7.2 עמוד 161)

5.4.2 ביצוע דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת עם אלקטרודות corPach

שים לב ניטור א.ק.ג. יכול להתקבל ב 2 דרכים:

1. באמצעות אלקטרודות corPatch אשר קריאת הא.ק.ג. המנוטר באמצעותן מוצגת תמיד בגל הראשון שעל גבי המסך עם סימן (DE) לצידה.
2. באמצעות אלקטרודות מוניטור נוספות המחוברות בחיבורי גפיים ומאפשרות תצוגה כגל שני (ראה פרק 6.2 עמוד 106)

עודפי שיער עלולים לגרום לסיכון של שריפה/ לחריקת עור החולה.



זהירות

1. במידת הצורך הסר שיער מחזה המטופל לפני הדבקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.

קריאת הא.ק.ג. באמצעות אלקטרודות נפגעת כאשר האלקטרודות אנו נמצאות בהדבקה ומגע מלא עם עור החולה, ואם עור החולה אינו נקי.



אזהרה

2. נקה את העור במידת הצורך, לפני הדבקת האלקטרודות.

3. הכן את אלקטרודות ה corPatch.

- הוצא את אלקטרודות ה corPatch מאריזתן

שים לב בדוק תאריך פג תוקף של האלקטרודות על גבי מארז ה corPatch

- במידה והאלקטרודות שבשימוש הן מסוג corPatch clip (לא בשימוש בישראל): אחוז במחבר (ציור 5-1 פריט 2) ותפס המגע (ציור 5-1 פריט 5) ביד אחת, והסר את שכבת נייר המגן עם היד השנייה.


- במידה והאלקטרודות שבשימוש הן מסוג corPatch easy: הסר את נייר המגן מהאלקטרודות.

כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch על חזה החולה ודא שלא נוצרים כיסי אוויר בין האלקטרודה לעור החולה. הדבק את אלקטרודות ה corPatch מהמרכז החוצה.



זהירות

1. הדבק את אלקטרודת ה APEX לצד שמאל תחתון של בית חזה (ציור 5-6, פריט 1) לצד ה APEX של הלב (צלע 5). ודא שהג'ל המוליך של האלקטרודה יוצר מגע מלא עם עור החולה.
2. הדבק את אלקטרודת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-6, פריט 2). ודא כי החלק המוליך של האלקטרודה הנו בעל מגע מלא עם העור.



ציור 5-13 הדבקת אלקטרודות ה corPatch


1. מיקום אלקטרודת ה APEX
2. מיקום אלקטרודת ה STERNUM

הכנת המכשיר

Manual

תנאי מקדים: המכשיר פועל


לחץ על לחצן ה Energy. המוניטור יציג את התמונה הבאה:



ציור 5-14, תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הניתן לשינוי (בתצוגה גל קפנוגרף)
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. אינדיקציית התנגדות בית החזה של החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. התנגדות החולה
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

2. בחר את האנרגיה הנדרשת באמצעות הלחצן הסיבובי או לחצני התכנה למטה.



ציור 5-15 — דפיבריציה מנואלית, בחירת אנרגיה

3. לחץ על לחצן Charge כדי להתחיל טעינת אנרגיה. תהליך הטעינה אורך עד 5 שניות בהתאם לרמת האנרגיה

דפיברילציה/
דפיברילציה
מסונכרנת



ציור 5-16 הודעת טעינה Charging

האנרגיה הטעונה במכשיר זמינה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ואין לחיצה לשוק חשמלי בזמן זה, המכשיר יפרוק את האנרגיה פנימית, באופן אוטומטי.
4. המתן עד הופעת ההודעה "Ready for Shock" על המסך.
5. למתן דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת, המשך ללחוץ על לחצן השוק עד שהשוק ניתן.

שים לב



פעולות נוספות

ללא תלות בחיווי המטרונום יש להמשיך ולפעול בהתאם לפעולות ההחייאה כנדרש ע"י הפרוטוקול הנהוג במדינה ובמידה וקצב הלב לא חזר לקצב סינוס נורמאלי.

שים לב

ניתן לתמוך בחיווי קולי בפעולות העיסוי ע"י הפעלת פונקציית המטרונום בלחיצה על [Metronome].

שים לב במידה ולחצת על הלחצן הסיבובי במצב מנואלי, בחירת האנרגיה מהמוניטור תוכל להתבצע רק מלחצני התוכנה שלמטה. לחזרה לבחירת אנרגיה באמצעות הלחצן הסיבובי יש ללחוץ שוב על לחצן Energy.

5.4.3 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת באמצעות כפות

שים לב ניטור א.ק.ג. יכול להתקבל ב 2 דרכים:

3. באמצעות אלקטרודות corPatch כשקריאת הא.ק.ג. המנוטר מוצגת תמיד בגל הראשון שעל גבי המסך עם סימן (DE) לצידה.
4. באמצעות אלקטרודות מוניטור נוספות המחוברות בחיבורי גפיים ומאפשרות תצוגה כגל שני (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)
- קריאת א.ק.ג. באמצעות כבל 4 מוניטור 4 גידי (כמוסבר למטה) מבטיחה איכות אות טובה יותר מקריאת הא.ק.ג. באמצעות כפות הדפיברילציה.

עודפי שיער עלולים לגרום לסיכון של שריפה/ לחריכת עור החולה.



זהירות


1. במידת הצורך הסר שיער מחזה החולה לפני הדבקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.
2. הדבק לחולה את כל 4 אלקטרודות הא.ק.ג. של כבל המוניטור ה- 4 גידי (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)

ודא כי ג'ל דפיברילציה מוליך אינו מגיע לאיזור המבודד שבין משטח הכפות לידיית. השתמש רק בג'ל דפיברילציה המתאים לשימוש זה.



אזהרה

3. מרח ג'ל דפיברילציה על כל משטח הכפות, כך שיכוסו במלואן.
4. מקם את כפת ה APEX (ציור 5-9, פריט 1) בצד השמאלי התחתון של בית החזה, ליד ה APEX של הלב.
5. מקם את כפת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-9, פריט 2).



ציור 5-17, מיקום כפות הדפיברילציה.


1. מיקום כפת ה APEX
2. מיקום כפת ה STERNUM

הכנת המכשיר

1. תנאי מקדים: המכשיר פועל.

לחץ על לחצן ה Manual. המוניטור יציג את התמונה הבאה:


Manual



ציור 5-18, תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל המאפשר קונפיגורציה (בתצוגה נוכחית – קפנוגרף)
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות בית החזה של המטופל
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. זמן משוק אחרון
10. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
11. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

2. בחר באנרגיה לטעינה באמצעות הלחצן הסיבובי או באמצעות לחצני התוכנה שלמטה.



ציור 5-19 דפיברילציה מנואלית, בחירת אנרגיה

3. לחץ על לחצן Charge כדי להתחיל טעינת אנרגיה. תהליך הטעינה אורך עד 5 שניות
דפיברילציה / דפיברילציה מסונכרנת



ציור 5-20 הודעת טעינה Charging

שים לב האנרגיה הטעונה במכשיר זמינה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ואין לחיצה לשוק חשמלי בזמן זה, המכשיר יפרוק את האנרגיה פנימית, באופן אוטומטי.

4. המתן עד הופעת ההודעה "Ready for Shock" על המסך.



ציור 5-21 דפיברילציה מנואלית, מתן שוק חשמלי

לחץ את כפות הדפיברילציה בחוזקה על חזה המטופל כאשר אתה לוחץ למתן שוק חשמלי. (כ 8 ק"ג כח מגע על חזה של מבוגר). החזק את שני לחצני השוק לחוצים עד שהשוק ניתן.



אזהרה

שוק מסונכרון - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:



אזהרה

- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חיווי ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיברילציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

5. למתן דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת, המשך ללחוץ על לחצן השוק עד שהשוק ניתן.

פעולות נוספות ללא קשר לחיווי הקולי של המטרונום, פעל בהתאם לפעולות ההחייאה כנדרש ע"י הפרוטוקול הנהוגים במדינה במידה וקצב הלב לא חזר לקצב סינוס נורמאלי.

שים לב ניתן לתמוך בפעולות ה CPR בעמצעות חיווי קולי של פונקצית המטרונום בלחיצה על לחצן תוכנה [Metronome]

שים לב מסיבות בטיחותיות, כאשר משתמשים בכפות דפיברילציה, הלחצנים Shock ו Charge שעל יחידת המוניטור חסומים לפעולה. הטעינה והפריקה של שוק חשמלי מתאפשרים אך ורק באמצעות כפות הדפיברילציה.

5.5 קוצב לב חיצוני


5.5.1 מידע אודות קוצב לב חיצוני

קוצב הלב החיצוני שבמכשיר הקורפולס³ יכול להשלים, לשפר, או לשלוט באופן מלא על הפעילות החשמלית של שריר הלב באמצעות גירוי חשמלי חיצוני.

הדבקת אלקטרודות ה corPatch הקוצב החיצוני מעביר את הזרמים החשמליים ללב של המטופל באמצעות אלקטרודות ה corPatch. במצב זה ממקמים את האלקטרודות במיקום Anterior Posterior.

מצבי הפעלה שונים של הקוצב מאפשרים למפעיל את היכולת להתאים את סוג הטיפול למטופל הספציפי.

ע"י לחיצה על לחצן Pacer המכשיר נכנס לפונקציה זו:



ציור 5-22 פונקציית קוצב

1. לחצן Pacer

בחולים עם קוצב מושתל עלולות ליפול טעויות באבחון קצבי לב הדורשים טיפול בשוק חשמלי, בשל פעילות הקוצב המושתל.



אזהרה

אל תפעיל את פונקציית הקוצב ליד מכשירי ניתוח הפועלים בתדר גבוה HF פעולה זו עלולה לגרום להפרעות בפעולה של הקוצב.



זהירות

אין להשאיר את החולה ללא השגחה בזמן פעולת קיצוב לב חיצוני



זהירות


ברירות המחדל הבסיסיות בשימוש עם הקוצב כשנכנסים לפונקציה זו הן:

- עוצמת הזרם – Intensity: 0mA
- תדירות (קצב) – Frequency: 70/m
- מצב קוצב: Demand

סימון זיהוי

פעולת הקוצב

רגע הקיצוב מסומן ע"י המכשיר באמצעות קו אנכי ירוק על גבי תרשים הא.ק.ג.. סימן בצורת יהלום ♦ מוצג מתחת לכל קו אנכי. בנוסף מופיע סימן יהלום גדול מהבהב בחלק השמאלי של המסך ליד המילה STIM.



צור 23-5 זיהוי פעולת הקוצב

שים לב

חיבור וניתוק אלקטרודות א.ק.ג. עלולים ליצור מצג מטעה של פולסי קיצוב. כשזה קורה המכשיר מאתר לרגע פולסי קיצוב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

הודעת

"STIM"

פעולת הקוצב מסומנת ע"י ההודעה "STIM" בפינה הימנית העליונה של גל הא.ק.ג. הראשון.

כשהמכשיר מבצע פעולת קיצוב ההודעה "STIM" מהבהבת. כשהודעת "STIM" מופיעה בקביעות ואינה מהבהבת הקוצב מופעל (לדוגמה גם במצב DEMAND בתדירות (קצב לב) אשר בקטעים מסויימים אין התערבות של הקוצב החיצוני והקוצב אינו פעיל בהם). הודעת "STIM" אינה מוצגת רק כאשר הקוצב כבוי או שנמצא במצב "Paused".

הקוצב ממשיך לפעול גם במצב מוניטור.

כאשר הקוצב בפעולה, במידה והמפעיל:

- לוחץ על לחצן On/Off
- עובר למצב דפיברילציה

מופיעה הודעה - לבקשת אישור - אשר מזהירה כי הקוצב נמצא בעבודה. ניתן לאשר את ההודעה ע"י לחיצה על לחצן תכנה [OK] כדי לצאת ממצב קיצוב או לעבור למצב דפיברילציה. ניתן גם לבטל את היציאה ממצב זה ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Cancel].

שים לב

כל עוד הקוצב החיצוני בפעולה, לא ניתן לעבור למצב דפיברילציה ללא אישור בלחיצה. ניתן להפעיל את הקוצב החיצוני רק באמצעות אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב המחוברות לכבל הדפיברילציה הראשי של המכשיר, כלומר ללא אלקטרודות מוניטור. בזמן שהקוצב נמצא בפעולה, במידה והאלקטרודות ינותקו מכבל הדפיברילציה הראשי, פעולת הקוצב תפסיק.

5.5.2 הכנת פעולת הקוצב החיצוני

במצב קיצוב FIX, הקיצוב החשמלי של הקוצב החיצוני מבוצע בקצב (תדירות) קבוע, ללא קשר לקצב העצמוני של לב החולה.

קיצוב במצב

FIX




זהירות

פונקציית הקוצב החיצוני ואיכות הא.ק.ג. עלולים להפגם במידה והדבקת אלקטרודות ה corPatch

שים לב

- השימוש בקיצוב לב חיצוני במכשיר זה מותר אך ורק עם אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב מסוג corPatch. אין להשתמש באלקטרודות אלו לאחר תאריך פג תוקף שלהן.
1. הסר/ גלח שיער במידת הצורך מאיזורי הדבקת האלקטרודות, כך שלא לקטרודות ה corPatch יהיה מגע מלא עם עור החולה.
 2. נקה את העור באיזורים הנ"ל במידת הצורך לפני הדבקת האלקטרודות.
 3. מקם את אלקטרודת ה corPatch הכחולה בגב החולה בין השכמות מעל הלב (פריט 1)
 4. מקם את אלקטרודת ה corPatch האדומה על הצלעות בגובה שליש מעצם הסטרנום (בין צלע 4 ל 5) (פריט 2)
 5. חבר את אלקטרודות ה corPatch לכבל הדפיברילציה הראשי.



ציור 5-24 קוצב – חיבור אלקטרודות

1. מיקום אלקטרודת ה corPatch הכחולה בגב החולה במצב קיצוב (Posterior)
2. מיקום אלקטרודת ה corPatch האדומה בחזה החולה במצב קיצוב (anterior)

שים לב מצב הדבקה זה של אלקטרודות יכול לשמש גם לדפיברילציה.


מצב קיצוב Demand/ במצב קיצוב Demand, הקיצוב מבוצע רק כאשר הקצב העצמוני של החולה נמוך מהקצב שנקבע ע"י המפעיל לפעולה זו.

Overdrive במצב Overdrive, חולה עם קצב עצמוני מהיר ביותר מוחזר בשליטת הקוצב החיצוני לקצב נורמאלי.

שים לב במצב קיצוב Demand ניתן לקבל א.ק.ג. מאלקטרודות הדפיברילציה/ קיצוב או מאלקטרודות כבל המוניטור ה 4 גידי בנוסף לאלקטרודות ה corPatch.

6. הדבק את 4 אלקטרודות המוניטור של כבל מוניטור 4 גידי במקומות המיועדים על החולה:

- אלקטרודה גיד אדום – יד ימין (קלויקולה) – (ציור 5-25, פריט 1)
- אלקטרודה גיד צהוב – יד שמאל (קלויקולה) – (ציור 5-25, פריט 2)
- אלקטרודה גיד ירוק – רגל שמאל – איזור עצם עגן שמאל מעל הרגל (ציור 5-25, פריט 3)
- אלקטרודה גיד שחור – רגל ימין- איזור עצם העגן מעל הרגל (ציור 5-25, פריט 4)



ציור 5-25 ניטור א.ק.ג. , מיקום אלקטרודות כבל מוניטור

1. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד אדום
2. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד צהוב
3. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד ירוק
4. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד שחור

5.5.3 הפעלת מצב קיצוב


הכנת המכשיר

תנאי מוקדם: המכשיר בפעולה

1. לחץ על לחצן קוצב לכניסה למצב קיצוב.

על צג המוניטור יופיע המסך הבא:

Pacer



ציור 5-26 קיצוב, מסך התחלתי

1. פרמטר קצב הלב (HR)
2. א.ק.ג. ליד II או ליד III
3. שדה תצוגת גל א.ק.ג. אשר ניתן להגדרה
4. מצב פעולה של הקוצב
5. גובה הזרם שנבחר (Intensity)
6. לחצני תכנה רלוונטיים
7. הוראות פעולה
8. קצב הלב שנבחר לקיצוב (Frequency)

שים לב הקוצב מתחיל פעולה תמיד במצב DEMAND

2. לחץ על לחצן התכנה [Mode] למעבר למצב קיצוב שונה מ DEMAND. במידה וברצונך **מצבי פעולה**
 - להשתמש במצב ברירת המחדל DEMAND המשך לשלב 4. **או FIX**
 3. לחץ על לחצן התכנה [FIX] לבחירה במצב קיצוב FIX. **DEMAND**
 4. לחץ על לחצן תוכנה [Freq] לבחירה באמצעות הלחצן הסיבובי בקצב הלב הנדרש.
- שים לב** ניתן להתאים את קצב הקיצוב במרווחים של 5/לדקה בטווח של 30 עד 150 / לדקה.

הקוצב מתחיל לפעול באופן אוטומטי מייד כאשר ערך עוצמת הזרם (Intensity) מכוון לגבוה מ 0mA.




5. לחץ על לחצן תכנה [Intens] ובחר בעוצמת הזרם הרצויה באמצעות הלחצן הסיבובי.

ניתן לשנות את עוצמת הזרם במרווחים של 5mA בטווח של 0 עד 150 mA.

שים לב

בדוק את את אפקטיביות פעולת הקוצב באופן תדיר ע"י בדיקת הדופק.



ציור 5-27 קוצב, בחירת עוצמת הזרם.

הפרעה לקיצוב לחץ על לחצן תוכנה [Pause] ואשר את שאלה "Pause Pacing?" ע"י לחיצה על [Yes].

המשך קיצוב לחץ על לחצן תכנה [Cont.] ואשר את השאלה "Continue Pacing?" בלחיצה על [Yes].

סיום קיצוב לחץ על לחצן תכנה [OFF] וענה על השאלה "Switch off Pacer?" בלחיצה על [Yes] לסיום פעות הקיצוב ואתחול פרמטרי הקיצוב לפעולה הבאה (Demand , 0mA, 70/min)

מצב פעולה

OVERDRIVE



אזהרה

מהלך העבודה עם הקוצב, המתואר מטה הנו המלצת יצרן בלבד. האחריות לבחירת הפעולה הנכונה ואופן ביצוע חלים על הצוות המטפל המיומן.

1. לחץ על לחצן Pacer לכניסה למצב קיצוב חיצוני.


שים לב הקוצב מתחיל תמיד במצב DEMAND.

2. לחץ על לחצן התכנה [Mode] למעבר למצב קיצוב שונה.

3. לחץ על לחצן [OVR] לבחירה במצב קיצוב OVERDRIVE. קצה הקוצב יותאם אוטומטית

לקצה הנמוך מעט מהקצה העצמוני של החולה.

4. לחצן על לחצן תכנה [Intens] ובחר בערך עוצמת הזרם בין 60 ל 100mA.



ציור 5-28 קוצב, מצב הפעלה OVERDRIVE.

5. לחץ על לחצן תכנה [Freq] והעלה בהדרגה את תדירות הקיצוב עד שהקוצב מקצב באופן

קבוע. הקיצוב מתחיל רק לאחר שקצב הקוצב עולה על קצב הלב.

שים לב ניתן לשנות את תדירות הקיצוב (קצב) ברזולוציה של 1/ דקה בטווח של 30 – 300 / דקה.

6. במידה ולא מתקבלת תגובה של הלב (התכווצות) בעקבות פולסי הקוצב החיצוני, לחץ על לחצן תכנה [Intens], והגבר את עוצמת הזרם, Intensity, עד לסף הגירוי בו מתקבלת תגובת התכווצות, בקצב שקבעת, ואשר ניתן להבחין בה על גבי המוניטור.
7. לחץ על לחצן תכנה [Freq] והנמך תדירות עד שתגיע לקצב הלב הרצוי.
8. במידת הצורך חזור על צעדים 6, 7.
- הפסקה זמנית של הקיצוב המשך קיצוב סיום קיצוב**
- לחץ על לחצן תכנה [PAUSE] ואשר את ההודעה העוקבת "Pause Pacing?" ע"י לחיצה על לחצן תכנה [Yes].
- לחץ על לחצן תכנה [Cont] ואשר את ההודעה העוקבת "Continue Pacing?" בלחיצה על לחצן [Yes] כדי לסיים את ההפסקה ולהמשיך בקיצוב על פי הפרמטרים האחרונים שנקבעו.
- לחץ על לחצן [Pause] ואז [OFF] ואשר את ההודעה העוקבת "Switch off Pacer?" ע"י לחיצה על לחצן [YES] לסיום קיצוב ואתחול את הפרמטרים שלו (Demand, 0mA, 70/min).
-
- בדוק באופן תדיר את אפקטיביות הקיצוב ע"י בדיקת קיומו של דופק.
-  **אזהרה**
-
- במידה ויחידת הדפיברילציה מגיעה למצב טעינה נמוך כאשר הקוצב נמצא בפעולת קיצוב, וכאשר המכשיר מחולק למודולים המופרדים ביניהם, תופיע ההודעה "Battery Low" על המסך. אם הדפיברילטור נמצא במצב כמעט מרוקן לחלוטין, תופיע ההודעה "Check Pacer" לפני שיחידת המוניטור/דפיברילטור תכבה.
- בשני המקרים חבר באופן מיידי את המודולים לדפיברילטור/קוצב או חבר את הדפיברילטור/קוצב, לכבל טעינה.
-
- במידה ויחידת הניטור מאבדת את התקשורת האלחוטית שלה עם יחידת הדפיברילטור/קוצב, במצב קיצוב, בשל טווח לא מתאים, תופיע ההודעה "Check Pacer" על גבי המסך, ותשמע התרעה קולית. פעולת הקוצב תמשך אך אזעקות קיצוב והודעות שגיאה לא יוצגו. אם דבר כזה קורה יש להביא את המודולים לטווח שידור מתאים, או לחבר אותם מכאנית.
-
- כל 4 אלקטרודות כבל המוניטור חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה ונעשה שימוש גם בכבל דיאגנוסטי עם 6 חיבורי חזה, כל 6 חיבורי הכבל חייבים גם הם להיות מחוברים למטופל וליחידת החולה. אין להשאיר אף אלקטרודה לא מחוברת.
- מסיבות בטיחותיות, בזמן מתן שוק חשמלי באמצעות כפות, אין להשאיר את כבל חיבורי החזה מחובר ליחידת החולה במידה ואינו מחובר למטופל. במקרה זה יש לנתקו מיחידת החולה.
-

- שים לב** במידה ונדרש לכבות את יחידת הדפיברילטור/ קוצב בזמן פעולת קיצוב, לחץ על לחצן On/Off לחיצה רצופה של 3 שניות, ואשר את ההודעה העוקבת ע"י לחיצה על לחצן תכנה [Yes].
- שים לב** במידה והסוללה על המוניטור מוחלפת בזמן פעולת קיצוב, יש להתחיל את הקיצוב מחדש.

5.6 מטרונום

5.6.1 מידע אודות המטרונום

בקורפולס³ מובנה מטרונום (חכם) אשר תומך בקצב העיסויים במהלך CPR באמצעות חיווי קולי.

תכונות המטרונום משקפות את ההמלצות של הקווים המנחים להחייאה כפי שנקבעו ע"י האיגוד האירופאי לרפואה דחופה ERC ב 2010.

המטרונום קיים במצב דפיברילציה ובמצב דפיברילציה חצי אוטומטית (AED). **הקורפולס³** משמיע סדרות של צלילים שונים לעיסויים ולהנשמות. צלילי המטרונום מחווים למטפל לגבי קצב עיסויי בית החזה וקצב ההנשמות במהלך החייאה. המכשיר מפיק שני סוגי צלילים שונים:

- צליל עיסוי
- צליל הנשמה

צליל עיסוי חיווי העיסוי מורכב מרצף קצבי של צלילים. על המטפל לעקוב אחר קצב הצלילים עם פעולת העיסוי. לחיווי לכך שמגיעה בקרוב פעולת הנשמה, 5 הצלילים האחרונים של העיסוי, טרום ההנשמה, מושמעים בטון גבוה יותר מטון החיווי הרגיל.

צליל הנשמה חיווי ההנשמה מורכב מרצף של שני צלילים המחווים לגבי נשימה ונשיפה. צליל ההנשמה מושמע פעמיים ברצף.

שים לב הגדרות ברירת המחדל של המפעל לחיווי המטרונום הן 100 עיסויים בשניה. ערך זה ניתן לשינוי ע"י האדם האחראי על המכשיר (ראה פרק 7.5.12).

הגדרות המטרונום למטרונום יש 6 מצבי עבודה אשר ניתן לבחור אותם במצב של דפיברילטור.

מצב מטרונום	הסבר
OFF	המטרונום אינו בפעולה
Adult 30:2	פרוטוקול ההחייאה סטנדרטי במבוגרים: 30 עיסויים ו 2 הנשמות
Adult cont	רצף עיסויים מתמשך במבוגר (לדוגמה: בזמן אינטובציה)
Child 30:2	פרוטוקול הנשמה סטנדרטי בילדים: 30 עיסויים ו 2 הנשמות
Child 15:2	פרוטוקול הנשמה סטנדרטי בילדים: 15 עיסויים ו 2 הנשמות
Child cont.	רצף עיסויים מתמשך בילד (לדוגמה: בזמן אינטובציה)

טבלה 5-2 מצבי מטרונום

5.6.2 הפעלת המטרונום

הכנת המכשיר תנאי מקדים: המכשיר במצב דפיברילציה חצי אוטומטית (AED) או דפיברילציה ידנית.

1. לחץ מספר לחיצות על לחצן התוכנה [Metronome] עד לבחירת המצב הרצוי.



2. לשינוי עומצת הצליל של חיווי המטרונום האר את שדה "Volume" ואשר ע"י לחיצה על

הלחצן הסיבובי.

3. בחר בעוצמת הצליל הרצויה ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי.

4. לאישור ההגדרות וסגירת התפריט לחץ על הלחצן הסיבובי.

שים לב במידה והמשתמש עובר למצב מוניטור בזמן CPR, פונקציית המטרונום נשארת בפעולה. ניתן לבטל את מצב המטרונום ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Metr. OFF].

שים לב צליל ה QRS מושקע אוטומטית כאשר המטרונום נמצא בפעולה.

אזהרה  המטרונום מופסק כאשר מגיעים למצב ל מוכנות לשוק הן במצב AED והן במצב מנואלי. לאחר שניתן שוק במידה ונפרק פנימית (30 שניות לאחר אי מתן שוק) חוזר המטרונום לפעולה ומחווה את הקצב.

זהירות  במהלך אבחון הא.ק.ג. במצב AED המטרונום מפסיק פעולתו. אם האבחון שלילי, המטרונום חוזר אוטומטית לפעולה.


זהירות  בכניסה למצב קוצב המטרונום מופסקת פעולת המטרונום.

6. הפעלה – ניטור ואבחון

6.1 מידע על ניטור ואבחנה

קורפולס³ מציע אופציות רחבות ומקיפות לניטור סימנים חיוניים ולאבחון חולים במצבים קריטיים.

המכשיר מתחיל מייד במצב מוניטור כשהוא מופעל. לחץ על חצן Monitor כדי לעבור ממצב טיפולי למצב ניטור/אבחון.



ציור 6-1 בחירה בנמצב ניטור ואבחון

1. לחצן מוניטור

6.2 ניטור א.ק.ג.

6.2.1 מידע על ניטור א.ק.ג.

פונקצית המוניטור של **קורפולס³**, מאפשרת ניטור רציף של קצב הלב. אזעקות שניתן להתאימן מחוות על שינויים בא.ק.ג.

לתצוגת וניטור א.ק.ג. יש להשתמש בכבל מוניטור 4 גידי ואו באלקטרודות corPatch.

באמצעות כבל המוניטור ה 4 גידי ניתן לקבל קריאה של הלידים I, II, III, aVR, aVL, aVF.

כמו כן ניתן להציג עד 6 לידים בו זמנית על המסך.

**אזהרה**

להבטחת ההגנה מדפיברילציה של המטופלים, המטפלים וגורמים אחרים באיזור הטיפול, חובה להשתמש אך ורק באביזרים ניטור וטיפול המאושרים לשימוש ע"י היצרן (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

**אזהרה**

שימוש בצידוד גירוי עצבי במקביל לניטור עלול לגרום שיבוש בתצוגת הא.ק.ג. ולעיתים אף לביטולה. לעיתים במקרים מסויימים קוצב מושתל עלול להיות מוצג במקום גל הא.ק.ג.

**אזהרה**

בחולים עם קוצב מושתל, קיימת סכנה של זיהוי ואבחון מוטה של קצב/ גל הא.ק.ג.

לבדיקת מוכנות ושמישות כבלי הא.ק.ג., מומלץ להשתמש בבודק הכבלים שברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

6.2.2 קידוד הצבעים של כבל הא.ק.ג.

ישנן שתי שיטות קידוד צבע לכבל א.ק.ג. עפ"י תקן DIN EN 60601-2-51. באופן כללי באירופה משתמשים בד"כ ב CODE 1 ובארה"ב ב CODE 2.

CODE 2 סטנדרט אמריקאי		CODE1 סטנדרט אירופאי		לידים
קידוד צבע	סימון אלקטרודות	קידוד צבע	סימון אלקטרודות	
לבן	RA	אדום	R	גפיים (לפי Einthoven, (Goldberger
שחור	LA	צהוב	L	
אדום	LL	ירוק	F	
חום	V	לבן	C	חזה (לפי (Wilson
חום/ אדום	V1	לבן/ אדום	C1	
חום/ צהוב	V2	לבן/ צהוב	C2	
חום/ ירוק	V3	לבן/ ירוק	C3	
חום/ כחול	V4	לבן/ חום	C4	
חום/ כתום	V5	לבן/ שחור	C5	
חום/ סגול	V6	לבן/ סגול	C6	
ירוק	RL	שחור	N	ניטראלי

טבלה 6-1 קידוד צבעים של לידים של א.ק.ג.

שים לב כל הדוגמאות המוצגות בספר הפעלה זה הנן לפי הסטנדרט האירופאי (CODE1).

6.2.3 הכנת מוניטור א.ק.ג.

ניתן לקרוא את הא.ק.ג. מהכבלים הבאים:

- כבל מוניטור 4 גידי (לקריאת לידים I, II, III, aVR, aVL, aVF)
- כבל חזה 6 גידי (לקריאת לידים V1-V6) כמשלימים לקריאת המוניטור (ראה פרק 6.3.2 ציור 6-8 עמוד 117)

שים לב כבל המוניטור ה 4 גידי ECG-M מוגדר חשמלית כ CF (Cardiac Floating). חיבורי החולה מבודדים לחלוטין ובטוחים לדפיברילציה.

שים לב מומלץ להחזיק כבל מוניטור 4 גידי נוסף בצמוד למכשיר.

שים לב איכות הא.ק.ג. הנקראת מהמוניטור מותנית גם באיכות האלקטרודות שבשימוש:

- השתמש באלקטרודות המומלצות ע"י היצרן (ראה פרק 9.9 עמוד 235)
- אל תשתמש באלקטרודות שתאריך פג התוקף שלהן עבר
- השתמש רק תמיד בסט אלקטרודות של אותו יצרן ומאותה אצוות יצור.

איכות הא.ק.ג. פוחתת כאשר הדבקת האלקטרודות נפגמת כתוצאה מעור לא נקי ואו מנוכחות שיער על גבי העור.



אזהרה


הכנת המכשיר תנאי מוקדם: המכשיר מופעל

1. גלח עודפי שיער מעור המטופל באיזור הדבקת אלקטרודות הדפיברילציה, כדי להבטיח מגע מלא של אלקטרודות ה corPatch עם העור.
2. נקה את העור לפני הדבקת אלקטרודות הא.ק.ג., במידת הצורך.
3. חבר את אלקטרודות הא.ק.ג. לכבל המוניטור ה 4 גידי.

4. **מיקום כבל** מקם את כבל המוניטור ה 4 גידי על הנבדק כלהלן:

- **מוניטור 4 גידי** אלקטרודה אדומה: זרוע ימין, תחת עצם הבריח ימין (ציור 2-6, פריט 1)
- אלקטרודה צהובה: זרוע שמאלה, תחת עצם הבריח שמאל (ציור 2-6, פריט 2)
- אלקטרודה ירוקה: רגל שמאל, באיזור עצם עגן קדמי שמאלי (ציור 2-6, פריט 3)
- אלקטרודה שחורה: רגל ימין, באיזור עצם עגן קדמי ימני (ציור 2-6, פריט 4)

*סטנדרט קידוד אירופאי



ציור 2-6 ניטור א.ק.ג. - מיקום אלקטרודות א.ק.ג. כבל 4 גידי

- 1) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. אדומה
- 2) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. צהובה
- 3) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה
- 4) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. שחורה


שים לב חיבור אלקטרודות מוניטור א.ק.ג. וניתוקן עלולים ליצור אות חשמלי המתפרש ע"י המכשיר כפעולה של קוצב מושתל. במקרה זה המכשיר מזהה לרגע פולסים של קוצב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

לבדיקת מוכנות ושימוש כבלי הא.ק.ג., מומלץ להשתמש בבודק הכבלים שברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

6.2.4 ביצוע ניטור א.ק.ג.

הא.ק.ג. מוצג באופן הבא:

- עד 6 ערוצי ניטור ניתנים להצגה בו זמנית
- סימון מהבהב בצורת לב ♥ מציין את הקצב של גל ה QRS.
- מתחת לכל קומפלקס QRS בערוץ התצוגה הראשון מופיע ▲ משולש המציין את מופע הגל (ראה פרק 7.3.1, עמוד 152)
- קיצוב של קוצב מושגל מסומן ע"י סימן של מעוין ♦.
- קצב הלב מוצג בשדה הפרמטר הרלוונטי. ניתן להגדיר את גבולות האזעקה.




ציור 3-6 ניטור א.ק.ג. מסך ראשוני

1. שדה הפרמטר של קצב הלב HR
 2. תצוגות גלי הא.ק.ג.
1. התאם/ שנה את סוגי הלידים של הא.ק.ג. שברצונך לנטר (פרק 6.2.5 עמוד 112)
 2. הגדר את גבולות האזעקה של המכשיר במידת הצורך (פרק 6.2.7 עמוד 114)
- שים לב** במידה וליד א.ק.ג. מסויים אינו תקין טכנית, בדוק את אלקטרודות וכבל הא.ק.ג.
- שים לב** במידה ואחד הלידים אינו תקין, בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. ואת כבל הניטור.

הדפסת לידיים ניתן להדפיס גלי א.ק.ג. של לידיים שונים באמצעות המדפסת האינטגרלית של המכשיר. ראה פרק 7.1.3 עמוד 148 למידע על תצוגת ההדפסה.

של א.ק.ג. לפני כל תדפיס בזמן אמיתי של המכשיר מופיעה ההודעה "REAL TIME PRINTOUT" על הדף הראשון.

לחץ על לחצן הדפסה – Print להתחיל/ לעצור הדפסה בזמן אמיתי.



ציור 4-6 קטע הדפסה בזמן אמיתי


סימוני מיליוולט סימון ההגברה במיליוולטים, בתצורת גל מלבני, ממוקם בשוליים השמאליים של תדפיס הא.ק.ג. סימון זה מציג את גובה האמפליטודה (ההגברה) של תרשים הא.ק.ג. 0.5 או 1 מיליוולט, כך שניתן לראות את סקלת הא.ק.ג. באופן יחסי להגברה.

סימני קיפול להדפסה בזמן אמיתי ישנם סימונים אנכיים בקצה העליון והתחתון של הדף, המיועדים להקל על קיפול הנייר במהירות. הדף המקופל מתאים לרוחב הסטנדרטי של נייר טרמי לפי תקן DIN A4, וניתן לחברו לצרכי תיעוד.

6.2.5 בחירה ושינוי תצוגת הלידים של הא.ק.ג.

ניתן להציג על מסך אחד עד 6 גלים / לידים בו זמנית. ניתן להגדיר את מספר הגלים המוצגים על המסך. (ראה פרק 7.1.2 עמוד 153)

בחירת לידים 1. בחר את הגלים הרצויים ופתח את תפריט הגלים. (ראה פרק 4.3.2 עמוד 49)



ציור 5-6, ניטור א.ק.ג. בחירת הלידים

2. בחר את הליד הרצוי באמצעות תפריט הגלים ואשר בלחיצה. הליד המתאים יוצג.

3. חזור על צעדים 1 ו 2 לבחירה ושינוי של לידים נוספים.

הגברה

ניתן לקבוע את האמפליטודה (ההגברה) של גלי הא.ק.ג. המוצגים אוטומטית, או ידנית (ראה פרק 7.3.1 עמוד 162). במצב של התאמה אוטומטית המכשיר בוחר את ההגברה כך שאמפליטודת הגל תוספת 50% מהשטח המוקצה לגל. במצב של בחירת הגברה מנאלית, ניתן לבחור בין ההגברות הבאות ($\times 0.25$ / $\times 0.5$ / $\times 1$ / $\times 2$).

סימוני מיליוולט

סימון ההגברה במיליוולטים, בתצורת גל מלבני, ממוקם בשוליים השמאליים של המסך לצד גל הא.ק.ג. סימון זה מציג את גובה האמפליטודה (ההגברה) של תרשים הא.ק.ג. 0.5 או 1 מיליוולט, כך שניתן לראות את סקלת הא.ק.ג. באופן יחסי להגברה. סימון המיליוולט מוצג בנוסף, גם בתדפיס הא.ק.ג. משמאל לרישום גל הא.ק.ג.

שים לב

ההגברה שנבחרת מיושמת על כל גלי הא.ק.ג.

4. בחר בגל הא.ק.ג. ופתח את תפריט התוכן שלו.
5. בחר את ההגברה הרצויה באמצעות תפריט התוכן ואשר בלחיצה. הא.ק.ג. יוצג עם ההגברה שנבחרה. ברגע שבוצעה הבחירה, התוכנית יוצאת מהתפריט אוטומטית.

מהירות תצוגה ניתן להגדיר את מהירות תצוגת הגל Sweep Speed, על גבי המסך. להלן המהירויות האפשריות:

- 12.5 מ"מ/שניה
- 25 מ"מ/שניה
- 50 מ"מ/שניה

שים לב המהירות שנבחרת נקבעת אוטומטית לכל גלי הא.ק.ג.


1. בחר בגל הא.ק.ג. ופתח את תפריט הגל.
2. בחר את המהירות הרצויה מתפריט הגל ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, התוכנית יוצאת מתפריט בחירת הגל אוטומטית.

פילטר לא.ק.ג. המכשיר מתאים את הפילטרים לא.ק.ג. אוטומטית. ניתן, אם זאת, להתאים את הפילטרים באופן ידני כדי להציג את גלי הא.ק.ג. ההגדרות הסטנדרטיות לפילטר א.ק.ג. במצב מוניטור הנם 0.5-25 Hz. איכות הא.ק.ג. המוצג תלויה בין השאר גם בפילטר. (ראה פרק 7.5.4 עמוד 182 למידע על שינויים בפילטרים). ראה פרק 10 טיפול במקרה של תקלות, עמוד 243 לגבי הוראות לשיפור תמונת הא.ק.ג.

6.2.6 ניטור קצב הלב (HR)

בזמן ניטור הא.ק.ג., קצב הלב נמדד ומוצג אף הוא על המסך.

1. להצגת קצב הלב, אם אינו מוצג, בחר בשדה פרמטר, פתח את תפריט שדה הפרמטר (ראה פרק 4.3.1 עמוד 49)
2. בחר בקצב הלב, HR, ואשר בלחיצה. קצב הלב מוצג בשדה הפרמטר.
3. ניתן להפעיל או לכבות את האזעקות ל VF/VT מתפריט הפרמטר HR



ציור 6-6 שדה פרמטר קצב הלב

1. קצב לב נוכחי ב 1 / לדקה
2. סימן לאזעקה בפעולה
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

6.2.7 הגדרות אזעקה

האזעקה נכנסת לפעולה אם קצב הלב עולה או יורד מתחת לגבולות האזעקה שנקבעו, וכל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

1. הא.ק.ג. נקרא באמצעות כבל המוניטור.
2. המכשיר אינו במצב דפיברילציה
3. מצב האזעקה נקבע ל "Alarm On"
- בחר בשדה קצב הלב HR ופתחת תפריט פרמטר.
- בחר "Alarm On" בשדה הפרמטר

במידה וקשר חשמלי ניתן בין הכבל / אלקטרודות ניטור לחולה, המכשיר יתריע באופן הבא:
"ECG electr. (x) loose"

בטמפרטורות נמוכות מ 0°C עלולה להופיע ההתרעה הבאה: "ECG elect. (x) loose"



זהירות

ניתן לקבוע את גבולות האזעקה ידנית ע"י המשתמש או אוטומטית ע"י המכשיר:

1. אוטומטית באמצעות תפריט פרמטר ע"י בחירה באופציה "Auto Alarm".
2. ידנית או אוטומטית ע"י שימוש במערכת התפריטים ובחירה ב "Auto Alarm". (ראה פרק 7.4.2 עמוד 172)

6.3 א.ק.ג. דיאגנוסטי (אבחוני)**6.3.1 מידע על א.ק.ג. דיאגנוסטי**

פונקצית הא.ק.ג. 12 לידים הדיאגנוסטית ב**קורפולס**³ מאפשרת למשתמש לקרוא א.ק.ג. למטרת פענוח ואינטרפרטציה של מצבו של החולה בעיקר בהתייחס לחשש לאוטם בשריר הלב. ניתן להרחיב אופציה זו לקבלת אינטרפרטציה ומדידות של הא.ק.ג.

באמצעות כבל חזה 6 גידי ניתן לקרוא את הא.ק.ג. מחזה החולה לפי לידים C1-C6 (Wilson), בשילוב עם הא.ק.ג. הנקרא מכבל המוניטור ה 4 גידי, ולהציג את כל 12 הלידים על גבי המסך.

המוניטור מציג תצוגה מקדמית של כל 12 הלידים אותם ניתן להדפיס על נייר באמצעות המדפסת האינטראלית של ה**קורפולס**³. ניתן להגדיר את הגודל והאורך של תבנית ההדפסה.

פעולת גירוי חשמלי של הלב עלולה לשבש את תצוגת הא.ק.ג. ובמקרים מסויימים פעולתו של קוצב פנימי מושגת במקום הא.ק.ג.

**זהירות**

לבדיקת תקינות כבלי הניטור מומלץ להשתמש בבודק המיועד לכך (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מורשים עמוד 235)

6.3.2 הכנות לא.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

א.ק.ג. 12 לידים אבחוני נקרא באמצעות הכבלים הבאים:

1. כבל מוניטור 4 גידי (לקריאת לידים I, II, III, aVR, aVL, aVF)

2. כבל חזה 6 גידי (לקריאת לידים V1-V6) כמשלימים לקריאת המוניטור.

שים לב כבל המוניטור ה 4 גידי ECG-M וכבל חזה 6 גידי דיאגנוסטי ECG-D מוגדרים חשמלית כ CF (Cardiac Floating). חיבורי המטופל מבודדים לחלוטין ובטוחים לדפיברילציה. מומלץ להחזיק כבל מוניטור 4 גידי נוסף בצמוד למכשיר.

שים לב איכות הא.ק.ג. הנקראת מהמוניטור מותנית גם באיכות האלקטרודות שבשימוש:

- השתמש באלקטרודות המומלצות ע"י היצרן (ראה פרק 9.8 עמוד 235)
- אל תשתמש באלקטרודות שתאריך פג התוקף שלהן עבר
- השתמש רק תמיד בסט אלקטרודות של אותו יצרן ומאותו אצוות יצור.

איכות הא.ק.ג. אינה טובה כאשר האלקטרודות מודבקות על גבי עור לא נקי ואו על גבי שיער.

**אזהרה**

לבדיקת תקינות כבלי הניטור מומלץ להשתמש בבודק המיועד לכך (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מורשים עמוד 235)
תנאי מוקדם: המכשיר מופעל


הכנת המכשיר 1. גלח עודפי שיער מעור המטופל באיזור הדבקת אלקטרודות הדפיברילציה, כדי להבטיח מגע מלא של אלקטרודות ה corPatch עם העור.

2. נקה את העור באיזור בית החזה לפני הדבקת אלקטרודות ה א.ק.ג., במידת הצורך.

מיקום כבל 3. שים את כל 4 האלקטרודות של כבל המוניטור ה 4 גידי על החולה כמפורט:

המוניטור 4 גידי

- אלקטרודת א.ק.ג. אדומה: זרוע ימנית (ציור 6-7 פריט 1)
- אלקטרודת א.ק.ג. צהובה: זרוע שמאלית (ציור 6-7 פריט 2)
- אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה: רגל שמאלית (ציור 6-7 פריט 3)
- אלקטרודת א.ק.ג. שחורה: רגל ימנית (ציור 6-7 פריט 4)



ציור 6-7 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי, חיבור אלקטרודות גפיים

1. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. אדומה
2. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. צהובה
3. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה
4. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. שחורה


מיקום כבל

5. חבר את אלקטרודות הא.ק.ג. לכבל 6 גידי

6. הדבק את כל 6 האלקטרודות לחזה החולה כמפורט:

6 גידי

- אלקטרודה אדומה V1: רווח בין צלעי רביעי , מימין לקו הסטרנום
- אלקטרודה צהובה V2: רווח בין צלעי רביעי , משמאל לקו הסטרנום
- אלקטרודה חומה V4: רווח בין צלעי חמישי , משמאל מתחת בקו ישר לקצה עצם הבריח
- אלקטרודה ירוקה V3: בין V2 ל V4 על הצלע החמישית.
- אלקטרודה שחורה V5: קו קדמי שמאלי אקסילארי בגובה V4
- אלקטרודה סגולה V6: קו אקסילארי 5 שמאלי בגובה V4



ציור 6-8 א.ק.ג. דיאגנוסטי, חיבור כבל חזה 6 גידי

1. מיקום אלקטרודת חזה אדומה V1
2. מיקום אלקטרודת חזה צהובה V2
3. מיקום אלקטרודת חזה ירוקה V3
4. מיקום אלקטרודת חזה חומה V4
5. מיקום אלקטרודת חזה שחורה V5
6. מיקום אלקטרודת חזה סגולה V6

שים לב


פעולת חיבור וניתוק אלקטרודות א.ק.ג. עלולה לדמות בטעות פולסים של קוצב באופן שגוי. במקרה זה המכשיר מציג לרגע פולסי קוצב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

6.3.6 קריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

1. לחץ על לחצן מוניטור

Monitor

2. לחץ על לחצן התכנה [D-ECG]. על המוניטור יוצגו 12 לידים א.ק.ג. בו זמנית.



ציור 9-6 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי – מסך תצוגה מקדים

3. בדוק שכל הלידים מופיעים בתצוגת 12 הלידים שעל המסך.

4. בדוק שאיכות התצוגה טובה וקריאה כנדרש.

5. במידה ואיכות הא.ק.ג. של ליד אחד או יותר אינה טובה בדוק מגע האלקטרודות ומיקומן

ותקן בהתאם. (ראה פרק 10, עמוד 243, לביצוע שיפורים בא.ק.ג.)

ברירת המחדל של היצרן מכניסה את קריאת הא.ק.ג. הדיאגנוסטי אוטומטית למצב של

פילטרים

פילטרים דיאגנוסטיים. רוחב הפילטר מוצג בחלק התחתון של המסך בצד שמאל. יחד עם זאת

ע"י לחיצה על לחצן התכנה [Filter] ניתן לעבור למצב של פילטרים של מוניטור.

שינוי בפילטרים שהוגדרו כברירות המחדל של היצרן עלול להשפיע על תצוגת הא.ק.ג. כתוצאה

מכך עלולה להתקבל אבחנה שגויה של הא.ק.ג. ולגרום לטיפול שגוי.



אזהרה

6. כשמופיעה ההודעה "Ready for D-ECG", לחץ על לחצן התכנה [Start]. תמונת הא.ק.ג.

אשר נראה על המסך באותו הרגע, מוקפאת ומקטע א.ק.ג. זה נשמר.

7. לחץ על לחצן התכנה [Print] להדפסת 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי.

8. לחץ על לחצן התכנה [Cancel] ליציאה ממצב צפיה מקדים וחזרה למצב מוניטור

9. לחץ על לחצן תכנה [Cont.] כשי לקבל תמונה נוספת של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי.

הגדרות מדפסת ניתן להגדיר את ברירת המחדל למהירות ההדפסה (ראה פרק 7.5.9 עמוד 193)

1. 25 מ"מ/שניה

2. 50 מ"מ/שניה

כל א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי מתועד כאירוע ברשימת האירועים.

שים לב תדפיס ה 12 לידים הדיאגנוסטי כולל ערכי סימנים חיוניים אשר נמדדו בדקה שקודם ללחיצה על לחצן ה [Print]. לפיכך הא.ק.ג. שנשמר עשוי לכלול מידע מוקדם יותר.

שים לב הפרדה או חיבור המודולים בזמן ביצוע 12 לידים דיאגנוסטי – D-ECG, תגרום לא.ק.ג.

האבחוני להתחיל מחדש. במידה והתהליך מתארך, במצבים מסויימים יש להכנס למצב ה D-ECG מהתחלה.

שים לב במידה וליד מסויים בא.ק.ג. אינו תקין, בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. ואת כבל הא.ק.ג.

6.4 זיכרון א.ק.ג. רציף

6.4.1 מידע על זיכרון א.ק.ג. רציף

עם פונקציית הזיכרון של א.ק.ג. רציף – Longterm ECG, המשתמש יכול לצפות בליד II של המטופל מתחילת המשימה, תוך כדי המשימה או לאחריה. אופציה זו מאפשרת צפיה בהפרעות קצב המתרחשות ושהתרחשו במהלך המשימה, איתורן והדפסתן.

צפיה בזיכרון קיימים שני מצבי צפיה בזיכרון א.ק.ג. רציף:

א.ק.ג. רציף

• צפיה בזיכרון הא.ק.ג. בפונקציית המוניטור תוך כדי המשימה

• צפיה בזיכרון הא.ק.ג. המתמשך באמצעות הארכיון Browser של המשימה.

בשני המצבים ליד II מוצג באופן רציף על פני 4 גלי תצוגה אחד מתחת לשני. השטח שמעל התצוגה מציג את הזמן המתייחס לא.ק.ג. המוצג באותו הרגע, את רמת הגדלת התצוגה - Zoom במ"מ/שניה ואת המיקום בזמן ביחס למשימה כולה.

בתצוגת הא.ק.ג. הרציף במצב ניטור מוצג ליד המתייחס לקריאת הא.ק.ג. בזמן אמיתי. איזור הפרמטרים מציג כברירת מחדל את ה HR, SpO2, PP, CO2. ניתן לבצע שינויים כברירת המחדל באמצעות התפריט הרלוונטי.

במצב הצפייה בזיכרון א.ק.ג. רציף דרך פונקציית הארכיון – Browser (ראה פרק 8.5.2 עמוד 206), ניתן לקרוא את הא.ק.ג. ממשימה שכבר הסתיימה ולהדפיס אותו. החלק שמעל תצוגת הא.ק.ג. מראה את המידע על המשימה, המידע על הנבדק, ומשך המשימה כולה.

הזמן המוצג הנו זמן תחילת המשימה. הסמן הצהוב על ציר הזמן ניתן להזזה קדימה ואחורה באמצעות הלחצן הסיבובי. הרזולוציה הרצויה ניתנת לבחירה באמצעות לחצני Zoom.


6.4.2 הכנת פונקציה זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך

תנאי מקדים לתצוגת זיכרון א.ק.ג. ארוך הנו שכבל המוניטור ה-4 גידי מחובר למטופל. (ראה פרק 6.2.4 עמוד 110). אם הכבל המוניטור ה-4 גידי אינו מחובר והמטופל מחובר עם כבל דפיברילציה ראשי באמצעות מדבקות דפיברילציה, יוקלט ליד DE מאלקטרודות הדפיברילציה.

6.4.3 ביצוע זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך

1. לחץ על לחצן מוניטור
2. לחץ על לחצן התכנה [LT-ECG]. המוניטור יציג זיכרון א.ק.ג. ארוך על המסך.

Monitor



ציור 6-10 זיכרון א.ק.ג. רציף במצב מוניטור

3. לחצן [LT-ECG] פעיל (מודגש)
4. דפדף באמצעות הלחצן הסיבובי לנקודת הזמן הרצויה.
5. בחר ברזולוציה הנדרשת באמצעות לחצני [Zoom+] [Zoom-]
6. לחץ על לחצן התכנה [Print] להדפסת הקטע מתוך זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך.

7. לחיצה על לחצן [LT-ECG] שוב יוצאת מפונקציה זו למצב בו ניתן באמצעות הלחצן

הסיבובי לנווט בין שדות הפרמטרים והגלים, ובין התפריטים.

8. לחץ על לחצן התכנה [Close] כדי לצאת מתצוגת הזיכרון א.ק.ג. טווח ארוך.

6.5 מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים אבחוני (אופציה)

6.5.1 מידע על מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג.

שיטת	הקורפולס ³ יכול להכיל אופצית מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה על פי שיטת Hannover,
Hannover	אלגוריתם HES (תוצרת Biosigna GnmH)
למידת א.ק.ג. (HES)	מערכת האינטרפרטציה HES פותחה בשיתוף קהילה בינלאומית של קרדיולוגים בעלי שם מאז 1968. מוצרים רפואיים רבים של יצרנים מובילים מהתחום הרפואי, משלבים אלגוריתם זה. אלגוריתם HES מבצע מדידות ואינטרפרטציה לא.ק.ג. 12 לידים אבחוני, בהתבסס על קריאת הא.ק.ג.. התוצאות מודפסות בצורה טבלאית. בהתבסס על המדידות, הקורפולס ³ מדפיס גם אבחנה שממנה עשויים להגזר צעדי טיפול. באמצעות המדידות והאבחנה, עומד בפני המשתמש כלי המאפשר לו לקבל החלטות דוגמת לאיזה בית חולים כדאי להוביל את המטופל, ואיזה טיפול יש להגיש למטופל באופן מיידי.
מקרא למדידות	AM: Anterior Maiocardial Infarction
א.ק.ג.	IMI: Inferior Maiocardial Infaction
ואינטרפרטציה	PCI: Percutaneous Coronary Intervention
	HES: Hannover ECG System

הרופא/ המטפל הם האחראים תמיד על דיאגנוזה וטיפול המתאימים.



אזהרה

6.5.2 הכנה למדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה

לצורך קבלת אינטרפרטציה ומדידות א.ק.ג. אוטומטיות חובה לבצע תחילה קריאת א.ק.ג. 12 לידים מלאה (חיבור וקריאה מכבל מוניטור 4 גידי וכבל חזה 6 גידי). לקבלת מידע מפורט על ההכנות לקריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי (D-ECG) הנדרשות לקבלת מדידות ואינטרפרטציה אוטומטיות ראה פרק 6.3.2 עמוד 115 ו 6.3.3 עמוד 118.

6.5.3 קבלת מדידות ואינטרפרטציה אוטומטיות בא.ק.ג. 12 לידים

בכפוף לבירורות המחדל של המכשיר, כפי שהוגדרו ע"י המנהל הרפואי האחראי עליו, (ראה פרק 7.5.9, עמוד 193), ניתן להגדיר כי כל א.ק.ג. מודפס יכיל מדידות ואינטרפרטציה, או שהמשתמש יכול להחליט בכל מקרה ומקרה לגבי הדפסת מדידות ואינטרפרטציה המחושבים אוטומטית ע"י המכשיר. ראה למטה את האופן בו המשתמש מדפיס מדידות ואינטרפרטציה כשאנים מוגדרים כברירת מחדל.

Monitor

1. לחץ על לחצן המוניטור.
2. לחץ לחצן תכנה [R-ECG]. תצוגה מקדימה של כל ה 12 לידים מוצגת על גבי המסך.
3. לאחר לחיצה על לחצן תכנה [Start] ומלא את פרטי המטופל. לפחות, גיל ומין נדרשים לקבלת אינטרפרטציה מדויקת של הא.ק.ג.
4. לחץ על לחצן התכנה [OK]. המדידות והאינטרפרטציה מוכנים עם הופעת ההודעה "D-ECG Measured"



- ציור 6-11 אישור מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי
5. לחץ לחצן תכנה [Print]. בהתאם לקונפיגורציה יודפסו 12 לידים א.ק.ג. ותוצאות המדידות והאינטרפרטציה.

חייבת להיות זהות בין פרטי המטופל והפרטים שהוזנו למכשיר אחרת עלולה להתקבל אינטרפרטציה שאינה מתאימה למטופל.



זהירות
שים לב

במידה ואין כרגע מידע זמין על המטופל, ניתן לדלג על מסך הקלט של נתוני המטופל ע"י לחיצה על לחצן התכנה [OK]. המכשיר מניח אוטומטית מטופל ממין זכר, בגיל 35 לצרכי אינטרפרטציה.

שים לב מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. מוסיפים כ 3 – 2 שניות לפני ההדפסה.

שים לב במידה ופרטי המטופל הוכנסו כבר ע"י כרטיס מבוטח חכם, יתכן שיוותר להזין את פרטי המגדר של המטופל בלבד.

מדידה לקבלת מדידה ואינטרפרטציה חוזרים יש ללחוץ על לחצן התכנה [Cont.]. במקרה זה נחוץ

ואינטרפרטציה לאשר שוב את פרטי המטופל.

חוזרים


שליחת ניתן לשלוח את הא.ק.ג. המלא לרבות המדידות והאינטרפרטציה לפקס באמצעות לחצן תכנה

התוצאות [Send]. (ראה פרק 8.8.2 עמוד 210)

במידה ובברירות המחדל הוגדר המכשיר להדפסת מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. לפי דרישה בלבד, ניתן להפעיל את המדידה והאינטרפרטציה ע"י לחצן תכנה "Analyse". גם במקרה זה יש להזין את פרטי המטופל במסך הקלט.

D-ECG recorded			0,05 Hz - 150 Hz	
Cont.	Send	Print	Analyse	Cancel

ציור 6-12 לחצן [Analyse]



ציר 6-13 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 1)



ציור 14-6 תדפיס 12 לידיים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 2)

קידוד התוצאות במקרה בו לא ניתן להגדיר הצעות טיפול, מסיבות שונות, אלגוריתם האינטרפרטציה HES מציג הסבר מקודד. הטבלה הבאה מציגה את רשימת הקודים הרלוונטיים:

סוג	קוד	הסבר
מיקום	100	נמצאו יותר מ 30 קומפלקסים של QRS
הקומפלקסים	110	נמצאו מעט מידי קומפלקסים של QRS
	120	הפרעות רבות מידי ממתח הרשת (50 Hz)
סיווג QRS	300	מעט מידי קומפלקסים של QRS לצורך סיווג
זיהוי תצורת הקומפלקס	602	הא.ק.ג. כולל רק קומפלקסים של QRS שנוצרו ע"י הקוצב. לא ניתן למדוד או לבצע אבחון.
	604	לא ניתן לבצע מיצוע של הקומפלקסים ע"י התוכנה. לא ניתן למדוד או לבצע אבחון.
	615	הפרעות רבות מידי ממתח הרשת (50 Hz)
	620	הפרעות קיצוניות של מתח הרשת (50 Hz)

טבלה 6-2 הסברים מקודדים באלגוריתם האינטרפרטציה HES

6.6 ניטור SpO2 (אופציונאלי)

6.6.1 מידע על ניטור SpO2

פולס אוקסימטר הנה שיטת ניטור לא פולשנית למדידה רציפה של רוויון החמצן הארטריאלי בדם (SpO_2), רמת המטה-המוגלובין ($SpMet$) וכן בכפוף לסנסור שבשימוש (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235) רמת הקרבוקסי-המוגלובין ($SpCO$) או הרמה הכללית של ההמוגלובין בדם ($SpHb$). הירידה הספציפית בהמוגלובין המחומצן והבלתי מחומצן נמדדת באמצעות אורכי גל שונים ע"י חיישן אופטי. ההשוואה בין אורכי הגל המתקבלים בחיישן האופטי מתורגמת למדדים SpO_2 , $SpCO$, $SpMet$ באחוזים ובהתאם לקונפיגורציה יוצגו ערכי ה $SpHb$ ביחידות של g/dL או mmol/L. בנוסף חיישן ה SpO_2 מודד ומציג גם את הדופק הפריפראלי (PP).

שים לב רק מכשירי קורפולס³ אשר סופקו החל מיולי 2011 מכילים חומרה אשר יכולה למדוד את הסימנים החיוניים SpO_2 , $SpCO$, $SpMet$. ניתן לשדרג מכשירים שסופקו לפני תאריך זה. ניתן להגדיר 6 שדות פרמטריים להצגת התוצאות. בנוסף ניתן להציג כגל את צורת הגל של רוויון החמצן בתצורה הנקראת פלטיסמוגרף. (Pleth)

עוצמת האות מהווה קריטריון לאיכות הנתונים הנקראים ע"י הסנסור. עוצמת האות נמדדת ומוצגת כעמודה אנכית בשדה הפרמטר של ה SpO_2 . (ראה עמוד 130 פרק 6-16 פריט 1)

ערכי SpHb גבוהים: ערכי SpHb גבוהים מהנורמה מגדילים, בד"כ, את ערכי ה SpO₂. הגידול בערכי ה SpO₂ תואם בקירוב את ערך ה SpHb.



אזהרה

ערכי SpMet גבוהים: ערכי ה SpO₂ עלולים להיות נמוכים ב 10% - 15% כתוצאה מערכי SpMet גבוהים. בערכי SpMet גבוהים יותר ערכי ה SpO₂ עלולים לרדת לערכים נמוכים. כשערכי ה SpMet בעליה מומלץ לבצע בדיקת דם לקבלת אנליזה של רמת ה CO בדם.



אזהרה

יש לבדוק תמיד את גבולות האזעקה בזמן שימוש ב SpO₂ כדי להבטיח התאמתם למטופל הספציפי שבבדיקה.



אזהרה

במצבים בהם לא ניתן למדוד את ה SpO₂ (לדוגמה בשל רעידות של הנבדק, אור חזק, נוכחות תאורת חדר ניתוח – קסנון או מנורות טיפול מסוג בילירובין, בדוק תחילה האם ישנו שינוי בסימנים החיונים של המטופל. לאחר מכן בדוק אם הפולס אוקסימטר פועל כשורה. (בדוק פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235), לכיסוי מפני אור למניעת הפרעות חיצוניות לקריאת ה SpO₂.



אזהרה

אין להשתמש בפולס אוקסימטר באיזור עם נוכחות קרינה מייננת מאחר והערכים הנמדדים עלולים להיות שגויים.



אזהרה

התייחס לרשימת האביזרים המאושרים (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים מאושרים, עמוד 235) לקבלת רשימת הסנסורים המאושרים ע"י חברת מסימו. סנסורים מתוצרת אחרת אינם נתמכים ע"י המכשיר ואינם מורשים לשימוש.



זהירות

שים לב ניתן להרחיב את פונקציות המדידה האופציונאליות של האוקסימטר במכשיר ע"י התקנת רשיונות מתאימים, המותקנים ע"י טכנאי מורשה.

שים לב סנסורים ישנים יותר מדגם Masimo SET יכולים להתאים לחומרת Masimo Rainbow עם כבל מתאם מהמודל החדש. (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים, עמוד 235)

שים לב מדידה בו זמנית של SpHb ושל SpCO אינה אפשרית בשל הצורך בשני סוגי סנסורים שונים.

שים לב לאחר חיבור סנסור SpO₂ למכשיר מתבצע כיול אוטומטי של הסנסור. משך הכיול יכול לארוך עד 120 שניות, בזמן זה מופיע שעון חול בפינת שדה הפרמטר של SpO₂.

שים לב קרא את הוראות ההפעלה של היצרן למידע נוסף על הסנסורים של מסימו. יש לקרוא ספרי הפעלה אלו בקפידה לפני השימוש.

שים לב הפולס אוקסימטר מוגן ע"י מספר פטנטים אמריקאים כמפורט: 5.758.644 , 5.823.950 , 6.011.986 , 6.157.850 , 6.263.222 , 6.501.975 . פטנטים נוספים מפורטים באתר www.masimo.com/patents.htm

שים לב רכישה או אחזקה של יחידת הפולס אוקסימטר הנ"ל כחלק מהמכשיר, אינה מקנה כל זכות לשימוש במכשיר עם סנסור או כבל כלשהם שאינם מורשים ע"י היצרן ותחת כל פטנט הקשור במוצר זה.

6.2.2 הכנה לניטור SpO₂

אופן השימוש בסנסור ה SpO₂ מתוארת למטה.

אנא קרא והבן את אזהרות והערות היצרן לגבי סנסור ה SpO₂.




אזהרה

אל תניח את סנסור ה SpO₂ על אצבע באותה היד סביבה נמצא שרוול הלחץ דם הלא פולשני, קטטר או כניסה תוך ורידית. מצב זה עלול לגרום לתצוגת תוצאות שגויה.




אזהרה

1. חבר את סנסור ה SpO_2 לכבל הביניים ואת הכבל ליחידת החולה.



ציור 6-15 חיבור סנסור האצבע של ה SpO_2 לכבל הביניים

חבר את סנסור ה SpO_2 לאצבע על פי הוראות היצרן




ציור 6-16 ניטור SpO_2 , חיבור הסנסור.

6.6.3 ביצוע מדידות SpO_2

מדידות SpO_2 מתחילות אוטומטית לאחר הנחת הסנסור על אצבע המטופל.

1. במידת הצורך, הצג את הגרף של ה SpO_2 ע"י בחירת אחד משדות התצוגה ולחיצה על לחצן סיבובי, לפתיחת תפריט.
2. בחר ניטור SpO_2 לתצוגה גרפית (Pleth).
3. במידת הצורך, להצגת ערך של SpO_2 , לחץ על אחד משדות הפרמטרים באמצעות הלחצן הסיבובי, לפתיחת תפריט התוכן של הפרמטר.
4. בחר באופציית SpO_2 לתצוגה בשדה הפרמטר.
5. במידת הצורך בחר בתפריט ראשי באפשרות "Oximetry" ואח"כ "Settings" להתאמה של אפשרויות נוספות בתחום הסטורציה.



ציור 17-6, קונפיגורצית מסך במצב ניטור SpO₂

1. מלבן חיווי לתצוגת עוצמת הקריאה.
2. ערך הקריאה הנוכחית של ה SpO₂ באחוזים.
3. סימול שעון חול, בזמן כיוול
4. גבול אזעקה תחתון
5. סימול של אזעקה במצב פעיל
6. עקומת ה SpO₂ (פליטיסמוגרף)
7. ערך נוכחי של SpMet באחוזים
8. ערך נוכחי של SpHb ביחידות של g/dL

6. בדוק כי עקומת ה SpO₂ מוצגת ללא ארטיפקטים.

7. במידה והאות נמוך או שמופיעים ארטיפקטים, תקן במידת הצורך את מיקום הסנסור.

במקרה תקלה, פעל לפי ההנחיות בפרק 10 עמוד 234 למידע נוסף לגבי שיפור האות.


ניתן להדפיס את עקומת ה SpO₂ (הפליטיסמוגרף) באמצעות המדפסת האינטגרלית. למידע

הדפסת

נוסף לגבי קונפיגורציית ההדפסה, ראה פרק 7.1.3 עמוד 157.

הפליטיסמוגרף

לחץ על לחצן ה Print (הדפסה) להתחיל או לעצור את ההדפסה.



ציור 18-6, ניטור SpO₂, תדפיס הפליטיסמוגרף.

ממוצע זמן יציבות ערכי SpO₂ היא לרוב אינדיקציה לאיכות הקריאה. יציבות הקריאה מושפעת ממשך זמן

המיצוע של ערכי ה SpO_2 . זמן מיצוע ארוך יותר מציג קריאה אחידה יותר. מצד שני זמני מיצוע ארוכים יותר מעכבים את תגובת ה SpO_2 . לשינויים בערכי רוויון החמצן והדופק הפריפראלי. מצב Fast SAT מאפשר איתור אוטומטי של שינויים מהירים ב SpO_2 . מצב זה מאפשר אף מדידה מדויקת יותר במטופלים תחת אינטובציה.

Fast SAT

רגישות ניתן להתאים את רגישות הפולס אוקסימטר ל 3 מצבי רגישות המשתנים ממטופל למטופל בהתאם לצרכי הניטור.

Sensitivity

"Normal Sensitivity" מצב המיועד לניטור מתמשך במטופלים במצבים אופייניים דוגמת ניטור ביחידות טיפול נמרץ.

"Adaptive Probe OFF Detection (APOD)": מצב רגישות זה מומלץ במצבים בהם קיימת סבירות גבוהה שסנסור הסטורציה עלול ליפול מהאיזור הנמדד. כמו כן מומלץ להשתמש במצב רגישות זה כשמנטרים מטופלים שלא ניתן להשגיח עליהם לאורך רצף הניטור. APOD הנו מצב המיועד להבטיח קריאה טובה במטופלים שכתוצאה מתנועה ורעידות הסנסור ניתן מאזור המדידה לסרוגין.

"Maximum Sensitivity (MAX)": מצב זה מיועד למטופלים עם פרפוזיה נמוכה או כאשר מופיעה ההודעה "Low Perfusion" במצבי APOD או NORMAL. מצב זה מיועד אך ורק לניטור תחת השגחה של המטופל והוא רגיש במיוחד לתנועות ורעידות של המטופל.

במצב "Maximum Sensitivity" קיימת חשש שהמכשיר לא יאתר התנתקות של הסנסור. אם הסנסור ניתן ממטופל קיימת אפשרות שיוצגו ערכי מדידה שגויים כתוצאה מתנועת הסנסור או חיצוני וכו' למרות שהסנסור אינו מחובר למטופל.



אזהרה

6.6.4 התאמת תצוגת ערכי ה SpO_2

שינוי מהירות ניתן לבחור מהירויות שונות לתצוגת עקומת ה SpO_2 על גבי במסך.


התצוגה ניתן להגדיר את אחת מהמהירויות הבאות:

- 12.5 מ"מ/שניה
- 25 מ"מ/שניה
- 50 מ"מ/שניה

1. בחר את עקומת ה SpO_2 באמצעות הלחצן הסיבובי, ולחץ לפתיחת התפריט.
2. בחר את המהירות הרצויה בתפריט ואשר בלחיצת כפתור. לאחר האישור התפריט נעלם אוטומטית מהמסך.

6.6.5 ניטור דופק מה SpO_2

בזמן ניטור SpO_2 , הדופק הפריפראלי (PP) ואינדקס הפרפוזיה (IP) מנוטרים ומוצגים אף הם. אינדקס הפרפוזיה מחושב כיחס בין האות המתקבל מהפולס הורידי לאות המתקבל מהחלק שבו אין פולס. יחס זה משמש עוצמת הפולס של ה SpO_2 ונע בטווח של בין 0.02% ל 20%. גבולות האזעקה של הדופק הפריפראלי ניתנים לשינוי (ראה פרק 6.6.6 קביעת גבולות האזעקה, עמוד 132).



ציור 6-19 שדה פרמטר דופק

1. קצב הדופק העכשוי.
2. סימן שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

6.6.6 הגדרת אזעקות

אם גבולות הסטורציה נופלים מתחת לערך האזעקה שנקבע מראש, או שהדופק הנקרא מהסטורציה, רמות המטה – המוגלובין ובכפוף לסנסור שבשימוש הרמות ההמוגלובין הכלליות או רמות הקרבוקסיהמוגלובין חורגים מגבולות האזעקה, מופעלת האזעקה במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה.
 - רגישות אות הסטורציה אינה נמוכה מהמינימום.
 - האזעקות נמצאות במצב פעיל (On):
- בחר בשדה הפרמטר SpO_2 או דופק ופתח את התפריט ע"י לחיצה על לחצן סיבובי.
 - בחר באופצית "Alarm On" מתוך התפריט
- ניתן לקבוע את גבולות האזעקה לדופק וסטורציה באופן ידני ע"י מפעיל המכשיר או אוטומטית.
1. קביעת גבולות אוטומטית ע"י בחירת אופציית "Auto Limits" מתוך התפריט
 2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 ע. 172)

6.7 אופציית ניטור קפנוגרפיה CO₂

6.7.1 מידע לגבי ניטור CO₂

ניטור CO₂ מאפשר בקרה על רמת ה Et CO₂ ומספק מידע על האיוורור, הימודינאמיקה ומטבוליזם בחולים באינטובציה, ובחולים ללא אינטובציה. שיטת המדידה משתמשת בחיישן אינפרא אדום ומבוססת על ההנחה שאין נוכחות של CO₂ בגז בנשימה ובנשיפה. בשל המצאות ציפוי נאנו טכנולוגי, מונע עיבוי, על גבי יחידות הפלסטיק החד פעמיות המשמשות למדידה ומיוצרות ע"י NIHON KOHDEN לא נדרש שלב של חימום והמכשיר מוכן למדידה בתוך 5 שניות לכל היותר. הקפנומטר הפועל בשיטת Mainstream מודד את ריכוז ה CO₂ בגז הנפלט בנשיפה של החולה בזמן אמיתי. ריכוז ה CO₂ ניתן לתצוגה על גבי המסך ביחידות של mmHg או kPa בצורה מספרית וגם בצורה גרפית כלומר כקפנוגרף.

אל תבצע ניטור CO₂ ליד מכשירי ניתוח בתדר גבוה. מצב זה עלול לגרום לאובדן האות של הקפנוגרף ולאי יכולת המשך ניטורו.



אזהרה

הקפנומטר בקורפולס³ מהווה פונקציה נוספת במהלך ניטור. יש לקחת בחשבון גם סימפטומים קליניים ופרמטרים חיוניים נוספים במהלך ניטור CO₂.



אזהרה

שים לב למידע נוסף בדוק בהוראות ההפעלה של היצרן.


השתמש אך ורק באביזרים ומתאמים הנמצאים ברשימה אביזרים מאושרת (ראה פרק 9.8, רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235)



זהירות


6.7.2 הכנה לניטור

1. חבר את המתאם החד פעמי הרלונטי לסנסור הקפנוגרף capONE (פריט 3). ציור 6-19 מציג את שלושת המתאמים לאף. ציור 6-20 מציג את המתאם לטובוס, האנדוטרכיאלי.



ציור 6-20 ניטור CO₂ מתאם אף

1. מתאם CO₂ חד פעמי לאף (YG-120T)
2. מתאם CO₂ חד פעמי לאף/פה (YG-121T)
3. סנסור קפנוגרפיה capONE
4. מתאם CO₂ חד פעמי לאף/פה מתאם לצינורית חמצן (YG-122T)



ציור 6-21 ניטור CO₂ מתאם טובוס, אנדוטרכיאלי חד פעמי


1. חיבור למנשם/ מפוח הנשמה

2. חיבור לסנסור CO₂

3. חיבור לטובוס (YG-111T)

2. חבר את יחידת סנסור ה CO₂ לחולה על פי הוראות היצרן:

- מקם את כבל הסנסור מאחורי האוזניים (פריט 1) וחלק את טבעת ההידוק (פריט 2) לכיוון הסנטר ברפיון.
- חבר את המתאם החד פעמי לאף באמצעות סרט הדבקה המיועד למטרה זו. (ציור 6-21, פריט 3)
- הקפד שיחידת האיטוף מהפה (פריט 4) לא תהיה רחוקה למעלה מ 10 מ,מ מהשפה התחתונה.



ציור 6-22 חיבור מתאם ה CO₂ החד פעמי אף/פה לחולה

1. מיקום הכבל

2. טבעת הידוק

3. סרט הדבקה


4. אוסף הנשיפות מהפה

שים לב אין לחבר בין סנסור ה CO₂ לכבל המתאם או בין הכבל המתאם ליחידת החולה תוך כדי ניטור.

6.7.3 מדידת CO₂

מידות מתבצעות אוטומטית מיד לאחר חיבור הסנסור

1. בחר בשדה גרפי ופתח תפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר באופציית CO₂ לתצוגת הקפנוגרף.
3. בחר בשדה פרמטר לתצוגת ערכי Et CO₂ ופתח תפריט פרמטרים ע"י הלחצן הסיבובי.
4. בחר באופציית CO₂ לתצוגת הקפנוגרף בשדה זה באמצעות הלחצן הסיבובי.



ציור 6-23 ניטור CO₂, הגדרת מסך.

1. קריאה נוכחית של Et CO₂
2. סימול למצב שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון
5. עקומת CO₂ - קפנוגרף

הדפסת תרשים ניתן להדפיס את תרשים הקפנוגרף באמצעות המדפסת האינטגרלית. למידע נוסף על קביעת

הגדרות להדפסה ראה פרק 7.1.3 ע. 157.

קפנוגרפיה לביצוע הדפסה או לעצירת הדפסה לחץ על לחצן הדפסה.



ציור 6-24 ניטור CO₂. דוגמת הדפסה.

שים לב אין להשתמש במתאמי ה CO₂ מסוג נזאלי/אוראלי למשך יותר מ 24 שעות.

6.7.4 התאמת תצוגת ערכי ה CO_2

התאמת מהירות ניתן לבחור באחת מהמהירויות הבאות לתצוגת הקפנוגרף על המסך:

3.13 מ"מ/שניה

6.25 מ"מ/שניה

12.5 מ"מ/שניה

25 מ"מ/שניה

1. בחר בעקומת ה CO_2 ופתח את תפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר בתפריט באופצית המהירות הרצויה ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, נעלם התפריט והתצוגה חוזרת למצב ניטור.

שינוי יחידות ניתן להציג ערכי CO_2 ביחידות mmHg וביחידות kPa

1. בחר בעקומת הקפנוגרף, CO_2 , באמצעות הלחצן הסיבובי לקבלת התפריט או
2. בחר בשדה הפרמטר CO_2 באמצעות הלחצן הסיבובי לקבלת התפריט
3. בחר בתפריט ביחידת המידה הרצויה ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, נעלם התפריט והתצוגה חוזרת למצב ניטור.

6.7.5 ניטור קצב נשימות

במהלך ניטור CO_2 ניתן למדוד ולהציג גם את קצב הנשימות (RR).

1. בחר בשדה הפרמטר לתצוגת קצב נשימות (RR) ופתח את התפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר באופציית Respiratory Rate באמצעות הלחצן הסיבובי.



ציור 6-25 שדה תצוגת קצב נשימות

1. קצב נשימות נוכחי ב 1/ דקה
2. סימול שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

6.7.6 הגדרת אזעקות

אם קריאות ה- CO_2 נופלות מחוץ לגבול שנקבע מראש מופעלת האזעקה במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה.
- האזעקות נמצאות במצב פעיל "Alarm On"
- בחר בשדה הפרמטר CO_2 ופתח את התפריט ע"י לחיצה על לחצן סיבובי.
- בחר באופצית "Alarm On" מתוך התפריט.

ניתן לקבוע את גבולות האזעקה ל- CO_2 באופן ידני ע"י מפעיל המכשיר או אוטומטית.

1. קביעת גבולות אוטומטית ע"י בחירת אופציית "Auto Limits" מתוך התפריט

2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 ע. 172)

6.8 אופציית ניטור לחץ דם לא פולשני

6.8.1 מידע על ניטור לחץ דם לא פולשני

ניטור לחץ דם לא פולשני (NIBP) משמש לביצוע רוטינת מדידות של לחץ הדם בגבולות הלחץ של החולה. מדידת הלחצים מתבצעת השיטה האוסילומטרית.

ערכי המדידה הסיסטולים, הדיאסטולים וה "ממוצעים" – mean, נמדדים ומוצגים על גבי המסך בערכים מספריים ביחידות של mmHg. ניתן להגדיר אינטרואלים קבועים למדידה כדי לקבל ניטור לחץ דם רציף. כמו כן ניתן לבחור בין מצבי מדידה למבוגר, ילד ותינוק (Adult, Child, Neonate) לקביעת לחץ ראשוני לניפוח.



מודול מדידת לחץ הדם המשולב במכשיר הקורפולס³ הנו מודול OEM מתוצרת חברת Suntech Medical Inc ארה"ב.
מידע נוסף: www.suntechmed.com

מערכת מדידת לחץ הדם מכילה בין היתר את שרוול המדידה וצינור ביניים המחובר לשרוול ומצידו השני ליחידת החולה.

הנחת שרוול המדידה על יד שאליה מחוברת שקית נוזלים, או IV לתרופה, עלולה לגרום לעיכוב ואף מניעת התרופה מהחולה. יש להניח את השרוול על יד חופשית במידת האפשר.



אזהרה

פעולת גלי Microwave בטווחים קרובים עלולה לשבש את פעולת המכשיר.



זהירות

ניתן לבצע באמצעות המכשיר מדידות לחץ דם בדידות ומדידות לחץ דם מחזוריות במרווחי זמן קבועים (בין 1 ל 60 דקות)

השתמש רק בשרוולי מדידת לחץ דם הנמצאים ברשימת האביזרים המאושרים לשימוש (פרק 89. עמוד 235)



זהירות

קורפולס³ מאפשר להציג את מדידות לחץ הדם ואת הגדרות המדידה בממשק נפרד. מצב זה מאפשר נגישות מהירה לתפעול פונקציות המדידה השונות ולצפייה בתוצאות המדידה באמצעות סדרת לחצני התכנה. בנוסף מוצגת המדידה האחרונה בחלק העליון של המסך בשדה הפרמטר המתאים.


ניתן לבחור בין שתי קונפיגורציות לצפיה:

- תצוגה רחבה (ציור 6-26)


- תצוגה טבלת מדידות אחרונות (ציור 6-27)

התצוגה הרחבה מציגה את הערכים האחרונים שנמדדו, בספרות גדולות ומודגשות. לקבלת רשימת 5 התוצאות האחרונות שנמדדו ניתן לשנות את התצוגה למצב של טבלת מדידות אחרונות. שתי התצוגות מראות תמיד את שעת המדידה.

לפתיחת ממשק ה NIBP לחץ על לחצן התכנה [NIBP], במצב מוניטור. ברירת המחדל הנה של תצוגה רחבה.



ציור 6-26 ממשק תצוגה רחבה במדידת לחץ דם NIBP לחץ על לחצן תוכנה [View] כדי לעבור לתצוגת טבלת מדידות אחרונות



ציור 6-27 ממשק טבלת מדידות אחרונות

באמצעות לחצן תוכנה [Mode] ניתן לעבור בין שלושה מצבי מדידה:

- Adult – מבוגר
- Child – ילד
- Neonate – תינוק

לכל אחד מהמצבים הנ"ל מוגדר לחץ ניפוח ראשוני אליו ינפח המכשיר:

- מבוגר 180mmHg
- ילד 120 mmHg
- תינוק 90 mmHg

מיד לאחר המדידה הראשונה מתאים את עצמו המכשיר לנתוני החולה לצורך המדידות הבאות. ניתן לשנות את לחץ הניפוח ההתחלתי באופן מנולי באמצעות לחצן התוכנה [Initial] והלחצן הסיבובי בטווח הלחצים שלהלן (ראה גם פרק 7.3.7 לחץ גם (NIBP), עמוד 168):

- מבוגר: 120-280 mmHg
- ילד: 80-170 mmHg
- תינוק: 60-140mmHg

לחץ הניפוח הראשוני שנבחר מסומן באופן גרפי באמצעות חץ מורה על סקלה טורית. מהלך הניפוח מוצג באופן דינאמי באמצעות Bar עולה/ יורד על גבי הסקלה הנ"ל.

6.8.2 הכנה למדידת לחץ דם

מדידת לחץ דם על הזרוע מתוארת להלן:

השתמש תמיד בשרוול לחץ דם המתאים לגודל המטופל. המנע מלחיצת או הקטנת קוטר צינור הניפוח המחובר בין השרוול ליחידת החולה.



זהירות


בזמן מדידת לחץ דם יש לודא שהשרוול נמצא בגובה הלב, אחרת מדידות לחץ הדם עלולות להיות שגויות.



זהירות

1. בחר בשרוול לחץ דם המתאים להקף של זרוע המטופל.
2. חבר את שרוול לחץ הדם לצינור לחץ הדם במידת הצורך.

3. חבר את שרוול הלחץ דם, כשהוא ריק מאויר, לחלק העליון החשוף של זרוע הנבדק, כך שהוא יקיף באופן הדוק את הזרוע. על השרוול לא להפעיל לחץ על כלי הדם. מקם את הקצה התחתון של השרוול כ 2 ס"מ מעל קיפול המרפק.



ציור 28-6, ניטור לחץ דם, אופן חיבור שרוול לחץ דם

6.8.3 ביצוע מדידת לחץ דם בודדת

בזמן מדידה על הנבדק לשבת או לשכב באופן רגוע, אין למתוח או לכווץ את השריר במהלך המדידה.



זהירות


שים לב

קבע את לחץ הניפוח ההתחלתי לכ 30 mmHg מעל הלחץ הסיסטולי הצפוי, או השתמש בלחץ ברירת המחדל הקבוע המכשיר.

1. במצב מוניטור לחץ על לחצן תוכנה [NIBP].
2. למעבר בין מצבי מדידה של מבוגר "Adult", ילד "Child" או תינוק "Neonate" לחץ על לחצן תוכנה [Mode].
3. למדידת לחץ דם בודדת, לחץ על לחצן תוכנה [Start].
4. שרוול לחץ הדם יתנפח ומדידת לחץ דם תתבצע באופן אוטומטי.
5. ניתן להפסיק מדידה תוך כדי ניפוח באמצעות לחיצה על לחצן [Stop].

שים לב מיד לאחר קבלת התוצאה, לחצני התוכנה הופכים לאפורים, לא זמינים. מדידה נוספת מתאפשרת רק לאחר 5 שניות מקבלת התוצאה.

- להצגת חלופית של תוצאת מדידת הלחץ דם במצב מוניטור, לחץ על לחצן תוכנה [Close].
1. ודא שקיימת תצוגת NIBP במסך תצוגה במצב מוניטור או בחר אחד מאזורי הפרמטרים לתצוגה באמצעות לחצן סיבובי, ולחץ על הלחצן לפתיחת תפריט בחירת הפרמטרים.
 2. בחר באופציית פרמטר NIBP לתצוגת פרמטר זה בשדה הנבחר.



ציור 6-29 שדה תצוגת ערכי לחץ דם – NIBP

- 1 ערך סיסטולי
 - 2 ערך דיאסטולי
 - 3 סימון שהאזעקה מופעלת
 - 4 לחצן דם ארטריאלי ממוצע MEAN
- 6.8.4 ביצוע מדידות לחץ דם מחזוריות**

ודא שהשרוול אינו לוחץ על יד דרכה ניתן עירוי



**זהירות
שים לב**

- קבע את משך הזמן הרצוי לך בין מדידות (ראה פרק 7.3.4 לחץ דם, עמוד 169). על הצג מופיע כבר ערך אשר נקבע כברירת מחדל ואשר ניתן לשנותו באמצעות לחצן תוכנה [Interv]
1. במצב מוניטור לחץ על לחצן תוכנה [NIBP]
 2. למעבר בין מצבי מדידה של מבוגר "Adult", ילד "Child" או תינוק "Neonate" לחץ על לחצן תוכנה [Mode].
 3. לחצן על חצן תוכנה [Auto]. לחצן התוכנה [Auto] נשאר במצב מופעל.
 4. שנה את מרווח הזמן הרצוי בין מדידות באמצעות לחצן התוכנה [Inverv] או השאר עם ערך ברירת המחדל.
 5. להפעלת מדידות לחץ דם מחזוריות לחץ על לחצן תוכנה [Start]. מייד עם הפעלת מדידת לחץ דם מחזורית, יופיע סימול בצורת שעון אשר מתחלף עם סימול האזעקה בפינה הימנית העליונה של שדה תצוגת ערכי לחץ הדם. סימול השעון מציין כי המכשיר נמצא במצב של מדידת לחץ דם מחזורית אוטומטית.
 6. כדי לצאת ממצב של מדידה מחזורית לחץ על לחצן תוכנה [Auto]. ניתן להפסיק מדידה תוך כדי ניפוח באמצעות לחיצה על לחצן [Stop]



במידה ומופסקת או מופרעת מדידת הלחץ דם יופיעו 4 סימני מקף מעל לחצן התוכנה [Auto].
במצב זה לחץ האויר בשרוול יורד באופן מיידי.

שים לב

הכנס למסך לחץ דם כדי לראות אם המכשיר נמצא במצב של מדידה מחזורית

שים לב

בזמן מדידה מחזורית ניתן לבצע מדידות בודדות במרווחים שבין מדידה אוטומטית מחזורית אחת לשניה בלחיצה על לחצן תוכנה [Start].

6.8.5 הגדרת גבולות אזעקה

אזעקת לחץ דם לא פולשני בגין חריגה מגבולות האזעקה שנקבעו לערכי הסיסטולי או הדיאסטולי תושמע בתנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
 - מצב האזעקה פעיל "Alarm ON"
 - בחר את שדה הפרמטר NIBP במסך המוניטור באמצעות הלחצן הסיבובי ולחץ לקבלת תפריט.
 - בחר אפשרות "Alarm ON" בתפריט התוכן
- גבולות האזעקה של ערכי הלחץ דם הלא פולשני יכולים להקבע באופן ידני ע"י המשתמש או באופן אוטומטי ע"י המכשיר:
1. אוטומטית בתפריט התוכן של הפרמטר NIBP ע"י בחירת האפשרות "Auto Limits".
 2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 קביעת גבולות האזעקה לפונקציות הניטור באופן ידני, עמוד 172)

6.9 אופציות ניטור לחץ דם פולשני (IBP)**6.9.1 מידע על ניטור לחץ דם פולשני**

פונקציה ה IBP מאפשרת מדידת סוגי לחצים שונים. בין השאר ניתן למדוד לחץ דם מהסוגים הבאים: arterial, central venous, intracranial ועוד.

קיימים שני מוצאים לחיבור כבלי מדידת לחץ דם, כל אחד מהם יכול לשמש למדידת ערוץ אחד או שניים במקביל. לשימוש כממשק דו ערוצי נדרש מתאם/מפצל Y. לפיכך אופציה זו מאפשרת מדידה של עד 4 ערוצי לחץ דם פולשני במקביל. ניתן לצפות בערכי הלחצים הנמדדים ע"ג צג המוניטור כערכים מספריים ואו כצורת הגל.

הטבלה הבאה מתארת את חלוקת הלחצים בין ממשקי ה IBP במכשיר

התאמת ערוצים לממשקים		ממשק
לחץ דם דו ערוצי	לחץ דם חד ערוצי	
"P1" ו "P2"	"P1"	IBP-1
"P3" ו "P4"	"P3"	IBP-2

טבלה 3-6 ניטור IBP, התאמת ממשקים לערוצים

מכשיר הקורפולס³ מאפשר מבחר מתאמים לטרנסדיוסרים של יצרני לחץ דם פולשני שונים

Edwards , Becton Dickinson , Combitrans , B.Braun , Smiths (Medex) ,

(Baxter) , (Codan , Abbott וכו')

תוכל לקבל מידע נוסף לגבי סוגי הטרנסדיוסרים מנציגי המכירות. לרשימה של אביזרים (ראה גם

פרק 9.8 אביזרים חלקי חילוף ומתכלים מאושרים לשימוש, עמוד 235) המכילה את האביזרים

המאושרים ע"י היצרן לשימוש עם פונקצית ניטור IBP.

שים לב למידע נוסף בדוק גם בספר ההפעלה של יצרן הטרנסדיוסרים.

שים לב התאור הבא המתייחס לאופן מדידת לחץ דם פולשני באמצעות הקורפולס 3 נוגע לתפעול

המכשיר ואינו נוגע לתפעול הטרנסדיוסרים עצמם. אנא קרא והתמצא בתפעול הטרנסדיוסרים

באמצעות חוברות ההפעלה של היצרנים שלהם.

שים לב אין להשתמש בשום אופן בחלקים מתכלים של של הטרנסדיוסרים לשימוש חוזר. אנא קרא ופעל

לפי הוראות ההפעלה של יצרני הטרנסדיוסרים ומסמכיהם המצורפים.

6.9.2 הכנה למדידת לחץ דם פולשני (IBP)

1. חבר את המחבר של כבל הטרנסדיוסר הראשון לשקע "IBP-1" ביחידת החולה.

2. במידה וברצונך למדוד יותר ממדידת לחץ דם פולשני אחת, חבר את המחבר של כבל

הטרנסדיוסר השני לשקע "IBP-2" ביחידת החולה.

3. פתח את הטרנסדיוסר לקבלת השוואת לחצים עם הלחץ האטמוספרי שסביבך. בצע כיוול/

איפוס לכבל הטרנסדיוסר באופן הבא:

4. בתפריט ראשי בחר באפשרות "IBP" ואח"כ "Calib.P {Measurment Channel}" ואשר

את הקליברציה באמצעות הלחצן הסיבובי. (למידע נוסף ראה פרק 7.3.5, לחץ דם פולשני

(IBP) עמוד 169)

	◀ Alarm
	◀ Signals
	◀ Printer
	◀ Telemetry
	◀ ECG
	◀ Oximetry
	◀ NIBP
Calibr. P1	◀ IBP
Calibr. P2	◀ CO2
Calibr. P3	◀ Defib
Calibr. P4	◀ Patient
Settings	◀ System

ציור 6-30 קליברצית לחץ דם פולשני IBP

5. חזור על 3 ו 4 לכיול טרנסדיוסרים נוספים

6. במידה ולא נדרש לכייל את תצוגת הערוץ, התאם את טווח התצוגה של הערוץ המוצג, בחר

בתפריט ראשי באפשרות "IBP" ואח"כ "Settings" (למידע נוסף ראה פרק 7.3.5 IBP

עמוד 169)

שים לב ההודעה "NON CAL" בשדה הפרמטר או בשדה הגל מציינת כי ערוץ P למדידת הלחץ המוצג אינו מכיל. אזעקה אינה מופעלת ואין שמירה/ הקלטה של הפרמטרים במרווחי דגימה כלשהם.

שים לב בזמן כיול חובה לחשוף את הטרנסדיוסר ללחץ אטמוספרי.

שים לב משך הכיול הנו כ 5 שניות. במקרה של תקלה תופיע אזעקה טכנית. במקרה זה יש לאתר את מקורות הבעיה ולחדש לאחר מכן את פעולת הכיול.

שים לב כאשר אין טרנסדיוסר המחובר למכשיר או שחיבורו רפוי תופיעה אזעקת "IBP P {measuring channel} sensor loose". תנאי מקדים הנו לחבר את הטרנסדיוסר מראש ולכייל.

שים לב שסטום הטרנסדיוסר צריך להיות ממוקם בערך בגובה העליה השמאלית של הלב (בערך באיזור אמצע הקו האקסילרי) בזמן מדידת לחץ קרניאלי, שסטום הטרנסדיוסר צריך להיות ממוקם בערך בגובה החלק העליון של האוזן. סטיה במיקומים ביחס להגדרות שלע"ל עלולה להביא לתוצאות מדידה שגויות.

שים לב המערכת ההדראולית של הטרנסדיוסר צריכה להיות נקייה מבועות אויר לפני מדידת לחץ. אנא קרא ופעל לפי הוראות ההפעלה של יצרן הטרנסדיוסר, המצורפות לטרנסדיוסר.

6.9.3 ביצוע מדידת לחץ דם פולשנית (IBP)


1. מדידת לחץ דם פולשנית מתחילה אוטומטית עם החדרת הטרנסדיוסרים
2. בחר את שדה תצוגת גל הלחץ ופתח את תפריט התוכן
3. בחר בערוץ המתאים לתצוגה (P1-P4)
4. במידת הצורך בחר שדה הפרמטר לתצוגת ערכי לחץ הנמדדים ופתח את תפריט התוכן
5. בחר הערוץ המתאים (P1-P4) לתצוגה בשדה
6. במידת הצורך בחר לציין את האיזור הנמדד באמצעות תפריט הפרמטר ואו של הגל:

IBP: Invasive (Blood-) Pressure

AP: Atrial blood pressure

VP: Venous blood pressure


ICP: Intracranial pressure



ציור 6-31 ניטור, הגדרות מסך

- 1 סימול אזהקה בפעולה
 - 2 ערכי מדידה לחץ דם אטריאלי במ"מ כספית
 - 3 ערכי מדידה לחץ דם ורידית במ"מ כספית
 - 4 ערכי מדידה סיסטולים ודיאסטולים במ"מ כספית
 - 5 ערכי לחץ דם ממוצעים Mean במ"מ כספית
 - 6 ערכי לחץ דם קרניאלי במ"מ כספית
 - 7 עקומות לחץ (P1 - P3) במ"מ כספית
- ניתן להדפיסת את גל עקומת הלחץ באמצעות מדפסת המכשיר. ראה פרק 7.1.3 הגדרות מדפסת עמוד 157 לגבי מידע נוסף על הגדרות המדפסת.

לחץ על לחצן ההדפסה לתחילת ועצירת הדפסה בזמן אמיתי.



ציור 32-6 חלק ההדפסה של גל לחץ דם הפולשני P1 בתדפיס זמן אמיתי

6.9.4 הגדרת אזעקות

אם אחד מערכי הסיסטולי/דיאסטולי של הלחץ דם הפולשני יורדים מתחת או עולים מעל לערכים שנקבעו ללחץ הדם, תופעל אזעקה בהתקיים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
- האזעקה במצב "Alarm On"
- בחר את שדה הפרמטר IBP ולחץ להצגת תפריט התוכן
- בחר באפשרות "Alarm On" בתפריט

ניתן לכוון את גבולות האזעקה של הלחץ דם הפולשני ידנית, כהגדרה של ברירת מחדל וכן אוטומטית בהתאם לקביעת **הקורפולס**³.

1. אוטומטית באמצעות בחירה באופציה "Auto limits" בתפריט התוכן של פרמטר IBP
2. ידנית או אוטומטית בתפריט ראשי (ראה פרק 7.4.2 בחירה ידנית של גבולות אזעקה של פונקציות ניטור, עמוד 172)

6.10 ניטור טמפרטורה (אופציה)

6.10.1 מידע על ניטור טמפרטורה

ניטור טמפרטורה מאפשרת מדידה רציפה של טמפרטורת הליבה של המטופל (כלומר חולים בהיפוטרמיה) או טמפרטורה חיצונית של העור (היפוטרמיה טיפולית לדוגמה לאחר שלב החייאה)

טמפרטורה ניתן למדוד ולהציג ע"ג המוניטור עד 2 ערכי טמפרטורה במקביל, באמצעות חיישני טמפרטורה: טמפרטורות ליבה באמצעות סנסור רקטאלי / אסופגלי וחיישני שטח/ עור.

ניתן להשתמש אך ורק בחיישני YSI 400 או חיישנים תואמים המאושרים לשימוש ברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235) מחויבת הוכחת ביו- התאמה עפ"י ISO 10993-1.



זהירות

טווח המדידה נע בין 20.0°C - 50.0°C . הטמפרטורה מוצגת ביחידות צלסיוס $^{\circ}\text{C}$. ערכי

טמפרטורה מחוץ לטווח המדידה אינם מוצגים ונראים על המוניטור באופן הבא: " _ _ "

שים לב למידע נוסף אנא עיין בהוראות ההפעלה של יצרן סנסור הטמפרטורה.

6.10.2 הכנה לניטור טמפרטורה

חבר את תקע חיישן הטמפרטורה לשקע "Temp-1" של יחידת החולה.

חבר את תקע החיישן הטמפרטורה השני לשקע "Temp-2" של יחידת החולה.

הכנס את סנסור הטמפרטורה הרקטאלית או האסופגלי וחבר לעור, ובמידת הנדרש אבטח

בסרט הדבקה. השתמש בכיסוי מגן במידת הצורך.


6.10.3 ביצוע ניטור טמפרטורה

פעולת הניטור מתחילה אוטומטית לאחר שהחיישן מחובר לנבדק.

1. בחר את שדה הפרמטר לתצוגה של פרמטר הטמפרטורה הראשון ופתח תפריט

פרמטר.

2. בחר ב T1 לתצוגה בשדה זה.



ציור 6-33 שדה פרמטר ניטור טמפרטורה

1 טמפרטורה נמדדת ביחידות $^{\circ}\text{C}$

2 סימול של אזעקה מופעלת

3 גבול אזעקה עליון

4 גבול אזעקה תחתון

3. במידה ונדרשת מדידת טמפרטורה נוספת במקביל, בחר בשדה פרמטר נוסף ופתח תפריט

תוכן.

4. הגדר T2 לשדה זה.

שים לב במידה ורק טמפרטורה מנוטרת באמצעות הקורפולס³, יש לנטרל את אופציית ה Auto Off

אחרת המכשיר יכבה אוטומטית לאחר הזמן המוגדר. (ראה פרק 7.1.1 הגדרות כלליות של

המערכת, עמוד 151)

6.10.4 הגדרות אזעקה

אזעקת טמפרטורה מופעלת בהתקיים חריגה מעלה או מטה מגבולות האזעקה כל עוד:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
- האזעקה אינה מנוטרלת – מצב "Alarm On"
- בחר שדה הפרמטר טמפרטורה ופתח תפריט תוכן
- בחר אזעקה במצב "Alarm On" בתפריט התוכן

ניתן לכוון את גבולות האזעקה של הטמפרטורה, ידנית כהגדרה של ברירת מחדל וכן אוטומטית בהתאם לקביעת ה**קורפולס**³.

1. אוטומטית באמצעות בחירה באופציה "Auto limits" בתפריט התוכן של פרמטר Temp
2. ידנית או אוטומטית בתפריט ראשי (ראה פרק 7.4.2 בחירה ידנית של גבולות אזעקה של פונקציות ניטור, עמוד 172)

7 הגדרות ברירות מחדל

קורפולס³ מאפשר להגדיר נושאים שונים כברירות מחדל.

- הגדרות מערכת
- פרמטרי הניטור (א.ק.ג., סטורציה, קפנוגרפיה, לחץ דם לא פולשני, לחץ דם פולשני)
- אזעקות
- הגדרות מתקדמות

שם לב **בקורפולס³** קיימת מערכת הרשאות. לפיכך הגדרות אחדות נגישות למשתמשים בעלי הרשאה גבוהה בלבד (דוגמת אדם האחראי על המכשיר או טכנאי שירות). למשתמשי ברירת מחדל, חלק משדות ההגדרה מופיעים באפור ולא ניתנים לבחירה.

שם לב שינויים קבועים של בהגדרת ברירות מחדל של **הקורפולס³** יכולים להתבצע עם הרשאה מתאימה בלבד. במידה ובוצעו שינויים והתאמות במכשיר ולא נשמרו (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המערכת), עמוד 176), כל ההגדרות לא ישמרו לאחר כיבוי **הקורפולס³**.

שם לב **הקורפולס³** נדלק תמיד עם הגדרות שנקבעו כברירת המחדל

הגישה למסכי ההגדרות מתבצעת באמצעות הלחצן הסיבובי המאפשר ניווט בין התפריטים. (ראה פרק 4.3.3 תפריט ראשי עמוד 51).
ההגדרות נבחרות ומאושרות באמצעות הלחצן הסיבובי (ראה פרק 4.1.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור, עמוד 33)


7.1 הגדרת המערכת

7.1.1 הגדרות מערכת כלליות

בהגדרות הכלליות ניתן להגדיר את התחומים הבאים:

- תאריך/שעה
- תצוגה
- הקלטה
- כיבוי אוטומטי
- נתוני מאסטר

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות יוצג:



ציור 7-1 הגדרות מערכת, רמת ברירת מחדל משתמש

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר את ההגדרה הרצויה. ציור 7-1 מציג את האפשרויות הזמינות

שים לב שדות ההגדרה שבטור השמאלי ניתנים לשינוי רק בהרשאה מתאימה. ללא ההרשאה השדות באפור.

שדה	הגדרה	ערכים	תוספת
תאריך/שעה	הגדר תאריך	DD.MM.YY	מ 2006
	הגדר שעה	שעות:דקות	0-23-00-59
תצוגה	בהירות	0 (חשוך) עד 10	1
	מצב עמעום	0 (חשוך) עד 10	1
	מעבר לעמעום לאחר	OFF, 1 עד 15 דקות	1
	צבע	ברירת מחדל/ היפוך	-
סימון אירוע ידנית	הקלטה קולית	פתוח, סגור	-
כיבוי אוטומטי	יחידת חולה	OFF, 5 עד 30 דקות	5
	יחידת מוניטור	OFF, 5 עד 30 דקות	5
	יחידת דפיברילטור	OFF, 5 עד 30 דקות	5

טבלה 7-1 ערכי הגדרות מערכת

תצוגה להלן המצבים האפשריים להגדרה בתצוגה

- רמת בהירות תאורת הרקע
- רמת עמעום הבהירות לחסכון באנרגיה
- הזמן עד לכניסה למצב עמעום חסכוני באנרגיה בהעדר פעילות או אזעקה
- תצוגת צבעים רגילה או היפוך צבעים

שים לב הקורפולס³ לא יעבור לעולם למצב עמעום צבעים במידה והוא במצב דפיברילציה/קיצוב

כיבוי אוטומטי מצב כיבוי אוטומטי (Auto Off) משמש לכיבוי אוטומטי של יחידה כלשהי לאחר מעבר פרק הזמן שהוגדר ובהעדר קריאת ניטור כלשהי מהמטופל או בהעדר תקשורת עם מודול אחר. כאשר היחידות מחוברות בתקשורת ביניהן הזמן הקובע לפונקציית כיבוי אוטומטי הוא הזמן המוגדר עבור יחידת המוניטור. ניתן להגדיר פרק זמן לכיבוי לכל יחידה בנפרד.

שים לב לשינוי שעון חורף לשעון קיץ (זמני אור) יש לאשר גם את הדקות באמצעות הלחצן הסיבובי. רק לאחר מכן השינוי בשעה נשמר בלחיצה על [OK].

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן תוכנה [OK] לאישור. לביטול שינויי ההגדרות וחזרה להגדרות ברירת המחדל הקודמות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

באמצעות מסך הגדרות המאסטר "Master" ניתן להזין ולערוך נתוני מאסטר (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

7.1.2 הגדרות תצוגה

ניתן להגדיר את הפרמטרים הבאים:

- מספר וסוג הגלים המוצגים
- מספר וסוג הפרמטרים המוצגים
- בחירה ושמירת תצוגות מסך שלמות קבועות כברירות מחדל

גלים 1. בחר בתפריט הראשי באפשרות "Signals" ואח"כ "Curves". מסך ההגדרות הבא יפתח.

ציור 7-2 תצוגת גלים

2. בשדה "Lines" בקבוצה "Settings" ניתן לבחור במספר הרצוי של הגלים לתצוגה. מספר הגלים שנבחרו מוצג על גבי יחידת המוניטור.
3. בחר בשדה "Reset to default" לחזרת ההגדרות למצבן כפי שהיה לפני הכניסה למסך ההגדרות. בצורה זו ניתן לבצע שינויים ללא צורך בסגירת מסך ההגדרות.
4. בחר בלידים הרצויים של הא.ק.ג. וגלים של פונקציות ניטור נוספות כמו רוויון חמצן Pleth, CO2 ו IBP לתצוגה במוניטור.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK] לאישור. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחן תוכנה [Cancel].

פרמטרים

1. בתפריט הראשי בחר באפשרות "Signals" ואח"כ "Parameters". מסך ההגדרות נפתח.

ECG		CO2		Settings	
HR	☒	CO2	☒	Horizontal	☒
		RR	☐	Vertical	☐
				Reset to default	
Oximetry		Temp			
SpO2	☒	T1	☐		
PP	☒	T2	☐		
PI	☐				
SpCO	☐	IBP			
SpHb	☐	P1	☐		
SpMet	☐	P2	☐		
		P3	☐		
		P4	☐		
NIBP					
NIBP	☒				

Curves Param. Views Cancel OK

ציור 7-3 תצוגת הגדרת הפרמטרים לתצוגה

2. בקבוצת "Settings" בחר באופן תצוגת הפרמטרים, אופקי ואו בניצב:

- Horizontal ואו
- Vertical

3. בחר בשדה "Rset to default" להחזרת ההגדרות למצבן כפי שהיה לפני הכניסה למסך ההגדרות. בצורה זו ניתן לבצע שינויים ללא צורך בסגירת מסך ההגדרות.

4. בחר בפרמטרים שברצונך להציג.

5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

1. בחירת תצוגות ברירת מחדל. בתפריט הראשי בחר באפשרות "Signals" ואח"כ "Views". מסך ההגדרות נפתח.

View 1	View 2	View 3
☒	☐	☐
Curves: ECG (II, III), Pleth, CO2 Parameters: HR, SpO2, PP, NIBP, CO2	Curves: ECG (II, III), Pleth, CO2 Parameters: HR, SpO2, PP, NIBP, CO2, T1, T2	Curves: ECG (II, III, aVR, aVL), Pleth, CO2 Parameters: HR, SpO2, PP, NIBP, CO2

View 4	View 5	View 6
☐	☐	☐
--	--	--

Curves Param. Views Cancel OK

ציור 4-7 מסך הגדרת תצוגות ברירת מחדל

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר בתצוגה הרצויה ולחץ לאישור.

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים

וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

שים לב


שמירה קבועה של מסכים כברירת מחדל של המכשיר נתנת לביצוע אך ורק ע"י מפעיל בעל הרשאה מתאימה (אדם האחראי על המכשיר) (ראה פרק 7.5.6 הגדרות בסיסיות של תצוגות מסך (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 185)

שים לב

שתי תצוגות ראשונות נקבעות כברירות מחדל של המפעל. (ראה נספח ג' – הגדרות מפעל עמוד 295 ואילך), אך ניתן לשנותם ע"י האדם האחראי על המכשיר.

7.1.3 הגדרות מדפסת

גלים 1. בתפריט ראשי בחר "Printer" ואח"כ "Curves". מסך הגדרות נפתח.



ציור 5-7 מסך הגדרות מדפסת "Same as screen"

2. במידה ושדה הבחירה של "Same as screen" בקבוצת "Settings" נבחר, הגלים

שיודפסו במדפסת הם הגלים המוצגים על גבי המוניטור. שאר האזורים המיועדים להגדרה

אינם זמינים ומוצגים באפור (ראה ציוד 5-7)

3. כדי לאפשר הגדרת לידים אחרים, Pleth, CO2, IBP להדפסה הסר את הסימן משדה

"Same as screen".

4. בחר בלידים ובגלים האחרים להדפסה.

Printer - Curves

ECG		Oximetry	Settings
DE	☐	Pleth ☒	Speed 25 mm/s
I	☐		AutoOFF OFF
II	☒	CO2	Same as screen ☐
III	☒	CO2 ☒	
aVR	☐		
aVL	☐	IBP	
aVF	☐	P1 ☐	
-aVR	☐	P2 ☐	
V1	☐	P3 ☐	
V2	☐	P4 ☐	
V3	☐		
V4	☐		
V5	☐		
V6	☐		

Curves Trend Cancel OK

ציור 6-7 בחירת גלים להדפסה במדפסת

שים לב במצב של הדפסה בזמן אמיתי, ניתן להדפיס עד 6 גלים בו זמנית אחד מתחת לשני.

כל הדפסה בזמן אמיתי כוללת את הכיתוב "REAL-TIME PRINTOUT" בעמוד הראשון. בקבוצה "Settings" בשדה "Speed", בחר במהירות ההדפסה ובמרווח הזמן אם ברצונך לקבוע פרק זמן אוטומטי לאחריו תפסיק המדפסת את הדפסתה. (ראה טבלה 2-7 לערכים)

שדה	הגדרות	ערכים	תוספת
הגדרות Settings	Speed	6.25 מ"מ/ש' עד 50 מ"מ/ש'	50, 25, 12.5, 6.25
	AutoOFF	10 עד 300 ש'	10
	Same as screen	מופעל/לא מופעל	-

טבלה 2-7 ערכי הגדרת מדפסת

להגדרת הדפסת מגמות ופרוטוקול סיום ההחייאה:

1. בחר "Printer" ואח"כ "Trend" תפריט ראשי. מסך ההגדרות נפתח:

הדפסת מגמות
ופרוטוקול

ציור 7-7 הגדרות מדפסת

2. בחר וסמן הגדרת "Trends" שב "Protocol" אם ברצונך שבעת הדפסת פרוטוקול סיכום אירוע תוצג טבלת סיכום של פרמטרים במופעי זמן קבועים באירוע.
3. במידה ובקבוצת ההגדרות "Trends" האופציה "Same as Screen" מסומנת, הפרמטרים המודפסים בטבלת המגמות יהיו אלו שמופיעים על גבי צג המוניטור. במידה ואופציה זו לא מסומנת ניתן לבחור את פרמטרי המגמות להדפסה באופן ידני.
4. לבחירת מרווחי הזמן בהם ידגמו נתוני הפרמטרים לצורך תצוגת מגמה יש לסמן את השדה "Interval". ניתן לבחור אחד ממרווחי הזמן הבאים: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 דקות.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK] לאישור. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחן תוכנה [Cancel].

הדפסת דף

להדפסת דף מגמה בדיד, המציג את ערכי הפרמטרים החיונים במרווחי זמן קבועים בחר

מגמה בדיד

"Printer" בתפריט ראשי ואח"כ "Trend Page". ערכי הפרמטרים המוצגים בטבלת המגמה

הנם ערכים מחושבים של ממוצעים לדקה של כל פרמטר מוצג.


- סימול המגמה בפרוטוקול** הופעת סימן קריאה! ליד ערך פרמטר כלשהו בטבלת המגמה (לדוגמה HR:60!), מציינת כי ערכי הפרמטר חרגו מגבולות האזעקה מעלה ואז מטה בזמן חישוב ממוצע הערך המוצג בטבלה במידה ובאחד מהזמנים בטבלה או יותר מופיע סימן שאלה במקום ערך פרמטר (לדוגמה HR:?) לא ניתן היה לשמור ערכי הפרמטר מסיבות טכניות. מצב כזה יכול לקרות אם, לדוגמה, בזמן ההדפסה יחידת הניטור מחוץ לטווח הקליטה של יחידת החולה (בתקשורת אלחוטית).
- במידה ובאחד מהזמנים בטבלה או יותר מופיעים שני קווים אנכיים במקום ערך פרמטר (לדוגמה NIBP:--), לא ניתן היה לחשב ערך ממוצע של המדד המוצג.
- שים לב** במידה והמדפסת מדפיסה במהירות 6.25 מ"מ/ש' וסימני סוף הנייר נראים לעין, תתכן בעיה של תפיסת/תקיעת הנייר במדפסת.

7.1.4 הגדרת שידור הפקס (משתמש רגיל)

- אופציית שידור פקס** לשידור פקס ניתן לבצע את ההגדרות הבאות ע"י משתמש רגיל, ללא הרשאה מיוחדת:
- **פקס** הגדרת מספר יעד לשידור פקס ב GSM.
 - בחירת מהירות ההדפסה שבא יוצג השידור במכונת הפקס המקבלת את השידור.

7.2 הגדרות פונקצית הדפיברילציה

- מצב סיוע קולי (AAM)** במצב AED ניתן להפעיל את הפונקציה עם או ללא הוראות המדובבות קולית לפי הנחיות פרוטוקול ההחייאה.
- הגדרות** 1. בחר "Defib" ואח"כ "Settings" בתפריט ראשי. מסך ההגדרות מוצג.



ציור 7-8 הגדרת פונקצית הדפיברילציה

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-3 מכילה ערכים אפשריים להגדרה.

שדה	הגדרות	ערכים	תוספת
קול Audio	AAM	מופעל/לא מופעל	-
	עוצמת AAM Volume	3 עד 10	1

טבלה 7-3 ערכי הגדרת קול במצב AED

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].
- הגדרות מתקדמות של פונקצית הדפיברילציה מוגבלות לאנשים בעלי הרשאה גבוהה (ראה פרק

7.5.3 הגדרת פונקציות דפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 179)

7.3 הגדרת פונקציות הניטור

ניתן להגדיר את פונקציות הניטור הבאות:


- ECG
- SpO2
- SpMet
- SpCO
- SpHb
- PP
- PI
- CO2
- NIBP
- IBP

7.3.1 ניטור א.ק.ג.

ניתן לבחור את ההגדרות הבאות:

- תצוגת א.ק.ג. "ECG Display"
 - צליל ניטור א.ק.ג. "QRS Tone (dynamic)"
 - מסנן "Filter" (ראה פרק 7.5.4 הגדרות מסנן (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 182)
1. בתפריט ראשי בחר "ECG" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

הגדרות כלליות



ציור 7-9 הגדרות א.ק.ג.

2. בחר את ההגדרות. טבלה 7-4 מציגה ערכים אפשריים לבחירה.

שדה	הגדרות	ערכים
ECG Display	מהירות - Speed	12.5, 25, 50 מ"מ / שניה
	הגברה - Amplitude	Auto, x0.25, x0.5, x1, x2
	סימון QRS – QRS Marker	מופעל/ לא מופעל
	תצ' גל אוטו' – Auto Curve	מופעל/ לא מופעל
QRS Tone	מופעל - Enable	מופעל/ לא מופעל
	דינאמי – Dynamic	מופעל/ לא מופעל
	עוצמה - Volume	3 עד 10
	צליל אזעקה – Alarm Tone	מס' 1 עד מס' 4
Filter	מסנן רשת – Mains Filter	מופעל/ לא מופעל

טבלה 7-4 ערכי הגדרת א.ק.ג.

- תצוגת גל** לאחר חיבור כבל מוניטור א.ק.ג. 4 גידי (ליחידת חולה ולמטופל) עקומת א.ק.ג. ליד II תופיע אוטומטית על צג המוניטור במידה וניתן לקלוט א.ק.ג. בליד זה.
- אוטומטית** במידה והצליל של ה QRS אמור לציין שינויים ברוויון החמצן (ערכי SpO2), סמן את השדה
- צליל QRS** "Dynamic". באמצעות אופציה זו, ניתן לקבל חיווי קולי על ירידה ברוויון החמצן של המטופל.
- דינאמי** במידה ושדה זה לא מסומן אות סימון הדופק ינוטרל אף הוא (ראה פרק 7.3.2 רוויון חמצן עמוד 165)
- כיוון הפילטר** ברמת המשתמש הרגיל ניתן להפעיל פילטר אשר מתייחס בו זמנית לא.ק.ג. דיאגנוסטי ולגלים
- החשמלי** המתקבלים והמוצגים במצב מוניטור.

הפעלת פילטר עלולה לשנות את תצורת הגל של הא.ק.ג. המוצג ברמת מוניטור וברמת א.ק.ג.

דיאגנוסטי



אזהרה

- שים לב** הפילטר לגל הנקרא ממדבקות או כפות דפיברילציה DE, מוגדר קבוע לטווח 0.5 עד 25 הרץ
- פילטר High Pass** פילטר "High Pass" מבטל הפרעות בתדרים נמוכים של א.ק.ג.
- Pass**
- פילטר Low Pass** פילטר "Low Pass" מבטל הפרעות בתדרים גבוהים של א.ק.ג. לדוגמה הפרעות שעלולות
- Pass** להגרם כתוצאה מתזוזת שריר.
- שים לב** ערך ה High Pass מתייחס לערך התדר הנמוך בטווח הפילטר. ערך ה Low Pass מתייחס

לערך התדר הגבוה בטווח הפילטר.

מצב המכשיר	פילטר High Pass	פילטר Low Pass
קורפולס³ נמצא במצב של א.ק.ג. דיאגנוסטי	0.05 הרץ	150 הרץ
קורפולס³ במצב של הדפסת א.ק.ג. דיאגנוסטי	0.05 הרץ (קבוע)	150 הרץ
קורפולס³ במצב דפיברילציה	0.5 הרץ	25 הרץ
קורפולס³ במצב קיצוב	0.5 הרץ	25 הרץ
קורפולס³ במצב של מוניטור	0.5 הרץ	25 הרץ

טבלה 5-7 הגדרות יצרן לפילטר א.ק.ג.

שים לב הגדרות הפילטרים מסוג High Pass ו Low Pass (הנמצאות במסך ECG settings) תקפות אך ורק לא.ק.ג. המוקלט דרך יחידת החולה. הגדרות אלו אינן תקפות לא.ק.ג. המוקלט דרך מדבקות או כפות דפיברילציה.

שים לב השדות בטורים הימניים במסך הגדרות ה "Monitoring" וה "Diagnostic" ניתנים לעריכה רק באמצעות הרשאת משתמש מתאימה. (ראה עמוד 162 ציור 3-7). עבור משתמש רגיל הם מופיעים באפור.

א.ק.ג. אבחוני 1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "ECG" ואח"כ "D-ECG". מסך ההגדרות נפתח, ובו ניתן לערוך את האפשרויות הבאות:



ציור 10-7 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני

שדה	הגדרה	ערכים	תוספת
Speed	מהירות ה D-ECG Sweep Speed	25 מ"מ/שניה, 50 מ"מ/ש'	-
Format	מבנה ההדפסה	2 x 6	-
		4 x 3	-
Duration	משך התצוגה של טור א.ק.ג. בתדפיס	3 עד 10 שניות	1


טבלה 7-6 ערכים להגדרה בתדפיס א.ק.ג. אבחוני D-ECG

2. בחר במהירות הגל "Sweep Speed" של הא.ק.ג. האבחוני, בהדפסה.
3. בחר בתצורת ההדפסה:
 - 2 x 6 : שני טורים של 6 לידיים של א.ק.ג. מודפסים זה אחר זה.
 - 4 x 3 : 4 טורים של 3 לידיים מודפסים זה אחר זה.
4. בחר במשך תצוגת הא.ק.ג. של הטורים בהדפסה.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

7.3.2 רוויון חמצן - אוקסימטריה

1. בתפריט ראשי בחר "Oximerty" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות הבא נפתח.

הגדרות



ציור 7-11 הגדרות לניטור רוויון חמצן

2. בחר את ההגדרות. טבלה 7-7 מכילה ערכים אפשריים.

שדה	הגדרה	ערכים	תוספת
Curve	מהירות Sweep Speed	12.5 מ"מ/ש' 25 מ"מ/ש', 50 מ"מ לשניה	-
	גל אוטומטי Auto curve	מופעל, כבוי	-
Acoustic Signal	Enable	מופעל, כבוי	-
	Dynamic	מופעל, כבוי	-
	עוצמה Volume	3 עד 10	1
	צליל Tone	1 עד 4	
Mode	FastSat	מופעל, כבוי	1
	מיצוע Averaging	2-4 שניות, 4-6 שניות, 8 עד 16 שניות	- 2
	רגישות Sensitivity	Max, Norm, APOD	-
SpHb	יחידה Unit	g/DL, mmol/L	-

טבלה 7-7 ערכי הגדרה בניטור רוויון חמצן


אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת פלטיסמוגרף Pleth יוצג מייד כשחיישן האוקסימטריה יתחיל למדוד ערכי רוויון חמצן.

צליל דופק דינאמי סמן אופצית השדה "Dynamic" במידה ואתה מעוניין שהצליל של ה QRS ישתנה כפונקציה של רמת הסטורציה הנמדדת (ערכי ה SpO2). אופציה זו מאפשרת אינדיקציה אקוסטית מוקדמת של ירידה ברמת החמצן. במידה ומחובר גם כבל מוניטור 4 גידי למטופל הצליל של ה QRS יבטא אף הוא שינויים ברמת הסטורציה.

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

CO2 7.3.3

הגדרות 1. בתפריט ראשי בחר "CO2" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-12 הגדרות לניטור CO2

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-8 מכילה את הערכים האפשריים.

שדה	הגדרה	ערכים
Curve	מהירות Sweep Speed	3.13 מ"מ/ש' 6.25 מ"מ/ש', 12.5 מ"מ לשניה
	גל אוטומטי Auto curve	מופעל, כבוי
Current Unit	יחידה Unit	mmHg, Kpa


טבלה 7-8 ערכי הגדרות ניטור CO2

אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת הקפנוגרף יוצג מייד כשחיישן הקפנוגרף יתחיל למדוד ערכי CO2.

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

NIBP 7.3.4

1. בתפריט ראשי בחר "NIBP" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-13 הגדרות לניטור NIBP

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-9 מכילה את הערכים האפשריים.

שדה	הגדרה	ערכים	תוספת
Automatic	Interval	1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 דקות	-
Initial Mode	נבדק	מבוגר Adult	-
		ילד Child	
		תינוק Neonate	
Initial Pressure	מבוגר Adult	120 – 280 מ"מ כספית	10
	ילד Child	80 – 170 מ"מ כספית	10
	תינוק Neonate	60 – 140 מ"מ כספית	10

טבלה 7-9 ערכי הגדרה עבור ניטור NIBP

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות


הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

שים לב לחץ דם לא פולשני NIBP מתבצע במצב העבודה שנבחר בפעם האחרונה כלומר: "Adult", "Child", "Neonate".

שים לב ניתן להגדיר מראש כברירת מחדל את הפרש הזמנים בין מדידות במצב של בחירת מדידה מחזורית [Auto]. בלחיצה על לחצן תוכנה [Intrv.] ישתנה זמן המדידה המחזורית לאפשרות הבאה.

IBP 7.3.5

1. בתפריט ראשי בחר "IBP" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-14 הגדרות לניטור IBP

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-10 מכילה את הערכים האפשריים.

שדה	הגדרה	ערכים
General	מהירות Sweep Speed	12.5 מ"מ לשניה, 25 מ"מ/שניה, 50 מ"מ/ש'
P Display	סקלה Scale	Auto, 0 עד 30, 0 עד 60, 0 עד 120, 0 עד 180, עד 300, -10 עד 10, -20 עד 20, -30 עד 30, -40 עד 40, -50 עד 50.
	גל אוטומטי Auto curve	מופעל, כבוי

טבלה 7-10 ערכי הגדרה עבור ניטור IBP

סקלה	כתלות באיזור המדידה (לדוגמה Arterial, Central Venous, Intracranial) יש לקבוע סקלה מתאימה עבור איזור ההדפסה.
גל אוטומטי	אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת לחץ הדם הפולשני, IBP, יוצג מייד כשחיישן ה IBP יתחיל למדוד ערכי לחץ דם פולשני.
Auto Curve	ה IBP יתחיל למדוד ערכי לחץ דם פולשני.
שם לב	פונקצית הגל האוטומטי "Auto Curve" אינה עובדת במצב של לחץ שלילי.
כיול	בתפריט ראשי בחר "IBP" ואח"כ "Calib.P {Measuring Channel}" של הערוץ הרלונטי. קליברציה מתבצעת אוטומטית. במצב בו הכיול אינו מתבצעת כשורה, תופיעה אזהרת "IBP calibration error".
שם לב	ניתן לכיל את ערוץ ה IBP ישירות בתפריט התוכן של שדה הפרמטר הרלונטי. לאחר כיול הערוץ, גל ה IBP מופיע באופן אוטומטי (Auto Curve).


7.4 הגדרות אזהרה**7.4.1 קביעת הגדרות האזהרה**

ניתן לבחור את ההגדרות הבאות:

עוצמה וצליל האזהרה

- עבור אזהרות פיזיולוגיות (קליניות) ואזהרות טכניות בהתאמה, ו
- לאזהרות ביחידת המוניטור וביחידת החולה.

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-15 הגדרות אזעקה

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר באזעקה ליחידה המבוקשת.

1. בחר בהגדרות (ראה עמוד 172 טבלה 7-11 וטבלה 7-12)

שים לב שדה ההגדרות בציוד הימני של מסך ההגדרות ניתן לשינויים רק באמצעות הרשאות מתאימות.

למשתמש רגיל השדה מופיע באפור. (ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על

המכשיר), עמוד 183)

אזעקות פיזיולוגיות	מ	עד
עוצמה Volume	3	10
צליל Sound	1	5

יחידת מוניטור

או יח' חולה

טבלה 7-11 הגדרות לאזעקות פיזיולוגיות, קליניות

אזעקות פיזיולוגיות	מ	עד
עוצמה Volume	3	10
צליל Sound	1	5

טבלה 7-12 הגדרות לאזעקות טכניות

4. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות

הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

ניתן לבטל את האזעקה למצבי דם לב/ פרפור חדרים, Ventricular tachycardia (VT) ו

Ventricular fibrillation (VF)

ערוך	VT/VF
מופעל, מבוטל	Alarm

טבלה 7-13 הגדרות לאזהקת VT/VF

7.4.2 קביעת גבולות האזהקת לפונקציות הניטור

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Limits". מסך ההגדרות נפתח.

Alarms - Limits		
HR 1/min 50 → 120	NIBP mmHg SYS 80 → 200 DIA 40 → 100	P1 mmHg SYS 80 → 180 DIA 50 → 100
SpO2 % 90 → --	CO2 mmHg 30 → 50	P2 mmHg SYS 80 → 180 DIA 50 → 100
PP 1/min 40 → 160	RR 1/min 8 → 18	P3 mmHg SYS 80 → 180 DIA 50 → 100
SpCO % -- → 10	T1 °C 34.0 → 39.0	P4 mmHg SYS 80 → 180 DIA 50 → 100
SpHb g/dL 10.0 → 17.0	T2 °C 34.0 → 39.0	
SpMet % --,- → 3.0		
Limits	Settings	Cancel OK

ציור 7-16 גבולות אזהקת

2. בחר גבולות האזהקת עבור הפרמטר הרלוונטי

3. לחץ ואשר את הגבולות שקבעת.

שים לב טווח הערכים האפשרי לבחירת הפעלת האזהקת מותנה בגבולות העליונים והתחתונים המופיעים בטבלה 7-14.

פונקציה	ערך תחתון	ערך עליון	תוספת
HR 1/min	10 עד 25	70 עד 250	5
SpO2	98 עד 65	99 עד 90	1
PP 1/min	100 עד 25	235 עד 70	5
SpCO %	99 עד 0	99 עד 1	1
SpHb g/dL	12.0 עד 5.0	22 עד 10	0.1
SpHb mmol/L	7.4 עד 3.1	13.7 עד 6.2	0.1
SpMet %	99.5 עד 0.1	99.5 עד 1	0.1 (0-2) 0.5 (2-100)
NIBP mmHg SYS	150 עד 50	250 עד 100	5
NIBP mmHg DIA	80 עד 10	120 עד 50	5
CO2 mmHg	50 עד 10	60 עד 15	1
CO2 kPa	6.7 עד 1.3	8.0 עד 2.0	0.1
RR 1/min	40 עד 5	80 עד 15	1
T1 °C	*40 עד 30	*42 עד 35	0.1
T2 °C	*40 עד 30	*42 עד 35	0.1
P1 mmHg SYS	200 עד -50	300 עד 0	1 (30 עד -50) 5 (300 עד 30)
P1 mmHg DIA	200 עד -50	300 עד 0	
P2 mmHg SYS	200 עד -50	300 עד 0	
P2 mmHg DIA	200 עד -50	300 עד 0	
P3 mmHg SYS	200 עד -50	300 עד 0	
P3 mmHg DIA	200 עד -50	300 עד 0	
P4 mmHg SYS	200 עד -50	300 עד 0	
P4 mmHg DIA	200 עד -50	300 עד 0	

טבלה 7-14 ערכים עבור גבולות האזעקה

*למידת טמפרטורות על גוף המטופל (על גבי העור), יש לכוון את ערכי גבולות האזעקה בהתאם.

4. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

7.4.3 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים לפונקציות הניטור

Limits	◀ Alarm
Auto limits	◀ Signals
Settings	◀ Printer
	◀ Telemetry
	◀ ECG
	◀ Oximetry
	◀ NIBP
	◀ IBP
	◀ CO2
	◀ Defib
	◀ Patient
	◀ System

ציור 7-17 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Auto limits". מסך ההגדרות נפתח. **הקורפולס**³

קובע את גבולות האזעקה באופן אוטומטי בהתאם לקריאה הנוכחית של הפרמטרים הנמדדים מהמטופל. מסך הגדרות מופיעה אוטומטית עם הגבולות שנקבעו (ראה עמוד 172 ציור 7-16)

2. לאישור ההגדרות של גבולות אזעקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

במידת הצורך התאם גבולות האזעקה באופן ידני.

7.5 הגדרות מתקדמות (אדם האחראי על המכשיר)

7.5.1 הרשאות לאנשים האחראים על המכשיר

- הרשאת משתמש** בניגוד למשתמש הרגיל (ברירת מחדל), לאדם האחראי על המכשיר הרשאה גבוהה יותר לביצוע הגדרות. הרשאות הגישה השונות למסכי ההגדרות מוגנות בסיסמה.
1. במסך ראשי בחר "System" ואח"כ "Authorisation". ההודעה הבאה תופיעה:

Enter code: _ _ _ _						
0	1	2	3	4	→	Cancel

ציור 7-18 הודעת הכנסת סיסמה

2. הכנס את הסיסמה בת 4 הספרות למשתמש "Operator" באמצעות לחצני התוכנה. להזנת הספרות 5 עד 9 לחץ על לחצן תוכנה [→]. ההודעה "User operator logged in Successfully" מופיעה.

שים לב כשמפעילים את הקורפולס 3, המערכת מתחילה ברמת הרשאה של משתמש רגיל.

- שים לב** סיסמת הגישה של משתמש מתקדם יכולה להקבע ע"י המשתמש בעצמו (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 177)
- הגדרות היצרן עם מכשיר חדש הנן:
- 2-2-2-2 למשתמש האחראי על המכשיר (Operator)
 - 1-1-1-1 למשתמש רגיל (default)

השימוש ב**קורפולס**³ על מטופלים חייב להיות אך ורק ברמת הרשאה של משתמש רגיל. "Deafault". השימוש על מטופלים כאשר המכשיר במצב הרשאה של אדם האחראי על המכשיר "Operator" אינו מורשה.




אזהרה

7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרות מערכת אדם האחראי על המערכת יכול לקבוע את ההגדרות הבאות (מתקדם)
כלליות בנוסף להגדרות המתוארות בפרק 7.1.1 הגדרות מערכת כלליות, עמוד 151

- שפה language
 - קונפיגורציה Configuration
 - סיסמת גישה Access Code
1. בתפריט הראשי בחר "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-19 הגדרות מערכת (אדם האחראי על המכשיר)

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר את ההגדרה הרצויה לעריכה. טבלה 7-15 מציגה ערכים

אפשריים לבחירה.

שדה	הגדרה	ערך	תוספת
שפה Language	German	German, English etc.	-
תאריך/שעה Time/Date	Set Date	DD.MM.YY	מ 2006
	Set Time	Hours:minutes	0-23:00-59
קונפיגורציה Configuration	Store	שמירה: כן שמירה: לא	-
	Load	טעינה: כן טעינה: לא	-
	Set to default	הגדר ברירת מחדל: כן הגדר ברירת מחדל: לא	-
	Export	יצוא: כן יצוא: לא	-
	Import	יבוא: כן יבוא: לא	-
תצוגה Display	בהירות Brightness	0 (כהה) עד 10	1
	עמעום DIM	0 (כהה) עד 10	1
	עמעום אוטומטי Auto DIM after	Off, 1 עד 15 דקות	1
	צבעים Colors	רגיל/ היפוך צבע	-
	הקלטה קולית Voice recording	מופעל, מבוטל	-
סימון אירוע ידנית Manual Event	עוצמה Volume	3 עד 10	1
סיסמת גישה Access Code	שנוי Change	ברירת מחדל Default ידני Manual דפיברילציה Defibrillation מפעיל Operator	4 ספרות, 0-9 במרווחים של 1
	אפוס Reset	ברירת מחדל Default ידני Manual דפיברילציה Defibrillation מפעיל Operator	-
	יח' חולה	OFF, 5 עד 30 דקות	5
סגירה אוטומטית Auto Off	יח' מוניטור	OFF, 5 עד 30 דקות	5
	יח' דפיברילציה	OFF, 5 עד 30 דקות	5
פילטר למתח רשת	תדירות	50 הרץ, 60 הרץ	-

טבלה 7-15 ערכים להגדרת מערכת (אדם האחראי על המכשיר)

שמירת כדי לשנות ברירות מחדל של הקורפולס³ כך שיהיו זמינות בהדלקתו יש לשמור את כל

ההגדרות	השינויים בהגדרות המכשיר.
טעינת הגדרות	פונקציית הטעינה "Load" מאפשרת חזרה לגרסה הקודמת שנשמרה במכשיר בעודו פועל. לפיכך אין צורך בכיבוי המכשיר כי לבטל את צעדי השינוי האחרונים לפני פעולת השמירה הקודמת.
איפוס ההגדרות	פונקציית איפוס ההגדרות "Set to default" מאפשרת להחזיר את הקורפולס ³ למצב של הגדרות ברירת מחדל של היצרן. (ראה גם נספח ג' הגדרות יצרן, עמוד 295)
יצוא ההגדרות	פונקציית היצוא "Export" מאפשרת יצוא של ההגדרות לכרטיס ה CF ויבוא מחדש שלהן למכשיר זה או מכשיר אחר. כך ניתן לבצע פעם אחת הגדרה ולהעבירה למכשירי הקורפולס ³ שונים. הגדרות מסויימות הקשורות בתשדורת GSM/GPRS והגדרות מאסטר אינן ניתנות ליצוא. (ראה גם פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)
יבוא הגדרות	ניתן ליבא למכשיר הקורפולס ³ הגדרות שיוצאו ממכשיר ונשמרו על גבי כרטיס CF באמצעות פונקציית היבוא "Import". לאחר יבוא ההגדרות, יש לאתחל את מכשיר הקורפולס ³ כדי שההגדרות החדשות יכנסו לפעולה.
	3. כדי לשמור, לטעון או לאפס שינויים בהגדרות בחר את האפשרויות באמצעות הלחצן הסיבובי ולחץ לאישור.
שינוי סיסמת הגישה	האדם האחראי על המכשיר (Operator) יכול לשנות באופן ידני את גישת הכניסה ל: - משתמש רגיל (Default) - מגבלת גישה לדפיברילציה ידנית - אדם האחראי על המכשיר (Operator) - לצורך כך יש לבחור ססמה בת 4 ספרות ולחזור על הזנתה.
שים לב	מומלץ לשנות את קוד הגישה של האדם האחראי על המכשיר (Operator), ובמידת הצורך להגביל את הגישה לדפיברילציה מנאלית בסיסמה, בכפוף להתוויות מפורשות של המנהל הרפואי של הארגון.
איפוס ססמאות גישה	האדם האחראי על המכשיר יכול לאפס את ססמאות הגישה למשתמש הרגיל (Default), למשתמש בדפיברילציה ידנית ולאדם האחראי על המכשיר, ע"י שימוש בפונקציית החזרה להגדרות היצרן. אישור חייב להנתן באמצעות לחצן התוכנה [OK]. אם ססמת הגישה של האדם האחראי על המכשיר אינה ידועה יותר יש לפנות לנציג שרות מוסמך של הקורפולס ³ כדי להחזיר את המכשיר להגדרות ברירת מחדל של היצרן. (ראה גם נספח ג' הגדרות יצרן, עמוד 295)

7.5.3 הגדרת פונקציית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)

באפשרותו של האדם האחראי על המכשיר להגדיר פונקציות דפיברילציה נוספות לאלו

המתוארות בפרק 7.2 הגדרות פונקציות הדפיברילציה, עמוד 162

מצב השימוש בדפיברילציה ידנית ניתן להגבלה ע"י סיסמה גישה. אם אופציה זו מסומנת, על

דפיברילציה המשתמש להזין סומת גישה (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות) (אדם האחראי על

ידנית המכשיר), עמוד 177) כדי להכנס לאפשרות של דפיברילציה ידנית.

סיסמת הגישה לדפיברילציה ידנית חייבת להיות ידועה תמיד לכל המשתמשים המאושרים.

במידה ולא, ניתן לתת שוק לחולה רק דרך מצב AED, עם מגבלות האנרגיה התואמות. במקרה

אזהרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי או לבצע היפוך קצב למטופלים בגילאים שמתחת ל 8 שנים או

שמסקלם נמוך מ 25 ק"ג



אנרגיה כשנכנסים למצב הדפיברילציה בפעם הראשונה, ניתן להגדיר מראש את רמת האנרגיה המוכנה

אוטומטית לטעינה איתה יפתח המסך. אם במהלך האירוע נבחרת אנרגיה שונה, תהפוך זו לאנרגיה

שתראה בכניסה מחודשת למסך דפיברילציה. ניתן להגדיר רמות אנרגיות ברירת מחדל שונות

למבוגר ולילד.

הקלטה במצב ניתן להשלים את מצב ה AED בהקלטה קולית של הסביבה. במידה ואופציה זו מסומנת, יקליט

AED המכשיר את כל הדיבורים ורעשי הרקע שישמעו בזמן שהמכשיר במצב AED.

צליל ניתוק במידה והמכשיר מיועד לשימוש אך ורק במצב מסויים כגון מצב אחוד, או מצב סמי מודולרי

(יחידת מוניטור ויחידת דפיברילטור קוצב מחוברות ויחידת חולה נפרדת ראה ציוד 3-3), יכול

האדם האחראי על המכשיר להגדיר צליל ניתוק. במצב זה לאחר ניתוק בין יחידת המוניטור

ליחידת הדפיברילטור/קוצב, ישמיע המכשיר סדרת צלילי אזעקה.

CPR האדם האחראי על המכשיר יכול להתאים את פרוטוקול ההחייאה של המכשיר לפרוטוקול

המקומי. בנוסף לפרוטוקול התואם את הקווים המנחים של ה AHA/ERC מ 2010, ניתן לקבוע

גם פרוטוקול עיסויים של 3 דקות.

שים לב צליל הניתוק בין המודולים, במידה ואופציה זו מופעלת, עלול להפריע לדיבוב של המכשיר במצב

של AED.

הגדרות 1. בתפריט הראשי בחר "Defib" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

Defib - Settings		
Manual mode		AED mode
Authorisation Access code	Audio AAM AAM Volume 10	Disconn.-Signal Enabled OFF Volume 7 Tone tone1
Auto Energy Adult 200 J Child 50 J	Recording Enabled	CPR Interval 2 min
Settings Metronome Cancel OK		

ציור 7-20 הגדרות פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר הגדרות. טבלה 7-16 מציגה את הערכים האפשריים להגדרה.

ערך	הגדרה	שדה	
מופעל, מבוטל	סממת גישה Access Code	הרשאה Authorisation	דפיברילציה ידנית Manual Mode
2,3,4,5,10,15-200 OFF	רמת אנרגיה	מבוגר	אנרגיה אוטומטית Auto Energy
2,3,4,5,10,15-50 OFF	רמת אנרגיה	ילד	
פעיל, מבוטל	דיבוב קולי AAM (Acoustic Advisory Mod)	קול Audio	מצב AED
3 – 10	עוצמת הדיבוב		
פעיל, מבוטל	-	הקלטה Recording	מצב AED
60 , 30 , 10 , 5 , OFF ש'	פעיל	צליל ניתוק בין יחידות	צליל ניתוק בין יחידות
3 – 10	עוצמה Volume		
1 – 4	צליל Tone		
2 דקות, 3 דקות	משך Interval	CPR	מצב AED


טבלה 7-16 ערכים להגדרה במצב דפיברילציה

3. לאישור ההגדרות של גבולות אזעקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

7.5.4 הגדרות פילטר (אדם האחראי על המכשיר)

ניטור א.ק.ג. אדם האחראי על המכשיר יכול לבצע הגדרות רחבות יותר של הפילטר בנוסף לאלו המתוארות בפרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג., עמוד 162.

הגדרות 1.1 בתפריט הראשי בחר "ECG" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-21 הגדרות פילטר א.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)

ניתן להגדיר את טווחי התדירויות לפילטרים low pass ו High pass באופן בלתי תלוי לניטור א.ק.ג. ולא.ק.ג. אבחוני.

שינויים בפילטר משפיעים על תצוגת גל הא.ק.ג.



אזהרה

שים לב הגדרות הפילטר לליד הדפיברילטור DE מוגדרות מראש וקבועות על 0.5 עד 25 הרץ

פילטר High Pass פילטר ה High pass לא.ק.ג. מסנן הפרעות בתדר נמוך על גל הא.ק.ג.

פילטר Low Pass פילטר ה High pass לא.ק.ג. מסנן הפרעות בתדר גבוה על גל הא.ק.ג.

שים לב ערך פילטר ה High pass מתייחס לגבול התדרים התחתון של הפילטר

ערך פילטר ה Low pass מתייחס לגבול התדרים העליון של הפילטר

1.2 בחר הגדרות. טבלה 7-17 מכילה את הערכים האפשריים לבחירה.

שדה	הגדרות	ערכים
א.ק.ג. מוניטור	Low pass	150, 35, 25 הרץ
	High pass	0.05, 0.12, 0.25, 0.5 הרץ
א.ק.ג. אבחוני	Low pass	150, 35 הרץ
	High pass	0.05 הרץ (קבוע)

טבלה 7-17 הגדרות פילטר לא.ק.ג. במוניטור ולא.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)

7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרות אזעקה האדם האחראי על המכשיר יכול לבחור בהגדרות אזעקה נוספות על אלו המתוארות בפרק

7.4.1 הגדרת אזעקה, עמוד 170)

- יצירת אירוע הנרשם בפרוטוקול במקרה של אזעקה.
- קביעת הגדרת משך הפסקת האזעקה במקרה של לחיצה להפסקתה. (120 – 15 שניות)

1. במסך ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

ציור 7-22 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר את ההגדרות:

שדה	הגדרות	ערכים
הגדרות Settings	צור אירוע Create event	פעיל, מבוטל
	השהיית אזעקה	OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 שניות
	Suspension	

טבלה 7-18 הגדרות אזעקה (אדם אחראי על המכשיר)

יצירת אירוע כשפונקציה זו פעילה, כל אזעקה תרשם בפרוטוקול כארוע, באופן אוטומטי.

השהיית אזעקה ניתן להשהות את האזעקות הפיסיולוגיות/קליניות בלחיצה על לחצן האזעקה (פעמון) למשך זמן

ארוך מ 3 שניות




שים לב מומלץ להשהות אזעקה לעד 60 שניות.

7.5.6 הגדרות בסיסיות של תצוגות המוניטור (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרות תצוגה אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר עד 6 מסכי תצוגה בתצורת המוניטור ולשמור אותם **בסיסיות** לשימוש קבוע בהגדרות המערכת.

התצוגות יהיו זמינות לשימוש ע"י משתמשי המכשיר הרגילים, אך המשתמש הרגיל לא יכול לשנות אותם כברירות מחדל. לשם כך נדרשת הרשאה גבוהה יותר.

הגדרת התצוגות בתפריט ראשי בחר "Signal" ואח"כ "Views". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-23 הגדרת תצוגות

1. באמצעות לחצן סיבובי האר את מספר התצוגה בה תרצה לשמור את נתוני המסך, ולחץ על לחצן חזור, כדי להעביר את תצורת המוניטור לתצוגה שבחרת. (הקפד להאיר את שדה התצוגה באמצעות הלחצן הסיבובי אך לא ללחוץ על השדה)
2. סימון וי יופיע בשדה הסימון של התצוגה שבחרת הממוקם בפינה הימנית של התצוגה.
3. לאישור ההגדרות של גבולות אזהקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].
4. ההגדרות יהיו זמינות כל עוד המכשיר לא כובה אלא אם ההגדרות נשמרו כחלק מהגדרות המערכת. (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)



7.5.7 הגדרות נתוני מאסטר של המכשיר (אדם האחראי על המכשיר)

נתוני מאסטר אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר ולשמור באופן קבוע את נתוני הזיהוי של הקורפולס 3 (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

שדה	תאור
Transport Type	סוג הרכב (לדוגמא אט"נ)
Radio ID	זיהוי הקשר של המנוי (איזור, עיר קוד)
EMS location	מיקום הקורפולס 3
Calback Phone	טלפון לחזרה
Medical Team	שמות אנשי הצוות, במידה וקבועים
Name Organisation	הארגון המפעיל את הקורפולס 3 (לדוגמה מד"א)
Phone Organisation	מס' הטלפון של המפעיל
Device ID	מספר פנימי של המכשיר שנתן המפעיל

טבלה 7-19 נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרת נתוני

להגדרת נתוני המאסטר נדרשים הצעדים הבאים:

מאסטר

1. בתפריט ראשי בחר "System" ואח"כ "Settings"
2. לחץ לחצן תוכנה [Master]
3. בחר בשדה שברצונך לערוך בהגדרות נתוני המאסטר
4. הזן את הנתונים הרצויים ולחץ לחצן תוכנה [OK] לאישור.
5. שמור את ההגדרות (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)

System - Master Data	
Transport type	Ambulance
Radio ID	55
Location	Emergency Room
Callback phone	+44123456789
Medical team	Dr. Smith, Johnson
Name organisation	University Clinic
Phone organisation	+4409876543
Device ID	ER 36

Settings Master Cancel OK

ציור 7-24 הזמנת נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)
 המשתמש הרגיל יכול לשנות/ לערוך חלק מהנתוני המאסטר במהלך טיפול, אך אינו יכול לשמור
 את השינויים באופן קבוע (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

7.5.8 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרת מושגי הטלמטריה להלן הקיצורים ובאוריהם המשמשים בנושאט הטלמטריה:

APN:	<u>A</u> ccess <u>P</u> oint <u>N</u> ame
cNET:	Corpuls. <u>n</u> et-server
GSM:	<u>G</u> lobal <u>S</u> ystem for <u>M</u> obile Communication
GPRS:	<u>G</u> eneral <u>P</u> acket <u>R</u> adio <u>S</u> ervice
PIN:	<u>P</u> ersonal <u>I</u> dentification <u>N</u> umber
PUK:	<u>P</u> ersonal <u>U</u> nblocking <u>K</u> ey
SIM:	<u>S</u> ubscriber <u>I</u> dentify <u>M</u> odule
TCP:	<u>T</u> ransmission <u>C</u> ontrol <u>P</u> rotocol
UDP:	<u>U</u> ser <u>D</u> atagram <u>P</u> rotocol

אופציית הגדרת האדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר את הגדרות הטלמטריה הבאות:

- **טלמטריה**
 - שידור נתונים (טלמטריה)
 - שידור פקס
 - שמירת קיצור דרך לשליחת פקס
 - העברת ספר הטלפונים של קיצורי הפקסים מכרטיס ה SIM לזכרון המכשיר ולהפך
 - אופצית שידור נתונים למחשב חיצוני ב BT
- הגדרת** בתפריט ראשי בחר "Telemetry" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

הטלמטריה

Telemetry - Settings		
GSM	cNET	Fax
PIN --	Server Address	Speed 50 mm/s
Phonebook SIM	TCP port 0	
	UDP port 0	Data Interface
GPRS	Connection Manual	Enabled ☐
APN	Reconnect OFF	PIN 8873
User		
Password		
Settings Conn. Cancel OK		

ציור 7-25 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

הערכים האפשריים להגדרה מוצגים בטבלה 7-20:

קבוצה	שדה	הגדרות	ערך
GSM	Active מצב טיסה OFF	אפשר או בטל	Enable/Disable
	PIN	מספר קוד	0 – 9
	ספר טלפונים Phonebook	מיקום הזיכרון	Internal, SIM
GPRS	APN	נקודת גישה לרשת Access point	אותיות מספרים וסימנים
	משתמש USER	שם משתמש	אותיות מספרים וסימנים
	סיסמה Password	הרשאה (משתמש – צרוף ניתן להגדרה)	אותיות מספרים וסימנים
D-ECG Fax	מהירות	מהירות א.ק.ג. אבחוני בהעברה בפקס	25 מ"מ/שנייה 50 מ"מ לשנייה
	שרת פקס	אפשר או בטל חיבור לשרת פקס	Enable/Disable
	כתובת שרת	כתובת השרת ברשת	מספרים סימולים ואותיות
	TCP Port	פרוטוקול רשת	0 – 9
cNET/cW EB	כתובת שרת Server Address	כתובת הרשת של השרת	אותיות מספרים וסימנים
	TCP Port	פרוטוקול רשת	0 – 9
	UDP Port	פרוטוקול רשת	0 – 9
	חיבור Connection	כיצד ומתי החיבור לרשת יתבצע	Manual, Start
	חיבור חוזר Reconnect	מספר הנסיונות להתקשר	10 53 , 3, OFF Infinite
ממשק LAN	ממשק	פרוצדורת התקשורת לשרת	LAN, GPRS
	DHCP	אפשר או בטל התחברות אוטומטית	Enable/Disable
	כתובת IP	כתובת הרשת של ה קורפולס³	0 – 9
	Network Mask	MASK הרשת של ה קורפולס³	0 – 9
	Default Gateway	כתובת הרשת של ה Gateway	0 – 9
	DNS-Server Prim	כתובת הרשת המועדפת של ה Domain	0 – 9
	DNS-Server Sec	כתובת רשת חלופית של ה Domain	0 – 9
Data Interface	מופעל Enabled	הפעלה או ביטול ממשק העברת הנתונים	הפעלה, ביטול

טבלה 7-20 ערכי הגדרה בטלמטריה

- הגדרת מודם GSM** בקבוצת GSM ניתן להגדיר את השדות הבאים לדוגמה לגבי משלוח פקס:
1. הזן את 4 הספרות של קוד ה PIN ואשר. קוד ה PIN ינתן ע"י ספק הרשת הסלולרית שלך.
 2. בחר את מיקום הזיכרון עליו ישמר ספר הטלפונים:
- SIM לשמירת ספר הטלפונים ע"ג כרטיס ה SIM
 - Internal לשמירת ספר הטלפונים בזיכרון הפנימי של **הקורפולס**³
- שים לב** כאשר מצב טיסה מופעל, מצב GSM מבוטל
- שים לב** קיימים סוגים מסויימים של כרטיסי SIM אשר מאפשרים שמירה של ספר הטלפונים אך ורק ע"ג **הקורפולס**³. השימוש בספר הטלפונים ע"ג כרטיסי ה SIM אינו נתמך תמיד. לבדיקה אם כרטיס ה SIM שלך יכול לשמור את ספר הטלפונים, צור קשר עם ספק השירות הסלולרי שלך.
- שים לב** אורך מקסימאלי של קוד ה PIN הנו 4 ספרות.
- שים לב** אם הוזן קוד PIN שגוי ונעשה ניסיון לשדר נתונים 3 פעמים ברצף, כרטיס ה SIM ינעל. שידור הפקס במקרה זה אינו אפשרי יותר. במקרה זה ניתן לשחרר את כרטיס ה SIM רק ע"י הכנסתו לטלפון נייד והכנסת ה PUK שם.
- שים לב** השימוש בכרטיס SIM כפול (מותנה בספק השירות הסלולרי הכרטיס יכול להקרא גם כרטיס תאום, כרטיס דואלי או מולטי סים), אפשרי אך ורק אם מכשירים אחרים של אותו משתמש עם כרטיס SIM זה נמצאים במצב כבוי. לא ניתן להתנהל עם מספר כרטיסי SIM של מספר אחד. מפעיל המכשיר חייב לודא מראש שהפעולה של כרטיס ה SIM הנה מה**הקורפולס**³.
- הגדרות חיבור GPRS** תחת קבוצת GPRS ניתן להגדיר את השדות הבאים עבור שידור מידע:
1. **GPRS** הכנס את קוד ה APN (Access point name) ואשר.
 2. **שים לב** ה APN משתייך לספק השירות הסלולרי שלך. (לדוגמה סלקום, אורנג', פלאפון)
 2. לביצוע כניסה (log in) לרשת הנתונים דרך GPRS, הזן את שם המשתמש ואשר.
 3. הזן סיסמה ואשר.
- שים לב** הכניסה לרשת נתונים עם שם משתמש וסיסמה נדרשת ע"י ספקים סלולרים מסויים. (פנה לספק הסלולר שלך למידע נוסף)

הגדרות משלוח בקבוצת ההגדרות FAX ניתן להגדיר את השדות הבאים לצורך משלוח א.ק.ג. דיאגנוסטי בפקס.

בפקס D-ECG 2. בחר את המהירות של משלוח הא.ק.ג. (25 מ"מ.שניה, 50 מ"מ.שניה) ואשר. המשתמש

יכול לשנות את הגדרות המהירות תוך כדי עבודה.

3. למשלוח D-ECG לשרת פקס, סמן ב V את אופצית Fax Server. אם האופציה אינה

מסומנת הא.ק.ג. ישלח לאחד ממספרי הפקסים שבספר הטלפונים.

4. הזן את כתובת שרת הרשת (כתובת IP או Domain) ואשר.

5. הזן את ה TCP Port ואשר.

הגדרות חיבור בקבוצת ההגדרות cNET ניתן להגדיר את השדות הבאים לצורך תקשורת עם שרת

לשרת cNET Corpuls.net

1. הזן את כתובת הרשת של השרת (כתובת IP או דומיין) ואשר.

2. הזן את יציאת ה TCP ואשר.

3. הזן את יציאות ה UDP ואשר.

4. להגדרת שיטת החיבור בחר: "Manual", להגדרה שיזום החיבור יהיה ידני ע"י המשתמש

באמצעות התפריט הראשי. בחר "Start up" אם החיבור יבוצע אוטומטית במהלך הדלקת

הקורפולס³. בחר באפשרות המתאימה ואשר.

5. ניתן גם להגדיר בשדה "Reconnect" אם וכל כמה זמן ינסה **הקורפולס**³ להתחבר

אוטומטית במקרה שהתקשורת הופסקה (לדוגמה במקום בו אין כיסוי מספיק של הרשת

הסלולרית). בחר בהגדרה הצויה ואשר.

6. בחר אם התקשורת ל cNET נעשית באמצעות GPRS או LAN.

הגדרות ממשק בקבוצת ההגדרות LAN ניתן להגדיר את תקשורת הרשת אוטומטית ע"י DHCP או בהזנה

LAN

ידנית. להזנה ידנית יש לבטל את סימון ה V מהשדה DHCP.

סימול כתובת IP הגדרות רשת באופן ידני:

1. הזן את כתובת הרשת של **הקורפולס**³ ואשר.

2. הזן את ה Network Mask של הרשת ואשר.

3. הזן את Gateway ברירת המחדל של הרשת ואשר.

4. הזן את ה DNS העקרי של השרת ואשר.

5. במידה ויש הזן את ה DNS המשני של השרת ואשר.



ממשק BT ה **קורפולס**³ יכול ליבא וליצא נתונים באלחוט באמצעות ממשק BT (מק"ט 04211). לדוגמה

מדדים וערכים של סימנים חיוניים מה **קורפולס**³ ניתנים להעברה במהלך אירוע למחשב חיצוני

באמצעות מודול השידור של ה BT ביחידת החולה.

הפעלת ממשק להפעלת תקשורת אלחוטית עם מחשב חיצוני, יש להגדיר את ה PIN ולהפעיל את ממשק ה-BT.

הנתונים

1. בתפריט ראשי בחר "Telemetry" ואח"כ "Settings".
2. מסך הגדרות טלמטריה יפתח
3. בחר בשדה "Enabled" בקבוצת השדות "Data Interface" ובחר בשדה ע"י לחצן סיבובי.
4. הזן את קוד ה PIN בשדה "PIN" ואשר.
5. לחץ על לחצן תוכנה [OK] לאישור וסגירת מסך ההגדרות.
6. מודול תשדורת ה BT מוכן לשידור למכשירים חיצוניים.

שים לב אנא צור קשר עם נציג המכירות והשירות המורשה של **קורפולס** להפעלה ראשונית של ממשק ה BT במכשירך.

שים לב

יש לשמור את ההגדרות המתוארות לעי"ל תחת הגדרות מערכת בקבוצת "Configuration" כדי להפכן להגדרות ברירת מחדל קבועות.

שמירת הגדרות

טלמטריה
(חיבור פקס)

1. בחר בתפריט ראשי "Telemetry" ואח"כ "Connections". מסך ההגדרות נפתח.

Telemetry - Connections		
Destination	Number	Type
St. Johns Clinic	+4946189333	analogue
Dr. Smith private	+4988636788	analogue
CatLab Heart Center	+4943819662	digital
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--
- Empty -	--	--

צויר 7-26 חיבורי טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

1. בחר מיקום הזיכרון
2. הזן את שם המקבל
3. הזן את מספר הפקס של המקבל
4. הזן את סוג מכשיר הפקס של המקבל.

ישנן שתי הגדרות לסוג מכשיר הפקס: Digital ו Analogue. אם אין לך מידע לגבי המכשיר בחר באפשרות Analogue. במידה ונעשה שימוש בשרת פקס אין הבדל בין הגדרת analogue ו Digital וניתן להגדיר כל אחד מהערכים.

קיימים עד 10 מקומות לשמירת כתובות פקסים אפשריים בספר הטלפונים.

שם לב שם המקבל מוגבל למקסימום של 16 תווים ומספק הפקס של המקבל מוגבל אף הוא לעד 16 ספרות.

העתקת ספר

ניתן להעתיק את ספר הטלפונים לטובת גיבוי הנתונים ואז העברתם למכשירים אחרים.

הטלפונים

1. בתפריט ראשי בחר "Telemetry" ואח"כ "Conn. SIM -> Interm" להעתקת הנתונים מכרטיס ה SIM לזיכרון הפנימי של הקורפולס³.

2. נתוני ספר הטלפונים מועתקים ע"י בחירתם באמצעות הלחצן הסיבובי. בכיוון ההפוך:

1. בחר בתפריט ראשי "Telemetry" ואח"כ "Conn.SIM -> Interm" להעתקת נתונים מהזכרון הפנימי לכרטיס ה SIM.

2. נתוני ספר הטלפונים מועתקים ע"י בחירתם באמצעות הלחצן הסיבובי.

שם לב

נתוני הטלמטריה הנשמרים כבר על זיכרון היעד נכתבים מעל הנתונים הקיימים.

שם לב

שמירת נתוני ספר הטלפונים לכרטיס ה SIM אינה תמיד אפשרית. סוגים מסויימים של כרטיסי SIM מחייבים שמירת ספר הטלפונים לזיכרון הפנימי של הקורפולס³.

למידע לגבי הפעלת פונקציית הטלמטריה ראה פרק 8.8 טלמטריה (אופציה), עמוד 208.

7.5.9 הגדרת מדידות ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)

אופציית הגדרת

אנשים האחראים על המכשיר יכולים לערוך את ההגדרות הבאות:

מדידות

מצב מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה א.ק.ג.

ואינטרפרטציה

תבנית ההדפסה

א.ק.ג.

הגדרת הפרמטרים AMI ו IMI לגבי אלגוריתם האינטרפרטציה של הקורפולס³.

תאימות ל מדידות ואבחון הא.ק.ג. על פי הקווים המנחים של ה ERC.

הקיצורים הבאים משמשים בתחום מדידות ואינטרפרטציה הא.ק.ג.

AMI	Anterior Myocardial Infarction	קיצורים
IMI	Inferior Myocardial Infarction	למדידות
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	ואינטרפרטציה
HES [®]	Hannover EKG System	א.ק.ג.
STEMI	ST-Elevation Myocardial Infarction	
NSTEMI	Non ST Elevation Myocardial	

מסך ההגדרות של הא.ק.ג. האבחוני D-ECG מציג את האפשרויות הבאות לגבי אופציות המדידה והאינטרפרטציה של הא.ק.ג.



ציור 7-27 הגדרות מדידת ואינטרפרטציה א.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)

טבלה 7-21 מציגה את הערכים האפשריים להגדרה:

קבוצה	שדה	הגדרות	ערכים
תדפיס Printout	מהירות Speed	מהירות הדפסה	25 מ"מ/ש', 50 מ"מ/ש'
	תבנית Format	מבנה תדפיס א.ק.ג.	4x3/ 2x6 גלים
	משך Duration	משך תדפיס א.ק.ג.	10 – 3 שניות
מדידה/אינטרפרטציה Meas/Interpr	מצב - Mode	מידע אופציונלי או מידע נחוץ של מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג.	Optional, OFF, Mandatory
מדידות Measurment	תבנית - Format	מידע המודפס יחד עם הא.ק.ג. האבחוני	None, Default, Extended
טיפול Therapy	אלגוריתם	בחירת אופן המדידה והאבחון	Corpuls S או STEMI
Corpuls S	א.ק.ג. – א.ק.ג. עליון	גבול ל AMI	500µV-2500µV במרווחים של 100µV
	א.ק.ג. – א.ק.ג. תחתון	גבול ל IMI	500µV-2500µV במרווחים של 100µV

קבוצה	שדה	הגדרות	ערכים
STEMI	ERC	מידות ואבחון 12 לידים לפי הקווים המנחים של ה ERC	מופעל, מבוטל
	NSTEMI	גבול ל IMI	100 μ V - OFF, 2500 μ V במרווחים של 100 μ V

טבלה 7-21 ערכים להגדרה, מידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה.

מבנה תדפיס

ניתן לבחור הגדרות תצורה שונות לתצורה בה מוצגים מידות הא.ק.ג. והאינטרפרטציה:

1. none: תדפיס ה D-ECG מציגה את 12 הלידים אך ללא טבלת ערכי המדידה של HES וללא הצעות לטיפול.
2. default: תדפיס ה D-ECG מכיל את טבלת המדידות של HES ואת 12 הלידים אך ללא הצעות לטיפול.
3. extended: תדפיס הא.ק.ג. מכיל את טבלת ערכי המדידות HES, א.ק.ג. 12 לידים, והצעות לטיפול אפשרי.

מצבים

תלוי בצורה בה הוגדר המכשיר בברירת המחדל, מדידה ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. יכולות להתבצע באופן אוטומטי (תמיד), או רק לפי דרישה. המצבים הבאים אפשריים:

1. Optional: לאחר שהא.ק.ג. מוצג על המסך והתצוגה נשמרה מוצג לחצן תוכנה [Analyse]. לביצוע אנליזת הא.ק.ג., מידות ואינטרפרטציה לפי HES לחץ על לחצן זה.
2. Mandatory: מידות ואינטרפרטציה עם HES מבוצעות ומודפסות אוטומטית בכל א.ק.ג. 12 לידים.
3. OFF: בהדפסת הא.ק.ג. 12 לידים לא מבוצעות מידות ואינטרפרטציה של HES.

AMI ו IMI

הקורפולס³ מאפשר קבלת הצעות לטיפול אפשרי עם אופצית אלגוריתם Corpuls S אשר יחד עם נושאים נוספים מעריך סטיות ב ST. אם הסטיות ב ST מספיק משמעותיות, היישום של פרוטוקול ה PCI מומלץ.

ניתן להגדיר שני ערכי גבול לערכי ה ST הנמדדים במהלך א.ק.ג. אבחוני D-ECG. גבולות אלו מייצגים את רמת הרגישות לגבי המלצת הטיפול האוטומטיות של המכשיר. גבול ה AMI ב μ V מיושם במקרים של anterior Infarction וערך הגבול של ה IMI מיושם במקרים של Inferior Infarction.

אם האבחון של הקורפולס³ מאבחן סוג של Myocardial Infarction ואם ערכי ה ST המצטברים עולים על גבול AMI או IMI שנקבעו מראש, יומלץ על טיפול PCI.

הערכים הבאים מומלצים ל AMI ול IMI:

AMI : 800 μ V

IMI : 600 μ V

**אלגוריתם
STEMI
ו NSTEMI**

כאלטרנטיבה לאלגוריתם Corpuls S, מכשיר הקורפולס 3, יכול גם להמליץ על טיפול בהתאם להנחיות ה ERC בהתבסס על אלגוריתם STEMI. אלגוריתם זה מבחין בין STEMI, NSTEMI וא.ק.ג. בקצב נורמאלי בהתבסס על סטיות ST אפשריות.

ניתן להגדיר את גבול הסטיות המצטברות של ה ST מהא.ק.ג. האבחוני. גבול זה נקרא NSTEMI ב μ V ומבטא את רמת הרגישות לפיה יקבע הטיפול.

אם האבחון של הקורפולס³ מאבחן סוג של Myocardial Infarction ואם ערכי ה ST המצטברים נמוכים מהגבול של ה NSTEMI שהוגדרה מכשיר יציע לבצע טיפול PCI. אחרת יישום הקריטריון של STEMI או של א.ק.ג. רגיל.

שים לב אם שדה ה ERC אינו מסומן, האלגוריתם הבסיסי שלאבחן הא.ק.ג. לוקח בחשבון מצבים של סנדרום Wolff-Parkinson White (WPW) של קוצב מושתל, של הפרעת excitation propagation או של מרווחי QRS גדולים מ 120 שניות.

שים לב נדרש רשיון לשימוש באופציית האבחון והמדידה של הא.ק.ג. אנא צור קשר עם נציג השירות והמכירות באזורך לצורך השגת רשיון.

שים לב מידע על גרסת תוכנת המדידה והאבחון של הא.ק.ג. שברשותך ניתן למצוא במסך System Info. מידע זה רשום בשדה "Options" בשורה "ECG interpretation"

System - Info 2		
Options	Software Version	Serial Number
Biphasic module	M:v2.00Z/S:v2.00M	--
ECG	1R	--
SpO2	996/v0.3.14.5/v0.3.14.6	--
NIBP	LM3.390/SM V220/0829	--
CO2	--	--
IBP	v13/v7/v7	--
Temp	v200/v100/v100	--
GSM	MC55 04.00	--
ECG-Interpretation	18.24-03	--
Data Interface	0212	00:18:da:00:b4:bd

ציור 7-28 גרסת מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה – במסך מידע מערכת.

7.5.10 מצב תרגול , דמו (אדם האחראי על המכשיר)

אדם האחראי על המכשיר יכול להפעיל מצב הדגמה (דמו) לצרכי תרגול. מצב זה מציג גלים ופרמטרים ומאפשר הצגת כל פונקציות המכשיר ואופציות ההגדרה שלו.

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "System" ואח"כ "Demo".

2. בשורת ההודעות מופיע הכיתוב "Demo mode On".

3. על הצג יראו גלים ופרמטרים מתוך הזיכרון הפנימי של המכשיר.

ליציאה ממצב תרגול יש לכבות את הקורפולס³ ולהפעילו מחדש. לחילופין בחר בתפריט ראשי באפשרות "System" ואח"כ "Demo".

הדגמות במהלך

תרגול

הפעלת מצב

תרגול

השימוש במצב תרגול במהלך טיפול במטופל אסור בהחלט. ניתן להשתמש במצב התרגול אך ורק למטרות תרגול ואימון.



זהירות

אם הקורפולס³ במצב תרגול כרגע, ונדרש להשתמש בו לטיפול, חובה לאתחל ראשית את המכשיר.




זהירות

7.5.11 הגדרת קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)

בחירת נתונים אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר אילו נתונים יקראו למכשיר ה**קורפולס**³ מכרטיס מבוטח. לצרכי הגדרה יש לפעול לפי הצעדים הבאים:

הגדרה 1. בתפריט ראשי בחר "Patient" ואח"כ "Settings"



ציור 7-29 הגדרות לקורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר במידע הרלוונטי מכרטיס המבוטח שברצונך לקרוא למכשיר ע"י הלחצן הסיבובי.

3. שמור את השינויים (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)

סימול כרטיס מבוטח מוניתור המצוייד באופציית כרטיס מבוטח מסומן באיזור הכנסת הכרטיס בסימול מיוחד.



7.5.12 הגדרות המטרונום (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרות אדם האחראי על המכשיר יכול לבחור בהגדרות מתקדמות למטרונום על מנת להתאימו

מטרונום לפרוטוקול ההחייאה המקומי. למטרות אלו ניתן להגדיר:

מתקדמות • תדירות העיסויים

• משכי ההנשמות

ניתנים להגדרה למבוגרים וילדים.

שינוי עוצמת בנוסף, האדם האחראי על המכשיר יכול להתאים את עוצמת הקול של צליל העיסוי וצליל

הקול ההנשמה ולשמור את השינויים הללו כברירת מחדל של הקונפיגורציה הבסיסית.

הצעדים הבאים הכרחיים:

בתפריט ראשי בחר "Defib" ואח"כ "Metronome".

בחר בהגדרות המטרונום הרצויות באמצעות לחצן סיבובי.

התאם את ההגדרות ואשר באמצעות לחצן תוכנה [OK]

שמור את ההגדרות (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר),

עמוד 176)

שדה	הגדרה	ערכים
מבוגר	עיסויים Compress	120 – 80 / לדקה במרווחים של 5
	הנשמות Vent 30:2	3 – 6 שניות במרווחים של 1 ש'
ילד	עיסויים Compress	140 – 80 / לדקה
	עוצמת AAM	3 – 10
	הנשמות Vent 15:2	3 – 8 שניות במרווחים של 1 ש'
צליל עיסויים	הנשמות Vent 30:2	3 – 8 שניות במרווחים של 1
	עוצמת צליל העיסויים	3 – 10
צליל אישור	מופעל	מופעל, מבוטל
	עוצמת צליל	3 – 10

טבלה 7-22 הגדרות מטרונום

8. ניהול מידע

8.1 יצירת תיק מטופל

כיבוי והפעלת

המכשיר

בכל הפעלה של הקורפולס נוצרת רשומת מידע (משימה חדשה). המכשיר מחולל מספר משימה המודפס בשורה הראשונה בעמוד הראשון של כל תדפיס. בנוסף השעה והתאריך נשמרים אוטומטית.

כל עוד **הקורפולס**³ נמצא בשימוש, כל המידע יקושר למשימה זו וישמר על גבי כרטיס הזיכרון מסוג Compact Flash שבמכשיר (ראה פרק 8.3 טיפול במידע, עמוד 201).

ניתן לשנות או להשלים מידע תוך כדי המשימה. לשם כך בחר בתפריט הראשי באופצית "Patient" ואח"כ ב "Edit Data".

Patient - Edit Data	
Patient ID	04
First name	John
Last name	Doe
Sex	Male
Date of Birth	11.01.1946
Age	51
Weight	99 kg
Size	176 cm
Address	Example Street 6
Location	13567/Samptown
Insuree number	--
Insurance	
Card Number	

At the bottom of the window are four buttons: Edit, Settings, Cancel, and OK.

ציור 8-1 הקלדת נתוני המטופל

8.2 לחצן אירוע

לקורפולס³ לחצן אירוע הממוקם בפינה השמאלית העליונה של יחידת המוניטור. לחיצה על לחצן אירוע מייצרת שמירה של חותמת זמן לגבי הא.ק.ג. והפרמטרים הנמדדים באותו הרגע. (5 שניות לפני ו 10 שניות אחרי זמן הלחיצה). הקלטה קולית אופציונאלית נשמרת לפרוטוקול. ניתן להשמיע את ההקלטה הקולית מאוחר יותר באמצעות תוכנת Corpuls.net (ראה פרק 8.6 אנליזה ועיבוד נוסף של מידע עמוד 207)



8.3 טיפול במידע

כרטיס הזיכרון שביחידת החולה הנה מאגר המידע המרכזי של נתוני החולה. הכנס את הכרטיס כשתותית Corpuls 3 (הכוללת את גודל הזיכרון) פונה לכיווןך כשפתח הכנסת הכרטיס ממוקם בצדה השמאלי של יחידת החולה. במידה ונדרש הסר את המנשא. שים לב במידה וכרטיס הזיכרון מלא (299 משימות או יותר) או שכרטיס הזיכרון אינו מוכנס היטב ליחידת החולה, קורפולס 3 אינו יכול להקליט א.ק.ג. דיאגנוסטי או א.ק.ג. טווח ארוך. כתוצאה מכך מידע זה לא ימצא כשתווצר רשימת משימות. שים לב לא ניתן לבצע אתחול לכרטיס הזכרון באמצעות Corpuls 3. כמו כן לא ניתן למחוק רשומות בודדות המאוחסנות על הכרטיס באמצעות המכשיר. מחיקת נתונים יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כונן קורא כרטיסים המחובר למחשב. לביצוע פורמט לכרטיס השתמש בהגדרת FAT32.

ודא כי נעשה שימוש רק בכרטיס מקורי של Corpuls 3 (מק"ט 04236.1 ו 04236.3) עם קיבולת זיכרון מספיקה (מינימום 50MB כשהקלטה קולית כבויה). שימוש בכרטיס זיכרון לא מקורי עלולה לשבש את בטיחות המכשיר באופן קריטי ולהסרת אחריות.



זהירות

שים לב שמור את תוכנו של כרטיס הזיכרון למחשב בפרקי זמן קבועים ומחק את המידע הישן מכרטיס הזיכרון.

שים לב אם מופיעה הודעת אזעקה "CF-card error", חובה לאתחל את הכרטיס.

לעולם אל תכניס או תוציא את כרטיס הזיכרון תוך כדי אירוע. מצב כזה עלול לגרום לתקלות הפעלה של המערכת. הכנס או הוצא את הכרטיס אך ורק כאשר יחידת החולה כבויה.



זהירות

8.4 נתוני זיהוי המכשיר – נתוני מאסטר

נתוני מאסטר

אנשים האחראים על המכשיר יכולים לקבוע ולשמור את נתוני המאסטר שלו (ראה פרק 7.5.7 עמוד 186, קביעת נתוני מאסטר ע"י אחראים על המכשיר)

חלק מנתוני המאסטר של המכשיר מוצגים בתדפיסי הא.ק.ג. שלו. אם א.ק.ג. 12 לידיים D-ECG נשלח באמצעות פקס (אופציה), ניתן לזהות את התדפיס המועבר באופן חד ערכי ע"י נתוני המאסטר המוצגים עליו.

גם משתמש רגיל יכול להזין למכשיר חלק מנתוני המאסטר.

שדה	הגדרה
Transport Type	סוג הרכב לדוגמא אט"נ, ג'יפ, אופנוע, מסוק, רכב חילוץ, וכו'
Radio ID	קוד הזיהוי שיהיה למכשיר בתשדורת הרדיו של הנתונים. ניתן להשתמש לדוגמא בזיהוי הרכב ברשת הקשר.
Callback Phone	טלפון ליצירת קשר עם הרכב
Medical Team	אנשי הצוות

טבלה 8-1 נתוני מאסטר

שים לב

נתונים אלו אינם נשמרים ורלוונטיים רק למשימה/ האירוע הנוכחיים. לאחר כיבוי הקורפולס 3, נתוני המאסטר אשר נקבעו ונשמרו ע"י האדם האחראי על המכשיר יופעלו מחדש.

שינוי נתוני

המאסטר

1. לשינוי נתוני המאסטר יש לבצע את הפעולות הבאות בתפריט ראשי בחר באופציה "System" ואח"כ "Settings"
2. לחץ לחצן תוכנה [Master]
3. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר בנתוני מאסטר.
4. הזן את הנתונים הנדרשים ואשר ע"י לחצן תוכנה [Enter]
5. אשר שוב ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [OK]

System - Master Data	
Transport type	Van Ambulance
Radio ID	55
EMS location	Emergency Room
Callback phone	+4488636788
Medical team	Dr. Smith, Johnson
Name organisation	University Clinic
Phone organisation	+4488636788
Device ID	ER-36

Settings Master Cancel OK

ציור 8-2 הזנת נתוני מאסטר

8.5 לחצן Browser

8.5.1 פרוטוקול / לוג

הקורפולס³ מייצר אוטומטית לוג המשימה אשר ניתן להדפיסה ע"י לחיצה על לחצן Browser.

Browser

הדפסה של כל לוג מסומנת בעמוד הראשון בכותרת "PROTOCOL PRINTOUT" הלוג כולל סקירה וסיכום של נתונים ספציפיים של המשימה, מטופל ומכשיר בנוסף על רשימה כרונולוגית של רצף האירועים.

במידה והפרוטוקול מודפס בזמן משימה, הדבר נשמר כאירוע ברשימת האירועים.

פרק הסקירה בתדפיס הפרוטוקול כולל את הנתונים הבאים:


נתונים	הסבר
Mission	מספר המשימה/ האירוע, המספר מיוצר אוטומטית כאשר מפעילים את המכשיר.
Date	תאריך הפרוטוקול
Time	זמן הפרוטוקול
Patient	שם משפחה ושם פרטי. ניתן לערוך נתונים אלו באמצעות תפריט "Patient" ואח"כ "Edit Data".
ID	מס' זיהוי, ניתן לערוך נתונים אלו באמצעות תפריט ראשי "Patient" ואח"כ "Edit Data".
Date of Birth and Age	תאריך לידה וגיל של המטופל ניתנים לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data".
Sex	מין המטופל ניתן לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data".
Weight	משקל המטופל ניתן לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data".
Size	מידת המטופל ניתנת לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data".
Vital Parameters	שדה הכולל את מקבץ ערכי הפרמטרים האחרונים שנמדדו לחולה במשימה
Gnus Master Data	נתוני המאסטר של המפעיל/המטופל (ראה פרק 8.4 עמוד 202)

טבלה 8-2 סקירת מבנה הפרוטוקול

הנתונים ברשימה הכרונולוגית מוצגים באותו מבנה ומכילים את חותמת הזמן, את תאורם המדוייק ואת מספר תמונת הא.ק.ג. הספציפית המתייחסת להם.

מספר הזיהוי של האירוע אינו מכיל מידע הרלוונטי למשתמש. מידע זה נכלל לצרכי שירות בלבד.

הדוגמא הבאה מציגה קטע מתוך א.ק.ג. המודפס כחלק מדוח הפרוטוקול



ציור 3-8 דוגמת א.ק.ג. בפרוטוקול בזמן אירוע.

ברשימה הכרונולוגית מוצגים הנתונים הבאים:

- אזעקות, פיזיולוגיות - קליניות וטכניות (ניתנות להגדרה ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 183)
- התחלה וסוף משימה
- אירועי דפיברילציה עם האנרגיה שנבחרה, האנרגיה שנמדדה בהעברה, ההתנגדות ומצב הדפיברילציה.
- סוג ההדפסה (הדפסת פרוטוקול המשימה, הדפסת זמן אמיתי, הדפסת 12 לידים א.ק.ג.)
- מועד הפעלת מכשיר הקורפולס 3.
- תקלות תוכנה פנימיות
- אירועים שנקבעו ידנית ע"י המפעיל
- אירועי קוצב
- מעברים למצב מוניטור

סימן ה mV סימן המיליולט mV (המופיע בצורה של מלבן מאורך) ממקום בצידו השמאלי של עקומת

הא.ק.ג. (סימן ה mV). גובהו תלוי בהגדלה של עקומת הא.ק.ג. סימן ה mV מייצג את

האמפליטודה של 0.5 או 1 mV לצורך השוואה, כך שניתן יהיה לראות את גובה גלי הא.ק.ג. בהשוואה לסימן.

סימני קיפול תדפיסים בזמן אמיתי כוללים סימונים אנכיים בקצה העליון והתחתון המסייעים בקיפול התדפיס במהירות. הקיפול מתאים לרוחב נייר A4 סטנדרטי וניתן להצמידו לצרכי תיעוד.

שים לב אל תפריד או תחבר בין המודולים בזמן הדפסת פרוטוקול, מאחר וחלקים מהפרוטוקול יחסרו.

שים לב בשימוש בקורפולס³ ללא כרטיס זיכרון Compact Flash, או אם הכרטיס מלא לא ניתן

להדפיס פרוטוקול מלא של משימה חדשה.

8.5.2 הפעלת פונקצית ארכיון Browser

Browser

פתיחת ארכיון מתבצעת ע"י לחיצה ממושכת על לחצן ה Browser מעל 3 שניות. הארכיון מאפשר דפדוף בכל המשימות שנשמרו ע"ג כרטיס הזיכרון ומציג את כמות הזיכרון הפנוי. המשימות רשומות באופן כרונולוגי, כשהמשימה האחרונה מוצגת ראשונה ברשימה. מתוך הארכיון ניתן להדפיס את פרוטוקול המשימה, ואז תדפיסי הא.ק.ג. 12 לידים D-ECG במידה והיו ותדפיסי מוניטור טווח ארוך LT-ECG שנשמרו למשימה, מספר פעמים או לאחר מכן.

Doe		14:11:50		475 min			
Operation Browser		Items: 13		Memory: 93 % free		Ready...	
Operation	Time/Date	Pat. ID	Sex	Age	Weight	Height	D-ECG
20101011093632	09:36 11.10.2010	Doe, John	Male	50	99 kg	176 cm	6
20101008111053	11:10 08.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101008093027	09:30 08.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101007161911	16:19 07.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101007104104	10:41 07.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101006154755	15:47 05.10.2010	--	--	--	--	--	2
20101006145848	14:58 05.10.2010	--	--	--	--	--	1
20101006145657	14:56 05.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101006140833	14:08 05.10.2010	--	--	--	--	--	6
20101006085705	08:57 05.10.2010	--	--	--	--	--	3
20101005141310	14:13 05.10.2010	--	--	--	--	--	6
20101005080954	08:09 05.10.2010	--	--	--	--	--	0
20101004154416	15:44 04.10.2010	--	--	--	--	--	0

Protocol	D-ECG	LT-ECG
----------	-------	--------

ציור 8-4 פונקציית ארכיון Browser

משימה ספציפית ניתן לאתר באמצעות המידע הבא:

- מס' זיהוי המשימה
- תאריך/שעה
- שם המטופל (Pat. ID)
- מין
- גיל
- משקל
- גודל
- מס' תדפיסי א.ק.ג. 12 לידים – D-ECG

את המשימה הרצויה ניתן לסמן באמצעות הלחצן הסיבובי. כעת ניתן להדפיס את הפרוטוקול

ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Protocol]

פרוטוקולים שבוצעו בגרסאות תוכנה ישנות מ1.5 לא ניתן להדפיס לאחר הפעלה מחודשת של

המכשיר. במקרים אלו לחצן התוכנה [Protocol] מופיע באפור.

שים לב היעוד של פונקציית הארכיון Browser לקבלת פרוטוקול ו D-ECG מיועד לביצוע תחקור ואבחנה של המטופל בתום הטיפול בלבד.

ארכיון D-ECG ניתן לבחור אירועים בהם הוקלט א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי D-ECG ניתן באמצעות לחצן התוכנה [D-ECG]. לחצן התוכנה [D-ECG] בתוך פונקציה ה Browser מאפשר פתיחת כל ההקלטות של האקקג' הדיאגנוסטי באותה משימה ומאפשר את הדפסתם.

Doe		14:11:50	475 min
D-ECG Browser		Items: 6	Memory: 93 % free Ready...
Mission ID: 20101011093532		Sex: Male, Age: 60	
Time/Date: 09:36 11.10.2010		Birthday: 11.01.1950	
Patient ID: 987654321		Weight: 99 kg, Size: 176 cm	
Name: Doe, John		D-ECG count: 6	
Time/Date	D-ECG number	Leads	HES
14:00 11.10.2010	D-ECG 1	12	No
14:01 11.10.2010	D-ECG 2	12	No
14:01 11.10.2010	D-ECG 3	12	Yes
14:02 11.10.2010	D-ECG 4	12	Yes
14:02 11.10.2010	D-ECG 5	12	Yes
14:02 11.10.2010	D-ECG 6	12	Yes

Print

Close

ציור 5-8 ארכיון D-ECG

ארכיון LT-ECG באמצעות לחצן תוכנה [LT-ECG] בפונקציה ה Browser ניתן להציג ולהדפיס מתוך הזיכרון את כל הקלטת הא.ק.ג. בליד II של מקרה מסוים גם בתום המקרה ובדיעבד. (ראה גם פרק 6.4 א.ק.ג. טווח ארוך עמוד 119)

8.6 אנליזה ועיבודי נתונים נוספים

ניתן לצפות ולעבד עיבוד נוסף את הנתונים הנשמרים על גבי כרטיס הזיכרון מסוג Compact Flash שבמכשיר הקורפולס 3 באמצעות תוכנת מחשב PC הנקראת Corpuls.net. תוכנת Corpuls.net מאפשרת קביעת הבדלים בין קבוצות משתמשים שונות ומאפשרת למשתמשים גישה שונה למשתמשים מקבוצות הרשאה שונות. הפונקציות השונות של תוכנה זו מפורטות בספר הפעלה נפרד.

שים לב מידע נוסף על הגנת המידע ניתן למצוא בנספח יב' הגנת מידע עמוד 332.

שים לב לגבי אנליזה של המידע שנשמר במכשירי קורפולס 3 מגרסה 1.8 נדרשת תוכנת Corpuls.net תואמת.

8.7 צילום מסך

הדפסת צילום במידה ולחצן ההדפסה נלחץ ללמעלה מ 3 שניות תתקבל הדפסת צילום מסך. התדפיס מהווה מסך צילום של מסך המוניטור ברגע הלחיצה ואת המידע הנוסף הבא:



- תאריך ושעה של צילום המסך
- מספר המשימה
- רמת משתמש
- מספר סידורי של יחידת המוניטור
- גרסת התוכנה של הקורפולס 3
- מצב הטעינה של הסוללות באחוזים (בסדר הבא: יח' חולה, יח' מוניטור, יח' דפיברילטור/קוצב)

8.8 אופציות שידור נתונים (טלמטריה)

הגדרות טלמטריה והקצורים הבאים משמשים במכשיר בנושא הטלמטריה:

APN:	<u>A</u> ccess <u>P</u> oint <u>N</u> ame
cNET:	Corpuls. <u>N</u> et-Server
GSM:	<u>G</u> lobal <u>S</u> ystem for <u>M</u> obile Communications
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
GSM	Global System for Mobile communications
GPRS:	General Packet Radio Service
PIN:	<u>P</u> ersonal <u>I</u> dentification <u>N</u> umber
PUK:	<u>P</u> ersonal <u>U</u> nclocking <u>K</u> ey
SIM:	<u>S</u> ubscriber <u>I</u> dentify <u>M</u> odule
TCP:	<u>T</u> ransmission <u>C</u> ontrol <u>P</u> rotocol
UPD:	<u>U</u> ser <u>D</u> ataprogram <u>P</u> rotocol

שם לב מידע על הגנת מידע ניתן למצוא בנספח יב' הגנת מידע, עמוד 332
שידור נתונים מכשיר הקורפולס³ מאפשר שיטות שונות של העברת נתונים בטלמטריה:

- שידור פקס
 - שידור נתונים בזמן אמיתי
 - שידור נתונים למערכות חיצוניות באמצעות אופצית Bluetooth®
- שידור פקס קורפולס 3 יכול לשלוח דוח שלם של 12 לידים של א.ק.ג. (א.ק.ג. דיאגנוסטי) לכל מכשיר פקס או לשרת corpuls.net באמצעות אופציית מודם GSM אינטגרלי (GPRS PN 04103)
מצב שידור הפקס מוצג לאורך השידור בשורת ההודעות של המוניטור.

משתמש קורפולס יכול להזין את ההגדרות הבאות:

1. שם המקבל, מספר הפקס של המקבל, סוג הפקס
2. מהירות התדפיס של ה D-ECG במהלך שידור הפקס
3. בחירת היעד לשידור ה D-ECG למכשיר פקס או שרת פקסים.

שם לב פונקציה ה GSM מושבתת אוטומטית כשמצב טיסה מופעל.

ניתן לשמור שינויים בהגדרות הבסיסיות רק באמצעות האדם האחראי על המכשיר (ראה פרק

7.5.8 הגדרות טלמטריה (אנשים האחראים על המכשיר), עמוד 187).

ניתן לקבוע את מהירות תצוגת הא.ק.ג. לשידור בפקס כ 25 מ"מ/שניה או 50 מ"מ/שניה.

חיבור GPRS עוצמת שידור מספקת של מודם ה GSM מיוצגת בשורת המצב של הקורפולס 3 באמצעות סימן של אנטנת השידור



חיבור פקס כשמתחיל תהליך של שידור פקס יופיע הסימול של שידור פקס בשורת המצב



שידור נתונים באמצעות מודם GSM אינטגרלי אופציונלי (GPRS מק"ט 04103) יכול הקורפולס 3 לשדר בזמן אמיתי את הנתונים הבאים, כמעט בזמן אמיתי לשרת נתונים:

- נתוני מטופל ונתוני מאסטר

- גלים ופרמטרים חיוניים

- א.ק.ג. 12 לידים, D-ECG ואירועים

באמצעים של תוכנת מחשב corpuls.net ניתן להתחבר לשרת מכל מקום באמצעות האינטרנט וניתן לצפות במידע באופן חי.

סימולים של אם הקורפולס 3 מחובר לשרת, הסימול לכך יופיע בשורת המצב בצג במוניטור

שידור נתונים חי



סימול תקשורת במידה ונוצרה תקשורת Bluetooth® של המכשיר עם מחשב חימצוני (דוגמת PC או אמצעי

Bluetooth® אחר לצורך תיעוד) יופיע הסימן המתאים בשורת המצב. הסבר מפורט ניתן למצוא בנספח א'

עמוד 290.



שים לב במקרה והתקשורות הללו אינן זמינות או שאינן קיימות הסימולים יופיעו באפור

8.8.1 התקנת כרטיס ה SIM

כדי לממש תקשורת פקס יש צורך בכרטיס SIM ובקוד PIN הניתן ע"י ספק השירות. את כרטיס ה SIM יש להכניס לחריץ המתאים בגב המוניטור (ראה עמוד 14, ציור 3-6 יחידת מוניטור, גב המוניטור).


ניתן להגדיר מראש עד 10 מקבלי פקסים בטבלת הקיצורים המתאימה. בנוסף הזנה ידנית של מקבלים נוספים מתאפשרת וניתנת לבחירה במידת הצורך. את קוד ה PIN יש להגדיר בתפריט ההגדרות של טלמטריה (ראה פרק 7.5.8 הגדרות תקשורת טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 187)

8.8.2 ביצוע שידור פקס

שימוש בקודי למשלוח פקס באמצעות קודי קיצור פעל באופן הבא:

1. קיצור שימוש בקודי הפעל אופצית D-ECG במצב מוניטור והחל בהקלטת א.ק.ג. 12 לידים (ראה פרק 6.3.3 ביצוע הקלטת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטית D-ECG עמוד 118)
2. במידה ואופציית LAN נבחרה בתפריט ההגדרות, המשך מסעיף 5. להגדרת ממשק LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה, אדם האחראי על המכשיר, עמוד 187.
3. חיבור GPRS מתממש. בשורת המצב יופיע סימול מהבהב של אנטנת התקשורת.
4. כשהסימול אינו מהבהב עוד ומוצג קבוע זהו סימן שתקשורת ה GPRS מוסדה וקיימת.
5. לאחר שמוצגת ההודעה "D-ECG Recorded", לחץ על לחצן [Send]
6. על גבי המוניטור תופיע רשימת קודי הקיצור לצורך משלוח הפקס.





ציור 8-6 רשימת קודי קיצור למשלוח פקס

7. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר יעד משלוח ולחץ על הלחצן לאישור.

8. כעת נוצרת תקשורת עם הפקס. בשורת המצב מופיע סימול של תקשורת פקס.



9. ע"י לחיצה על לחצן התוכנה [Cancel] ניתן לחזור למצב מוניטור. משלוח הפקס ממשיך להתבצע ברקע.

10. כאשר משלוח הפקס מתחיל, סימול הפקס מפסיק להבהב ומופיע בקביעות. בתום משלוח הפקס סימול יופיע סימן V ליד סימול הפקס.

פקס נשלח
בהצלחה



כשלון במשלוח
פקס



הפסקת משלוח
פקס

במידה ויש הפרעה טכנית כלשהי במשלוח פקס (איכות העברה בלתי מספקת או הפרעות בתקשורת) תושמע אזעקה ותוצג ההודעה "Fax transmission failed". במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 256 ונספח א' סימולים עמוד 290) בזמן משלוח פקס במצב מוניטור לחצן התוכנה [D-ECG] במצב אפור בלתי פעיל. במצב זה לא ניתן לבצע א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי. כדי לבטל את המשלוח הנוכחי של הפקס בחר באמצעות הלחצן הסיבובי בתפריט ראשי באופציית "Telemetry" ואח"כ "Abort Fax". ביטול משלוח הפקס מאפשר ביצוע א.ק.ג. 12 לידים שוב.

הפרוטוקול מציין כאירוע בשורת הודעה כי בוצע משלוח פקס. לרשימת אירועים אפשריים ראה פרק 10.4 שורות הודעה ומידע בפרוטוקול עמוד 281

אם ברצונך להזין ידנית יעד למשלוח פקס, פעל באופן הבא:

הזנה ידנית של
יעד למשלוח

1. הפעל אופצית D-ECG במצב מוניטור והחל בהקלטת א.ק.ג. 12 לידים
 2. במידה ואופציית LAN נבחרה בתפריט ההגדרות, המשך מסעיף 5. להגדרת ממשק LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה, אדם האחראי על המכשיר, עמוד 187.
 3. חיבור GPRS מתממש. בשורת המצב יופיע סימול מהבהב של אנטנת התקשורת.
 4. כשהסימול אינו מהבהב עוד ומוצג קבוע זהו סימן שתקשורת ה GPRS מוסדה וקיימת.
 5. לאחר שמוצגת ההודעה "E-ECG Recorded", לחץ על לחצן [Send]
 6. בחר ביעד "Other" ברשימת קודי הקיצור ואשר.
 7. הזן את מספר הפקס באמצעות הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה על לחצן התוכנה [Enter]
 8. בחר בסוג מכונת הפקס אנלוגית או דיגיטאלית. אם אין בידך מידע זה בחר באופציה הסטנדרטית אנלוגי.
 9. לאחר אישור באמצעות הלחצן הסיבוב תיווצר התקשורת עם הפקס. בנוסף בשורת המצב יופיע סימול הפקס המהבהב.
 10. לחיצה על לחצן תוכנה [Cancel] ניתן לחזור למצב מוניטור והפקס ישלח ברקע.
 11. כשמשלוח הפקס מתחיל סימול הפקס יופיע באופן קבוע.
 12. הסימול יעלם רק עם סיום משלוח הפקס.
 13. כדי לבטל את המשלוח הנוכחי של הפקס בחר באמצעות הלחצן הסיבובי בתפריט ראשי באופציית "Telemetry" ואח"כ "Abort Fax".
- במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 255
- שים לב כתלות בכמות המידע ורמת השידור, יתכן שמשך שידור פקס יארך מספר דקות.
- שים לב לאחר שה D-ECG נשלח בהצלחה לשרת הפקסים, החיבור עם שרת הפקסים יסגר אוטומטית. בתדפיס פרוטוקול סיכום האירוע יופיע אירוע לציון סגירת התקשורת.
- שים לב לפני משלוח הא.ק.ג. למכשיר פקס יש להזין את פרטי המטופל. באופן זה הפקס המתקבל יוכל להיות משוייך באופן ברור למטופל.
- שים לב באיזורי חפיפה בין גבולות בשל האפשרות לשידור באמצעות אנטנות של מדינות שכנות עלול ויהיה צורך להזין קידומת מדינה באופן ידני לפני משלוח הפקס.
- שים לב במקרים בהם ישנו כיסוי מועט של אנטנות סלולריות או שהכיסוי מסוכך (כדוגמה בתוך מבנה או מקלט), עלול להווצר מצב של אות תקשורת בעוצמה חלשה. במקרה זה מומלץ לשפר מיקום המוניטור לדוגמה ליד חלון על מנת לשפר את התקשורת.

8.8.3 ביצוע שידור נתונים בזמן אמת

- שידור נתונים
- בזמן אמת
1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "Telemetry" ואח"כ "Connect".
2. במידה ונבחר ממשק ה LAN המשך ישירות לסעיף 5. להגדרות ממשק ה LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
3. תקשורת ה GPRS מתממשת. בשורת המצב סימול אנטנת השידור מהבהב.
4. כשתקשורת ה GPRS נוצרה (ליד סימן האנטנה בחלקה התחתון הימני מופיעה האות G), על המשתמש ליצור קשר עם השרת. במצב זה נוסף סימול התקשורת מהבהב של
- הקורפולס³ עם השרת.
5. כשהסימול של **קורפולס³** והשרת הופך קבוע ואינו מהבהב עוד נוצרה תקשורת מלאה בין השרת למכשיר **הקורפולס³**. במצב זה מועבר כל המידע המנוטר ע"י המכשיר לשרת. במהלך שידור הנתונים בזמן אמת ניתן להשתמש בכל פונקציות הטיפול והניטור של מכשיר הקורפולס 3 ללא מגבלות. הצופה במידע המועבר באמצעות המחשב ותוכנת Corpuls.net יכול לראות את אותם פרמטרים וגלים הנצפים באותו זמן ע"י המטפלים באמצעות הקורפולס 3. במידה ומשתמש **קורפולס³** מקליט א.ק.ג. 12 לידים, הוא יכול לשלוח אותם בזמן אמיתי לשידור א.ק.ג. 12 לידים D-ECG והצופה המחובר למחשב באמצעות תוכנת corpuls.net יכול לצפות בהם וליעץ. הצופה בצד השני מקבל אינדיקציה על הגעת 12 לידים.
6. לביטול שידור נתונים בזמן אמיתי בחר באמצעות לחצן סיבובי בתפריט הראשי באפשרות "Telemetry" ואח"כ "Disconnect".
- במידה ולא ניתן היה ליצור תקשורת או אם הבוטלה התקשורת בזמן אמיתי תופעל אזעקה וסימני התקשורת יעלמו משורת המצב במוניטור.
- הפרוטוקול מציג הודעות על כניסה ויציאה ממצב תקשורת בזמן אמיתי. (לדוגמה "Server Unreachable"). לרשימת אירועים אפשריים ראה פרק 10.4 שורות הודעה ומידע בפרוטוקול עמוד 281. במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 256 ונספח א' סימולים עמוד 290.
- שים לב
- שים לב
- שים לב
- משך הזמן ליצירת תקשורת משתנה ומותנה באיכות הרשת הסלולרית.
- במצבים מסויימים עלולות להווצר הפרעות תקשורת כתוצאה מעוצמת שידור נמוכה של הרשת הסלולרית
- לפני הפעלת אופצית שידור הנתונים בזמן אמיתי יש להזין את פרטי המטופל לקורפולס 3 על מנת שמקבל הנתונים יוכל לשייכם באופן ברור למטופל.

שים לב במיקומים בהם קיים סיכוך המקטין את עוצמת השידור מסיבות טכניות (לוגמה דירה או מקלט), עוצמת השידור הסלולרי תפחת. במקרים אלו, שפר את מיקום המוניטור לדוגמה ליד חלון.


8.8.4 העברת נתונים באמצעות Bluetooth®

אופציית ממשק הקורפולס 3 יכול לייבא ולייצא נתונים באמצעות ממשק Bluetooth אופציונאלי (מק"ט 04211).
העברת נתונים ב Bluetooth® באמצעות משדר אלחוטי הממוקם ביחידת החולה הקורפולס 3 יכול להעביר פרמטרים נמדדים למערכת תיעוד חיצונית (דוגמת מחשב נישא)
הפעלת ממשק ליצירת תקשורת אלחוטית עם מכשירים חיצוניים יש להגדיר את מספר ה PIN ויש להפעיל את העברת הנתונים ממשק ה Bluetooth. הגדרות אלו יכולות להתבצע אך ורק ע"י האדם האחראי על המכשיר המגדיר אותם באופן קבוע. (ראה פרק 7.5.8 הגדרות תקשורת אלחוטית – טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 188)
אישור צימוד כאשר ממומשת אופציית תקשורת יכול הקורפולס 3 לקבל אישור אוטומטי לחיבור עם מערכת (Pairing) תיעוד חיצונית במידה ולמערכת זו PIN זהה. פרוצדורה זו נקראת אף היא "Pairing"
סימול ממשק כשמומשת התקשרות עם מערכת חיצונית באמצעות Bluetooth® יופיע הסימול המתאים בשורת המצב.
Bluetooth® כתלות במצב התקשורת קיימים סימולים נוספים המתארים מצבי ההתקשרות. תאור מפורט ניתן למצוא בנספח א', סימולים עמוד 290



8.9 כרטיס מבוטח

כרטיס המבוטח מאפשר לקרוא את פרטי המטופל הנמצאים על הכרטיס ולהעבירם לתוך הקורפולס 3 ללא צורך בהזנתם הידנית.
ניתן להשלים, לשנות ולעדכן את נתוני המטופל ע"י הזנת נתונים באופן ידני.
האדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר ולשמור את ההגדרות כברירת מחדל, לגבי אילו נתונים יועברו מכרטיס המבוטח למכשיר הקורפולס 3 (ראה פרק 7.5.11 הגדרות של קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 198)
1. הכנס כרטיס מבוטח (כשהצ'יפ מכון כלפי קדמת המכשיר) לקורא הכרטיסים שבצידה הימני של יחידת המוניטור.



ציור 7-8 קריאת נתוני מטופל באמצעות קורא כרטיסי מבוטח

2. אשר או בטל את הנתונים שנקראו מכרטיס המבוטח באמצעות לחצני התוכנה [OK] ו

[Edit]

3. להדפסת נתוני המטופל ושמירתם לחץ על לחצן [Print].

לחליפין ניתן להזין באופן ידני נתוני מטופל שאינם מופיעים באפור. בתפריט ראשי באמצעות

לחצן סיבובי בחר אפשרות "Patient" ואח"כ "Edit Data".

למחיקת נתוני המטופל אשר נקראו מכרטיס המבוטח בחר בתפריט ראשי באפשרות "Patient"

ואח"כ "Erase data".

הפרטים שעל כרטיס המבוטח המוזן למכשיר חייבים להיות אלו של המטופל, אחרת עלולה

להיות טעות באבחון הא.ק.ג.

יחידת מוניטור המצוידת בקורא כרטיסים חכמים ניתנת לזיהוי ע"י הסימול המופיע ליד פתח

הכנסת הכרטיס החכם.



זהירות

**סימול קורא
כרטיסים חכמים**



9 תחזוקה ובדיקות

9.1 מידע כללי

תחזוקה על בסיס קבוע, ובדיקות קבועות מבטיחים מוכנות מבצעית של **הקורפולס**³.

לפיכך, לפני כל משימה ודא כי המכשיר ואביזריו במצב עבודה טוב באמצעות ביצוע בדיקה ויזואלית ופונקציונאלית מלאה של **הקורפולס**³.

**בדיקה
פונקציונאלית**

באופן זה ניתן לאתר מראש, למנוע או לטפל במהירות בתקלות חשמליות או מכאניות. במידה ומתעוררים קשיים במהלך הבדיקה הויזואלית והפונקציונאלית עיין בפרק 10 הטיפול במקרה של תקלה, עמוד 243 לגבי צעדים בהם יש לנקוט. אנא עקוב אחר הוראות אלו.

במידה ולא ניתן לטפל בתקלה באמצעים הללו, אנא הודע לשירות הלקוחות. במקרים קיצוניים עלול להווצר הצורך להוציא את **הקורפולס**³ מסבב העבודה.



אזהרה

להוראות ורשימת בדיקות משתמש סטנדרטיות של **הקורפולס**³ אנא עיין בנספח.

לוח הזמנים הבא מציג מרווחי הזמן המומלצים לביצוע בדיקות. יש להבטיח תאימות עם חוקים ורגולציה קיימים. יתרה על כך מומלץ לקבוע מועדי בדיקה פונקציונאלית של **הקורפולס** 3 במקום בו נמצא המכשיר. (תחנת אמבולנסים, מחלקה בבית החולים וכו') להבטחת פעולה ומוכנות מלאה בכל זמן.

בדיקות רגילות

למידע נוסף הנוגע לתחזוקה ובדיקות של **הקורפולס**³ ואשר אינו מכוסה בספר זה, אנא תצור קשר עם טכנאי שירות, איש מכירות ושיווק וכו' של נציגי היצרן בישראל.

סוג בדיקה/ פעולה	יומית/1 במשמרת	לאחר שימוש*	לפי יסוד*	שנתית	כל שנתיים	במקרה של תחלה
בדיקה ויזואלית ופונקציונאלית	X	X	X			X
בדיקה ויזואלית דל אביזרים ומתכלים	X	X	X			X
בדיקת משתמש – רשימת מבדק	X		X			
ניקוי הקורפולס 3		X	X			
חיטוי הקורפולס 3		X	X			
בדיקת שוק מכפות/ בדיקה ויזואלית	X		X			
בדיקת תקשורת בין מודודלים	X		X			
בדיקות בטיחות				X		X
בדיקות מטלורגיות					X	

טבלה 9-1 משטר תחזוקה

* מומלץ ע"י היצרן

9.2 בדיקות פונקציונאליות

ביצוע בדיקות פונקציונאליות למכשיר ע"י המשתמש מבטיחות תקינות, פונקציונאליות ומוכנות של **הקורפולס 3**. זוהי תוספת חשובה לבדיקה האוטומטית הפנימית שמבצע **הקורפולס 3**. כתלות בתדירות השימוש של **הקורפולס 3**, מומלץ שתבצע את הבדיקה הפונקציונאלית לפחות אחת ליום, לדוגמא בתחילת משמרת.

הבדיקה הפונקציונאלית המלאה של **הקורפולס 3** מחולקת ל:

- בדיקה פונקציונאלית של **הקורפולס 3**
- בדיקה פונרציונאלית של ספק הכח
- בדיקה פונקציונאלית של האביזרים

בדיקה פונקציונאלית של **הקורפולס 3** מורכבת מבדיקה ויזואלית של המעטפת/ המארז החיצוני ובדיקת הפונקציות השונות והאופציות השונות של **הקורפולס 3**. הבדיקה הפונקציונאלית של בפק הכח נותנת למשתמש מידע על המצב הנוכחי של הטעינה והסוללות שבמכשיר.

בדיקה פונקציונאלית של המכשיר בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

בדיקת אביזרים בדיקת האביזרים והמתכלים מבטיחה מוכנות אופרטיבית של כל הציוד הנדרש במהלך השימוש בקורפולס³.

במידה ומתקבלות תוצאות לא נכונות במהלך ביצוע הבדיקות הפונקציונליות, קרא על ההסברים והתעדים המתקנים בפרק 10 פתרון תקלות עמוד 243.

9.2.1 בדיקה פונקציונאלית של המכשיר.

לביצוע בדיקה פונקציונאלית של המכשיר יש לחבר את המודולים של קורפולס 3 למצב אחוד מכאנית. יש לשמוע את החיבור המכאני, תקתוק התופסנים במהלך החיבור. יש לבצע את הפעולות הבאות:

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
הפעל מכשיר בדיקה עצמית	התחלת בדיקה הקורפולס ³ מבצע בדיקת פונקציות פנימיות	לחץ לחצן הפעלה	לוגו פתיחה מופיע
בדיקת תקשורת בין המודולים	בדיקה פונקציונאלית של התקשורת	- הפרדת המודולים - חיבור כל המודולים	- לחצן סיבובי מאיר לרגע - המסך נדלק - איזורי הפרמטרים והגלים מוצגים - אחוז הטעינה מוצג (כשהמכשיר במטען) - מצב טעינה מספק - מצב חיבור בין 3 המודולים מוצג
בדיקה ויזואלית של קורפולס ³	איתור שינויים ב קורפולס ³	בדוק את כל המכשיר וחפש שינויים כלשהם	- בשורת המצב סימול תקשורת המודולים מתחלף מקו לגל - בשורת המצב סימול תקשורת המודולים מתחלף מגל לקו - אין הודעות שגיאה
אין שינויים			

תוצאות רצויות	פעולות משתמש	תאור	בדיקה פונקציונאלית
• כפות וכבל דפיברילציה שלמים ואינם ניזוקים • מארז אלקטרודות דפיברילציה שלם וקיים מארז שני • האלקטרודות בתוקף • בסה"כ לא ניכר ננזק כלשהו	• הסר כפות דפיברילציה • פתח את כבל הדפיברילציה בשלמותו • בדוק את הכפות וכבל הדפיברילציה וודא שאין נזקים • בדוק שמארז אלקט' דפיברילציה שלם, ודא שהאלקט' בתוקף • ודא שיש מארז אלקטרודות נוסף	בדיקה ויזואלית של יחידת הדפיברילטור	דפיברילטור קוצב
• אנרגיה נפרקת פנימית לתוך המכשיר דרך המגעים שבבתי הכפות • אין הודעות שגיאה	• בשימוש עם כפות דפיברילציה: • הכנס את זו הכפות למחזיקהן בצידי המכשיר. תפיסתן נשמעת בקליק • חבר את הכפות לכבל הדפיברילציה • בחר מצב דפיברילציה מנואלית • בחר אנרגיה של 200 ג'אול • טען אנרגיה • שחרר שוק	בדיקה פונקציונאלית דפיברילטור/קוצב	
• אנרגיה נפרקת פנימית לתוך המכשיר דרך שקע הבדיקה • אין הודעות שגיאה	• בשימוש עם אלקטרודות דפיברילציה • הכנס את תקע כבל הדפיברילציה לשקע הבדיקה בבסיס הדפיברילטור • בחר מצב דפיברילציה מנואלית • בחר באנרגיה של 200 ג'אול • טען אנרגיה • שחרר שוק		

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
ניטור א.ק.ג.	בדיקה פונקציונאלית של כבל הניטור 4 גידים וכבל חזה 6 גידים	במידה ואין סימני נזק חיצוניים על הכבלים, אין צורך בבדיקה. למרות זאת מומלץ לחבר אותם במרווחי זמן קבועים לסימולטור א.ק.ג. או למתנדב	הא.ק.ג. מוצג ע"ג המוניטור באיכות הנדרשת
אוקסימטריה	בדיקת מדידות הפולס אוקסימטר	• חבר סנסור אוקסימטריה לאצבע • אם ערכי ה SpO₂, SpHb, SpCO, SpMet, קצב פריפראלי או פלטיסמוגרף אינם מוצגים כפרמטרים או כעקומה יתכן שיש להגדירם (במידה ואופציות אלו קיימות במכשיר) בחר להציגם כפרמטרים או עקומה	• ערכי האוקסימטר מוצגים באחד או יותר משדות הפרמטרים • הקצב הפריפראלי מוצג בשדה הפרמטר PP • הפלטיסמוגרף מוצג כגל
קפנומטר	בדיקה פונקציונאלית של מדידת CO ₂	• חבר מתאם טובוס CO₂ מחוטא לסנסורים וחבר את כבל הקפנוגרף ליחידת החולה. • נשום פנימה והחוצה דרך המתאם מספר פעמים • במידה וערכי ה CO₂, קצב נשימות, או הקפנוגרף אינם מוצגים כפרמטרים או גרף יתכן שאינם מוגדרים לתצוגה במכשיר. בחר שדות פרמטרים וגרף להצגתם	• ערכי ה CO₂ מוצגים בשדה קצב הנשימות מוצג בשדה RR • גרף ה CO₂ מוצג אף הוא.
מדידת טמפרטורה	בדיקת פונקציונאליות של הטמפרטורה	• חבר את סנסור הטמפרטורה ליחידת החולה • אם ערכי הטמפרטורה אינם מוצגים יתכן שאינם מוגדרים לתצוגה. בחר שדה פרמטרי להצגת טמפרטורה והגדר תצוגתה • שים את סנסור הטמפרטורה בידך	• תצוגת טמפרטורת החדק • ערכי הטמפרטורה המוצגים עולים כשהסנסור מוחזק בידך

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
ניטור לחץ דם לא פולשני	בדיקה פונקציונאלית של לחץ דם לא פולשני	• בצע בדיקת לחץ דם על מתנדב, באמצעות שרוול לחץ הדם • במידה ואין תצוגת לחץ דם בשדה הפרמטרי, ודא שקיים שדה המוגדר לתצוגת NIBP ואם לא הגדר אותו	תוצאת מדידת לחץ הדם מוצגת בשדה
ניטור לחץ דם פולשני IBP	יכולת לכייל את החיישן	• בדוק את היכולת לכיל את החיישן. חשוף את החיישן ללחץ אטמוספרי. • בתפריט ראשי בחר באפשרות "IBP" ואח"כ "Calib"	לחץ הדם הפולשני מוצג
בדיקה פונקציונאלית של מדידת לחץ דם פולשני		• לחיישנים מסויימים קיימים אמצעי בדיקה לביצוע בדיקה פונקציונאלית • אם ערכי הבדיקה הנמדדים אינם מוצגים ע,ג המוניתור יתכן ואינם מוגדרים לתצוגה. במקרה זה הגדר אותם לתצוגה	• ערכי לחץ דם פולשני מוצגים בשדה הפרמטרי וכגרף • גרף לחץ הדם מציג סקלה
כרטיס זיכרון	בדוק את כרטיס הזיכרון	• ודא שכרטיס הזיכרון נמצא בתוך המכשיר • ודא בספר ההפעלה אם בכרטיס הזיכרון יש לפחות עוד 25% מקום פנוי	• כרטיס הזיכרון מוכנס ליחידת החולה • קיים לפחות עוד 25% פנוי בכרטיס הזיכרון

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
מדפסת	בדיקה פונקציונאלית של המדפסת	- בדוק שיש מספיק נייר במדפסת - בדוק אם נראים סימנים של סוף נייר בגליל (קווים אדומים) - בדוק שיש גליל נייר חלופי - הרץ בדיקת מדפסת	- המדפסת מדפיסה - עדיין לא נראים סימני סוף גליל הנייר. מומלץ לטעון גליל נייר חדש במידה וסימני סוף הגליל נראים - גליל נייר חלופי נמצא - התדפיס המופק הנו באיכות טובה וקריא
כיבוי		- לחץ לחצן כיבוי O/Off - אשר ע"י לחצן תוכנה [OK]	- בשורת ההודעות מופיעה ההודעה "Power Off?" - הצג מראה לוגו כיבוי הקורפולס 3 נכבה

טבלה 9-2 בדיקה פונקציונאלית של המכשיר

9.2.2 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
סוללות בגל מודול	בדוק נוכחות	ודא שבכל מודול של הקורפולס 3 ישנה סוללה	בכל המודולים של קורפולס 3 ישנה סוללה
מצב טעינה של הסוללות	בדוק את רמת הטעינה של הקורפולס 3 כמכשיר אחוד	- חבר את 3 המודולים של הקורפולס 3 למכשיר אחוד - חבר את הקורפולס 3 למטעינת רשת באמצעות מטען 220V או מקבע מטען - הפעל את הקורפולס 3 ובדוק את אחוז הטעינה של הסוללות בשורת המצב לאחר ההפעלה	- אחוזי הטעינה של המכשיר גבוהים מ 30% - במידה ויעשב שימוש במכשיר בחורף בטמפרטורות מתחת לאפס יש לודא מצב טעינה של 50% לפחות בסוללות

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
בדיקת זמן נעבודה נותר	בדוק את זמן העבודה הנותר של כל מודול	- הפרד את כל 3 המודולים במצב בו הם פועלים - נתק המכשיר מכבל טעינה או שלוף ממקבע מטען - בדוק את זמן הניטור שנותר ביחידת החולה ובמוניטור	ודא שנותר זמן מצטבר ביחידת חולה ובמוניטור אשר עולה על 120 דקות יחד.

טבלה 9-3 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

9.2.3 בדיקה פונקציונאלית של אביזרים ומתכלים

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
אלקטרודות CorPatch	בדוק נוכחות של אלקטרודות CorPatch לילד ולמבוגר	- ודא שקיימים לפחות 2 זוגות אלקטרודות דפיברילציה מסוג CorPatch - ודא שמארז האלקטרודות אינו פגום - בדוק אם האלקטרודות אינן פגועות תוקף	- ישנן לפחות 2 זוגות אלקטרודות - מארז האלקטרודות אינו פגום - תאריך פג התוקף לא חלף
כבל מתאם של אלקטרודות CorPatch (אם קיים)	בדיקת כבל CorPatch מתאם	- בדוק שקיים כבל מתאם לאלקטרודות CorPatch - ודא כי הכבל ללא נזקים	כבל מתאם לאלקטרודות CorPatch קיים וללא נזקים
כפות דפיברילציה	בדיקת נוכחות וכשירות כפות דפיברילציה	בדוק שכפות הדפיברילציה והכבל המתאם שלהם קיימים וללא נזקים	כפות הדפיברילציה קיימים וללא נזקים
אלקטרודות לתינוק	בדיקת נוכחות וכשירות של אלקטרודות דפיברילציה לתינוק	בדוק שהאלקטרודות קיימות נקיות וללא נזק	אלקטרודות ילדים קיימות נקיות וללא נזק
ג'ל דפיברילציה	בדוק שקיים ג'ל דפיברילציה ושהנו בכמות מספקת	הערך אם הכמות של ג'ל הדפיברילציה מספיקה לפעילות הקרובה	כמות מספיקה של ג'ל דפיברילציה כולל שפורפרת נוספת קיימות
כבלי א.ק.ג. וסנסורים	בדוק כל כבלי הא.ק.ג. והסנסורים	בדוק ויזואלית. שים לב לנזקים אפשריים בכבלים	- כל כבלי הא.ק.ג. והסנסורים נמצאים - לא נצפו נזקים

בדיקה פונקציונאלית	תאור	פעולות משתמש	תוצאות רצויות
אלקטרודות א.ק.ג.	בדוק נוכחות וכשירות	- בדוק שיש כמות מספקת של אלקטרודות א.ק.ג. לניטור וביצוע א.ק.ג. 12 לידים - בדוק אם אלקטרודות הא.ק.ג. יבשות או שתאריך תוקפן חלף	- קיימת כמות מספיקה של אלקטרודות א.ק.ג. למשמרת הבאה - האלקטרודות אינן יבשות - תאריך פג התוקף של האלקטרודות לא חלף
מתאם CO2 חד פעמי	בדוק את מתאמי ה CO2 החד פעמיים	ודא שיש במכשיר לפחות 2 מתאמים של CO2 מכל סוג ושהם במאזרם וללא נזק	קיימים שני מתאמים מכל סוג במכשיר והם ללא נזק
נייר מדפסת	בדוק נוכחות מספיקה של נייר מדפסת	- פתח את דלת המדפסת ובדוק כמות מספיקה של נייר במדפסת - הערך אם הכמות מספיקה למשימה הבאה לרבות רישום הפרוטוקול - בדוק אם קיים גליל נייר חלופי נוסף	- קיים גליל נייר חלופי נוסף - הסימנים המציגים סוף נייר (קווים אדומים) אינם נצפים עדיין

טבלה 4-9 בדיקת אביזרים ומתכלים

9.3 בדיקה עצמית אוטומטית

בדיקה עצמית קורפולס³ מבצע בדיקה מערכת עצמית מלאה בכל פעם שהוא מופעל. הבדיקה העצמית

הפנימית בודקת את רכיבי המערכת

הודעות שגיאה שנתגלו במהלך הבדיקה העצמית של המכשיר מוצגות בשורת המצב ונרשמות בהסטורית האירועים. ניתן לאשר צפייה בהודעות ע"י לחיצה על לחצן האזעקה.



9.4 עבודת אחזקה שגרתית

9.4.1 בדיקות בטיחות

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה V MPBetreib חלק 6 משתמשים חייבים לוודא שהציוד הרפואי שברשותם עובר בדיקות בטיחות באופן תדיר. הפרה של רגולציות אלו עלולה לגרור עונש.

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה V MPBetreib חלק 4 בדיקות הבטיחות תקפות רק אם הוצעו ע"י היצרן או נציג מומחה ובהתאם לאינדיקציות של היצרן.

הקורפולס³ צריך להבדק בדיקת בטיחות כל 12 חודשים. הבדיקות צריכות להעשות בהתאם לרגולציות ורשימת הדיקות של היצרן.

9.4.2 בדיקות מטרולוגיות

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה V MPBetreib חלק 11 חובה לבצע אחת לשנתיים בדיקות מטלורגיות לפונקצית הלחץ דם לא פולשני (NIBP) ולפונקצית הטמפרטורה.

מומלץ לבצע בדיקות מטלורגיות גם לכל הפונקציות האחרות שבקורפולס³ (א.ק.ג., אוקסימטר, CO₂, IBP)

כאשר יש חשד לתקלה, חובה לבצע בדיקה מטלורגית. במדינות מחוץ לגרמניה חלה הרגולציה המקומית או זו המבוססת על הוראות ה EC לגבי צורת הבדיקה ותדירותה.

בדיקות מטרולוגיות מבוצעות אך ורק ע"י אנשים מוסמכים עם ציוד מדידה מכויל, סטנדרטי מדידה וסימולטורים.



זהירות

9.4.3 תיקון ושירות

כל בדיקה, אחזקה ופעולת ניקוי אשר אינן מצויינות בפרק 9.2 בדיקות פונקציונאליות עמוד 217 מותרות לביצוע אך ורק ע"י טכנאים מורשים.

אין לפתוח את הדפיברילטור. רכיבים פנימיים עלולים להיות טעונים במתח גבוה. אי היכולת לאבחן זאת עלולה להסתיים בפציעות חמורות ואף במוות.

הבא את הקורפולס³ לבדיקות ובמידת הצורך לתיקון במעבדת מכירות ושירות מורשית אם קיים חשד לתקלה.




אזהרה

תיקונים ושירות יכולים להתבצע רק באמצעות מעבדות מכירות ושירות מורשות. במידה ומבוצעים תיקונים ושירות ע"י גורמים שלא הונחו ע"י היצרן, עלול להגרם נזק לקורפולס 3 ואובדן כל עילה לתביעה תחת אחריותה של חברת GS Elektromedizinische Geräte .G.Stemple GmbH

להמנע מנזק למכשיר בזמן הובלתו, יש להקפיד על מארז ותנאי הובלה מתאימים. באופן אידאלי מומלץ להשתמש במארז המקורי של המכשיר לצורך שינועו. הוראות שינוע זמינות אצל היצרן.

9.5 טעינת נייר למדפסת

נייר המדפסת נושא סימן בצורת פס אדום לקראת סוף גליל הנייר. מומלץ לטעון למכשיר גליל נייר חדש מייד כשמופיע סימן סוף הנייר.



ציור 9-1 פתיחת דלת המדפסת


1 ידית נעילה

2 דלת המדפסת

שים לב להמנע מנזק לדלת המדפסת בזמן פתיחה, מומלץ להפריד את יחידת המוניטור ולהניחה שוכבת על גבי משטח שטוח.

1. משוך מעט מטה את ידית הנעילה (פריט 1) מדלת המדפסת, לפתיחת (פריט A) דלת

המדפסת (פריט 2) ומשוך את הדלת הפתוחה מטה (פריט B)



ציור 9-2 מדפסת


1 גליל נייר

2 מחזיק נייר (x2)

3 גליל הזנה

2. דחוף את מחזיקי הנייר מעט לצדדים ומשוך את גליל הנייר החוצה (פריט A)
3. הכנס את גליל הנייר החדש בין המחזיקים (פריט 2) כך שקצה הנייר מציג את צידו המודפס כשפניו מעלה וקדימה.
4. משוך (פריט B) את קצה הנייר קדימה מעבר לקצה דלת המדפסת (פריט 4) ואחוז בו.
5. לחץ את הדלת מעלה וסגור את תא המדפסת עד שנשמע צליל נעילתה במקום.
6. ודא שווי הנעילה של דלת המדפסת מהודקים היטב בשני הצדדים.

9.6 החלפת סוללה



ציור 9-3 החלפת סוללה (יחידת מוניטור)

1 תפס

2 סוללה

3 קידוד כיוון הכנסת הסוללה

הסוללה של יחידת החולה ממוקמת בתחתית המוניטור.

הסוללה של יחידת הדפיברילטור/ קוצב ממוקמת אף היא בתחתית היחידה. להחלפת הסוללה ביחידה זו יש להטות אותה עד לקצה גבול ההטיה.

הוצאות כל 3 הסוללות נעשית באופן הבא:

1. לחץ בו זמנית (פריט A) על שני תפסי הנעילה (פריט 1) שעל הסוללה (פריט 2) ומשוך את הסוללה החוצה (פריט B)

שים לב בשל מבנה הסוללה הכולל קידוד כיוון הכנסה, ניתן להכניסה לתא הסוללה בכיוון אחד בלבד

2. הכנס סוללה חדשה לפתח הסוללה עד שנשמע צליל נעילה משני צידיה

3. ודא שהתפסים משני צידי הסוללה מהודקים היטב

שים לב כשמוכנסת סוללה חדשה לתוך אחת היחידות, היחידה תדלק באופן אוטומטי.

שים לב להחלפת הסוללה ביחידת החולה, ראשית כבה אותה ואח"כ החלף אותה בתוך 30 שניות.

בנסיבות מסויימות התאריך והשעה עלולים להתאפס במקרה של החלפת סוללה ביחידה זו

שים לב נח יותר לבצע החלפה של הסוללה הנטענת כשהיחידה פונה כלפי הרצפה.

9.7 ניקוי, חיטוי וסטריליזציה

אין להעביר את המודולים של **קורפולס**³ ואביזריו במכשירי סטריליזציה, אוטוקלאבים בלחץ, חם או גז אלא אם ניתנו הוראות אחרות, ע"י היצרן.



אזהרה

לעולם אין לבצע את הפעולות הבאות עם המודולים של **קורפולס**³:



אזהרה

- טבילה בנוזל ניקוי או חיטוי
- סטריליזציה עם מים חמים, אדים או גז

לעולם אין לטבול או להכניס את הכבלים וכפות הדפיברילציה של הקורפולס 3 לנוזל ניקוי או חיטוי.

חומרי חיטוי היצרן ממליץ על חומרי החיטוי והניקוי המופיעים ברשימה העדכנית של Robert Koch-Institute (RKI) ועל חומרים אלו בלבד. רשימת החומרים מופיעה באתר www.kri.de/EN/

9.7.1 יחידת ניטור, יחידת חולה ודפיברילטור/קוצב

שים לב תנאי הכרחי מקדים: המודולים במצב כבוי ומנותקים ממקור טעינה.

ניקוי וחיטוי הקורפולס³

1. הפרד את המכשיר האחד ל 3 המודולים.
2. נתק את כל הכבלים מיחידת החולה
3. הוצא את יחידת החולה מתוך המנשא
4. נתק את כפות הדפיברילציה מכבל הטיפול הראשי והוצא את הכפות מבתי הכפות
5. נקה את **הקורפולס**³.

שפשף את המשטחים החיצוניים של המכשיר באמצעות נייר ניגוב.


חיטוי **הקורפולס**³.

נגב את המכשיר עם תכשיר חיטוי מורשה. ודא שלתכשיר היה זמן מגע מספיק עם

משטח **הקורפולס**³.

ניקוי/ חיטוי הקורפולס³

1. הפרד את המכשיר האחד ל 3 המודולים.
2. נגב את עיניות האינפרא אדום של המוניטור עם מטלית בד




ציור 9-4 יחידת מוניטור, ממשק אינפרא אדום

1 ממשק אינפרא אדום

3. נתק את כל הכבלים מיחידת החולה

4. הוצא את יחידת החולה מתוך המנשא


5. נגב את ממשק האינפרא אדום באמצעות מטלית בד



ציור 9-5 חולה, ממשק אינפרא אדום

1 ממשק אינפרא אדום

1. נגב את ממשק האינפרא אדום באמצעות מטלית בד



ציור 9-6 דפיברילטור/קוצב, ממשק אינפרא אדום
1 ממשק אינפרא אדום

9.7.2 כפות דפיברילציה

ניקוי 1. נקה את הכבל, בתי כפות הדפיברילציה ואת משטחי המתכת של הכפות עם תמיסת סבון.

ודא כי

- אין שיירי ג'ל דפיברילציה ע"ג משטחי המתכת של הכפות ואו בבתי הכפות
- משטחי כפות הדפיברילציה אינם שרוטים
- אין סימנים לתמיסה שחדרה לתקע כפות דפיברילציה

2. יבש באופן מוחלט את תקע חיבור הכפות עם שקע כבל דפיברילציה ראשי

חיטוי נקה את משטחי המגע של הכפות בתכשיר חיטוי מורשה. ודא כי תכשיר החיטוי נמצא מספיק זמן במגע עם המשטחים המחוטים.

אל תטבול את כפות הדפיברילציה בנוזל



אזהרה

9.7.3 כבל דפיברילציה ראשי

- ניקוי** 1. נקה את כבל הדפיברילציה הראשי עם תמיסת סבון
2. יבש את שקע החיבור של הכבל באופן יסודי ומוחלט
- חיטוי** בצע חיטוי לכבל דפיברילציה ראשי עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

9.7.4 כבלי ניטור

- ניקוי** 1. נקה את הכבלים הבאים באמצעות תמיסת סבון:
- כבל ניטור א.ק.ג. 4 גידי
 - כבל ניטור חזה 6 גידי
 - כבל מתאם לאלקטרודות Corpatch (אם קיים)
 - כבל מתאם CO2
 - כבל מתאם לסטורציה
2. יבש את המחברים באופן יסודי ומוחלט
- חיטוי** בצע חיטוי לכבלים המוזכרים מעלה עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

9.7.5 סנסור סטורציה

אל תטבול את סנסורי הסטורציה והכבלים בנוזלים.
אסור שיכנסו נוזלים לסנסור למרכיביו ואו לתקעים/ מחברים שלו



- ניקוי** אנא קרא ופעל לפי הוראות הניקוי המופיעות בספרון ההפעלה של חברת מסימו המצורף לסנסור
- חיטוי** 1. בצע חיטוי לסנסורים ולכבלי האוקסימטריה של מסימו עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.
2. יבש ביסודיות ובאופן מוחלט את הסנסורים והכבלים.

9.7.6 סנסור CO₂

לעולם אל תשים נוזל כלשהו באופן ישיר על הסנסורים של ה CO₂



זהירות

- נקיון** 1. טבול בד כותנה בתמיסה על בסיס אלקוהול
2. נגב את המשטחים במטלית
- שים לב** המנע משריטות על המשטח של הסנסורים של ה CO₂. שריטות על משטחי הסנסורים עלולות להביא לקריאות לא נכונות של ה CO₂.

9.7.7 שרוול מדידת לחץ דם לא פולשני (NIBP)

- ניקוי** נקה את הצינור המאריך ואת המחברים באמצעות תמיסת סבון
- חיטוי** בצע חיטוי לשרוולי לחץ הדם עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

9.7.8 כבל מאריך לחיישן IBP

- ניקוי, חיטוי סטריליזציה** אנא קרא ופעל לפי הנחיות היצרן המצורפות לחיישני ה IBP

9.7.9 חיישן טמפרטורה

- ניקוי, חיטוי סטריליזציה** אנא קרא ופעל לפי הנחיות היצרן המצורה YSI המצורפות לחיישני הטמפרטורה

9.7.10 מנשא ורצועת כתף

- נקה באופן יסודי את המנשא ואת רצועת הכתף. שים את שתיהן בתמיסת חיטוי. לחילופין ניתן לרחוץ את המנשא ורצועת הכתף במכונת כביסה (30°C) בתוכנית כביסה בלבד ודטרגנט לכביסה עדינה. אין להשתמש בשלב הסחיטה. במידה וניתן אפשר לאביזרים אלו להתייבש באויר פתוח.

9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים

רשימה מעודכנת ניתן למצוא ב- <http://www.corpuls.com/en/service/zubehoer-accessories.html>

. למידע נוסף, יעוץ ומכירות אנא פנה למשווק ונותן שירות מורשה, בישראל

– חברת ארדון ציוד רפואי.

מק"ט	פריט
04100	יחידת מוניטור עם מדפסת קורפולס 3
04100.9	תעודה אוירית ליחידת מוניטור עם מדפסת קורפולס 3
04200	יחידת חולה, ממשק ל 12 לידים ולכרטיס זיכרון קורפולס 3
04200.9	תעודה אוירית ליחידת חולה, כולל 12 לידים וכרטיס זיכרון קורפולס 3
04300	דפיברילטור/ קוצב קורפולס 3
04300.9	תעודה אוירית לדפיברילטור/ קוצב קורפולס 3
04120	סוללות ליטיום איון
04400	מטען מקבע ליחידת דפיברילציה/קוצב 12V DC, (אורך כבל 1.5 מ')
04326	כפות דפיברילציה קורפולס 3 (זוג אחד כולל כבל חיבור)
01227	מתאם כפות דפיברילציה לתינוק קורפולס 3
04324.1	אלקטרודות דפיברילציה/קיצוב Corpatch easy כולל כבל
04324.2	אלקטרודות דפיברילציה/קיצוב לתינוק Corpatch easy (neonate) כולל כבל
04324.5	תפס לאלקטרודות CorPatch easy
04222	כבל ניטור א.ק.ג. 4 גידים קורפולס 3 2 מ' דגם 1/ERC
04223	כבל חזה א.ק.ג. 6 גידי קורפולס 3 2 מ' דגם 1/ERC
04224	בודק כבלי א.ק.ג. קורפולס 3
04236.1	כרטיס זיכרון Compact Flash® קיבולת 1GB קורפולס 3
04236.3	כרטיס זיכרון Compact Flash® קיבולת 2GB קורפולס 3
04121	נייר מדפסת קורפולס 3 (קופסא של 10 גלילים)
68120.03900	מתאמים לסידור כבל א.ק.ג. (2 ו 3 תפסים). (נדרשות 8 יחידות לשני כבלי הא.ק.ג.)
04221.1	מנשא ליחידת חולה (שחור)
04221.5	מנשא דגם PAX, שחור, ליחידת חולה
04221.6	מנשא דגם XXL PAX, שחור, ליחידת חולה
04322.1	פאוצ' ליחידת דפיברילטור קוצב

מק"ט	פריט
04322.50	פאוצ' שמאל דגם PAX שחור ליחידת דפיברילטור קוצב
04322.51	פאוצ' ימין דגם PAX שחור ליחידת דפיברילטור קוצב
04130.2	ספר הפעלה קורפולס 3 (אנגלית)
04130.01	ספר הפעלה מקוצר קורפולס 3 (גרמנית)
עדיין לא מוכן	ספר הפעלה מקוצר קורפולס 3 (אנגלית)

טבלה 9-5 מבנה בסיסי עם מטען מקבע

מק"ט	פריט
04212	אופצית סטורציה SpO2 מסימו SET
04228.0	כבל מאריך מתאם מסימו SpO2 קורפולס 3
04228.1	סנסור אצבע מסימו SpO2 לילד 10 – 50 ק"ג
04228.2	סנסור אצבע מסימו SpO2 מבוגר וילד >30 ק"ג
04228.22	סנסור רך מסימו SpO2 מבוגר עם כבל 0.9 מ'
04228.3	סנסור מסימו SpO2 עם אטב לאוזן למבוגר >30 ק"ג
04228.61	סנסור מסימו SpO2 חד פעמי למבוגר וילד > 30 ק"ג (20 בקופ')
04228.62	סנסור מסימו SpO2 חד פעמי ילד 10 – 50 ק"ג (20 בקופ')
04228.63	סנסור מסימו SpO2 חד פעמי תינוק 20 – 3 ק"ג (20 בקופ')
04228.64	סנסור מסימו SpO2 חד פעמי ילוד 3 > ק"ג (20 בקופ')
04212	אופצית סטורציה SpO2 מסימו Rainbow SET
04227.02	כבל מאריך מתאם מסימו SpO2 (Rainbow) קורפולס 3, 1.2 מ' (20p/9p) לחיבור לסנסורים מקבוצת 04228.xx
04227.1	סנסור אצבע מסימו SpO2 (Rainbow) לילד עם כבל 0.9 מ'
04227.2	סנסור אצבע מסימו SpO2 (Rainbow) למבוגר עם כבל 0.9 מ'
04227.12	סנסור רך מסימו SpO2 (Rainbow) ילד עם כבל 0.9 מ'
04227.22	סנסור רך מסימו SpO2 (Rainbow) מבוגר עם כבל 0.9 מ'
04213	אופצית SpCO מסימו Rainbow SET קורפולס 3
04227.0	כבל מאריך מתאם מסימו SpO2, SpCO (Rainbow) קורפולס 3, 1.2 מ' (20p/15p) חיבור לסנסורים מקבוצות 04227.xx, 04226.xx, 04225.xx

מק"ט	פריט
04226.1	סנסור אצבע מסימו SpO2/CO/Met (Rainbow) לילד עם כבל 0.9 מ'
04226.2	סנסור אצבע מסימו SpO2/CO/Met (Rainbow) מבוגר עם כבל 0.9 מ'
04214	אופצית SpMet מסימו Rainbow SET קורפולס 3
04225.42	סנסור רב פעמי SpO2/Hb/Met (Rainbow) מבוגר, קופסא של 10 (2) סנסורים + 10 סנסורי פלסטר
04225.41	סנסור רב פעמי SpO2/Hb/Met (Rainbow) ילד, קופסא של 10 (2) סנסורים + 10 סנסורי פלסטר
04215	אופצית SpHb מסימו Rainbow SET קורפולס 3
04203	אופצית לחץ דם לא פולשני NIBP (Suntech)
04229.01	שרוול לחץ דם לתינוק מידות זרוע 8 – 13 ס"מ
04229.02	שרוול לחץ דם לילד מידות זרוע 12 – 19 ס"מ
04229.04	שרוול לחץ דם מבוגר קטן מידות זרוע 17 – 25 ס"מ
04229.06	שרוול לחץ דם מבוגר מידות זרוע 23 – 33 ס"מ
04229.07	שרוול לחץ דם למבוגר ארוך מידות זרוע 23 – 33 ס"מ
04229.08	שרוול לחץ דם מבוגר גדול מידות זרוע 31 – 40 ס"מ
04229.81	שרוול לחץ חד פעמי גודל 1 לתינוק מידות זרוע 3.3 – 5.6 ס"מ
04229.82	שרוול לחץ חד פעמי גודל 2 לתינוק מידות זרוע 4.2 – 7.1 ס"מ
04229.83	שרוול לחץ חד פעמי גודל 3 לתינוק מידות זרוע 5.4 – 9.1 ס"מ
04229.84	שרוול לחץ חד פעמי גודל 4 לתינוק מידות זרוע 6.9 – 11.7 ס"מ
04229.85	שרוול לחץ חד פעמי גודל 5 לתינוק מידות זרוע 8.9 – 15 ס"מ
02128.91	צינור לחץ דם לא פולשני NIBP, אורך 2.5 מ'
02128.92	צינור לחץ דם לא פולשני NIBP, אורך 4.0 מ'
02128.95	מתאם צינור לחץ דם NIBP, לשרוולים חד פעמיים אורך 14 מ'
04204	אופצית טמפרטורה (2 ערוצים)
02131.0	סנסור טמפרטורה YSI401D
04231.0	כבל מתאם לסנסור טמפרטורה חד פעמי
04231.11	פולי קטטר חד פעמי עם סנסור טמפרטורה 12F (20 בקופ')
04231.21	סנסור רקטאלי/אספוגוס חד פעמי עם סנסור טמפרטורה 12F (20 בקופ')
04231.31	סנסור Tympanum, חד פעמי מבוגר (20 בקופ')

מק"ט	פריט
04231.32	סנסור Tympanum, חד פעמי ילד (20 בקופ')
02131.9	כיסויים חד פעמיים לסנסור טמפרטורה רב פעמי (10 בקופ')
04231.41	סנסור טמפרטורה עורי חד פעמי STS-400 (20 בקופ')
04205	אופצית לחץ דם פולשני IBP (4 ערוצים)
04333.0	כבל מתאם IBP קורפולס 3 עם מחבר ODU
04233.01	פלג IBP (ODU) קורפולס 3
04233.02	כבל מתאם מפצל IBD-Y קורפולס 3 עם 2 x מחברי GE
04206	אופצית CO2 (CapONE תוצרת ניון קודהן)
04234.1	סנסור CO2 דגם CapONE
04234.11	מתאם אנדוטרכיאלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ')
04234.20	מתאם נזלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ')
04234.21	מתאם נזלי/אוראלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ')
04234.22	מתאם אנדוטרכיאלי בר התאמה ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ')
04234.0	כבל מתאם CO2 דגם CapONE (אורך 0.6 מ')

טבלה 9-6 אביזרים לאופציות הניטור של סימנים חיוניים

מק"ט	פריט
04208	אופציית מדידת/ אינטרפרטציה א.ק.ג. 12 לידים (ביוסיגנה) קורפולס 3
04103	אופציית מודם GSM (GPRS) קורפולס 3
04102	אופציית קורא כרטיס מבוטח חכם קורפולס 3
04211	אופציית ממשקהעברת נתונים ב Bluetooth מיחידת חולה קורפולס 3

טבלה 9-7 אופציות נוספות

מק"ט	פריט
04400	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 1.5 מ'
04400.01	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 0.4 מ'
04400.02	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 0.25 מ'
04400.03	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 2.5 מ'

מק"ט	פריט
04400.003	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם MagCode אורך כבל 1.5 מ'
04400.041	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם פלג Molex אורך כבל 2.0 מ'
04400.1	מתאם מקבע ליחידת דפיברילטור/קוצב ללא טעינה
04400.2	תמיכה ליחידת דפיברילטור/קוצב (רק בקומבינציה עם מתאמים)
04400.3	מקבע יחידת דפיברילטור/קוצב לקונסולת טעינה LK08/16 ללא טעינה
04401	מתאם מקבע טעינה ליח' מוניטור 12V DC אורך כבל 1.5 מ'
04401.003	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם כבל MagCode אורך כבל 1.5 מ'
04401.041	מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם פלג Molex אורך כבל 2.0 מ'
04401.1	מתאם מקבע ליחידת מוניטור ללא טעינה
04404.1	מתאם קיר לקיבוע מתאם מקבע (מק"ט 04401) ללא טעינה
04406	מתאם זזית למוניטור 60° עבור מתאם מקבע מוניטור (מק"ט 04401)
04406.01	מתאם זזית למוניטור 35° עבור מתאם מקבע מוניטור (מק"ט 04401)
04402	מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה 12V DC אורך כבל 1.5 מ'
04402.003	מתאם טעינה ליחידת חולה קורפולס 3 עם MagCode אורך כבל 1.5 מ'
04402.1	מתאם מקבע ליחידת חולה ללא טעינה
04402.06	מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה 12V DC אורך כבל 0.1 מ'
04402.41	מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה עם מחבר Molex אורך כבל 2.0 מ'
04403	מתאם מקבע טעינה מעביר מקורפולס 08/16 לקורפולס 3
04403.1	מתאם ביניים ליחידת טעינה למתאם מוניטור עבור אלונקה קורפולס 3
04403.6	מתאם ביניים לקידוח תבנית LP12 לקורפולס 3
04405.1	מתאם מקבע רצפה למסוק לקיבוע יח' דפיברילטור/קוצב קורפולס 3 (מק"ט 04400)
04405.5	מתאם מקבע רצפה ליחידת דפיברילטור/קוצב קורפולס 3 (מק"ט 04400)

מק"ט	פריט
04411.51	מתאם ליחידת טעינה קורפולס 3 לפסי תליה 200מ"מ (2 בסט)
04460.03043	כבל טעינה 12 וולט עם פלג מגנטי
04460.03044	כבל טעינה 12 וולט עם 2 פלגים מגנטיים

טבלה 8-9 אביזרים לקיבוע וטעינה ברכב

מק"ט	פריט
04410.1	מתאם לאלונקה סטולנוורק (כולל סט ברגים)
04410.2	מתאם לאלונקת סטרייקר M1 (כולל סט ברגים)
04410.21	מתאם לאלונקת סטרייקר M1 לאיזור הראש (כולל סט ברגים)
04410.3	מתאם לאלונקת קרטסנה (כולל סט ברגים)
04412.2	מתאם נתיק לאלונקה קוטר 19/22 מ"מ מעקה חיצוני (כולל סט ברגים)

טבלה 9-9 אביזרים לקיבוע מתאמים אלונקות

מק"ט	פריט
04411.1	מתאם לפס תפיסה (כולל סט ברגים)
04411.2	מתאם למרפאה/ לפס תפיסה של מיטה (כולל סט ברגים)
04411.5	מתאם למקבע טעינה לשני מסי תלייה קורפולס 3 10" (2 סטים)

טבלה 10-9 אביזרים לקיבוע למיטות מרפאה, פסי תליה

מק"ט	פריט
04501.120	מטען טעינה ממתח רשת קורפולס 3 עם פלג מגנטי (120W)
04500.1201	מטען טעינה ממתח רשת קורפולס 3 עם פלג Molex (120W)
04520.10	כבל טעינה 1.8 מ' עמיד בשוק מכאני עם תקע חשמלי למטען קורפולס 3 וקורפולס 08/16
04520.20	כבל טעינה 1.8 מ' ארה"ב למטען קורפולס 3 וקורפולס 08/16
04520.31	כבל חשמלי 2.5 מ' עם פלג אנגלי למטען קורפולס 3
04520.45	כבל חשמלי 2.5 מ' עם פלג אנגלי BS 1363/A/Connector C13 למטען קורפולס 3

טבלה 9-11 אביזרים לטעינה ולספקי כח

מק"ט	פריט
70710.01100	ציפוי פלסטי שקוף למסך – מגן שריטות קורפולס 3
01126.1	אלקטרודות א.ק.ג. חד פעמיות, ילד ומבוגר 35 מ"מ קוטר (50 בקופ')
01239	ג'ל דפיברילציה 100 גר'

טבלה 9-12 אביזרים נוספים

מק"ט	פריט
01227	מתאם לאלקטרודות תינוק
04222.1	כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 עם סימון AHA, אורך 2.0 מ'
04222.2	מתאם כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 לתינוקות וילודים
04223.1	כבל ניטור א.ק.ג. חזה 6 גידי קורפולס 3 עם סימון קוד 2 AHA
04222.02	כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 עם סימון עם קליפ וקוד ERC אורך 3.6 מ'
01126.1	אלקטרודות א.ק.ג. חד פעמיות למבוגר וילד 35 מ"מ קוטר
04321.5	רצועת כתף ליחידת מוניטור/דפיברילטור דגם PAX
04321.8	רצועת גב לנשירת יחידת מוניטור/דפיברילטור קורפולס 3
04252	כיסוי לכניסת כרטיס זכרון Compact Flash ביחידת חולה
04325.51	מתאם לבובת אימון דגם Laerdal/Ambu קורפולס 3
04324.6000	כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי פיליפס לרדל

מק"ט	פריט
04324.6010	כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי זול
04324.6020	כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי פיזיו קונטרול
04324.6041	כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי שילר

טבלה 9-13 אביזרים נוספים

מק"ט	פריט
97041.1	מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס (רק עם מק"ט 04103)
97041.2	מודול טלמדיסין קורפולס 3 – PC D-ECG (רק עם מק"ט 04103)
97041.3	מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס, PC D-ECG (רק עם מק"ט 04103)
97041.4	מודול טלמדיסין קורפולס 3 – ניטור זמן אמת PC (רק עם מק"ט 04103)
97041.5	מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס PC D-ECG וניטור זמן אמת (רק עם מק"ט 04103)
D04100	קופסת דמי של יחידת מוניטור קורפולס 3
D04200	קופסת דמי של יחידת חולה קורפולס 3
D04300	קופסת דמי של דפיברילטור/ קוצב קורפולס 3
D04000	קופסת דמי של מכשיר אחוד ללא אביזרים

טבלה 9-14 קורפולס 3 תוכנת טלמדיסין

מק"ט	פריט
97030	תוכנת Corpuls.net גרסת PC בסיסית (פונקציות מוגבלות)
97040	תוכנת Corpuls.net גרסת שרת בסיסית בקרת ואבטחת איכות (קורפולס 3), לא כולל התקנה
97040.3	רשיון תוכנה ל Corpuls.net לכל יחידת חולה מקושרת
97030.1	תוכנת Corpuls.net גרסת PC מקצועית
97040.1	תוכנת Corpuls.net גרסת שרת נתונים להעברה / טלמדיסין (D-ECG) לא כולל התקנה
97040.2	תוכנת Corpuls.net גרסת שרת נתונים להעברה / טלמדיסין ניטור בזמן אמת לא כולל התקנה

טבלה 9-15 Corpuls.net תוכנת

לא ניתן להבטיח הגנה מפני שוק חשמלי של המטופל, מטפל או צד שלישי אם נעשה שימוש באביזרים אשר אינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן.



אזהרה

10 פעולה במקרה של תקלה

10.1 אזעקות טכניות

שים לב אזעקות טכניות מוצגות באופן בלעדי אך ורק בשורת המצב ולא בשורת ההודעות (לחלוקת המסך, אנא עיין בחלק 4.1.2 מבנה בסיסי של תצוגות המסך ביחידת המוניטור, עמוד 37)

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
Defib selftest error	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
ECG failure (X) ECG failure (X) (P-Box)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5 - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Error IBP module	- אופציית המדידה של מודול זה תקולה - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Error NIBP hardware NIBP HW error	- המתן עד 20 שניות להתחלת מדידה. לחצן תוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה - אם המטופל אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3 - בדוק אם למטופל יש דופק
ONLY FOR TEST PURPOSE ONLY FOR TEST (P-Box)	- התוכנה המותקנת במכשיר שוחררה לצרכי בדיקה בלבד. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Oxi failure (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 10 - אופציית המדידה של מודול זה תקולה - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Risk of Overheating (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2 - דפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה (1 = בבתי הכפות) (2 = שקע כבל דפיברילציה ראשי) במרווח זמן קצר מידי בין השוקים. המנע מדפיברילציות נוספות על מגעי הבדיקה
Self test failed Self test failed (P-Box)	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
β SW- NOT FOR PAT.USE (defib) β SW- NOT FOR PAT.USE (monitor) β SW- NOT FOR PAT.USE (P-Box)	- התוכנה המותקנת במכשיר הנה מגרסת בטא. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים - גרסת הבטא שוחררה אך ורק על מנת לבצע בדיקות למכשיר אך טרם נבדקה ושוחררה במלואה - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי

טבלה 10-1 אזעקות טכניות כלליות

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
Replace battery (defib) Replace battery (monitor) Replace battery (P-Bpx)	- יש לבדוק את הסוללה באופן מיידי ולהחליפה במידת הצורך - הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
No battery inserted (defib) No battery inserted (monitor) No battery inserted (P-Bpx)	- חסרה סוללה במודול המוזכר בהודעה - הכנס סוללה ואז חבר מודולים יחד כדי שהמכשיר יוכל לנצל אנרגיה משותפת מסוללות במודולים אחרים במידה והמכשיר נמצא במצב נייד ללא מקור טעינה
Check battery (defib) Check battery (monitor) Check battery (P-Bpx)	- יש לבדוק את הסוללה במהירות האפשרית ולהחליפה במידת הצורך - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Battery temperature high (defib) Battery temperature high (monitor) Battery temperature high (P-Bpx)	- תהליך טעינת הסוללות גורם לעלייה גבוהה בטמפרטורה ($> 60^{\circ}\text{C}$) - הקורפולס 3 או המודול שבהתאמה היו כנראה חשופים לטמפרטורה גבוהה. ראה נספח ד' ספסיפיקציות טכניות עמוד 300 - הפסק את תהליך הטעינה ע, ניתוק הקורפולס 3 מהמטען - במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Battery low (defib) Battery low (monitor) Battery low (P-Bpx)	- מצב הטעינה של הסוללה נמוך כעת מ 20% מהקיבולת הכוללת של המודול המצויין בהודעה. - חבר את המודול הרלוונטי לספק כח לטעינה בהקדם האפשרי

טבלה 10-2 אזעקות לגבי ניהול האנרגיה במכשיר

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
Defibrillator Alarm	- הקורפולס 3 מתפקד עדיין כשורה, ואולם יש להפנותו לבדיקה טכנאית שירות בהקדם האפשרי - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Defib temerature high (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2 - הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאוד. - המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה
Worng therapy electrodes	במצב AED חוברו לכבל דפיברילציה ראשי, מדבקות דפיברילציה שאינן מתאימות
Defib failure (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 20 - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Shock aborted	- לא ניתן היה לתת שוק - בדוק מיקום נכון של אלקטרודות הדפיברילציה - חזור על ביצוע פעולת מתן שוק במידת הצורך - האירוע מתועד בפרוטוקול
Paddle interface error	- המחברים של כבל דפיברילציה ראשי ושל אלקטרודות הדפיברילציה חוברו לא נכון, ב 180°, ויש לבדוק באם נגרם להם נזק - במידה ולא נצפה נזק, חבר מחדש את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות הדפיברילציה בצורה נכונה. (ראה פרק 5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות עמוד 69) - במידה והאזהרה נמשכת או שנזק נראה בעין, הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
SYND TEST error	- קיימת תקלת חומרה בדפיברילטור - הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד. - המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה
Connect therapy electrodes	- חבר את אלקטרודות הדפיברילציה CorPatch או את כפות הדפיברילציה לכבל דפיברילציה ראשי של הקורפולס 3 - אם האזהרה נמשכת חבר באופן מיידי את אלקטרודות הדפיברילציה הרזרביות
Therapy electrodes loose	- חבר אלקטרודות Corpatch למטופל - במידת הצורך בדוק ושפר את טיב המגע של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור המטופל

טבלה 3-10 אזהרות דפיברילטור

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Wrong therapy electrodes	- הקורפולס 3 נמצא במצב קוצב וכפות הדפיברילציה מחוברות - חבר אלקטרודות Corpatch
Defibrillator failure (3)	- תקלה פנימית - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Pacer failure	- יש לבדוק את פונקצית הקיצוב באופן מיידי. הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
No ECG cable (PACER)	- הקוצב מכונן לקיצוב במצב DEMAND, אך כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר למטופל, או שאחד הגידים התנתק מהמטופל - בדוק שכבל המוניטור ה 4 גידי מחובר - בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. - ודא שהאלקטרודות מחוברות כראוי לכבל הניטור וכן לעור המטופל
Pacer high impedance	- ודא כי אלקטרודות הדפיברילציה מסוג CorPatch נמצאות במגע מלא עם עור המטופל - במידה והמטופל שעיר מאד, גלח את האיזור הנדרש ובמידת הצורך השתמש באלקטרודות CorPatch חדשות
Pacer circuit open	- ודא כי כל הכבלים והמחברים מחוברים כנדרש. - ודא כי אלקטרודות ה Corpatch מונחות בצורה נכונה
Check Pacer	- הקוצב בפעולה אך אין קשר בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/קוצב - התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה: - ודא שהמרחק המקסימאלי בין המודולים לא עולה על 10 מטרים ושאינ מחסומים ומכשולים שעלולים להפריע לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד. - התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה: - ודא ששני ממשקי האינטרא אדום אינם מכוסים או מלוכלכים
Pacer short circuit	- אלקטרודות ה CorPatch צריכות להיות מונחות במרחק מספיק אחת מהשניה כדי לאפשר קיצוב. - ודא שאלקטרודות ה CorPatch אינן נוגעות או שבסמיכות יתרה אחת לשניה - ודא שאינם גורם הולכה כלשהו בין אלקטרודות ה CorPatch (רטיבות)
Pacing not possible	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי

טבלה 4-10 אזעקת קוצב

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
ECG failure (X) ECG failure (X) (P-Box)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5 - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
CO2 apnoea CO2 apnoea (P-Box)	- אובחנה אפנאה - בדוק נשימות

הודעת אזהרה	הסבר / ופעולה
CO2 error CO2 error (P-Box)	• בדוק את סנסור ה CO2 • פעל על פי הצורך: חבר סנסור CO2 למטופל, חבר את סנסור ה CO2 למתאם, או שמקם את סנסור ה CO2 במחזיק שלו שבתא ה CO2 • הסר גופים זרים ממשטחי סנסור ה CO2
CO2 cable loose	• הכבל המצויין אינו חובר ליחידת החולה • בדוק את הכבל בהתאם וחבר אותו במידת הצורך
Defective oxi adhesive sensor Defect. Adh. Oxi sen (P-Box)	• סנסור הפלסטר תקול או פג תוקף • נורות הלב של הסנסור חייבות לחפוף בדיוק זו מעל זו באיזור הנבדק
Defective oxi sensor Defect. Oxi sen (P-Box)	• הסנסור תקול או שאינו מחובר כראוי • נתק את הכבל המתאם וחבר שוב • אם נורית הלב האדומה של הסנסור אינה נדלקת יש להחליף הסנסור
Defective oxi cable Defect. Oxi cable (P-Box)	• הכבל המתאם תקול או שאינו מחובר כראוי • נתק את הכבל המתאם וחבר מחדש • אם נורית הלב של הסנסור אינה נדלקת, יש להחליף את הכבל המתאם
ECG electrodes off ECG electrodes off (P-Box)	• יותר מאלקטרודות א.ק.ג. אחת אינה מחוברת למטופל • בדוק אלקטרודות א.ק.ג.
ECG electrodes (X) off ECG electrodes off (X) (P-Box)	• X מייצג אלקטרודה V1 עד V6 • חבר את הגיד המתאים של כבל הא.ק.ג. 6 גידי לאלקטרודה שממנה התנתקו שנתק את כבל הא.ק.ג. שאין בו שימוש עם הקורפולס 3 (ראה פרק 6.3.2 הכנה לא.ק.ג. דיאגנוסטי 12 לידים, עמוד 116) • בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. • ודא שהכבל מחובר כנדרש לאלקטרודות ואו שהאלקטרודות מודבקות היטב לעור המטופל
ECG electrode R/RA off Electr. R/RA off ECG electrode L/LA off Electr. L/LA off ECG electrode F/LL off Electr. F/LL off	• חבר את הגיד המתאים של כבל המוניטור ה 4 גידי לאלקטרודה שממנה התנתק (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106) • בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. • ודא שכל הגידים מחוברים כנדרש לאלקטרודות ושכל האלקטרודות מודבקות היטב לעור החולה
No ECG cable	• הקורפולס 3 המצב AED כשכפות הדפיברילציה מחוברות וכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר ליחידת החולה • חבר את כבל המוניטור ה 4 גידי
ECG Cable (4 pole) loose 4-pole cable loose (P-Box)	• בדוק אם כבל המוניטור ה 4 גידי מחובר בצורה נכונה ליחידת החולה

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Error NIBP measurement Error NIBP meas	- בדוק אם - צינור לחץ הדם מחובר בצורה נכונה - צינור לחץ הדם אינו מכופף - ארטיפקטים ארעו תוך כדי מדידה - שרוול לחץ הדם הושם על הזרוע כהלכה - שגיאה נוספת מוזכרת - חזור על המדידה
IBP (X) sensor loose P(X) sensor loose (P-box)	"X" מייצג את ערוצי המדידה של הלחץ דם הפולשני P1-P4 - החיישן שהוזכר אינו מחולטרנסדיוסר כהלכה או לכבל המתאם - בדוק את החיישן הספציפי ואבטח אותו במידת הצורך
IBP calibration error IBP calibration error (P-box)	- נוצר אירוע בפרוטוקול המציין כי כיול הלחץ דם הפולשני נכשלה - חזור על פעולת הכיול
P1 cable loose P2 cable loose P3 cable loose P4 cable loose	- בזמן שהמכשיר מבצע פעולת כיול של הערוץ, הכבל אינו מחובר ליחידת החולה. - בדוק את הכבל שצויין וחבר שוב במידת הצורך
No Oxi adhesive sensor No adh. Oxi Sen. (P-box)	- סנסור הפלסטר פגום או שתוקפו פג - יש לישר את נורות הלב של הסנסור בדיוק אחת מעל השניה באזור המדידה.
No Oxi sensor	- כבל הסנסור אינו מחובר כלל או שאינו מחובר נכון - נתק את כבל הסנסור וחברו מחדש - במידה ונורית הלב של הסנסור אינה מאירה יש להחליף את הסנסור
NIBP inflate not possible NIBP no inflation (P-Box)	- ודא שצינור הניפוח של לחץ הדם אינו מכופף או סגור - ודא שהמטופל אינו שוכב על הצינור או על השרוול - ודא שהשרוול מחובר כנדרש
NIBP automeasurment failed NIBP auto fail. (P-Box)	- בצע מדידה ידנית - אם הודעת השגיאה ממשיכה יש ליצור קשר עם נותן השירות.
NIBP no signal	- ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאינן תנודות חיצוניות במידת האפשר - ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה - ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון
NIBP measurement aborted NIBP meas abort. (P-Box)	- המתן עד 20 שניות לתחילת מדידה. לחצן התוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה. - אם הנבדק אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3. - בדוק אם לנבדק דופק.
NIBP not calibrated NIBP not calibr. (P-Box)	- אופצית המדידה של לחץ דם אינה מכוילת - צור קשר ודווח לנותן השירות

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
NIBP not available NIBP n. a. (P-Box)	- אם הנבדק אינו במצב קריטי אתחל את הקורפולס 3 - בדוק אם לנבדק דופק. - בצע בדיקה ידנית
NIBP pneumatic blockage NIBP pneum block (P-Box)	- ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם. - ודא כי השרוול בגודל נכון - ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור - ודא שהשרוול מחובר כהלכה
NIBP safety OFF	- בדוק את מצב הנבדק - נסה מדידה שוב - ודא שהנבדק שוכב באופן רגוע במהלך המדידה ושאר תנודות חיצוניות ככל הניתן. - ודא שהשרוול מחובר כהלכה.
NIBP cuff overpressure NIBP cuff overp. (P-Box)	- ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם. - ודא כי השרוול בגודל נכון - ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור - ודא שהשרוול מחובר כהלכה
	- ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה. - ודא שהשרוול מחובר כהלכה. - ודא כי השרוול בגודל נכון - כרוך את השרוול ישירות על הזרוע
Low confidence (X) Low conf. (X) (P-Box)	"X" מייצג את הפרמטרים PI, PP, SpCO, SpHb, SpMet, SpO2 - מידת PI אינה אפשרית - ודא כי נעשה שימוש בסנסור הנכון - בדוק אם הסנסור פועל - החלף סנסור במידת הצורך.
Oxi: Low perfusion (X) Oxi: Low perf. (X) (P-Box)	"X" מייצג את הפרמטרים SpCO, SpHb, SpMet - אות המדידה חלש מדי - ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה. - ודא שהשרוול מחובר כהלכה. - בחר איזור מדידה אחר
Oxi: Demo tool	- סנסור הדגמה מחובר למכשיר, לצרכי הדגמה - לצרכי מדידת נבדק יש להחליף את סנסור ההדגמה בסנסור אמיתי.
Oxi: Interference	- אור סביבתי חזק מדי (על הנבדק (סנסור) - יש להסיר או להקטין את מקור האור - סוכך על הסנסור מאור - חבר הסנסור במקום אחר
Oxi: Calibrating	לאחר חיבור הסנסור, הפולס אוקסימטר מבצע כיוול אוטומטי. חיווי לתהליך זה מתקבל ע"י שעון חול המופיע בפינה ימנית עליונה של שדה הפרמטר. התהליך יכול להמשך עד 120 שניות עבור SpCO, SpHb ו SpMet.

הודעת אזעקה	הסבר / ופעולה
Oxi: Low Perfusion Oxi Low Prefusion (P-Box)	• אות המדידה חלש מדי • ודא כי הנבדק שוכב ברוגע במהלך המדידה והפחת עד כמה שניתן תנודות חיצוניות. • בחר באתר מדידה אחר על גוף הנבדק.
Oxi: Check Connection to P-Box Oxi: Check conn. (P-Box)	• הסנסור או הכבל המתאם אינם מחוברים או שאינם מחוברים בצורה נכונה. • נתק את הסנסור או את הכבל המתאם וחבר מחדש. • אם נורית ה LED של הסנסור אינה מהבהבת יש להחליף את הכבל המתאם.
Oxi cable life expired Oxi cable exp. (P-Box)	•
Adhesive Oxi sensor expired Adh. Oxi Sen. Exp (P-Box)	•
Oxi cable loose	•
Oxi sensor loose Oxi sensor loose (P-Box)	•
Oxi: SpO2 only mode Oxi: SpO2 only (P-Box)	•
Oxi sensor expired Oxi sen exp. (P-Box)	•
T1/T2 Sensor loose T1/T2 sensor off (P-Box)	•
Temperature measurement failed Error tem. Mod. (P-Box)	•
Invalid oxi adhesive sensor Inv. Adh. Mod. (P-Box)	•
Invalid Oxi Sensor Inval. Oxi sen. (P-Box)	• נעשה שימוש בסנסור לא נכון • יש להחליף את הסנסור בסנסור נכון
Invalid Oxi cable	• נעשה שימוש בכבל מתאם לא נכון • יש להחליף את הכבל המתאם בכבל נכון
VT/VF Possible	• קיימת אפשרות לאריתמיה מסוג VT או VF • בצעה אנליזה שח הא.ק.ג או אינטרפרטציה במצב של AED

טבלה 10-5 אזעקות פונקציות המוניטור

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
No connection to Defib Defibrillator not available	• בדוק שיחידת הדפיברילציה/ קוצב פועלת • תקשורת אלחוטית בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאינ מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. • תקשורת בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: • בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת
Radio conn. Not available	• כרטיס תקשורת אלחוטי תקול • ניתן להשתמש בקורפולס 3 במצב אחוד בלבד בחיבור אד-הוק • יש ליצור קשר עם ספק השירות
HW conflict [Module]	• אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל • בשל חוסר התאמת חומרה בין המודולים ניתן להשתמש ביחידות במצב אחוד בלבד בחיבור אד-הוק • יש ליצור קשר עם ספק השירות
Module restarts	• הודגת אזהרה מוצגת ע"ג מסך יחידת החולה או המוניטור • המודול הרלוונטי מאותחל מחדש בשל בעיית תוכנה
Monitor N/A (not available)	• בדוק שהמוניטור דולק • תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאינ מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. • תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: • בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת
Pairing failed	• אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל • למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11 • יש ליצור קשר עם ספק השירות
No connection to P-Box	• בדוק שהמוניטור דולק • תקשורת אלחוטית בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאינ מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. • תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: • בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
SW conflict [Module]	• אישור הצימוד (Pairing) נכשל • בשל שוני בגרסאות תוכנה המותקנות על המודולים לא ניתן לחבר ביניהם ויש להפרידם • למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11 • יש ליצור קשר עם ספק השירות

טבלה 10-6 אזהקות תקשורת

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Printer paper jammed	• הנייר התקמט תוך כדי הדפסה • פתח את דלת המדפסת והוצא את החלק המקומט של הנייר. משוך את הנייר באיטיות ובזהירות קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר ע"ג שיני התלישה של המדפסת. • מהירות המדפסת על 6.25 מ"מ/ שניה והסימונים שגליל הנייר נמצא בסופו
Refill printer paper	• גליל הנייר במדפסת קרוב לסיום ופס הסימון של סוף הנייר נראה לעין
Printer temperature too high	• ראש ההדפסה חם מדי כרגע וההדפסה אינה אפשרית. אפשר ליחידת המוניטור להתקרר, במידת האפשר
Printer voltage too low Printer voltage low (P-box)	• הודעת אזהרה מוצגת על גבי צג יחידת החולה • רמת הטעינה של הסוללה ביחידת המוניטור נמוכה מידי או שחסרה סוללה ביחידת החולה כך שהדפסה אינה מתאפשרת כרגע. טען את יחידת המוניטור או שחבר אותה למתאם מקבע / טעינה
Printout aborted	• החיבור בין המוניטור ליחידת החולה הופסקה במהלך ההדפסה. • קצר את המרחק בין המודולים או • חבר את המודולים באופן פיזי, מכאני.

טבלה 10-7 אזהקות מדפסת

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
CF capacity low	• הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20% • הוצא את כרטיס הזיכרון (Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC) • מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד. • אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר.
CF card missing	• כרטיס הזיכרון מוכנס בצורה לא נכונה למקומו ביחידת החולה. • כרטיס הזיכרון אינו נמצא כלל ביחידת החולה • אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת הכרטיס

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
CF card full	- הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20% - הוצא את כרטיס הזיכרון (Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC) - מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד. - אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר.
CF card error	- כרטיס הזיכרון אינו מאותחל כנדרש (Format) הוצא את הכרטיס ושמור את תוכנו על גבי מדיה (דוגמת PC). אתחל את הכרטיס בהתאם להוראות בפרק 8.3 הטיפול במידע, עמוד 201. - כרטיס הזיכרון אינו תקין - אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת כרטיס תקין
Fax transmission failed	- שידור פקס לא הצליח - חזור על התהליך - יש ליצור קשר עם נותן השירות
Fax connection busy	- מכשיר הפקס של המקבל תפוס - חזור על התהליך או שהעבר הפקס מאוחר יותר
Fax connection not possible	- קיימת אפשרות שמספר הפקס שנעשה בו שימוש אינו נכון - חזור על החיוג
Error GSM module	- מודול ה GSM אינו תקין - יש ליצור קשר עם נותן השירות
Failure HES data transmission	- ארעה תקלה תוך שידור נתוני מדידות ואינטרפרטציה הא.ק.ג. של תוכנת ה HES - שידור הנתונים לא הצליח - חזור על הפעולה - במידה והתקלה חוזרת על עצמה שוב ושוב יש ליצור קשר עם נותן השירות.
Error insurance card	- כרטיס המבוטח לא נקרא או שאינו מוכר. - שלוף את הכרטיס מהקורפולס 3 וודא שהרכיב החכם מופנה כלפי קדמת המכשיר - כרטיסים נתמכים כוללים רק כרטיסי מבוטח גרמניים, כרטיסים רפואיים אלקטרוניים, ת.ז. בלגיות. - תהליך הקריאה עשוי להמשך עדכ 10 שניות
GPRS authorization failed	- כרטיס ה SIM אינו משוייך לשירות GPRS - ה APN המוגדר שגוי או שהחיבור לרשת ה GSP הופסק - חזור על הנסיון לממש תקשורת.
GPRS link error	- לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר. - הגדר ושמור APN - התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Wrong GSM PIN	- ה PIN השייך לכרטיס ה SIM הינו מוכר ע"י הקורפולס 3. קיימת אפשרות שכרטיס ה SIM במכשיר הקורפולס 3 הוחלף. - אין לחזור ולשלוח מידע מהמכשיר כדי להמנע מנעילת ה SIM. התקשר עם האדם האחראי על המכשיר.
No APN enetered	- לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר. - הגדר ושמור APN - התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני
GSM network not available	- איכות הקליטה נמוכה. לא ניתן לבסס תקשורת עם הרשת הסלולרית. - אם הדבר אפשרי שפר מיקום עם קליטה טובה יותר. - אם נחוץ, חזור על התהליך מאוחר יותר.
No GSM PIN configured	- ה PIN השייך לכרטיס ה SIM לא הוגדר - הגדר את ה PIN
No SIM card	- כרטיס ה SIM חסר - כרטיס ה SIM הוכנס למקומו במכשיר בצורה לא נכונה. - הכנס את כרטיס ה SIM למקומו במכשיר.
Insurance card reader not available	- לא ניתן היה לאתחל את קורא כרטיסי הביטוח. - במידה ומצב המטופל אינו קריטי ניתן לאתחל את מכשיר הקורפולס במידה והאזהרה ממשיכה להתקשר עם נותן השירות למכשיר.
D-ECG transfer to server failed	- הקשר עם השרת או עם יחידת החולה הופרע. - אתחל חיבור. - חזור על הקלטת הא.ק.ג. ושידור ה D-ECG לשרת.
Server unreachable	- תקלה בתקשורת האינטרנט של השרת או שהחיבור הופסק ע"י המשתמש. - חזור על הנסיון לבסס תקשורת.
Server not found	- הוגדרו כתובת IP או דומיין שגויים. - חיבור דומיין (שרות DNS) אינו זמין או תקול. - בדוק דומיין או כתובת IP והגדר מחדש עם נדרש.
Server conn. Refused	- השרת מחובר לרשת התקשורת, תוכנת Corpuls.net לא פועלת או שקרסה. - בדוק שרת.
Server conn. Reset	- התקשורת אותחלה ע"י השרת. - חזור על הנסיון לבסס תקשורת.
Server access denied	- לקורפולס 3 אין את הרשיון הדרוש לחיבור לשרת. - יש לצור קשר עם נציגי היצרן.
SIM card error	- הקורפולס 3 אינו מזהה את כרטיס ה SIM. - ודא שכרטיס ה SIM הוכנס למכשיר בצורה נכונה ושאינו מלוכלך.

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
SIM card locked	- אם מתבצע שידור נתונים מספר פעמים למרות PIN שגוי, כרטיס ה SIM ינעל. שידור נתונים לא יתאפשר יותר גם אם יוכנס PIN נכון בהגדרות ה קורפולס 3. - הוצא את כרטיס ה SIM ממכשיר הקורפולס 3 והחלף בכרטיס חדש. כרטיס ששנעל ניתן לפתוח בתוך מכשיר טלפון סלולרי ע"י הקלדת PIN2/PUK/PUK2 ("super PIN") (PIN:Personal Identification Number, PUK:Personal Unlocking Key)
Phonebook update failed	- לא ניתן לקרוא מספר הטלפונים במכשיר. - במידה והזיכרון נמצאעל כרטיס ה SIM בדוק אותו. - במידה והזיכרון ממוקם בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר.
Phonebook upload failed	- לא ניתן לקרוא את ספר הטלפונים. - במידה וספר הטלפונים נמצא בכרטיס ה SIM, בדוק אותו. - במידה וספר הטלפונים בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר.
Invalid user settings Inval. Settings (P-Box)	- ההגדרות של המכשיר אינן תואמות את ההגדרות שיובאו למכשיר. - קורפולס 3 טוען את הגדרות המפעל.
Time/Date invalid Time/Date inv. (P-Box)	- הזמן והתאריך שהוגדרו אינם תקינים. - הגדר תאריך/שעה נכונים.

טבלה 8-10 ניהול נתונים ואזעקות טלמטריה

10.2 איתור תקלות ופעולות מתקנות

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
רמקול יחידת המוניטור חלש מדי או שאינו נשמע כלל	הוגדרה עוצמת קול נמוכה.	הגדר את עוצמת הקול כך שישמע. (ראה פרק 7.4 , הגדרת אזעקה עמוד 170)
	פתח הרמקול מלוכלך.	נקה את פתח הרמקול
רמקול יחידת המוניטור מזמזם במצב מודולרי או חצי מודולרי	אזעקת צליל הניתוק של יחידת הדפיברילטור/קוצב הופעלה	למידע על הגדרות צליל הניתוק ראה פרק 7.5.3 הגדרות פונקציות הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 179.
רמקול יחידת החולה חלש מדי או שאינו נשמע	הוגדרה עוצמת קול נמוכה.	הגדר את עוצמת הקול כך שישמע. (ראה פרק 7.4 , הגדרת אזעקה עמוד 170)
	פתח מוצע הקול ביחידת החולה מלוכלך	נקה את פתח מוצא הקול

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
הזמן מוצג בצורה לא נכונה	המכשיר אינו מכוון לשעה הנכונה.	- כונן את השעה נכון (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176) - קביעת ההגדרות כברירת מחדל יכולה להתבצע ע"י האדם האחראי על המכשיר בלבד.
התאריך מוצג בצורה לא נכונה	המכשיר אינו מכוון לתאריך הנכון.	- כונן את התאריך (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176) - קביעת ההגדרות כברירת מחדל יכולה להתבצע ע"י האדם האחראי על המכשיר בלבד.
תאריך/שעה שגויים	הוכנס תאריך הקודם את מועד יציאת הגרסה הנוכחית המותקנת במכשיר.	כונן את התאריך בצורה נכונה (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)
פונקציות כגון D-ECG, LT-ECG, NIBP אינן זמינות (מופיעות באפור)	תקלה פנימית	כבה את המכשיר ואם התקלה חוזרת צור קשר עם החברה הנותנת את השירות למכשיר.
	יחידת החולה ואו הדפיברילטור כבויים	הדלק את יחידת החולה ואו את הדפיברילטור.
פונקציית LT-ECG אינה זמינה	כרטיס זיכרון חסר במכשיר	הכנס את כרטיס הזיכרון בצורה נכונה למכשיר
	כרטיס הזיכרון שבמכשיר אינו כרטיס מקורי של היצרן	השתמש אך ורק בכרטיס זיכרון מקורי של היצרן
	כרטיס הזיכרון מלא	מחק את הנתונים שעל הכרטיס והכנס למכשיר
הקורפולס 3 נפתח במסך שחור עם הכותרת "Update Mode"	הלחצן הסיבובי נלחץ במהלך הדלקת המכשיר או שהוא לחוץ קבוע מסיבה כלשהי	- ודא שהלחצן הסיבובי אינו לחוץ או תקוע. - כבה את המכשיר ע"י לחיצה על לחצן On/Off למשך 8 שניות ברצף, והפעל מחדש.
יציאת הגדרות נכשל	ההגדרות לא נשמרו	יש לשמור את ההגדרות לפני יציאה.
יבוא הגדרות נכשל	קובץ ההגדרות נכתב בגרסת מכשיר שונה	יש לצור קשר עם נותן השרות.

טבלה 9-10 תקלות כלליות

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
הודעת שגיאה "No connection to defibrillator unit"	יחידת הדפיברילטור/קוצב נמצאת מחוץ לתחום הקליטה האלחוטית	- בדוק אם יחידת הדפיברילטור/קוצב דלוקה - קצר את המרחק בין היחידות או - חבר את היחידות פיזית למכשיר אחד
לא ניתן להדליק את יח' המוניטור	תקלה בתקשורת בין היחידות. לחצן ההפעלה On/Off נלחץ לאחרונה ל-8 שניות או יותר	- נתק את יח' המוניטור מיח' הדפיברילטור/קוצב ומיחידת החולה - בדוק אם יחידת הדפיברילטור/קוצב ויחידת החולה פועלים. - הפעל את יח' המוניטור באמצעות On/Off
היחידות אינן מקיימות תקשורת במצב אחד (כל המודולים מחוברים פיזית)	גופים זרים מכסים את עינית האינפרה אדום.	- בדוק שאין גוף זר מודבק או מכזה את עיניות האינפרה אדום. - הסר גופים זרים. - נקה את ממשק האינפרה אדום
	אישור צימוד (Pairing) לא מתאפשר. מוצגת ההודעה "Pairing failed"	- בדוק שכל המודולים פועלים - חזור על תהליך הצימוד Pairing - אם ההודעה אינה נעלמת התקשר עם הנציג ך נהשרות.
תקשורת בין היחידות חלשה. התקשורת בין היחידות אפשרית למרחקים קצרים	יחידת החולה מסוככת ע"י חסמים מתכתיים, אנשים או גוף המטופל.	- אנטנת יחידת החולה ממוקמת בחלק עליון שלה. במידת האפשר חשוף אותה ומקם אותה כך שתהיה גלויה למול היחידות האחרות - מקם את יחידת החולה במיקום גבוה או התקן אותה באמצעות מקבע מתאים - הסר חסמים מתכתיים אפשריים
	אפשרות לתקלה טכנית	- חבר את היחידות פיזית - צור קשר עם נותן השרות

טבלה 10-10 תקלות תקשורת בין היחידות

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא ניתן שוק למרות לחיצה על לחצני השוק בכפות	לחצני השוק נלחצו לזמן קצר מדי	- שחרר שוק שוב - במצב דפיברילציה החזק את הלחצנים לחוצים למשך שניה אחת לפחות
	תקלה בכפות דפיברילציה	- החלף את כפות הדפיברילציה. השתמש בנתיים באלקטרוודות corPatch - צור קשר עם נותן השרות

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
זמן טעינת הדפיברילטור לשוק ארוך מדי	מצב הטעינה של הסוללה נמוך	- במידת האפשר חבר את הדפיברילטור לספק כח חיצוני - חבר את יחידת הדפיברילטור/קוצב ליחידות האחרות ואפשר ליחידה קבלת אנרגיה מהן.
טעינת הדפיברילטור לשוק אינה אפשרית	טמפרטורת סביבה נמוכה מדי ($< -10^{\circ}\text{C}$) ואחוז טעינת סוללה $> 70\%$ והתנאים לעבודה כמכשיר אחוד לא מתקיימים	- שמור על המכשיר במצב טעינה מספק - בטמפרטורות נמוכות השתמש בפונקציות הטיפוליות רק במבנה אחוד של המכשיר.
לא ניתן לתת שוק באמצעות אלקטרודות corPatch clip	האלקטרודות לא מחוברות בצורה טובה	בדוק את הכבל ואת ממשקי תקע האלקטרודה במידת הצורך.
	החלק המבודד עלול להיות מחובר למגעים שבתפס כבל האלקטרודה	בדוק את המגעים עם התפס. הוצא את החלק המבודד במידת הצורך

טבלה 10-11 תקלות בזמן דפיברילציה

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא ניתן לקצב בזמן חיבור עם אלקטרודות corPatch clip	האלקטרודות לא מחוברות בצורה טובה	בדוק את הכבל ואת ממשקי תקע האלקטרודה במידת הצורך.
	החלק המבודד עלול להיות מחובר למגעים שבתפס כבל האלקטרודה	בדוק את המגעים עם התפס. הוצא את החלק המבודד במידת הצורך

טבלה 10-12 תקלות בזמן קיצוב

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
קריאת הא.ק.ג. מכבל מוניטור אינה איכותית	אלקטרודות א.ק.ג. שבשימוש פגות תוקף	השתמש אך ורק באלקטרודות שעל המארז שלהן מצוין כי הן בתוקף
	נעשה שימוש באלקטרודות מיצרנים שונים	השתמש באלקטרודות מיצרן אחד מאותו מודל בעת ניטור א.ק.ג.
	אלקטרודות הא.ק.ג. יבשות	אל תשתמש באלקטרודות שהיו מחוץ למארז או שהמארז שלהן היה פתוח לזמן ארוך מדי
		אל תשתמש באלקטרודות שנחשפו לשמש או לטמפרטורות קיצון לזמן ארוך מדי
		יש לעקוב אחר הוראות האחסון של יצרן האלקטרודות הא.ק.ג.

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
	המגע בין אלקטרודות הא.ק.ג. ועור המטופל אינו טוב	- בדוק את מגע אלקטרודות הא.ק.ג. של כבל המוניטור ה-4 גידי ובמיוחד את החיבור הירוק והשחור. - הסר עודפי שיער מעור המטופל - נקה את העור באיזורי מגע האלקטרודות באמצעות נזל על בסיס אלקהול במידת האפשר - השתמש באלקטרודות א.ק.ג. חדשות
	מחבר של אחד הגידים או יותר בכבל הניטור ה-4 גידי אינו מחובר היטב לאלקט'	בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור הירוק והשחור.
	קיימות הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות	במידת האפשר נטרל, כבה הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות
	הגדרות מסנן הא.ק.ג. החשמלי אינן נכונות	בדוק הגדרות פילטר א.ק.ג. למצב מוניטור ומצב אבחוני (דיאגנוסטי) בדוק הגדרות הפילטר למתח הרשת
גלי הא.ק.ג. שנבחרו ואחרים אינם מוצגים	המגע בין אלקטרודות הא.ק.ג. ועור המטופל אינו טוב	בדוק את מגע אלקטרודות הא.ק.ג. עם עור המטופל ובמיוחד את החיבור הלידים שאינם מוצגים.
	מחבר של אחד הגידים או יותר בכבל הא.ק.ג. אינו מחובר היטב לאלקט'	בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור הירוק והשחור את החיבור הלידים שאינם מוצגים.
	כבל הא.ק.ג. אינו מחובר	חבר את כבל הא.ק.ג. (4 גידי ואו 6 גידי) לשקע המתאים ביחידת החולה
	לא מתקבל אות למוניטור. קיימת אפשרות של נתק בתקשורת עם יחידת החולה.	בדוק את מצב החיבור והתקשורת עם יחידת החולה ובמידת האפשר שפר מרחק או הצמד פיזית את היחידות למצב אחד.
	קיים מגע רופף של אלקטרודות אדום/צהוב ועור החולה	בדוק מגע עם עור החולה ובאופן בפציפי את מגע של הגידים האדום והצהוב.
מוצג רק גל אחד של א.ק.ג.	מחבר של אחד הגידים האדום או הצהוב בכבל הניטור ה-4 גידי אינו מחובר היטב לאלקט'	בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור האדום והצהוב.
	מצב השמעת הצליל של ה QRS ב OFF	לחץ על לחצן התוכנה [QRS] במצב מוניטור
אין צליל QRS	מצב הרמקול של המכשיר	הפעל את הרמקול של יחידת המוניטור (ראה פרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג., עמוד 162)

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
	עוצמת הצליל של הרמקול נמוכה מדי	הגבר עוצמת הרמקול לעוצמת שמיעה מתאימה (ראה פרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג. עמוד 163)
	פתח הרמקול מלוכלך	נקה את פתח הרמקול

טבלה 10-13 תקלות בזמן ניטור א.ק.ג.

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
• ערך רוויון חמצן אינו מוצג • גל הפלטיסמוגרף אינו מוצג • ערך הפולס הפריפראלי PP אינו מוצג • ערכי רוויון החמצן אינם מדוייקים • ערכי רוויון החמצן אינם סבירים	חיישן הפולס אוקסימטר אינו ממוקם בצורה נכונה על הגוף	מקם את חיישן הסטורציה על פי הוראות היצרן המופיעות עם החיישן.
	נעשה שימוש בחיישן לא מתאים	השתמש בחיישן סטורציה המתאים לגילו ולמשקלו של הנבדק.
	חיישן הפולס אוקסימטר מלוכלך	נקה את חיישן הסטורציה (ראה פרק 9.7.5 חיישן סטורציה, עמוד 233)
	האיזור הנמדד מלוכלך או מופרע ע"י גורמים (כגון זיהום, לק)	סובב את החיישן ב 90° נקה את האיזור הנמדד (לדוגמה הורד את הלק) בחר איזור מדידה אחר
	כבל מאריך של הפולס אוקסימטר אינו מחובר ליחידת החולה	ודא שהכבל המאריך מחובר ליחידת החולה
	חיישן הפולס אוקסימטר אינו מחובר לכבל המאריך	ודא שהחיישן מחובר לכבל המאריך
	אין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור	קצר מרחקים בין יחידת החולה והמוניטור
	אור סביבתי חזק משבש את הקריאה. (לדוגמא אור קסנון בחדרי ניתוח, אור אולטרא סגול המנטרל בלירובין)	נסה לסוכך על הסנסור מכניסת אור סביבתי
	תזוזה פיסית של המטופל מפריעה למדידה.	אבטח את החיישן. נסה לנטרל את הגורם לתזוזה.
	הפרפוזיה באיזור הנמדד נמוכה	בחר איזור מדידה אחר
	החיישן הוצמד בצורה חזקה מדי	הרפה את אחיזת החישן

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
	הפרעות אלקטרומגנטיות למדידה (לדוגמה מכשירי דיאטרמיה)	פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות
	למטופל קיימת הפרעה בהמוגלובין	פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות
	פגמנט תוך ורידי בדם המטופל מפריע למדידה (לדוגמה מתילן כחול)	שנה אזור מדידה
	דפקים ורידיים מפריעים למדידה	• בחר איזור מדידה אחר
	החיישן מוקם על אצבע ביד בה הורכב גם שרוול למדידת לחץ דם, קטטר ארטריאלי או גישה תוך ורידית אחרת	• מקם את החיישן ביד השניה • שנה אזור מדידה
	המטופל במצב של לחץ דם נמוך מאד, אנמיה חמורה או היפוטרמיה.	פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות
	המטופל בדם לב או במצב של שוק	פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות

טבלה 10-14 תקלות בזמן ניטור רוויון חמצן

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא ניתן להתחיל מדידת לחץ דם לא פולשני	יתכן שאין תקשורת עם יחידת החולה	• בדוק שיחידת החולה פועלת • בדוק את מצב התקשורת בין היחידות ובמידת הצורך שפר מיקום ומרחק בין יחידת החולה והמוניטור • כשהמכשיר במצב אחוד בדוק את ממשקי האינטרפר אדום.
	יתכן שרוול לחץ הדם ואו הצינור אינם מחוברים כהלכה	בדוק חיבורי השרוול והצינור. במידה ואינם מחוברים חבר אותם.
ניטור לחץ הדם רצוף הפרעות	יתכן ששרוול לחץ הדם סגור בצורה כלשהי ולא ניתן לנפחו.	שחרר את הזרוע המשמשת למדידה, הסר פרטי לבוש והחל במדידה מחדש.
	ארטיפקטים תוך מדידה כתוצאה מתנועות המפריעות אותה	ודא שהאיזור הנמדד נמצא במנוחה ולא נע בזמן מדידה

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
ערכי מדידת ה NIBP אינם סבירים	נעשה שימוש בשרוול קטן מדי או גדול מידי	השתמש בשרוול לחץ דם במידה המתאימה
שרוול לחץ הדם אינו מתנפח במלואו	יתכן ששרוול לחץ הדם או הצינור ניזוקו	השצמש בשרוול לחץ דם חדש
	קיימת אפשרות שאין חיבור בין שרוול לחץ הדם ליחידת החולה	- בדוק אתחיבור צינור לחץ הדם ליחידת החולה - החלף את הצינור במידת הצורך
צינור לחץ הדם השתחרר מיחידת החולה	מחבר הצינור לא ננעל בצורה נכונה ליחידת החולה	- בדוק את המחבר - החלף את המחבר אם פגום. השתמש בצינור לחץ דם חדש.
	החיבור נפתח כשמזיזים את הצינור	במקרים אלו טבעת קיבוע קיימת כחלק חילוף. צור קשר עם גותן השרות

טבלה 10-15 תקלות בזמן מדידת לחץ דם לא פולשני NIBP

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
ערכי ה CO2 אינם מוצגים גל ה CO2 אינו מוצג ערכי קצב הנשימות RR אינם מוצגים	חיישן ה CO2 אינו ממקום נכון על דרכי הנשימה	מקם את חיישן ה CO2 על פי הוראות היצרן לגבי החיישן ומתאם נתיב האויר.
	חיישן ה CO2 או מתאם נתיב אויר של החיישן מלוכלכים	נקה את חיישן ה CO2 ואת מתאם נתיב האויר (ראה פרק 9.7.6 חיישן CO2, עמוד 234)
	כבל מאריך של חיישן CO2 אינו מחובר ליחידת החולה	ודא שהכבל המאריך מחובר ליחידת החולה
	חיישן ה CO2 אינו מחובר לכבל המאריך של החיישן	ודא שהחיישן מחובר לכבל המאריך
גל ה CO2 משתבש באופן אקראי והופך לקווים מקווקוים	לא מתקבל אות מידע. קיינת אפשרות שאין תקשורת עם יחידת החולה	- בדוק שיחידת החולה פועלת - בדוק את מצב התקשורת בין היחידות ובמידת הצורך שפר מיקום ומרחק בין יחידת החולה והמוניטור - כשהמכשיר במצב אחוד בדוק את ממשקי האינפרה אדום.
	כיוול עצמי של יחידת ה CO2	יחידת ה CO2 מבצעת כיוול. לא נדרשת מדידה.

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא ניתן למדוד CO2 בנשיפה	צינורית מתאם הקפנוגרף הנזלי חסומה	- כשהצנרת חסומה משיירים, החיישן אינו יכול לבצע מדידה - החלף את המתאם הנזלי בחדש.
	המתאם הנזלי יצא או שאינו ממוקם בצורה טובה במקומו	כשהמתאם הנזלי אינו ממוקם בצורה טובה באף, החיישן אינו יכול למדוד CO2
	המתאם הנזלי YG-120 משמש למטופל הנושף מהפה	- המתאם ההנזלי YG-120T אינו מיועד למדוד CO2 המטופל הנושף מהפה - השתמש במתאמים YG-121T או YG-122T
	אור סביבתי חזק מדי, עלול לשבש את המדידה לחלוטין	חסום תאורה סביבתית סביב חיישן ה CO2
ערכי המדידה של ה ETCO2 אינם מדויקים או יציבים	החיישן חובר רק עתה למטופל	- מיד לאחר השמת החיישן קיימת סטיה ראשונית בשל טמפרטורת הגוף של המטופל - המתן מספר דקות עד להתייצבות החיישן
	מדידה לטווח ארוך בתנאים סביבתיים קיצוניים של לחות גבוהה, לדוגמה אינהלציה או העשרת גז בלחות גבוהה	- במצבים של לחות סביבתית גבוהה מצטבר אובך של נוזלים כתוצאה מהתעבות הגז הננשף מהמטופל. החלונות השקופים שבמתאם עלולים לאבד מהיכולת המונעת עיבוי שלהם ולגרור למדידה לא יציבה או לא מדויקת - בדוק מפעם לפעם את מצב המתאם ובמידת הצורך החלף אותו בחדש. - דע כי לא ניתן להשתמש במתאם ליותר מ 24 שעות
	המתאם הנזלי מלוכלך מדם או ליחה	- אין העברה מספקת של אור אינפרה אדום בתוך המתאם - החלף את המתאם הנזלי במתאם חדש
	חלונות ההשמה של החיישן על המתאם מלוכלכים	אין העברה מספקת של אור אינפרה אדום בתוך המתאם. נקה את החיישן בהתאם להוראות שבספר הפעלה 9.7.6 חיישן CO2 עמוד 234.

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת																	
	הטמפרטורה הסביבתית משתנה במהירות	- הקריאה של חיישן הקפנוגרפיה משתנית כתוצאה משינוי מהיר בטמפרטורה הסביבתית - המתן עד להתייצבות טמפרטורת החיישן																	
ערכי ה-ETCO ₂ הנמדדים נמוכים מהערך האמיתי	המטופל נושם במהירות גבוהה מאד ואו באופן לא סדיר	הערך הנמדד עלול להיות לא נכון אם קצב הנשימות של החולה הנו מעל לספציפיקציות והיכולות של החיישן																	
	ה-ETCO ₂ הננשף מעורבב בשאיפות	טכנולוגיית capONE מבוססת על כך שאין גז CO ₂ בשאיפה. לפיכך קיום של CO ₂ מעורבב בשאיפה עלול להוריד את ערכי ה-ETCO ₂ הנמדדים בנשיפה ביחס לערך האמיתי. לפיכך לדוגמא עם בשאיפה קיים 1 מ"מ כספית של CO ₂ הערך הנמדד יציג 10% פחות מהערך האמיתי.																	
	נפחי נשימה נמוכים במיוחד	- במקרים של נפח נשימה נמוך ובשל "השטח המת" (1.2 mL) עלול CO₂ להתערבב באויר הנשאף - טכנולוגיית capONE מבוססת על כך שאין גז CO₂ בשאיפה. לפיכך קיום של CO₂ מעורבב בשאיפה עלול להוריד את ערכי ה-ETCO₂ הנמדדים בנשיפה ביחס לערך האמיתי.																	
	המדידה מבוצעת בסביבה לחץ נמוך, כגון באזור גאוגרפי גבוה	טכנולוגיית capONE מושפעת מהלחץ האטמוספרי. לכל ירידת לחץ של 15hPa, הערך הנמדד נמוך ב 1 מ"מ כספית מהערך האמיתי																	
ערך ה-ETCO ₂ הנמדד גבוה מהערך האמיתי	שימוש בו זמני במוניטור דידה המשמש בהרדמה בנוכחות גזי הרדמה	טכנולוגיית capONE מושפעת מנוכחות גזי הרדמה ועלולה להציג ערך גבוה מהאמיתי. השינויים מהערך האמיתי הם כדלקמן:																	
	נעשה שימוש בגז הרדמה N ₂ O	<table border="1"> <thead> <tr> <th>גז</th><th>ריכוז</th><th>הפרש</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>הלוטן</td><td>4%</td><td>1+ מ"מ כס'</td></tr> <tr> <td>אנפלוון</td><td>5%</td><td>1+ מ"מ כס'</td></tr> <tr> <td>איזופלוון</td><td>5%</td><td>2+ מ"מ כס'</td></tr> <tr> <td>סבופלוון</td><td>6%</td><td>3+ מ"מ כס'</td></tr> <tr> <td>דספלוון</td><td>24%</td><td>7+ מ"מ כס'</td></tr> </tbody> </table> גז יבש מעורב עם 5% (38 מ"מ כספית) CO₂ ו N₂ תחת 1kPa	גז	ריכוז	הפרש	הלוטן	4%	1+ מ"מ כס'	אנפלוון	5%	1+ מ"מ כס'	איזופלוון	5%	2+ מ"מ כס'	סבופלוון	6%	3+ מ"מ כס'	דספלוון	24%
גז	ריכוז	הפרש																	
הלוטן	4%	1+ מ"מ כס'																	
אנפלוון	5%	1+ מ"מ כס'																	
איזופלוון	5%	2+ מ"מ כס'																	
סבופלוון	6%	3+ מ"מ כס'																	
דספלוון	24%	7+ מ"מ כס'																	
		טכנולוגיית capONE מושפעת מ N ₂ O ומייצרת ערך גבוה יותר מהערך האמיתי.																	

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
CO2 הננשף דרך הפה נמוך מדי או שאינו נמדד אפילו כשמתאמים YG-121T או YG122T מחוברים	אביזר איסוף האויר רחוק מדי מהפה	• מרחק גדול מידי של אביזר האיסוף של ה CO2 מהפה אינו מאפשר מדידה של ה CO2. • שפר והתאם זווית של אביזר האיסוף ודאג שהוא יהיה במרחק קטן מ 1 ס"מ מהשפתיים של המטופל.
	מערכת capONE מחוברת למטופל עם דפורמציה אוראלית ונושף CO2 מזוית הפה	אביזר האיסוף מהפה של ה CO2 אינו מצליח לצבור כמות מספקת של CO2 למדידה כך שהמדידה יכולה להיות נמוכה מידי או שלא נמדדת כלל.
החיישן יורד בקלות עם תזוזת המטופל	החיישן אינו מחובר למטופל כנדרש לפי הוראות ההפעלה של החיישן	• קבע את כבל החיישן סביב שתי האזניים והחלק את טבעת ההידוק עד לסנטר המטופל. • קבע את המתאם הנזלי לאף באמצעות סרט הדבקה
	לא ניתן לקבע את כבל הסנסור סביב האזניים כנדרש.	כרוך את סרט ההדבקה מסביב שתי עצמות הלחיים וחבר את כבל החיישן לעצמות הלחיים באמצעות הסרט.
	לא ניתן לחבר את סרט ההדבקה לאף כנדרש לקיבוע המתאם הנזלי	כרוך את סרט ההדבקה מסביב שתי עצמות הלחיים וחבר את כבל החיישן לעצמות הלחיים באמצעות הסרט.
גרף מתבדר של קפנוגרף בשימוש עם צינור העשרת חמצן	משקפי החמצן מוכנסים לנחיריים	• חמצן ניתן באופן ישיר לאף דרך הנחיריים כך ש CO2 הננשף מצטבר הצינורית הנזלית ומעוותת את הגרף • חבר את צינור העשרת החמצן באופן המוצג בספר ההפעלה של החיישן.
	זרימת חמצן גבוהה מדי	• כשזרימת החמצן גבוהה מדי היא משפיעה על ה CO2 הננשף ומעוותת את גרף הקפנוגרף, במיוחד בסוף הנשיפה שם הנפח הננשף יורד. • כוון את זרימת החמצן לערכי זרימה נמוכים יותר מ 5 ליטר/דקה במידה ואין סתירה עם צרכי הטיפול והאינדיקציות הנדרשות למטופל זה.
	נפחי הנשימות של המטופל קטנים באופן קיצוני	• ה CO2 הננשף מושפע בקלות מחמצן וגרף הקפנוגרף עלול להשתבש.

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
	נעשה שינוי בצינור העשרת חמצן שאינו מאושר ע"י יצרן הקפנורף Nihon Kohden	- עלולה להווצר בעיה בקריאת ה CO2 אם ניתן חמצן מכיוונים לא צפויים/רצויים באמצעות משקפי חמצן שאינם מאושרים ע"י היצרן. - השתמש בצינור העשרת חמצן מאושר (לדוגמה צינור חמצן "V923" Nihon Kohden , מק"ט MKD-02-capONE) - לצינור חמצן אלטרנטיבי התקשר עם חברת Nihon-Kohden (www.nihonkohden.com) או לנותן שירות של קורפולס 3.
משקפי החמצן יורדים בקלות	משקפי החמצן אינם מחוברים למטופל.	יש לקבע את צינור החמצן באמצעות סרט הדבקה על פי הוראות ההפעלה.
	- נעשה שימוש בצינור חמצן שאינו מאושר ע"י יצרן הקפנורף Nihon Kohden - יתכן שצינור העשרת החמצן אינו מהודק למחבר החמצן.	- השתמש בצינור העשרת חמצן מאושר (לדוגמה צינור חמצן "V923" Nihon Kohden , מק"ט MKD-02-capONE) - לצינור חמצן אלטרנטיבי התקשר עם חברת Nihon-Kohden (www.nihonkohden.com) או לנותן שירות של קורפולס 3.

טבלה 10-16 תקלות בזמן ניטור CO2

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
ערכי הטמפרטורה אינם מוצגים	חיישן הטמפרטורה אינו מחובר ליחידת החולה	ודא כי תקע חיישן הטמפרטורה מחובר לאחד משני שקעי הטמפרטורה ביחידת החולה "Temp 1" או "Temp 2"
	לא מתקבל אות מיחידת החולה. יתכן שאין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור	- בדוק את מצב התקשורת וקצר מרחקים בין יחידת החולה למוניטור במידת הצורך. - אם שגיאה זו מתרחשת במצב של מכשיר אחד, בדוק את ממשקי האינטרפרס אדום. - במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות
ערכי הטמפרטורה המוצגים אינם סבירים	תקלה בחיישן הטמפרטורה	החלף חיישן טמפרטורה בחיישן חדש.

טבלה 10-17 תקלות בזמן מדידת טמפרטורה

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
- ערכי הלחץ דם הפולשני אינם מוצגים - גל הלחץ דם הפולשני אינו מוצג	קבל החיישן של הלחץ דם הפולשני אינו מחובר ליחידת החולה	ודא כי תקע כבל חיישן לחץ הדם מחובר לאחד משני שקעי הטמפרטורה ביחידת החולה "IBP 1" או "IBP 2"
	לא מתקבל אות מיחידת החולה. יתכן שאין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור	בדוק את מצב התקשורת וקצר מרחקים בין יחידת החולה למוניטור במידת הצורך
	ערוץ מדידת לחץ הדם אינו מכויל	כיל את ערוץ מדידת הלחץ דם במידת הצורך

טבלה 10-18 תקלות במדידת לחץ דם פולשני IBP

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא מתקבלת הדפסה למרות לחיצה על לחצן הדפסה	נגמר גליל הנייר במדפסת	הכנס גליל נייר חדש
	נייר התקמט בזמן הדפסה	פתח את דלת המדפסת ושחרר את הנייר שהתקמט. כדי לעשות זאת משוך את הנייר קדימה, סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר באמצעות שיני התלישה.
	הנייר "פצוע" לצידי גלגלת המדפסת	פתח את דלת המדפסת. משוך בזהירות שירי נייר קרועים ומשוך נייר חדש קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר באמצעות שיני התלישה.
איכות ההדפסה ירודה	הנייר אינו ממוקם נכון במדפסת	הכנס את הנייר בצורה נכונה (ראה פרק 2-9 עמוד 228)
	קיימת אפשרות שראש ההדפסה מלוכלך	נקה את קאש ההדפסה בזהירות עם בד כותנה ספוג אלכוהול בצורה קלה.
	דלת המדפסת אינה סגורה במלואה	הדק לסגירה את דלת המדפסת בשני צידיה. (ראה פרק 9.5 עמוד 227)
בהדפסת פרוטוקול אין הדפסה של א.ק.ג. כלשהו מהמוניטור	אין כרטיס זיכרון CF במכשיר	הכנס את כרטיס הזיכרון בצורה טובה לחריץ המתאים ביחידת החולה. יש להשתמש רק בכרטיס זיכרון מקורי של קורפולס 3
	כרטיס הזיכרון שבמכשיר מלא	שמור את הנתונים על מדיה אחרת נמחק את הנתונים מכרטיס הזיכרון, והחזר אותו למכשיר.
	לא ניתן לקרוא מכרטיס הזיכרון	כרטיס ה CF שבמכשיר אינו מאותחל (Format) בצורה נכונה או שאינו מקורי של קורפולס 3. אתחל כרטיס מקורי של קורפולס 3 והכנס ליחידת החולה.
בהדפסת פרוטוקול מופיעים סימני שאלה במקום ערכי פרמטרים	נעשה שימוש בכרטיס לא מקורי של קורפולס 3	מסיבות בטיחותיות חיוני להשתמש רק בכרטיסי CF מקוריים של קורפולס 3
	לא נמדדו עדיין ערכים ממוצעים לדקה	במידת האפשר הדפס את הפרוטוקול בשלב מאוחר יותר

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
ההדפסה מכילה 6 קווים מקווקיים של א.ק.ג. במצב דפיברילטור	הקורפולס 3 טרם נדלק במלואו.	המתן עד להדלקה מלאה של הקורפולס 3
המדפסת מוציאה דפים בצורה לא מבוקרת	הקורפולס 3 מניח בטעות שדפים נתקעו.	לחץ על לחצן הדפסה Print שוב. אם לא ניתן לעצור את הדפסת הדפים פתח את דלת המדפסת.
דלת המדפסת השתחררה מהציר שלה	נעשה שימוש בכח רב מדי בזמן פתיחת דלת המדפסת	בדוק אם יש נזק נראה לעניין בדלת המדפסת, בגלגלת או תפסני המדפסת. אם אין נזק נראה לעין, הנח את המכשיר על צידו ותן לדלת המדפסת להכנס חזרה לצירה בעדינות. אם התקלה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות.
	הקורפולס 3 נפל כשדלת המדפסת היתה פתוחה.	

טבלה 10-19 תקלות מדפסת

תקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לא ניתן להדליק את הקורפולס 3	אין ספק כח חיצוני בנמצא	חבר לספק כח ממתח הרשת
	יחידת החולה או הדפיברילטור כבר פועלים	להפעלה כמכשיר אחד הכנס לפחות סוללה אחת לאחד המודולים
לא ניתן להדליק את יחידת הדפיברילטור/קוצב, יחידת החולה או המוניטור	אין חיבור לספק כח חיצוני	חבר לספק כח ממתח הרשת
	אין סוללות ביחידות או שהסוללות מרוקנות לחלוטין	להפעלה כמכשיר אחד הכנס לפחות סוללה אחת לאחד המודולים
טעינה אינה מתאפשרת למרות שהמכשיר מחובר לפלג המגנטי	גוף זר עלול להמצא על משטח הפלג המגנטי (לדוגמא מהדק)	הסר גופים זרים ממשטח הפלג המגנטי
הסוללה מתרוקנת במהירות גבוהה	הסוללה מראה סימני בלאי	החלף סוללה במידת הצורך

טבלה 10-20 תקלות בניהול האנרגיה

10.3 הודעות אזעקה לפי סדר ABC

ההודעות הבאות המסודרות לפי סדר ה ABC יכולות להיות מוצגות על גבי המוניטור*:

* ההודעות מובאות בלשון אנגלית כפי שמופיעות ע"ג הצג

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
Adhesive Oxi sensor expired Adh. Oxi sen.exp (P-Box)	- חיישן האוקסימטריה הנדבק הנו פג תוקף או שאינו תקין - נורות הלב של החיישן צריכות להיות מודבקות באופן ישיר זו מעל השניה באזור הנמדד
Battery low (defib) Battery low (monitor) Battery low (P-Bpx)	- מצב הטעינה של הסוללה נמוך כעת מ 20% מהקיבולת הכוללת של המודול המצויין בהודעה. - חבר את המודול הרלוונטי לספק כח לטעינה בהקדם האפשרי
Battery temperature high (defib) Battery temperature high (monitor) Battery temperature high (P-Bpx)	- תהליך טעינת הסוללות גורם לעלייה גבוהה בטמפרטורה ($> 60^{\circ}\text{C}$) - הקורפולס 3 או המודול שבהתאמה היו כנראה חשופים לטמפרטורה גבוהה. ראה נספח ד' ספסיפיקציות טכניות עמוד 300 - הפסק את תהליך הטעינה ע, ניתוק הקורפולס 3 מהמטען - במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
β SW-NOT FOR PAT.USE (defib) β SW-NOT FOR PAT.USE (Monitor) β SW-NOT FOR PAT.USE (P-Box)	- גרסת התוכנה הנה בטא. אין להשתמש בגרסה זו על מטופלים. - גרסת בטא זו הופצה למטרות בדיקה בלבד. הפונקציות קיימות אך לא נבדקו במלואן. - אנא צור קשר עם נציג היצרן.
CF capacity low	- הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20% - הוצא את כרטיס הזיכרון (Compact Flash[®]) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC) - מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד. - אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר.
CF card error	- כרטיס הזיכרון אינו מאותחל כנדרש (Format) הוצא את הכרטיס ושמור את תוכנו על גבי מדיה (דוגמת PC). אתחל את הכרטיס בהתאם להוראות בפרק 8.3 הטיפול במידע, עמוד 201. - כרטיס הזכרון אינו תקין - אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת כרטיס תקין

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
CF card full	- הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20% - הוצא את כרטיס הזיכרון (Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC) - מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד. - אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר.
CF card missing	- כרטיס הזיכרון מוכנס בצורה לא נכונה למקומו ביחידת החולה. - כרטיס הזיכרון אינו נמצא כלל ביחידת החולה - אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת הכרטיס
Check battery (defib) Check battery (monitor) Check battery (P-Bpx)	- יש לבדוק את הסוללה במהירות האפשרית ולהחליפה במידת הצורך - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Check Pacer	- הקוצב בפעולה אך אין קשר בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/קוצב - התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה: ודא שהמרחק המקסימאלי בין המודולים לא עולה על 10 מטרים ושאר מחסומים ומכשולים שעלולים להפריע לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. - התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה: ודא ששני ממשקי האינטרא אדום אינם מכוסים או מלוכלכים
CO2 apnoea CO2 apnoea (P-Box)	- אובחנה אפנאה - בדוק נשימות
CO2 cable loose	- הכבל המצויין אינו חובר ליחידת החולה - בדוק את הכבל בהתאם וחבר אותו במידת הצורך
CO2 error CO2 error (P-Box)	- בדוק את סנסור ה CO2 - פעל על פי הצורך: חבר סנסור CO2 למטופל, חבר את סנסור ה CO2 למתאם, או שמקם את סנסור ה CO2 במחזיק שלו שבתא ה CO2 - הסר גופים זרים ממשטחי סנסור ה CO2
Connect therapy electrodes	- חבר את אלקטרודות הדפיברילציה CorPatch או את כפות הדפיברילציה לכבל דפיברילציה ראשי של הקורפולס 3 - אם האזעקה נמשכת חבר באופן מיידי את אלקטרודות הדפיברילציה הרזרביות
D-ECG transfer to server failed	- הקשר עם השרת או עם יחידת החולה הופרע. - אתחל חיבור. - חזור על הקלטת הא.ק.ג. ושידור ה D-ECG לשרת.
Defective oxi adhesive sensor Defect. Adh. Oxi sen (P-Box)	- סנסור הפלסטר תקול או פג תוקף - נורות הלב של הסנסור חייבות לחפוף בדיוק זו מעל זו באיזור הנבדק

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
Defective oxi cable Defect. Oxi cable (P-Box)	- הכבל המתאם תקול או שאינו מחובר כראוי - נתק את הכבל המתאם וחבר מחדש - אם נורית הלב של הסנסור אינה נדלקת, יש להחליף את הכבל המתאם
Defective oxi sensor Defect. Oxi sen (P-Box)	- הסנסור תקול או שאינו מחובר כראוי - נתק את הכבל המתאם וחבר שוב - אם נורית הלב האדומה של הסנסור אינה נדלקת יש להחליף הסנסור
Defib failure (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 20 - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Defib selftest error	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Defib temerature high (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2 - הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד. - המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה
Defibrillator Alarm	- הקורפולס 3 מתפקד עדיין כשורה, ואולם יש להפנותו לבדיקה טכנאית - שירות בהקדם האפשרי - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Defibrillator failure (4)	- תקלה פנימית - הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
ECG Cable (4 pole) loose 4-pole cable loose (P-Box)	בדוק אם כבל המוניתור ה 4 גידי מחובר בצורה נכונה ליחידת החולה
ECG electrodes (X) off ECG electrodes (X) off (P-Box)	- X מייצג את מספר האלקטרודה מ V1 עד V6 - חבר את כבל הא.ק.ג. הדיאגנוסטי (6 גידים) לאלקטרודות מהן הוא השתחרר. במידה והכבל אינו מקורי שחרר אותו וחבר כבל מקורי (ראה פרק 6.3.2 הכנה לא.ק.ג. דיאגנוסטי, עמוד 115) - בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. - ודא כי כל הגידים מחוברים לאלקטרודות וכי כל האלקטרודות דבוקות היטב לעור המטופל.
ECG electrodes R/RA off Elec. R/RA off ECG electrode L/LA off Elect. L/LA off ECG electrode F/LL off Elect. F/LL off	- חבר את הגידים של כבל המוניתור לאלקטרודות א.ק.ג. שהתנתקו מהמטופל. (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106) - בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. - ודא כי כל הגידים מחוברים לאלקטרודות וכי כל האלקטרודות דבוקות היטב לעור המטופל.

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
ECG electrodes off ECG electrodes off (P-Box)	• יותר מאלקטרודות א.ק.ג. אחת אינה מחוברת למטופל • בדוק אלקטרודות א.ק.ג.
ECG failure (X) ECG failure (X) (P-Box)	• X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5 • הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו. • צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Error GSM module	• מודול ה GSM אינו תקין • יש ליצור קשר עם נותן השירות
Error IBP module	• אופציית המדידה של מודול זה תקולה • צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Error insurance card	• כרטיס המבוטח לא נקרא או שאינו מוכר. • שלוף את הכרטיס מהקורפולס 3 וודא שהוכנס כשהרכיב החכם מופנה כלפי קדמת המכשיר • כרטיסים נתמכים כוללים רק כרטיסי מבוטח גרמניים, כרטיסים רפואיים אלקטרוניים, ת.ז. בלגיות. • תהליך הקריאה עשוי להמשך עדכ 10 שניות
Error NIBP hardware NIBP HW error	• המתן עד 20 שניות להתחלת מדידה. לחצן תוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה • אם המטופל אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3 • בדוק אם למטופל יש דופק
Error NIBP measurement Error NIBP meas	בדוק אם • צינור לחץ הדם מחובר בצורה נכונה • צינור לחץ הדם אינו מכופף • ארטיפקטים ארעו תוך כדי מדידה • שרוול לחץ הדם הושם על הזרוע כהלכה • שגיאה נוספת מוזכרת • חזור על המדידה
Error Oxi Module Error Oxi mod. (P-Box)	• תקלה באופציית המדידה • צור קשר עם נותן השירות
Failure HES data transmission	• ארעה תקלה תוך שידור נתוני מדידות ואינטרפרטציה הא.ק.ג. של תוכנת ה HES • שידור הנתונים לא הצליח • חזור על הפעולה • במידה והתקלה חוזרת שוב יש ליצור קשר עם נותן השירות.
Fax connection busy	• מכשיר הפקס של המקבל תפוס • חזור על התהליך או שהעבר הפקס מאוחר יותר
Fax connection not possible	• קיימת אפשרות שמספר הפקס שנעשה בו שימוש אינו נכון • חזור על החיוג

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Fax transmission failed	• שידור פקס לא הצליח • חזור על התהליך • יש ליצור קשר עם נותן השירות
GPRS authorization failed	• כרטיס ה SIM אינו משריף לשירות GPRS • ה APN המוגדר שגוי או שהחיבור לרשת ה GSP הופסק • חזור על הנסיון לממש תקשורת.
GPRS link error	• לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר. • הגדר ושמור APN • התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני
GSM network not available	• איכות הקליטה נמוכה. לא ניתן לבסס תקשורת עם הרשת הסלולרית. • אם הדבר אפשרי שפר מיקום עם קליטה טובה יותר. • אם נחוץ, חזור על התהליך מאוחר יותר.
HW conflict [Module]	• אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל • בשל חוסר התאמת חומרה בין המודולים ניתן להשתמש ביחידות במצב אחד בלבד בחיבור אד-הוק • יש ליצור קשר עם ספק השירות
IBP calibration error IBP calibration error (P-box)	• נוצר אירוע בפרוטוקול המציין כי כיול הלחץ דם הפולשני נכשלה • חזור על פעולת הכיול
IBP (X) sensor loose P(X) sensor loose (P-box)	• "X" מייצג את ערוצי המדידה של הלחץ דם הפולשני P1-P4 • החיישן שהוזכר אינו מחולטנסדיוסר כהלכה או לכבל המתאם • בדוק את החיישן הספציפי ואבטח אותו במידת הצורך
Insurance card reader not available	• לא ניתן היה לאתחל את קורא כרטיסי הביטוח. • במידה ומצב המטופל אינו קריטי ניתן לאתחל את מכשיר הקורפולס • במידה והאזהרה ממשיכה להתקשר עם נותן השירות למכשיר.
	•
Invalid Oxi adhesive sensor Inv. Adh. Oxi sen (P-Box)	• חיישן סרט ההדבקה פג תוקף או תקול • יש להקפיד שנורות הלד של החיישן יהיו אחת מעל השניה באיזור המדידה
Invalid Oxi cable	• נעשה שימוש בכבלמתאם לא נכון • יש להחליף את הכבל המתאם בכבל נכון
Invalid Oxi Sensor Inval. Oxi sen. (P-Box)	• נעשה שימוש בסנסור לא נכון • יש להחליף את הסנסור בסנסור נכון
Invalid user settings Inval. Settings (P-Box)	• ההגדרות של המכשיר אינן תואמות את ההגדרות שיובאו למכשיר. • קורפולס 3 טוען את הגדרות המפעל.

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Low confidence (X) Low conf. (X) (P-Box)	• "X" מייצג את הפרמטרים PI, PP, SpCO, SpHb, SpMet, SpO2 • מדידת PI אינה אפשרית • ודא כי נעשה שימוש בסנסור הנכון • בדוק אם הסנסור פועל • החלף סנסור במידת הצורך.
Module restarts	• הודגת אזהרה מוצגת ע"ג מסך יחידת החולה או המוניטור • המודול הרלוונטי מאותחל מחדש בשל בעיית תוכנה
Monitor N/A (not available)	• בדוק שהמוניטור דולק • תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאינן מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. • תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: • בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת
NIBP automeasurment failed NIBP auto fail. (P-Box)	• בצע מדידה ידנית • אם הודעת השגיאה ממשיכה יש ליצור קשר עם נותן השירות.
NIBP cuff overpressure NIBP cuff overp. (P-Box)	• ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם. • ודא כי השרוול בגודל נכון • ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור • ודא שהשרוול מחובר כהלכה
NIBP inflate not possible NIBP no inflation (P-Box)	• ודא שצינור הניפוח של לחץ הדם אינו מכופף או סגור • ודא שהמטופל אינו שוכב על הצינור או על השרוול • ודא שהשרוול מחובר כנדרש
NIBP measurement aborted NIBP meas abort. (P-Box)	• המתן עד 20 שניות לתחילת מדידה. לחצן התוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה. • אם הנבדק אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3. • בדוק אם לנבדק דופק.
NIBP no signal	• ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאינן תנודות חיצוניות במידת האפשר • ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה • ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון
NIBP noisy/erratic signal NIBP noisy sig. (P-Box)	• ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאינן תנודות חיצוניות במידת האפשר • ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה • ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון • שים את השרוול ישירות על הזרוע.

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
NIBP not available NIBP n. a. (P-Box)	- אם הנבדק אינו במצב קריטי אתחל את הקורפולס 3 - בדוק אם לנבדק דופק. - בצע בדיקה ידנית
NIBP not calibrated NIBP not calibr. (P-Box)	- אופצית המדידה של לחץ דם אינה מכוילת - צור קשר ודווח לנותן השירות
NIBP pneumatic blockage NIBP pneum block (P-Box)	- ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם. - ודא כי השרוול בגודל נכון - ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור - ודא שהשרוול מחובר כהלכה
NIBP safety OFF	- בדוק את מצב הנבדק - נסה מדידה שוב - ודא שהנבדק שוכב באופן רגוע במהלך המדידה ושאר תנודות חיצוניות ככל הניתן. - ודא שהשרוול מחובר כהלכה.
No APN enetered	- לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר. - הגדר ושמור APN - התקשר עם ספק השירות הסולרי לקבלת APN עדכני
No battery inserted (defib) No battery inserted (monitor) No battery inserted (P-Bpx)	- חסרה סוללה במודול המוזכר בהודעה - הכנס סוללה ואז חבר מודולים יחד כדי שהמכשיר יוכל לנצל אנרגיה משותפת מסוללות במודולים אחרים במידה והמכשיר נמצא במצב נייד ללא מקור טעינה
No connection to Defib Defibrillator not available	- בדוק שיחידת הדפיברילציה/ קוצב פועלת - תקשורת אלחוטית בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאר מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. - תקשורת בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: - בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת
No connection to P-Box	- בדוק שהמוניטור דולק - תקשורת אלחוטית בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאר מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחד. - תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד: - בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
No ECG cable	- הקורפולס 3 המצב AED כשכפות הדפברילציה מחוברות וכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר ליחידת החולה - חבר את כבל המוניטור ה 4 גידי
No ECG cable (PACER)	- הקוצב מכונן לקיצוב במצב DEMAND, אך כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר למטופל, או שאחד הגידים התנתק מהמטופל - בדוק שכבל המוניטור ה 4 גידי מחובר - בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. - ודא שהאלקטרודות מחוברות כראוי לכבל הניטור וכן לעור המטופל
No GSM PIN configured	- ה PIN השייך לכרטיס ה SIM לא הוגדר - הגדר את ה PIN
No Oxi adhesive sensor No adh. Oxi Sen. (P-box)	- סנסור הפלסטר פגום או שתוקפו פג - יש לישר את נורות הלב של הסנסור בדיוק אחת מעל השניה באזור המדידה.
No Oxi cable	- הכבל אינו מחובר או שאינו מוכנס בשקע במלואו - נתק וחבר את הכבל שוב
No Oxi sensor	- כבל הסנסור אינו מחובר כלל או שאינו מחובר נכון - נתק את כבל הסנסור וחברו מחדש - במידה ונורית הלב של הסנסור אינה מאירה יש להחליף את הסנסור
No SIM card	- כרטיס ה SIM חסר - כרטיס ה SIM הוכנס למקומו במכשיר בצורה לא נכונה. - הכנס את כרטיס ה SIM למקומו במכשיר.
ONLY FOR TEST PURPOSE ONLY FOR TEST (P-Box)	- התוכנה המותקנת במכשיר שוחררה לצרכי בדיקה בלבד. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Oxi cable life expired Oxi cable exp. (P-Box)	הכבל המתאם של האוקסימטר פג תוקף ויש להחליפו בכבל חדש.
Oxi cable loos	- הכבל אינו מחובר ליחידת החולה - בדוק את הכבל וחבר שוב מידת הצורך
Oxi failure (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 10 - אופציית המדידה של מודול זה תקולה - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Oxi sensor expired Oxi sen. Exp. (P-Box)	החיישן פג תוקף ויש להחליפו בחיישן חדש
Oxi sensor loose Oxi sensor loose (P-Box)	- החיישן יצא ממקום המאפשר המשך מדידה על גוף המטופל או מהכבל המתאם - בדוק את מיקום החיישן ואבטח מיקומו שוב
Oxi: Calibrating	לאחר חיבור החיישן, האוקסימטר מבצע כיול אוטומטי. תהליך זה מצויין ע"י שעון חול בפינה הימנית העליונה של שדה הפרמטר ועלול לארוך עד 120 שניות עבור הפרמטרים SpMet i SpHb, SpCO.

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Oxi: Check connection to P-Box Oxi: Check conn. (P-Box)	• החייושן או הכבל המתאם אינו מחובר או שאינו מחובר בצורה נכונה. • נתק את הכבל או הסנסור וחבר מחדש. • אם נורית הלב של החייושן אינה מאירה, יש להחליף את הכבל המתאם.
Oxi: Demo tool	• סנסור הדגמה מחובר למכשיר, לצרכי הדגמה • לצרכי מדידת נבדק יש להחליף את סנסור ההדגמה בסנסור אמיתי.
Oxi: interface	• אור סביבתי חזק על המטופל (חייושן) • יש להוריד או להסיר את מקור האור • סוכך על החייושן מהאור • חבר את החייושן באיזור אחר.
Oxi: Low perfusion (X) Oxi: Low perf. (X) (P-Box)	• "X" מייצג את הפרמטרים SpCO, SpHb, SpMet. • אות המדידה חלש מדי • ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה. • ודא שהשרוול מחובר כהלכה. • בחר איזור מדידה אחר
Oxi: SpO2 only mode	• אם הכיול של הפרמטרים SpCO, SpHb, או SpMet אינו אפשרי, קורפולס 3 עובר למצב של מדידת SpO2 בלבד. • ניתן להתחיל את תהליך הכיול מחדש ע"י הסרת החייושן והשמתו שוב
P1 cable loose P2 cable loose P3 cable loose P4 cable loose	• בזמן שהמכשיר מבצע פעולת כיול של הערוץ, הכבל אינו מחובר ליחידת החולה. • בדוק את הכבל שצויין וחבר שוב במידת הצורך
Pacer circuit open	• ודא כי כל הכבלים והמחברים מחוברים כנדרש. • ודא כי אלקטרודות ה CorPatch מונחות בצורה נכונה
Pacer failure	• יש לבדוק את פונקצית הקיצוב באופן מיידי. הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו • צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Pacer high impedance	• ודא כי אלקטרודות הדפיברילציה מסוג CorPatch נמצאות במגע מלא עם עור המטופל • במידה והמטופל שעיר מאד, גלח את האיזור הנדרש ובמידת הצורך השתמש באלקטרודות CorPatch חדשות
Pacer short circuit	• אלקטרודות ה CorPatch צריכות להיות מונחות במרחק מספיק אחת מהשניה כדי לאפשר קיצוב. • ודא שאלקטרודות ה CorPatch אינן נוגעות או שבסמיכות יתרה אחת לשניה • ודא שאים גורם הולכה כלשהו בין אלקטרודות ה CorPatch (רטיבות)

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Pacing not possible	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Paddle interface error	- המחברים של כבל דפיברילציה ראשי ושל אלקטרודות הדפיברילציה חוברו לא נכון, ב 180°, ויש לבדוק באם נגרם להם נזק - במידה ולא נצפה נזק, חבר מחדש את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות הדפיברילציה בצורה נכונה. (ראה פרק 5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות עמוד 69) - במידה והאזהרה נמשכת או שנזק נראה בעין, הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Pairing failed	- אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל - למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור, עמוד 11 - יש ליצור קשר עם ספק השירות
Phonebook update failed	- לא ניתן לקרוא מספר הטלפונים במכשיר. - במידה והזיכרון נמצא על כרטיס ה-SIM בדוק אותו. - במידה והזיכרון ממוקם בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר.
Phonebook upload failed	- לא ניתן לקרוא את ספר הטלפונים. - במידה וספר הטלפונים נמצא בכרטיס ה-SIM, בדוק אותו. - במידה וספר הטלפונים בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר.
Printer paper jammed	- הנייר התקמט תוך כדי הדפסה - פתח את דלת המדפסת והוצא את החלק המקומט של הנייר. משוך את הנייר באיטיות ובזהירות קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר ע"ג שיני התלישה של המדפסת. - מהירות המדפסת על 6.25 מ"מ/שניה והסימונים שגליל הנייר נמצא בסופו
Printer temperature too high	ראש ההדפסה חם מדי כרגע וההדפסה אינה אפשרית. אפשר ליחידת המוניטור להתקרר, במידת האפשר
Printer voltage too low Printer voltage low (P-box)	- הודעת אזהרה מוצגת על גבי צג יחידת החולה - רמת הטעינה של הסוללה ביחידת המוניטור נמוכה מידי או שחסרה סוללה ביחידת החולה כך שהדפסה אינה מתאפשרת כרגע. טען את יחידת המוניטור או שחבר אותה למתאם מקבע / טעינה
Printout aborted	- החיבור בין המוניטור ליחידת החולה הופסקה במהלך ההדפסה. - קצר את המרחק בין המודולים או - חבר את המודולים באופן פיזי, מכאני.
Radio conn. Not available	- יחידת תקשורת BT תקולה - ניתן להשתמש בקורפולס 3 כמכשיר אחוד בלבד בחיבור אד-הוק - צור קשר עם נותן השירות

הודעת אזהרה	הסבר/ ופעולה
Refill printer paper	גליל הנייר במדפסת קרוב לסיום ופס הסימון של סוף הנייר נראה לעין
Replace battery (defib) Replace battery (monitor) Replace battery (P-Bpx)	- יש לבדוק את הסוללה באופן מיידי ולהחליפה במידת הצורך - הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Risk of Overheating (X)	- X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2 - דפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה (1 = בבתי הכפות) (2 = שקע כבל דפיברילציה ראשי) במרווח זמן קצר מידי בין השוקים. המנע מדפיברילציות נוספות על מגעי הבדיקה
Self test failed Self test failed (P-Box)	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Self test failed	- הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו. - צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי
Server access denied	- לקורפולס 3 אין את הרשיון הדרוש לחיבור לשרת. - יש לצור קשר עם נציגי היצרן.
Server conn. Refused	- השרת מחובר לרשת התקשורת, תוכנת Corpuls.net לא פועלת או שקרסה. - בדוק שרת.
Server conn. Reset	- התקשורת אותחלה ע"י השרת. - חזור על הנסיון לבסס תקשורת.
Server not found	- הוגדרו כתובת IP או דומיין שגויים. - חיבור דומיין (שרות DNS) אינו זמין או תקול. - בדוק דומיין או כתובת IP והגדר מחדש עם נדרש.
Server unreachable	- תקלה בתקשורת האינטרנט של השרת או שהחיבור הופסק ע"י המשתמש. - חזור על הנסיון לבסס תקשורת.
Shock aborted	- לא ניתן היה לתת שוק - בדוק מיקום נכון של אלקטרודות הדפיברילציה - חזור על ביצוע פעולת מתן שוק במידת הצורך - האירוע מתועד בפרוטוקול
SIM card error	- הקורפולס 3 אינו מזהה את כרטיס ה-SIM. - ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למכשיר בצורה נכונה ושאינו מלוכלך.
SIM card locked	- אם מתבצע שידור נתונים מספר פעמים למרות PIN שגוי, כרטיס ה-SIM ינעל. שידור נתונים לא יתאפשר יותר גם אם יוכנס PIN נכון בהגדרות הקורפולס 3. - הוצא את כרטיס ה-SIM ממכשיר הקורפולס 3 והחלף בכרטיס חדש. כרטיס ששנעל ניתן לפתוח בתוך מכשיר טלפון סלולרי ע"י הקלדת PIN2/PUK/PUK2 ("super PIN") (PIN: <u>P</u>ersonal <u>I</u>dentification <u>N</u>umber, PUK: <u>P</u>ersonal <u>U</u>nlocking <u>K</u>ey)

הודעת אזעקה	הסבר/ ופעולה
SW conflict [Module]	• אישור הצימוד (Pairing) נכשל • בשל שוני בגרסאות תוכנה המותקנות על המודולים לא ניתן לחבר ביניהם ויש להפרידם • למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11 • יש ליצור קשר עם ספק השירות
SYND TEST error	• קיימת תקלת חומרה בדפיברילטור • הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד. • המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה
T1/T2 sensor loose T1/T2 sensor off (P-Box)	• החיישן ניתן מאזור המדידה בגוף המטופל או מהכבל המתאם. • בדוק את החיישן ואבטח את מיקומו בצורה טובה.
Temperture measurement failed Error temp. mod (P-Box)	• לא ניתן היה למדוד טמפרטורה בצורה נכונה • בדוק את סנסור הטמפרטורה ואת מקומו על המטופל
Therapy electrodes loose	• חבר אלקטרודות Corpatch למטופל • במידת הצורך בדוק ושפר את טיב המגע של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור המטופל
Time/Date invalid Time/Date inv. (P-Box)	• הזמן והתאריך שהוגדרו אינם תקינים. • הגדר תאריך/שעה נכונים.
VT/VF possible	• קיימת אפשרות לאריתמיה בצורת Ventricular Tachycardia (VT) או Ventricular Fibrillation (VF). • אבחן ECG או בצע אבחון אוטומטי במצב AED
Wrong GSM PIN	• ה PIN השייך לכרטיס ה SIM הינו מוכר ע"י הקורפולס 3. קיימת אפשרות שכרטיס ה SIM במכשיר הקורפולס 3 הוחלף. • אין לחזור ולשלוח מידע מהמכשיר כדי להמנע מנעילת ה SIM. התקשר עם האדם האחראי על המכשיר.
Wrong therapy electrodes	• אלקטרודות לא מתאימות מחוברות לכבל הדפיברילציה במצב AED
Wrong therapy electrodes	• הקורפולס 3 נמצא במצב קוצב וכפות הדפיברילציה מחוברות • חבר אלקטרודות Corpatch

טבלה 10-21 הודעות אזעקה לפי סדר ABC

10.4 הערות בשורת הודעות ומידע בפרוטוקול

ההודעת המצויינות ב' - ' אינן מחייבות הסבר מאחר והן מסבירות את עצמן. הצעדים בהם יש לנקוט הנם לעקוב אחר ההוראות הניתנות בשורת ההודעה. ההודעות הבאות יכולות להיות מוצגות על גבי צג המוניטור או מודפסות במסגרת סיכום הפרוטוקול.

הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול	הסבר/ פעולה לביצוע
Activated (AED)	אירוע בפרוטוקול שהדפיברילטור הופעל במצב AED
Activated (MANUAL)	אירוע בפרוטוקול שהדפיברילטור הופעל במצב ידני (מנואלי)
Ad-hoc connection [Modul]	בוצע חיבור אד-הוק (פיזי) עם יחידת החולה ואו עם יחידת הדפיברילטור/קוצב
Alarm confirmed [Text]	אירוע עם חותמת זמן המופיע בפרוטוקול המצביע על אזעקה טכנית או קלינית/פיסיולוגית ואשר אושרה ע"י המשתמש
Alarm Suspension [number] sec	הודעה בשורת המצב על כך שהשאיית האזעקה הופעלה. הספריה לאחר מראה את הזמן הנותר עד ליציאה האוטומטית ממצב ההשהייה.
CF card currently not available	- כרגע לא ניתן לשמור או לקרוא מכרטיס ה Compact Flash. - בדוק אם כרטיס הזיכרון נמצא ביחידת החולה - במצב של עבודה ביחידות נפרדות הפחת את המרחק ליחידת החולה במידת הצורך. - חבר את היחידות פיזית במידת הצורך.
Charging not possible	- אירעה תקלה טכנית - טמפרטורת הקבל עולה על ערך גבולי כתוצאה מכמות גדולה של פריקות אנרגיה. - אפשר למכשיר להתקרר במנוחה - במידה והשגיאה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות
Check therapy electrodes	- אלקטרודות הדפיב' מחוברות בצורה לא נכונה לכבל דפיב' - בדוק את חיבור התקע ובמידת הצורך בצע שיפור - אם ההודעה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות
Circuit open – Check pacer electrode	- אלקטרודות ה corPatch אינן מחוברות בצורה טובה למטופל או שישנה התנגדות גבוהה מדי לעור החולה. קיצוב אינו אפשרי - בדוק את תאריך פג התוקף של האלקטרודות, אם הן יבשות ואם הן מודבקות בצורה טובה למטופל.
Code changed	אישור שסיסמת הגישה שונתה בהצלחה

הסבר/ פעולה לביצוע	הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול
- האישור על הכנסת סיסמת הרשאה חדשה נדחה כתוצאה מחוסר התאמה עם הזנה ראשונה של הקוד. - לחזרה על התהליך אשר את ההודעה והזן את הקוד שוב	Code mismatch - Retry
--	Configuration loaded
--	Configuration reset
--	Configuration stored
הודעה בשורת מצב כי הודעות האזעקה המופיעות ברשימה ניתנות לאישור לאחר שהמשתמש אישר אותם ונקט באמצעים המתאימים לגבי המטופל.	Confirm alarms
--	Connect ECG cable
הודעת משתמש לחבר את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות דפיברילציה/קוצב.	Connect Pacer cable
- חבר את אלקטרודות ה corPatch או כפות הדפיברילציה לכבל הדפיברילציה הראשי של הקורפולס 3. - אם הודעת האזעקה ממשיכה, חבר זוג אלקטרודות חלופי מיד.	Connect therapy electrodes
- הודעת מצב שידור תקשורת בזמן טלמטריה - נוצר חיבור עם השרת - מצב שידור נתונים פעיל	Connect to server
הודעת למשתמש לאשר המשך קיצוב (טיפול בקוצב חיצוני)	Continue Pacing?
לא ניתן היה לשמור את הא.ק.ג. האבחוני (D-ECG) שהוקלט כי - קיימת אפשרות שכרטיס ה CF מלא - קיימת אפשרות שכרטיס ה CF אינו מוכנס נכון ליח' החולה - קיימת אפשרות שכרטיס ה CF לא תקין - תהליך הכתיבה לכרטיס הזיכרון נכשל - לאחר מחיקה או החלפת כרטיס ה CF, חזור על התהליך. אם ההודעה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות.	D-ECG (NUMBER) not saved (NUMBER)
הודעה בפרוטוקול שא.ק.ג. אבחוני (D-ECG) נשמר. מספר הא.ק.ג. מוצג בסוגריים.	D-ECG ([NUMBER]) saved
אינדיקצית מצב הפקס במהלך המשלוח שלו בסוגריים, מספר הדפים שכבר נשלחו.	D-ECG Fax page [NUMBER] sent

הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול	הסבר/ פעולה לביצוע
D-ECG fax sent	הודעת אישור על משלוח הפקס בהצלחה עם מספר הדפים שעברו
D-ECG printout	אירוע בפרוטוקול שמשמעותו שא.ק.ג. אבחוני הודפס.
D-ECG sent to server	אירוע בפרוטוקול שמשמעותו שא.ק.ג. אבחוני נשלח לשרת בהצלחה
Defib powered on	אירוע בפרוטוקול אשר מתעד הדלקה של יחידת הדפיברילטור/קוצב.
Defibrillation only possible in manual defi mode	- מוצגת למשתמש הודעה אשר מנחה אותו לעבור ממצב AWD למסך של שוק מנואלי. - אלקטרודות הדפיברילציה שבשימוש אינן מאושרות לעבודה במצב AED.
Defibrillator activated AED	אירוע בפרוטוקול המתעד את הכניסה למצב AED
Adefibrillator activated MAN	אירוע בפרוטוקול המתעד את הכניסה למצב ידני, מנואלי
Defibrillator analysis results; >>> Shock not recommended Defibrillator analysis results; >>> Shock not recommended	אירוע בפרוטוקול המתעד את תוצאת האנליזה של הא.ק.ג.
Defibrillator analysis started	אירוע בפרוטוקול המתעד שהחלה אנליזה של הא.ק.ג. במצב AED
Defibrillator deactivated	אירוע בפרוטוקול המתעד יציאה ממצב דפיברילציה
Defibrillator is charging	- הודעה בשורת הודעות שהדפיברילטור נטען לשוק - המתן עד שתהליך הטעינה הסתיים והדפיברילטור מסמן מוכנות למתן שוק ע"י צליל גבוה רציף.
DEMO mode ON	- מצב סימולטור (DEMO) פעיל - בדוק שמופיעים גלים וערכי פרמטרים
Do not touch or move patient	- מתבצע אבחון קצב ע"י המכשיר - אל תגע או תזיז את המטופל - עקוב אחר ההודעות המופיעות על המסך
Energy select [NUMBER] J	אירוע בפרוטוקול המתעד את האנרגיה שנבחרה
Enter code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER]	המשתמש מתבקש להזין את סיסמת ההרשאה
Enter new code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER]	המשתמש מתבקש להזין סיסמת ההרשאה חדשה

הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול	הסבר/ פעולה לביצוע
Error in device (BIM)	- הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות
Error in device (DEFI)	- הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות
Error in device (MAN-BIM)	- הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות
Error in device (PIF)	- הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו - צור קשר עם נותן השירות
Event recorded	אישור על כך שאירוע נשמר בזיכרון
Failure HES data transmission	- שגיאה אירעה במהלך שידור המדידות והאינטרפרטציה של תוכנת ה HES - העברת הנתונים נכשלה - חזור על פעולת השידור - אם שידור הנתונים נכשל באופן חוזר צור קשר עם נותן השירות
Fax connection not possible	- קיימת אפשרות שמספר פקס שגוי חוייג - חזור על החיוג
Fax transmission started	אינדיקצית מצב שידור הפקס
Hardware conflict [Module] pairing impossible	- אישור הצימוד (Pairing) נכשל - בשל שוני בגרסאות חומרה, לא ניתן לחבר בין היחידות - צור קשר עם המשווק/ נותן השירות
High impedance	- הודעה בשורת הודעות במצב קוצב - אלקטרודות ה corPatch אינן מחוברות נכון למטופל - בדוק את החיבור באופן מיידי - השתמש באלקטרודות corPatch חדשות במידת הצורך
High impedance	- ההתנגדות החשמלית של המטופל (אימפדנס) גבוהה מידי להגדרות הטיפול שנבחרו. לא ניתן לקצב בעוצמת הזרם שנבחרה לטיפול - הגבר את הזרם - בצע פעולות רפואיות כנדרש
Invalid – Retry?	--
Keyboard locked	הופעלה פונקצית נעילת מקשים
Keyboard loacked – Keep key HOME pressed to unlock	--

הסבר/ פעולה לביצוע	הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול
הופסקה פונקצית נעילת מקשים	Keyboard unlocked
המשתמש מתבקש לאשר את נעילת המקשים	Lock keyboard?
אירוע בפרוטוקול המתעד את סיום משימת הטיפול	Mission end
אירוע בפרוטוקול המתעד את תחילת משימת הטיפול	Mission start
אירוע בפרוטוקול המתעד את הפעלת יחידת המוניטור	Monitor powered on
כרטיס הביטוח הוכר ע"י המכשיר	New card: [Surname],[name]
הודעה למשתמש להזין מחדש סיסמת כניסה להרשאה, במידה והסיסמה החוזרת שהוזנה היתה שגויה.	New code invalid – Retry?
- נסיון חיבור בין שתי יחידות שאין להן אישור לחיבור (Pairing) - התחל בצימוד אם ברצונך לאשר חיבור בין שתי היחידות הללו ובכך לנתק את חיבורן אם היחידות הקודמות אליהם היו צמודות.	New module – Start pairing?
תוצאת תוצאת מדידת לחץ הדם הלא פולשנית NIBP בפרוטוקול	NIBP result: [NUMBER]/[NUMBER] ([NUMBER])
- הודעה בשורת ההודעה של יחידת המוניטור - התקשורת האלחוטית בין הדפיברילטור ויחידת המוניטור/יחד חולה הופרעה או שלא ניתנה ליישום. ודא שהמרחק בין היחידות אינו עולה על 10 מטר ושאינן עצמים המפריעים לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך השתמש בקורפולס 3 במצב אחוד - התקשורת בין יחידות הדפיברילטור, מוניטור ויחידת חולה במצב של חיבור פיזי אחוד לא הצליח. בדוק אם אחת מעיניות האינפרה אדום מכוסה לכלוך.	No connection to defibrillator unit
- הודעה בשורת ההודעה של יחידת המוניטור - התקשורת האלחוטית בין הדפיברילטור ויחידת המוניטור/יחד חולה הופרעה או שלא ניתנה ליישום. ודא שהמרחק בין היחידות אינו עולה על 10 מטר ושאינן עצמים המפריעים לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך השתמש בקורפולס 3 במצב אחוד - התקשורת בין יחידות הדפיברילטור, מוניטור ויחידת חולה במצב של חיבור פיזי אחוד לא הצליח. בדוק אם אחת מעיניות האינפרה אדום מכוסה לכלוך.	No connection to patient box
לצורך הפעלת הקוצב החיצוני במצב DEMAND כבל המוניטור ה 4 גידי חייב להיות מחובר למטופל ולמכשיר הקורפולס 3	No ECG cable in DEMAND mode
הקוצב בפעולה	Pacer active

הסבר/ פעולה לביצוע	הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול
בקשת אישור השואלת אם יש לקטוע את פעולת הקוצב החיצוני ולעבור לדפברילציה במצב מנואלי או AED	Pacer active – Continue?
- הקוצב החיצוני של הקורפולס 3 מופעל, עוצמת הזרם גדולה מ 0mA - לא ניתן לבצע א.ק.ג. דיאגנוסטי D-ECG במצב כזה.	Pacer active – D-ECG not available
בקשת אישור לשאלה אם יש לסיים את פעול הקוצב החיצוני ולכבות את מכשיר הקורפולס 3.	Pacer active – Power OFF?
- שגיאה אירעה במהלך קיצוב חיצוני - פעולת הקיצוב מופסקת. הקיצוב נקטע. - טפל בחולה ופעל כנדרש. - צור קשר עם נותן הישרות	Pacer error – Pacing OFF
אירוע הנרשם בפרוטוקול המתעד את תדירות קצב הקיצוב שנבחר	Pacer frequency [NUMBER]/min selected
אירוע הנרשם בפרוטוקול המתעד את עוצמת הזרם שנבחרה הקיצוב	Pacer intensity [NUMBER] mA
אירוע מתועד בפרוטוקול על מעבר מקיצוב במצבים FIX ו DEMAND	Pacer mode [TEXT] selected
אישור שהקוצב כובה ושפעולת הקיצוב הופסקה.	Pacer OFF
- תמונת מצב בפרוטוקול המתעדת את פעולת הקוצב וערכי הפרמטרים. - בפעולה מצויינים מצב הקיצוב, תדירות הקיצוב ועוצמת הזרם.	Pacer ON [NUMBER]/min, [NUMBER] mA, mode[NUMBER]
אירוע בפרוטוקול המציין למשך כמה זמן הופסקה פעולת הקוצב.	Pacer pause [NUMBER]s
הודעה בשורת ההודעות שהקוצב עובד.	Pacing
- הודעה שמשמעותה שהמכשיר אינו מתפקד בצורה נכונה ושאין להשתמש בו יותר. - צור קשר עם נותן הישרות	Pacing not possible
- תקשורת בין היחידות לא הצליחה. הצימוד (Pairing) בין היחידות נכשל. - יש לבצע צימוד שוב כך שניתן יהיה להשתמש ביחידות שוב - נדרש אישור לשאלה אם יש לבצע צימוד מחדש. - אשר לצורך ביצוע נסיון נוסף לצימוד (Pairing) - לפרטים נוספים ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11 - במידה והצימוד נכשל בצורה חוזרת, קרוב לודאי שהקורפולס 3 אינו מתפקד כנדרש ואין להשתמש בו. צור קשר עם נותן הישרות	Pairing failed – Retry?

הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול	הסבר/ פעולה לביצוע
Pairing failed – Software version conflict	• אישור הצימוד (Pairing) בין היחידות נכשל. • לא ניתן לבצע צימוד בין היחידות הרלוונטיות מאחר והן נושאות גרסאות תוכנה שונות. • לפרטים נוספים ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11. • צור קשר עם נותן הישירות
Pairing in Progress	אישור הצימוד (Pairing) בתהליך.
Pairing result:	הודעת מצב בפרוטוקול לאחר שצימוד בין יחידות (Pairing) בוצע
Pairing result:	הודעת מצב בפרוטוקול לאחר צימוד בין יחידות (Pairing)
Pairing successful	• הצימוד בין היחידות אושר בהצלחה • ניתן להשתמש ביחידות יחד.
Patient data accepted	כרטיס המבוטח התקבל
Patient data earased	נתוני כרטיס המבוטח נמחקו
Patient data not accepted	נתוני כרטיס המבוטל לא התקבלו
Pause	• הודעה בשורת הודעת על כך שפעולת הקוצב הופסקה • המשך פעולת הקוצב במידה ונדרש.
Pause pacing?	בקשת אישור להפסקת פעולת הקוצב החיצוני
P-Box powered on	אירוע הנרשם בפרוטוקול לגבי הדלקת יחידת החולה.
Perform CPR	• בצע עיסויים והנשמות (CPR) • עקוב אחר ההוראות שעל גבי הצג.
Perform pairing?	• שתי יחידות שלא עבדו יחד חוברו לעבודה משותפת. • בצע צימוד (Pairing) אם ברצונך ששתי היחידות יקיימו קשר אלחוטי ביניהן, והקשר שיש להן עם יחידות אחרות יופסק.
Please check modules	• ההודעה מופיעה על הצג במקרה שבזמן סגירת המכשיר אין תקשורת בין יחידת המוניטור ויחידת החולה או יחידת הדפיברילטור קוצב. • במקרה זה הפרד בין היחידות ובדוק שכל אחת מהן כבויה. במידה ולא כך, כבה את היחידות שאינן כבויים באמצעות לחצן On/Off שעל כל יחידה.
Power OFF?	הודעת משתמש לאישור כיבוי הקורפולס 3.
Protocol printout	אירוע בפרוטוקול המציין כי הפרוטוקול הודפס.
Recording failed – Check CF card	• לא ניתן לשמור נתונים בזיכרון. • בדוק עם כרטיס הזיכרון מוכנס למכשיר בצורה נכונה ומלאה.

הסבר/ פעולה לביצוע	הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול
• הודעה למשתמש להכניס שוב את סיסמת הגישה	Re-enter new code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER]
• בקשת אישור להגדרת ברירת מחדל של היצרן לגבי קוד הגישה של רמת משתמש.	Reset user code?
• "X" מציין מספר תקלות בין 1 ל 2. • הדפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה. (1 = בבתי הכפות), (2) = לתוך שקע הבדיקה של כבל הדפיברילציה) סמוך מידי ברצף. המנע מבידקות דפיברילציה נוספות על מגעי הבדיקה.	Risk of overheating (X)
--	Select Energy
בחר קצב הקיצוב החיצוני להתחלת פעולת קוצב	Select frequency
בחר עוצמת הזרם הקיצוב החיצוני להתחלת פעולת קוצב	Select intensity
בחר קצב הקיצוב ועוצמת הזרם של הקוצב החיצוני להתחלת פעולת קוצב	Select Intensity/Frequency
• הודעה בשורת הודעות במצב קיצוב לאחר לחיצה על לחצן תוכנה [Mode] • בחר במצב הקיצוב שברצונך להפעיל	Select mode
• הערת מצב במהלך טלמטריה. • לא ניתן היה לממש תקשורת לשרת • חזור על נסיון למימוש תקשורת	Server disconnected
• תיעוד עם חותמת זמן בפרוטוקול, לפעולת שוק חשמלי • מוצגים האנרגיה שנבחרה, האנרגיה האפשרית שהועברה (בסוגריים), וההתנגדות (אימפדנס) באוהם. • מציין מצב הדפיברילציה	Shock [NUMBER]J ([NUMBER]J), [NUMBER] Ohm ([TEXT])
• לא ניתן היה לתת שוק. במידת הצורך חזור על פעולת השוק. • האירוע מתועד בפרוטוקול	Shock aborted
• אנרגית דפיברילציה נתנה • בדוק סימנים חיוניים והמשך בפעולות עיסוי והנשמה (CPR)	Shock performed
• ישנו קצר בין אלקטרודות הטיפול • ודא שאין מגע בין אלקטרודות הטיפול	Short circuit – Check electrodes
שעת ההתחלה של הקלטת הא.ק.ג. כפי שמופיעה בפרוטוקול	Start ECG
שעת הסיום של הקלטת הא.ק.ג. כפי שמופיעה בפרוטוקול	Stop ECG
• אישור הצימוד (Pairing) נכשל • בשל שוני בגרסאות תוכנה בין היחידות, לא ניתן לבצע צימוד ביניהן. • למידע נוסף ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11 • צור קשר עם נותן הישרות	SW Version conflict – separate modules
בקשת אישור מהמשתמש להפסקת פעולת הקוצב	Switch off pacer?
ספירה לאחר המציינת את הזמן הנותר לכיבוי המכשיר.	System power down in [NUMBER] sec

הסבר/ פעולה לביצוע	הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול
• לא ניתן היה למדוד באופן נכון את הטמפרטורה. • בדוק את חיישן הטמפרטורה ואת מיקומו על המטופל.	Temperature measurement failed
בדוק את המיקום הנכון של אלקטרודות ה corPatch על המטופל	Therapy electrodes loose
בקשת אישור לשאלה אם יש לבטל נעילת מקשים	Unlock keyboard?
הודעה על סוג המשתמש אשר אישר כניסה למכשיר	User [TEXT] logged in successfully

טבלה 10-22 הודעות בשורת ההודעות ואירועים הנרשמים בפרוטוקול

A סימולים - Symbols



Please read and follow the operating instructions



Please read the additional instructions in the user manual



USB port (in preparation)



BF (body floating, defibrillation-proof)

An insulated application component of this type is authorised for external and internal use on the patient



CF (cardiac floating, defibrillation-proof)

An insulated application component of this type is authorised for use directly on or in the patient's heart



Equipotential bonding



Protection class IP54



APEX

Marking for positioning the shock paddles on the patient and on [corpuls](#)³



STERNUM

Marking for positioning the shock paddles on the patient and on [corpuls](#)³



LED: [corpuls](#)³ or module is charging on external power supply



On/Off key



On/Off key (patient box and defibrillator/pacer)



Home/key locking



Back key



Print key



Event key



Alarm key



Multifunction key (patient box)



Display in parameter field: alarm enabled

Display in status line: error message



Display in parameter field: physiological alarm disabled



Clock symbol: Indicates that the NIBP interval measurement is active and an automatic measurement will be performed soon.



Display in parameter field: Oximetry sensor is calibrated



Display in the upper curve field: flashes in step with the QRS complex rhythm (also in blue colour for PP)



Display in the upper curve field: flashes in step with the rhythm of an internal pacer



Monitoring unit



Patient box



Defibrillator/Pacer



Battery



QRS tone off



QRS tone, volume 4

	QRS tone, volume 6
	QRS tone, volume 8
	QRS tone, volume 10
	Jog dial
	Jog dial, field highlighted
	Function selected (configuration dialogue)
	Lower alarm limit (configuration dialogue)
	Upper alarm limit (configuration dialogue)
	Field which can only be edited with special user authorisation (configuration dialogue). In this case: editing not possible.
	Field which can only be edited with special user authorisation (configuration dialogue). In this case: editing possible.
	Antenna symbol shows the site of the radio transmitter in the patient box on the accessory bag
	Symbol for second generation of radio module (hardware)
	Status of the battery. Battery fully charged.
	Status of the battery. Number of bars indicates the charging status.
	Status of the battery. Number of bars indicates the charging status.
	Status of the battery. Number of bars indicates the charging status
	Status of the battery. Battery is empty
	Mains operation. Battery is being charged.



Mains operation. Battery fully charged.



Status server connection



Connection to the server not possible.



Connection to the server established.



Status Bluetooth® connection Bluetooth®
(Data connection to external systems)



Bluetooth® connection not possible.



Status fax connection



Fax connection not possible.



Fax connection busy or fax recipient is not responding.



Fax transmission failed.



Fax transmission was successful.



Status GSM-/GPRS connection



GPRS connection is established.



GPRS connection not possible. Error in GSM module
(e. g. wrong PIN, no PIN configured, etc.)



Status data transmission



Data transmission to server failed.



The IP address has been assigned manually or via the DHCP server.



Monitoring unit with insurance card reader (optional)

B Function Checklist

A function check of the **corpuls³** must be performed each time you start duty. The function check guarantees unrestricted function and readiness for use of the **corpuls³** and is an important addition to the automatic self tests performed internally in the **corpuls³**. The following checklist serves as a suggestion for complementation of local documents.

1. Perform the function check as described in chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., S. Error! Bookmark not defined..
2. Tick completed checks on the checklist.

corpuls ³ function checklist	
Date:	Operator:
Shift:	Device name or serial number:
Site or department:	
Rescue equipment:	
Function check of the device	
Automatic self test OK	Function check
Visual inspection performed	Oximetry
Function check of defibr./pacer	CO ₂
Function check of ECG monitoring, if necessary with the optional ECG cable tester	NIBP
Memory card present and inserted	IBP
Memory capacity sufficient	Temp
Check network connections of the modules	
Function check of the power supply	
Battery for individual modules present	State of charge and remaining running time
	Monitor module
	Patient module
	Defibrillator/Pacer module
Checking accessories	
corPatch electrodes and replacement present	Oximetry sensor present
ECG electrodes present	CO ₂ adapter (2 items) present
Sensor cable/intermediate cable present	Printer paper present in printer compartment
Shock paddles present	Spare roll of printer paper present
Baby shock electrodes present	Disposable razor present
Electrode gel present	
Space for comments	

Table A-1 Function checklist (sample)

C Factory Settings

The **corpuls³** is delivered with a factory configuration to which the device can be reset at any time by the person responsible for the device.

The factory configuration settings concern general system settings, on the one hand, and, on the other hand, configurations of views and alarm limits are also pre-set here.

Note The System – Master data entries are not reset during resetting to factory settings.

General Settings

Variable	Value/setting
Language	English
Display	
Brightness	7
DIM mode	3
AutoDIM after	5 min
Colors	default
Manual Event	
Voice recording	Disabled
Volume	10
AutoOFF	
Patient box	Disabled
Monitoring unit	Disabled
Defibrillator	Disabled
Mains filter	
Frequency	50 Hz
Printer settings	
Speed	25 mm/s
AutoOFF	OFF
Printer function "Same as screen"	Enabled
Trends	Enabled
Trend function „Same as screen“	Enabled
Interval	5 min
GSM settings (option)	
GSM (aircraft mode off)	Enabled
Connections	- empty -
SIM card, PIN	- -

Variable	Value/setting
D-ECG fax	50 mm/sec.
ECG settings	
Speed	25 mm/s
Amplitude	x1
QRS Marker	Enabled
Auto Curve	Enabled
QRS Tone	Enabled
Dynamic	Disabled
Volume	4
QRS tone	No. 2
Monitoring low pass	25 Hz
Monitoring high pass	0.5 Hz
Diagnostic low pass	150 Hz
Diagnostic high pass	0.05 Hz (fixed)
D ECG printout	50 mm/s
Format	2x6
Duration	5 sec
Oximetry settings	
Speed	25 mm/s
Auto Curve	Enabled
Acoustic signal	Enabled
Dynamic	Disabled
Volume of acoustic signal	4
Alarm Tone	No. 4
FastSat	Disabled
Averaging	8 sec
Sensitivity	Normal
SpHb unit	g/dL
CO₂ settings	
Speed	6.25 mm/s
Auto Curve	Enabled
Current unit	mmHg
NIBP settings	
Initial Pressure, adult	180 mmHg
Initial Pressure, child	120 mmHg

Variable	Value/setting
Initial Pressure, neonate	90 mmHg
Interval cycle	5 min
Initial mode	adult
IBP settings	
Speed	12.5 mm/s
Scale	Auto
Auto Curve	Enabled
Insurance Card Settings	
Name, surname	Enabled
Address	Enabled
Date of Birth	Enabled
Status	Enabled
Insuree number	Enabled
Insurance	Enabled
Insurance no.	Enabled
Card number	Enabled
Metronome Settings	
Compression frequency adult	100 1/min
Duration of ventilation phase adult 30:2	4 s
Compression frequency child	100 1/min
Duration of ventilation phase child 15:2	4 s
Duration of ventilation phase child 30:2	4 s
Volume compression	10
Ventilation tone	Enabled
Volume ventilation	10
Defibrillator Settings	
Access code	Disabled
Auto energy adult	200 J
Auto energy child	50 J
AAM	Enabled
AAM volume	10
Recording	Disabled
Disconnection signal	Disabled
Volume	7
Tone	Tone 1

Variable	Value/setting
Interval	2 min

Table A-2 General settings

General Alarm Settings

Variable	Value/setting
Alarm setting, monitoring unit	
Volume of physiological alarms	3
Signal Tone of physiological alarms	No. 5
Volume of technical alarms	3
Signal Tone of technical alarms	No. 4
Alarm setting, patient box	
Volume of physiological alarms	3
Signal Tone of physiological alarms	No. 5
Volume of technical alarms	3
Signal Tone of technical alarms	No. 4
General alarm settings	
Create event	enabled
Suspension	120 sec
VT/VF	
Alarm	enabled

Table A-3 General alarm settings

Pre-set Alarm Limits

Measurement value		
HR 1/min	50	120
SpO ₂ %	90	-
PP 1/min	40	160
SpCO %	-	10
SpHb g/dL	10	17
SpHb mmol/L	6.2	10.6
SpMet %	-	3
CO ₂ mmHg	30	50
RR 1/min	8	18
NIBP mmHg	SYS 80 DIA 40	SYS 200 DIA 100
P1 mmHg	SYS 80 DIA 50	SYS 180 DIA 100

Measurement value		
P3 mmHg	SYS 80 DIA 50	SYS 180 DIA 100
P2 mmHg	SYS 80 DIA 50	SYS 180 DIA 100
P4 mmHg	SYS 80 DIA 50	SYS 180 DIA 100
T1 °C	34.0	39
T2 °C	34.0	39

Table A-4 Pre-set alarm limits

Pre-set Views

A selection of six different configured views is available:

View 1:	Curves: ECG leads I, II, III; Pleth; CO ₂ Parameter: HR, SpO ₂ , PP, NIBP; CO ₂ (horizontal presentation)
View 2:	Curves: ECG leads II, III; Pleth; CO ₂ Parameters: HR, SpO ₂ , PP, NIBP (horizontal presentation) T1, T2 (vertical presentation)
View 3:	Curves: ECG leads II, III, aVR, aVL; Pleth; CO ₂ Parameters: HF, SpO ₂ , PP, NIBP, CO ₂ (horizontal presentation)
View 4:	Curves: ECG leads I, II, III; Pleth; CO ₂ Parameter: HR, SpO ₂ , PP, NIBP; CO ₂ (horizontal presentation)
View 5:	Curves: ECG leads I, II, III; Pleth; CO ₂ Parameter: HR, SpO ₂ , PP, NIBP; CO ₂ (horizontal presentation)
View 6:	Curves: ECG leads I, II, III; Pleth; CO ₂ Parameter: HR, SpO ₂ , PP, NIBP; CO ₂ (horizontal presentation)

Table A-5 Pre-set views

D Technical Specifications

General Technical Specifications

Dimensions (without accessory bag, H x W x D in cm)		
Monitoring unit	29.5 x 30.5 x 12	[11.6 x 12.0 x 4.7 inches]
Patient box	13.5 x 26.5 x 5.5	[5.3 x 10.4 x 2.1 inches]
Defibrillator/Pacer unit	29 x 30 x 19	[11.4 x 11.8. x 2.1 inches]
Compact device	36 x 30.5 x 23	[14.1 x 12.0 x 9.0 inches]
Charging bracket compact device and defibrillator/pacer unit	20 x 26.5 x 8	[7.9 x 10.4 x 3.1 inches]
(Charging) bracket monitoring unit	21 x 23 x 11.5	[8.2 x 9.0 x 4.5 inches]
(Charging) bracket patient box	6.5 x 10 x 17.5	[2.5 x 3.9 x 6.9 inches]

Table A-6 Dimensions

Weight (incl. battery, without accessories in kg)	
Monitor unit	2.7
Patient box	1.0 - 1.3
Defibrillator/Pacer unit	3.7 (without shock paddles)
Compact device	7.4 (basic configuration)

Table A-7 Weight

Environmental requirements	
Operating temperature	Defibrillator
	-10 °C to +55 °C: Without limitations
	-20 °C to -10 °C: Prerequisite: battery charged more than 70% and used as compact device)
	-20 °C to +55 °C: Pacer, ECG monitor, display
	0 °C to +55 °C: Oximetry, NIBP, temperature, IBP
	0 °C to +45 °C: CO ₂
Storage temperature	-20 °C to +65 °C
Relative humidity	Up to 95% relative (without condensation)
Protection	IP54 (dust- and splash proof)
Operating panel	Splash proof keypad

Table A-8 Environmental requirements

Energy management/power supply		
Internal power supply	- Modules with exchangeable, chargeable battery (lithium-ion battery) - Each module with identical lithium-ion battery	
	Battery capacity	4.4 Ah at 7.4 V nominal voltage (each)
	Battery size (H x W x D in cm)	4.2 x 4.6 x 7.6 [1.7 x 1.8 x 3 inches]
	Battery weight (in kg)	0.25 [0.55 lbs]
	Charge current, max. per battery	3 A
	Output current, max. per battery	4.4 A (continuous operation) 10 A (for 10 sec)
External power supply	Valid input voltage range	Min 10 V, typ. 12 V, max. 14 V
	Protection of the on-board power supply, 12 V	15 A, time lag fuse (additional consumers on-board not taken into account)
	AC adapter	corpuls³
	Output power, max.	108 W
	Nominal voltage	12 V
	Output current, max.	9 A
Power consumption (typically, compact device)	Thermal power dissipation (device operation)	20 W
	Max. Power consumption (device operation and battery charging)	100 W
	Max. Power consumption (device operation and charging of defibrillator, 5 sec max.)	108 W
Battery charging time	0 - 80%	approx. 1 h
	0 – 90%	approx. 1.5 h
	0 - 100%	approx. 2 h

Energy management/power supply		
Operating time	Compact device:	7 - 10 h (depending on settings and operational demands)
	Patient box:	approx. 4 - 6 h
	Monitor unit:	approx. 4 h
	Defibrillator:	approx. 200 shocks at 200 Joules
Maximum storage period for new rechargeable batteries (in days)	At 30% battery capacity before storage and within a temperature range from 10 °C – 30 °C	
	Battery in module	Battery outside of module
	20	400
	At 100% battery capacity before storage and within a temperature range from 10 °C – 30 °C	
	Battery in module	Battery outside module
	60	550
These are the optimum storage conditions for the rechargeable battery. If storage conditions differ, this may result in a reduction in the capacity of or damage to the rechargeable battery.		
Recommended periodic battery exchange	Every 3 years	

Table A-9 Energy management/power supply

Display

	Description/explanation
Type	8.4" colour display, transfective with 750 Cd/m ² backlighting
Screen size, visible	Width 171 mm, height 128 mm
Screen definition	640 pixels horizontal, 480 pixel vertical, VGA
Angle of view	Horizontally: 160° Vertically: 140°
Backlighting	Lifetime approx. 15,000 h
Sweep speed	- ECG, Pleth, IBP curve: 12.5; 25; 50 mm/s - CO₂ curve: 3,13; 6.25; 12.5 mm/s
Curves	- Up to 6 simultaneous curves - In diagnostic ECG mode 12 simultaneous curves
Measurements	All measured values can be displayed on the screen

Table A-10 Display

Printer

	Description/explanation
Printing method	High definition thermo printer head
Print definition	8 pixels/mm (amplitude axis) 16 pixels/mm (time axis) with 25 mm/s
Paper speed	- Real-time printout: 6.25; 12.5; 25 and 50 mm/s - Diagnostic ECG: 25 mm/s and 50 mm/s
Number of curves for real-time printout	1 to max. 6 curves simultaneously
Printing paper	- Thermo active, roll - Width 106 mm, length 22 m

Table A-11 Printer

ECG

	Description/explanation
Amplifier input	Type CF, insulated > 5 kV, defibrillation proof
Frequency response	0.05 to 150 Hz (-3 dB)
Driving-point impedance	> 100 M Ω
Common mode rejection (CMRR)	4-pole ECG monitoring cable and complementary 6 pole ECG diagnostic cable: > 90 dB
Dynamic range	± 350 mV (signal voltage) (12 Bit)
Max. electrode offset voltage	± 350 mV (input offset)
Scanning frequency	500 Hz
Digital definition	3.2 μ V/bit
Detection of implanted pacer	≥ 20 mV/ 0.2 msec.
Electrode detection (ECG) according to IEC 60601-2-27	80 nA (maximum current)
Active noise cancellation (RL)	1 nA (maximum current)
ECG memory (1-channel recording of lead II or shock paddle ECG)	- During the mission - Per 60 min ECG (lead II) and trend-recording a data memory of approx. 1 MB is required - Storage space is limited by the capacity of CompactFlash™ card
Event memory	- All events - Per manual event a data memory of approx. 324 KB, per diagnostic ECG of approx. 280 kB is required - Storage capacity depends on availability of CompactFlash™-card

Table A-12 ECG

Leads	
4-pole ECG monitoring cable	I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR
4-pole ECG monitoring cable and complementary 6-pole ECG diagnostic cable	I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR, and additional V1 to V6

Table A-13 Leads

Heart rate	
Heart rate display	18/min to 350/min
Heart rate detection	arithmetic averaging of the last 8 RR intervals, 30 s to 5 s (18/min to 300/min)
Accuracy	Better than $\pm 1 \%$
Deviation	Less than $\pm 1 \%$

Table A-14 Heart rate



Caution!

Only recommended ECG cables, mentioned in the 'list of approved accessories' (chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) may be used.



Caution!

ECG electrodes, minimum demands:
A certificate of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.
The ECG electrodes must have an as short as possible recovery period after defibrillation. This must be verified by a test according to EN 60601-2-27, § 51.102.
To achieve a short recovery time of the ECG after a defibrillation, only the ECG electrodes mentioned in the 'list of approved accessories' are recommended.

ECG with Therapy Electrodes

	Description/explanation
Amplifier input	- Type CF insulated > 5 kV, defibrillation proof (corPatch electrodes) - Type BF insulated > 5 kV, defibrillation proof (shock paddles)
Frequency response	0.5 to 25 Hz (-3dB) (fixed)
Driving-point impedance	> 10 MΩ
Common mode rejection (CMRR)	> 80 dB
Dynamic range	± 10.24 mV (signal voltage)
Max. electrode offset voltage	500 mV (input offset)
Scanning frequency	400 Hz
Digital definition	5 μ V/Bit (12 Bit)
Impedance measurement DE	85 μ A (42 kHz)

Table A-15 Shock paddle ECG

Defibrillator General

Output	
Insulated application (insulation voltage > 5 kV) The type is determined by the kind of shock electrodes used	Electrodes for external defibrillation (type BF): External shock paddles: ▪ shock paddles for adults ▪ baby shock paddles (adapter for shock paddles; energy reduction 1:10) Disposable defibrillation/pacing electrodes: ▪ corPatch clip electrodes ▪ corPatch clip electrodes (neonates) ▪ corPatch easy electrodes ▪ corPatch easy electrodes (neonates)

Table A-16 Output

Conductive area		
External shock paddles	▪ Shock paddles ▪ Baby shock paddles	53 cm² 16.6 cm²
corPatch electrodes	▪ corPatch clip electrodes	118 cm ²
	▪ corPatch easy electrodes	118 cm ²
	▪ corPatch clip electrodes (neonates)	25 cm ²
	▪ corPatch easy electrodes (neonates)	25 cm ²

Table A-17 Conductive area

Defibrillation/cardioversion	Description/explanation
Charging signal	Display of text " Defibrillator is charging " on the screen
Ready for shock	Ready tone and display of text " Ready For Shock " on the screen
Delay time between R-wave and shock impulse	Typ. 15 msec., max. 35 msec.
Energy display	In digits on the screen
Synchronisation	▪ Conventional defibrillation: Automatic synchronisation, operation mode displayed on screen ▪ AED mode: always asynchronous mode
Internal discharge	▪ 0.5 s after shock release with high impedance ▪ Conventional defibrillation: 30 sec. after reaching the status of ready for shock and if one of the charge/shock keys has not been pressed in the meantime ▪ AED mode: 30 sec. after the message "Release shock" appears
Test Defibrillator	Built-in test resistor for shock testing: 50 Ohm Test resistor built in cable socket and in shock paddle holder

Table A-18 Defibrillation

Biphasic Defibrillator

	Description/explanation
Energy levels for conventional defibrillation with shock paddles or corPatch defibrillation/pacing electrodes	2, 3, 4, 5 10, 15 to 200 J - Fine adjustment of energy level in steps of 5 Joules (delivered energy to 50 Ω) - Interim values can be set with jog-dial - The values 20, 50, 100, 150 and 200 J can be selected directly via the softkeys.
Number of shocks per battery load (fully charged)	Approx. 200 shocks with 200 J (with the battery of the defibrillator alone)
Conventional defibrillation: Charging time to max. energy (with a fully charged battery)	Less than 5 sec.
Conventional defibrillation: Charging time to max. energy after release of 15 shocks	Less than 5 sec. (no difference to fully charged battery)
Conventional defibrillation: Charging time to max. energy after switch on	Less than 25 sec.
AED mode: Max. time from start of ECG analysis to 'Ready for shock'	Less than 12 sec.
AED mode: Max. time from start of ECG analysis to 'Ready for shock' with 15 shocks of max. energy already delivered previously	Less than 12 sec. (no difference to fully charged battery)
AED mode: Charging time to max. energy after switch on	Less than 30 sec.
Pulse waveform	Biphasic, positive rectangular waveform 4 msec. (90 % energy) negative rectangular waveform 3 msec. (10 % energy)
Impedance threshold from which shock can be delivered	> 15 Ω
Accuracy of delivered energy on an impedance of 50 Ω	Better than ± 10 %

Table A-19 Biphasic defibrillator



Caution!

Only use the recommended shock paddles for external defibrillation. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.



Caution!

Only use the recommended corPatch defibrillation/pacing electrodes and cables for connecting the adhesive corPatch clip electrodes. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

Non-invasive Pacer

	Description/explanation
Output	Insulated application part Type BF, insulation voltage > 5 kV
Pacing frequency	30/min. to 150/min (adjustable in steps of 5/min.) - in OVERDRIVE mode 30/min. to 300/min. (adjustable in steps of 1/min.)
Intensity of pacing current	10 to 150 mA (0-10 mA, then adjustable in increments of 5 mA)
Impulse duration	22.5 msec. (rectangular current impulse)
Operating modes	FIX, DEMAND, OVERDRIVE modes
OVERDRIVE frequency	Heart rate of the patient minus 10/min. and if necessary rounded down to the next smaller number divisible by 5. Example: Heart rate = 179/min., Overdrive frequency = 165/min.

Table A-20 Non-invasive pacer

Impulse suppression according to IEC 60601-2-27					
Amplitude	2.5 mV	5.0 mV	8.3 mV	16.7 mV	
Rise time					
0.010 µs	38 µs	16 µs	9 µs	4 µs	
0.050 µs	38 µs	16 µs	9 µs	4 µs	
0.100 µs	38 µs	16 µs	9 µs	4 µs	
0.500 µs	38 µs	15 µs	8 µs	3 µs	
1.000 µs	38 µs	15 µs	8 µs	3 µs	
5.000 µs	35 µs	11 µs	4 µs	0 µs	
10.000 µs	31 µs	7 µs	0 µs	0 µs	
50.000 µs	4 µs	0 µs	0 µs	0 µs	
100.000 µs	0 µs	0 µs	0 µs	0 µs	

Table A-21 Impulse suppression according to IEC 60601-2-27

The voltages for impulse amplitudes itemised in Table A-21 refer to the internal patient voltage. The measured impulse widths are rectangular impulses.



Caution!

Only use the recommended corPatch defibrillation/pacing electrodes and cables for connecting the adhesive corPatch clip electrodes. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

GSM/GPRS Modem (Optional)

	Description/Explanation
Function principle	Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz

Table A-22 GSM/GPRS Modem (Optional)

Oximetry (Option SpO₂, SpCO, SpHb, SpMet, manufacturer, Masimo)

	Description/explanation
Amplifier	Type BF, insulated > 5 kV, defibrillation proof
Alarm	Lower limit 65 %
Updating frequency of display (Oximetry and pulse frequency)	1 Hz
Band width	0.5 Hz to 6 Hz
Measuring range	SpO ₂ : 1% to 100% PP: 25/min to 240/min
Calibration range	70% to 99%
Calibration	Calibration by reference measurements by means of fractional saturation measuring on pulse oximetric haemoglobin oxygen saturation with dyshaemoglobin-free blood
Definition	SpO ₂ : 1% PP: 1/min.
Accuracy of the oxygen saturation	± 2% (70% to 100%) ± 3% (50% to 69%)
Accuracy of pulse rate measurement	± 4/min.

Table A-23 Oximeter (Option SpO₂, SpCO, SpHB, SpMet, manufacturer Masimo, Masimo Rainbow SET® technology)



Caution!

Only use the recommended sensors and intermediate cables. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

Non-invasive Blood Pressure Measurement Module NIBP (Optional, manufacturer Sun Tech Medical, Inc.)

	Description/explanation
Application field	Adults, children, neonates and premature infants
Measuring method	Oscillometrical principle
Measuring range	Adults and children: systolic: 40 to 260 mmHg diastolic: 20 to 200 mmHg Neonates: systolic: 10 to 130 mmHg diastolic: 10 to 130 mmHg
Measuring interval during automatic measurement	1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 min. duration between the start of two measurements
Measurement	Automatic/manual
Output	Application part Type BF
Pressure sensor	Semi conductor sensor
Measuring range of pressure sensor	Up to 300 mmHg
Pressure decrease rate	> 3 mmHg/sec.
Maximum inflation pressure adults	Adjustable in configuration dialogue up to 280 mmHg Factory settings at 180 mmHg
Maximum inflation pressure children	Adjustable in configuration dialogue up to 170 mmHg Factory settings at 120 mmHg
Maximum inflation pressure neonates	Adjustable in configuration dialogue up to 140 mmHg Factory settings at 90 mmHg
Resolution of display	1 mmHg
Display accuracy	Systematic deviation: ± 5 mmHg Standard deviation: ≤ 8 mmHg (in the range of 15°C to 25°C and an air humidity of 20% to 85%)
Maximum delay time until alarm	< 1.5 sec.
Test	According to EN 1060-1 and EN 1060-3, Non-invasive blood pressure instruments, part 1 and part 3

Table A-24 Non-invasive blood pressure measurement module (Option NIBP, manufacturer SUNTECH)



Caution!

Only use the recommended NIBP-cuffs and hoses. Any accessories other than those in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

Invasive Blood Pressure Measurement Module IBP (Option)

	Description/explanation
Amplifier	Type CF, insulated > 5 kV, defibrillation proof
Number of interfaces	2 x 2 (4 channels at 2 interfaces)
Transducer sensitivity	5 μ V/V/mmHg
Upper limit frequency	20 Hz
Scanning frequency	100 Hz per channel
Digital definition	0.5 mmHg/Bit
Measuring range	-50 to 300 mmHg
Display range (in mmHg)	Negative display range -10 to 10, -20 to 20, -30 to 30, -40 to 40, -50 to 50 Positive display range 0-30, 0-60, 0-120, 0-180, 0-300
Accuracy	The combined effects of sensitivity, repeatability, non-linearity, drifts and hysteresis are within ± 4 % of the reading taken or $\pm 0,5$ kPa (± 4 mmHg), whichever is bigger.
Validation	Medanco [®] Mediserve 200

Table A-25 Invasive blood pressure measurement module IBP (Option)



Caution!

Only use the recommended blood pressure transducers. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

Temperature (Option)

	Description/explanation
Amplifier	Type BF, insulated > 5 kV, defibrillation proof
Temperature sensor	YSI 401D (rectal and oesophageal), manufacturer: YSI company
Measurement iteration	12 measurements per second
Display range	12°C to 50°C
Measurement accuracy	0.1 K
Limits of calibration errors	± 0.1 K (25°C to 45°C) ± 0.2 K (other)
Minimum necessary measurement time	1 min
Maintenance interval	Every 2 years (as part of the safety checks)

Table A-26 Temperature (optional)

**Caution!**

Only use the recommended YSI probes of the 400 series or probes that are compatible with those. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted. A certification of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.

Capnometer (optional, capONE Nihon Kohden)

	Description/explanation
Operation principle	Semi quantitative measurement with infrared technology: This measurement mode is based on the assumption that the inhalatory air mixture does not contain any CO ₂ .
Displayed parameters	- CO₂-concentration as filled waveform (capnogram) - CO₂-value (EtCO₂) - respiratory rate
Measuring quantity	CO ₂ partial pressure
Measurement range	0 to 100 mmHg 0 to 13.33 kPa
Display resolution	1 mmHg 0.13 kPa
Measurement interval	Continuous
Measurement mode	Optical in mainstream mode (also suitable for sidestream applications)
Standby time (warm-up phase)	Approx. 5 sec.
Response time	Approx. 120 msec.
Operating temperature range	0 - 45 °C
Barometric pressure	70 - 106 kPa
Relative humidity	30 - 95% (without condensation)
Calibration	Automatic continuous self calibration; no manual calibration necessary
Interface to sensor	Type BF, defibrillation-proofed (EN 60601-1; IEC-601-1)
Sensor size (H x W x D)	22 mm x 11 mm x 11 mm
Sensor weight (with cable)	< 40 g
Sensor weight (without cable)	< 10 g
Protection	IP54
Diameter of the connector of airway adapter	15 mm
Accuracy (based on an atmospheric pressure of 1 mmHg and without CO ₂ in the inhaling phase)	± 4 mmHg (≤ 40 mmHg) ± 10% of reading value (40 mmHg < CO ₂ ≤ 76 mmHg) ± 12% of reading value (76 mmHg < CO ₂ ≤ 100 mmHg)

	Description/explanation
Accuracy (based on an atmospheric pressure of 0.13 kPa and without CO ₂ in the inhaling phase)	$\pm 0.53 \text{ kPa}$ ($\leq 5.33 \text{ kPa}$) $\pm 10 \%$ of reading value ($5.33 \text{ kPa} < \text{CO}_2 \leq 10.13 \text{ kPa}$) $\pm 12 \%$ of reading value ($10.13 \text{ kPa} < \text{CO}_2 \leq 100 \text{ kPa}$)
Air humidity during storage	10 to 95%, non-condensating

Table A-27 Capnometer (Option CO₂, manufacturer Nihon Kohden, cap-ONE)

Deviations due to negative effects of gases and steam (acc. to ISO 9918:93/ EN 864:1996 §101)		
Gas or steam	Concentration	Deviation relative to a measured CO ₂ value of 38 mmHg
Oxygen (O ₂)	100%	- 1.3 mmHg
Nitrous oxide (N ₂ O)	80%	+ 6.5 mmHg
Halothane	4%	+ 0.6 mmHg
Enflurane	5%	+ 1.5 mmHg
Isoflurane	5%	+ 1.7 mmHg
Sevoflurane	6%	+ 2.7 mmHg
Desflurane	24%	+ 6.6 mmHg
Dry gas mixtures with 5% (38 mmHg) CO ₂ and N ₂ compensation, under 1 kPa		

Table A-28 Deviations due to negative effects of gases and steam



Caution!

Only use the recommended sensors and adapters. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.



Certification of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.

E Biphasic Defibrillator

Shockwave

The waveform of the shockwave is comprised of a positive rectangular waveform of 4 msec. duration and a negative rectangular waveform of 3 msec. duration, which contains 10% of the energy of the positive waveform. The amplitude of the waveforms is adjusted automatically to the patient's impedance.

Biphasic defibrillator waveform
200 J of energy delivered to various impedances



Shock Release Synchronisation

Manual defibrillation and cardioversion are automatically performed synchronously.

If no R-waves are detected in the ECG (e.g. in case of fibrillation), a shock will immediately be delivered asynchronously when the shock button is pressed (shock release).

Further information regarding manual defibrillation and cardioversion can be found in , Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.chapter .Error! Bookmark not defined.page



Warning

A cardioversion may lead to fibrillation or asystole. When performing a cardioversion, mind the following:

- The ECG has to be stable with a heart rate of at least 60/min.
- The synchronisation status has to remain constantly on SYNC.
- The QRS marks (triangles) have to mark each QRS complex.
- The shock release has to be effected according to valid guidelines.
- If the shock release does not take place one second after pressing the buttons at the shock paddles or the **Shock** key at the monitoring unit, the shock will be released independent of the synchronisation status.

Protective Function of the Safety Shock Paddles

Every safety shock paddle possesses a protective electrode between the handle and the application electrode surface. The protective electrodes of both shock paddles are connected to one another inside [corpuls³](#). Consequently, during defibrillation with wet or dirty shock paddles, no dangerous current can flow from one electrode over the body of the user to another electrode, since this current is diverted by the protective electrodes.

Precision of the Energy Released

selected energy in Joules	Nominal energy released in comparison to patient impedance							Precision
	Load impedance (in Ohm)							
	25	50	75	100	125	150	175	
2	1.9	2.3	2.2	2.3	2.3	2.1	2.0	± 3J
3	2.8	3.3	3.4	3.1	3.0	2.8	2.8	± 3J
4	3.9	4.4	4.4	4.2	4.0	3.8	3.5	± 3J
5	5.1	5.5	5.3	5.3	4.8	4.6	4.3	± 3J
10	9.5	10.6	10.5	10.1	9.8	9.4	8.8	± 3J
15	15	17	16	16	15	14	13	± 3J
20	20	22	21	20	20	18	18	± 15%
25	24	27	26	25	24	23	22	± 15%
30	29	32	31	30	29	27	26	± 15%
35	33	37	36	35	33	31	30	± 15%
40	37	42	40	39	37	35	33	± 15%
45	42	47	46	44	42	40	37	± 15%
50	46	52	51	49	46	44	42	± 15%
55	51	57	55	53	50	48	46	± 15%
60	56	61	60	58	55	52	49	± 15%
65	60	67	66	63	59	56	53	± 15%
70	65	72	70	68	65	61	58	± 15%
75	69	77	75	72	69	64	61	± 15%
80	73	81	80	77	73	69	65	± 15%
85	78	86	85	82	78	74	70	± 15%
90	82	92	90	87	82	77	74	± 15%
95	87	96	95	91	86	81	77	± 15%
100	91	101	99	96	91	86	82	± 15%
105	95	107	105	101	96	90	85	± 15%
110	101	111	110	106	100	93	89	± 15%
115	104	116	115	111	106	99	94	± 15%
120	108	120	119	115	109	102	96	± 15%
125	113	125	124	120	114	107	102	± 15%
130	117	130	129	124	118	111	105	± 15%
135	122	135	134	130	123	116	109	± 15%
140	126	139	139	134	127	119	111	± 15%
145	130	145	145	140	131	123	117	± 15%
150	135	149	149	144	136	129	121	± 15%
155	138	154	153	148	140	132	125	± 15%
160	143	159	158	154	145	136	128	± 15%
165	147	164	163	159	148	140	133	± 15%
170	150	169	168	162	154	143	136	± 15%
175	154	174	173	168	159	149	140	± 15%
180	158	179	178	172	163	151	144	± 15%
185	161	183	182	177	167	156	147	± 15%
190	165	188	187	181	171	160	152	± 15%
195	167	194	193	186	176	165	155	± 15%
200	168	199	197	192	181	170	161	± 15%

Table A-29 Precision of the energy released

F Safety Information



Warning

Failure to observe this safety information may result in injuries to the patient and users.

General

- The **corpuls³** is not intended for operation in the vicinity of readily inflammable anaesthetics or other flammable substances, particularly in an oxygen-rich environment.
- The **corpuls³** must not be stored or operated near a switched-on magnetic resonance imaging (MRI) unit.
- The **corpuls³** must not be operated near ionising (radioactive) radiation intended for therapeutic purposes.
- The **corpuls³** is not intended for operation in connection with a high frequency surgical device.

Alarm function

- Do not leave the patient unattended in the following cases:
 - if the alarm function is deactivated or
 - device is in defibrillation mode.
- In case of unsupervised monitoring of vital parameters, it is recommended that you monitor a further vital parameter with another independent monitoring system.
- The option for monitoring measured values may be disabled when switching on the **corpuls³** (see chapter Error! Reference source not found. "Configuration", p. Error! Bookmark not defined.). Therefore make sure that the alarms are correctly configured.
- Heart rate is only monitored when **all** electrodes of the ECG monitoring cable or the corPatch electrodes are connected to the patient (see chapter Error! Reference source not found. "Error! Reference source not found.", p. Error! Bookmark not defined.).
- Check the settings of the alarm limits before each monitoring phase.
- Set the volume of the acoustic alarm so that it cannot be overheard in loud environments.

Defibrillator

- Make sure that both electrode surfaces of the shock paddles are completely wetted with gel.
- The shock paddles must be kept away from other electrodes and/or metal components which are in contact with the patient.
- Do not touch the patient during defibrillation.
- Make sure that body parts of the patient, such as uncovered skin on the head or extremities, do not touch any metal components, bed frames or a stretcher to avoid creating any unintended current paths for the defibrillation pulse.
- During defibrillation with the 4-pole ECG monitoring cable connected, make sure that all electrodes are attached to the patient.
- During defibrillation with self-adhesive corPatch electrodes (neonates) (see chapter Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) energy values higher than 50 Joules are prevented by coding of the electrodes.
- In patients with an implanted pacer, detection of shockable rhythms or arrhythmias by the semi-automatic defibrillator in AED mode may be limited.
- The shock paddles and their handles must be cleaned thoroughly after each use.
- Defibrillation with other devices is allowed, if the following security measures are taken: All electrodes of the 4 pole ECG monitoring cable and the complementary 6 pole ECG

diagnostic cable connected to the corpuls³ have to be attached to the patient; unused electrode must not lie around (see also chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined. and chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.). In case of shock release these represent a hazard to the user or other persons.
Pacer
The pacer must not be operated near high frequency surgical devices or microwave therapy devices.
ECG monitor
- Conductive parts of the ECG electrodes, cables and the plug devices connected to them should not touch any conductive parts including the ground. - Note the possible risk to the patient during use of several devices from the accumulation of leakage currents. - To achieve as short a recovery time as possible of the ECG after defibrillation, we recommend the disposable ECG electrodes which are itemised in the list of accessories (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.). GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH cannot undertake any guarantee in this respect for other disposable ECG electrodes. - If no electrical connection exists between the patient and an electrode of the ECG monitoring cable and/or complementary ECG diagnostic cable, the corpuls³ will issue the alarm message ECG ELECTRODE LOOSE. If the connection to the black electrode of the 4-pole ECG monitoring cable is cut off, under certain circumstances no alarm may be given. - A nerve stimulator – e.g. a brain pacer – can modify the ECG on the screen and printer, or even completely suppress it. - Simultaneous use of the ECG monitor with high frequency surgical devices may result in signal interference in the ECG.
Masimo Rainbow SET[®] pulse oximeter
- This user manual, the warnings and safety information, the operating instructions for the accessories and all preventive information and specifications must be read before use. - The oximeter may only be operated by qualified personnel. - The oximeter must not be used as an apnoea monitor (not authorised for monitoring patients who suffer from sudden respiratory arrest, e.g. during sleep). - The oximeter should constitute an early warning system. If the trend is towards an insufficient oxygen supply to the patient, blood samples should be analysed by a blood gas analysis device to determine the patient's factual condition. - To avoid the patient being entangled in or strangled by cables, they should be led around the patient, as all medical implements. - If an alarm situation arises when the alarms are switched to silent, the respective alarm signals will only be displayed visually and by symbols. - Do not use any damaged oximetry sensors and particularly no oximetry sensors with open optical components. - The oximetry sensor must not be placed on the same extremity as a cuff for non-invasive blood pressure monitoring, a catheter or an intravascular access. The cuff pressure influences pulse oximetry during all pressure measurements. An object in the vessel (e.g. infusion needle) may impair perfusion and thereby affect the measurement. - The oximetry sensor must not be fixed to the body in such a way that it influences perfusion or injures the skin. Tissue damage may be caused by incorrect use and application when the oximetry sensor is bound too tightly. Check the sensor surface as described in the instructions for use, to avoid injuries to the skin surface and to guarantee

- the correct position and adherence of the sensor.
- To avoid measuring errors, the sensor must be protected from outside light, particularly in rapidly changing lighting conditions. This applies especially to open systems in contrast to the finger sensors.
 - The oximeter requires a measurable pulse wave to determine measurement values. If no pulse or only a weak pulse is detected, incorrect measured values may be calculated.
 - The measurement of the pulse is based on the optical detection of the peripheral pulse. Due to this, certain arrhythmias cannot be detected. The oximeter may not be used as substitute for an ECG-based device for arrhythmia analysis.
 - Very low oxygen saturation levels (SpO_2) may cause inaccurate readings of SpCO - and SpMet .
 - Severe anaemia may cause faulty SpO_2 readings.
 - A synthetic modification of the haemoglobin may cause faulty SpHb readings.
 - The measured values may likewise be incorrect if pronounced movement artefacts occur.
 - The measurement values only lie within the specified range of accuracy (see appendix D, Technical Specifications , p. 301) when the signal intensity is sufficient.
 - Factors which cause unpaired venous returns may likewise result in pulsation.
 - The measurement may be impaired by an excessively high proportion of dysfunctional haemoglobin, such as carboxyhaemoglobin or methaemoglobin. Likewise, colourants and raised bilirubin levels in the blood may impair the accuracy of the measurement.
 - The oximeter or the oximetry sensors must not be used during magnetic resonance tomography (MRT). Induced currents could possibly cause fires. The MRT image could be negatively affected by the Masimo Rainbow SET[®] oximeter. The accuracy of the oximetry measurement may be impaired by the magnetic resonance tomograph.
 - The oximeter may be used during defibrillation. Measurements performed subsequently may be inaccurate for a short time.
 - Also read and understand the warnings in the operating instructions accompanying the different oximetry sensors.
 - Explosion hazard. Do not use the oximeter in the presence of flammable anaesthetics or other flammables substances in combination with air oxygen-enriched environments, or nitrous oxide.
 - SpO_2 is empirically calibrated to functional arterial oxygen saturation in healthy adult volunteers with normal levels of carboxyhemoglobin (COHb) and methoglobin (MetHb). An oximeter cannot measure elevated levels of COHb or MetHb. Increase in either COHb or MetHb will affect the accuracy of the SpO_2 measurement.
 - High-intensity, extreme lights (including pulsating strobe lights) directly on the sensor may prevent the oximeter from obtaining readings.
 - Interfering substances: Carboxyhemoglobin may erroneously increase SpO_2 readings. The level of increase is approximately equal to the amount of carboxyhemoglobin present. Colourants or any substance containing colourants that change the usual blood pigmentation may cause erroneous readings.
 - Inaccurate SpO_2 readings can be caused by:
 - Elevated levels of COHb and MetHb
 - For increased COHb: COHb levels above normal tend to increase the level SpO_2 . The level of increase is approximately equal to the amount of COHb that is present. **NOTE:** High levels of COHb may occur with a seemingly normal SpO_2 . When elevated levels of COHb are suspected, laboratory analysis (CO-Oximetry) of a blood sample should be performed.
 - For increased MetHb: the SpO_2 may be decreased by levels of MetHb of up to approximately 10% to 15%. At higher levels of MetHb, the SpO_2 may tend to read in the low to mid 80s. When elevated levels of MetHb are suspected, laboratory analysis (CO-Oximetry) of a blood sample should be performed.
 - If the oximeter fails any part of the setup procedure or leakage tests, remove the oximeter from operation until qualified service personnel have corrected the situation.
 - Disposal of product – Comply with local laws in the disposal of the device and/or its accessories.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the EN 60601-1-2: 2002, Medical Device Directive 93/42/EEC. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interferences will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving device.
 - Increase the separation between the equipment.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- A functional tester cannot be utilized to assess the accuracy of the oximeter or any sensors.
- Ensure the speaker is not covered or the device is placed face-down on bedding or other sound absorbing surface.
- Always turn off and disconnect the power cord from the AC power supply before cleaning the device.
- Use cleaning solutions sparingly.
- Elevated levels of methemoglobin (MetHb) will lead to inaccurate SpO₂ and SpCO measurements.
- Elevated levels of carboxyhemoglobin (COHb) will lead to inaccurate SpO₂ measurements.
- Elevated levels of total bilirubin may lead to inaccurate SpO₂, SpMet, SpCO and SpHb measurements.
- Very low arterial oxygen saturation (SpO₂) levels may cause inaccurate SpCO and SpMet measurements.
- Severe anemia may cause erroneous SpO₂ readings
- Hemoglobin synthesis disorders may cause erroneous SpHb readings.
- If using oximetry during full body irradiation, keep the sensor out of the radiation field. If the sensor is exposed to the radiation, the reading might be inaccurate or the device might read zero for the duration of the active radiation period.
- For home use, ensure that the oximeter's alarm can be heard from other rooms in the house, especially when noisy appliances such as vacuum cleaners, dishwashers, clothes dryers, televisions, or radios are operating.
- Always remove the sensor from the patient and completely disconnect the patient from the oximeter before bathing the patient.
- Additional information specification to Masimo sensors, including information about parameter/measurement performance during motion and low perfusion, may be found in the sensor's Directions for Use (DFU)
- Do not place the oximeter on electrical equipment that may affect the oximeter, preventing it from working properly.
- Do not expose the oximeter to excessive moisture such as direct exposure to rain. Excessive moisture can cause the oximeter to perform inaccurately or fail.
- Do not place containers with liquids on or near the oximeter. Liquids spilled on the oximeter may cause it to perform inaccurately or fail.
- Do not place the oximeter face against surface. This will cause the alarm to be muffled.
- The oximeter may not be operated in the vicinity of ionising (radioactive) radiation, as this may falsify the readings.

capOne capnometer, Nihon Kohden

- The capnometer in the [corpuls³](#) is an additional function for intensive monitoring. Consequently, the vital parameters and clinical symptoms must be monitored during use of the capnometer on the patient.

• The sensor may only be used in conjunction with the approved CO₂ airway adapters (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.). • Do not use damaged sensors, e.g. sensors with exposed electrical contacts.
Non-invasive blood pressure monitoring
• Avoid squeezing or reducing the diameter of the pressure hose to the cuff. • When using the device for a longer time, check the limb of the patient on which non-invasive blood pressure monitoring is performed for impairment of the blood circulation. • When selecting the initial pressure, care should be taken that it is markedly above (approx. 30 mmHg) the expected systolic blood pressure. In case of doubt, a somewhat higher initial pressure is preferred.
Invasive blood pressure monitoring
• Monitoring with two or more transducers: if two or more blood pressure transducers are connected to the corpuls³ for monitoring, these must all be connected to the patient. If one of the transducers is not connected to the patient and lies open or hangs free, this may provide unintended current paths during defibrillation. Use transducers with specified isolation (5 kV DC). • Carefully read and follow the operating instructions of the transducers you are using. • If non-invasive blood pressure monitoring is also performed on the same limb during invasive blood pressure monitoring, the non-invasive monitoring will negatively affect the measurement results of the invasive measurement. • Per connection socket at the patient box two transducer ports are merged. These are not isolated from each other (P1 and P2, P3 and P4). • Invasive blood pressure measurement is not protected against high frequency surgical devices or microwave therapy devices.
Temperature measurement
• Carefully read and follow the operating instructions of the temperature sensor that you are using.

Table A-30 Safety information

G ECG Analysis during Semi-automatic Defibrillation (AED mode)

Procedure

The ECG analysis is performed by a program which analyses the ECG in three blocks of 4 seconds with the following result:

- shock recommended
- shock not recommended

The analysis is performed in each of the three individual blocks and these individual assessments are subsequently weighed.

	Maximum duration of ECG analysis (12 sec.)			Result
Start	Block 1 (4 sec.)	Block 2 (4 sec.)	Block 3 (4 sec.)	Refractory time (8 sec.)

Table A-31 Duration of the maximum ECG analysis

If two of the three blocks yield the result "Shock recommended", the overall result is "Shock recommended". If two of the three blocks yield the result "shock not recommended", the overall result is "Shock not recommended".

If the result "Shock recommended" is determined after 8 or 12 seconds, a refractory time of 8 seconds begins. The result is not revised during the refractory time, so the user can place the shock paddles on the patient and release a shock without having to worry that readiness to shock will be cancelled due to the disturbances caused by doing so. This refractory time can only be interrupted if another analysis is started by the user.

To avoid wasting time, some procedures in the process will be accelerated if the expected result is certain at an early stage:

	ECG analysis		Result
	Shock recommended	Shock recommended	Shock recommended (e.g. 200 Joules)
Start	Block 1 (4 sec.)	Block 2 (4 sec.)	Refractory time (8 sec.)
		Charging	Readiness to shock

Table A-32 Acceleration of the ECG analysis process

If the first block yields the result "Shock recommended", the device will immediately begin to charge energy, to reduce the amount of time from beginning of analysis to readiness to shock.

If the overall outcome is already determined after two analysis blocks with a positive result, the third will be omitted and readiness to shock will begin as soon as the device has finished charging.

The following are defined as shockable rhythms:

- ventricular fibrillation
- ventricular tachycardia, rate > 180/min

Origin of the data **ECG database for validation of the analysis software**

The ECG data used originate from recordings from the AHA Database CD ROM Series 1.

Range of the measurements **Application on validation of the analysis software**

A total of 1518 measurements from ECG sections which constitute a representative cross-section of all ECGs have been included for validation of the analysis software.

According to AHA recommendation, the data records are divided into three classes. A further class of different rhythms was not included in the measurements owing to irregularities.

Classification of the Data Records

	Rhythms	Number	By
Shockable	Coarse ventricular fibrillation (amplitude more than 200 μ V)	388 (total)	AHA annotation
	Rapid VT (r > 180/min)	Among others with an implanted pacer	AHA annotation
Not shockable	NSR	1004 (total)	AHA annotation
	AF, SB, SVT, heart block, idioventricular, PVCs	Including approx. 80% with pathological characteristics	AHA annotation
	Asystole	Among others with an implanted pacer	Measurement amplitude: Peak to peak < 150 μ V
Indefinable	Fine ventricular fibrillation	97	Measurement amplitude: Peak to peak < 350 μ V
	Other VT		Measurement r < 180/min
Not taken into account	Div.	--	Observation of the ECG Determination of irregularities

Table A-33 Classification table

Assessment and Results

Decision-making Reliability of the ECG Analysis Program

Sensitivity and specificity The quality of an ECG analysis program is expressed by the two values **sensitivity** and **specificity**.

Parameters The following parameters were established to assess the reliability of the algorithm. According to AHA recommendations, test ECGs of the “intermediate” class were not included in the calculation of the sensitivity and specificity.

a = number of correct positive decisions
b = number of false positive decisions
c = number of false negative decisions
d = number of correct negative decisions

Result	Value
a	361
b	2
c	27
d	1002

Table A-34 Results

This therefore yields:

$$Sensitivity = a / (a + c) = 0.9304$$

[required acc. to >90%, AHA recommendation]

$$Specificity = \frac{d}{(b + d)} = 0.9980$$

[required >99% for NSR, >95% for asystole, acc. to AHA recommendation]

$$Accuracy = \frac{(a + d)}{(a + b + c + d)} = 0.9792$$

$$Positivepredictivevalue = \frac{a}{(a + b)} = 0.9945$$

H Guidelines and Manufacturer's Declaration

Electromagnetic emission		
The corpuls³ is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls³ is used in such an environment.		
Emission measurements	Compliance	Electromagnetic environment - guidelines
HF emissions according to CISPR 11	Group 1	The device uses HF energy only for its internal function. Consequently, its HF emission is very low and it is unlikely to interfere with neighbouring electronic devices.
HF emissions according to CISPR 11	Class B	The corpuls³ is suitable for use in all facilities, including living areas and those which are directly connected to the public mains supply. Furthermore, it is suitable for use in vehicles, aeroplanes and on ships.
Emission of harmonic oscillations according to IEC 61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations/flicker according to IEC 61000-3-3	Not applicable	

Table A-35 Electromagnetic emission

Electromagnetic interference immunity			
The corpuls³ is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls³ is used in such an environment.			
Interference immunity tests	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidelines
Electrostatic discharge (ESD) according to IEC 61000-4-2	± 6 kV contact discharge ± 8 kV aerial discharge	± 6 kV contact discharge ± 8 kV aerial discharge	Floors should be made of wood, concrete or metal or be covered with ceramic tiles. If the floor is covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Rapid transient electrical interference/bursts according to IEC 61000-4-4	± 2 kV for mains leads ± 1 kV for connecting leads	± 1 kV for mains connection Not applicable	The quality of the power supply should correspond to that of a typical business or hospital environment.
Surges according to IEC 61000-4-5	± 1 kV normal mode voltage ± 2 kV common mode voltage	± 1 kV normal mode voltage ± 2 kV common mode voltage	The quality of the power supply should correspond to that of a typical business or hospital environment.

Electromagnetic interference immunity			
Voltage dips, brief interruptions and fluctuations in the power supply according to IEC 61000-4-11	< 5% U_T (> 95% dip in U_T) for ½ period 40% U_T (60% dip in U_T) for 5 periods 70% U_T (30% dip in U_T) for 25 periods < 5% U_T (> 95% dip in U_T) for 5 sec.	Not applicable	The device is always operated with a battery buffer. The user must ensure that the battery in the corpuls³ always remains adequately charged.
Magnetic field for the supply frequency (50/60 Hz) according to IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m 50 Hz	The corpuls³ must not be operated near a switched-on MRI unit (magnetic resonance imaging).
Note: U_T is the mains alternating voltage before application of the test level			

Table A-36 Electromagnetic interference immunity part 1

Electromagnetic interference immunity			
The corpuls³ is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls³ is used in such an environment.			
Interference immunity tests	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidelines
			Portable/mobile radio devices should not be used at a distance less than the recommended protection distance to the corpuls³ including the leads. This distance is calculated according to the equation applicable to the transmission frequency. A protection distance of at least 3 metres is recommended.
Conducted interference HF to IEC 61000-4-6	3 V_{eff} 150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands^a	3 V_{eff}	$d = 1.2\sqrt{P}$
	10 V_{eff} 150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands^a	3 V_{eff}	$d = 4.0\sqrt{P}$

Electromagnetic interference immunity				
Radiated interference according to IEC 61000-4-3	HF to	10 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	ECG, oximetry monitor: $d = 4.0\sqrt{P}$ for 80 MHz to 800 MHz $d = 7.7\sqrt{P}$ for 800 MHz to 2.5 GHz With magnetic forces of > 3 V/m, disturbances in the ECG signal may selectively occur.
			10 V/m	Defibrillator/Pacer: no unintentional change in condition $d = 1.2\sqrt{P}$ for 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ for 800 MHz to 2.5 GHz
			20 V/m	Defibrillator: no unintentional energy release $d = 0.6\sqrt{P}$ for 80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$ for 800 MHz to 2.5 GHz <i>P</i> being the maximum nominal output of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer's indications and <i>d</i> being the recommended protection distance in metres (m).^b The magnetic force of stationary radio transmitters should be lower than the level of compliance^d for all frequencies according to an on-site test^c Interference is possible in the vicinity of devices that bear the following pictorial symbol:  Fig. 0-1 Radio transmitter

Electromagnetic interference immunity	
Comment 1:	At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies
Comment 2:	These guidelines may not be applicable in all cases. Dissipation of electromagnetic variables is influenced by absorption and reflection of the buildings, objects and people.
^a	The ISM frequency bands (for industrial, scientific and medical applications between 150 kHz and 80 MHz) are 6.765 MHz to 6.795 MHz; 13.553 MHz to 13.567 MHz; 26.957 MHz to 27.283 MHz and 40.66 MHz to 40.70 MHz.
^b	The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the frequency range of 80 MHz and 2.5 GHz are intended to reduce the likelihood that portable/mobile communication devices will be able to cause interference if they are unintentionally brought into the patient area. For this reason, the additional factor 10/3 is applied in calculating the recommended protection distances in these frequency ranges.
^c	The magnetic force of stationary transmitters, such as base stations of mobile telephones and mobile terrestrial radio devices, amateur radio stations, AM and FM radio and television transmitter can theoretically not be determined in advance. To establish the electromagnetic environment with regard to stationary transmitters, a study of the location should be considered. If the measured magnetic force at the location at which the corpuls ³ is used exceeds the above mentioned compliance level, the corpuls ³ must be observed to verify function as intended. If unusual performance characteristics are observed, additional measures may be required, such as a modified orientation or another location for the corpuls ³ .
^d	The magnetic force must be less than 3 V/m above the frequency range of 150 kHz to 80 MHz.

Table A-37 Electromagnetic interference immunity part 2

Recommended protection distances between portable/mobile HF communication devices and the corpuls ³				
The corpuls ³ is intended for operation in an electromagnetic environment in which radiated HF interference is controlled. The operator or the user of the corpuls ³ can help to prevent electromagnetic interference by keeping minimum distances between portable/mobile HF communication devices (transmitters) and the corpuls ³ , as recommended below according to the maximum output of the communication device.				
Nominal output of the transmitter in W	Protection distance according to transmission frequency			
	150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands	150 kHz to 80 MHz in the ISM bands	When used as a monitor	
			80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 4.0\sqrt{P}$	$d = 4.0\sqrt{P}$	$d = 7.7\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.40	0.40	0.77
0.1	0.38	1.3	1.3	2.4
1	1.2	4.0	4.0	7.7
10	3.8	13	13	24
100	12	40	40	77

Recommended protection distances between portable/mobile HF communication devices and the corpuls ³				
	When used as a defibrillator/pacer		Defibrillator: no unintentional energy release	
	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.7\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 0.6\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 1.2\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.27	0.06	0.12
0.1	0.38	0.66	0.15	0.38
1	1.2	2.7	0.6	1.2
10	3.8	6.6	1.5	3.8
100	12	27	6.0	12
For transmitters, whose nominal output is not indicated in the table above, the distance can be determined using the equation which corresponds to the respective column, with P being the nominal output of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer's indication. Comment 1 The ISM bands between 150 kHz and 80 MHz are 6.765 MHz to 6.795 MHz; 13.553 MHz to 13.567 MHz; 26.957 MHz to 27.283 MHz and 40.66 MHz to 40.70 MHz. Comment 2 To calculate the recommended protection distance of transmitters in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80M Hz and in the frequency range between 80 MHz and 2.5 GHz, an additional factor of 10/3 is used to reduce the likelihood that a portable/mobile communications device brought into the patient area will result in interference. Comment 3 These guidelines may not apply in all situations. Propagation of electromagnetic waves is influenced by absorptions and reflections of buildings, objects and people. All rights reserved for technical modifications.				

Table A-38 Recommended protection distances

I Warranty

The manufacturer grants, in addition to the valid statutory warranty regulations applicable in Germany, a limited manufacturer's warranty against material and manufacturing defects. The extent of warranty is described in the respective warranty conditions.

This warranty conclusively regulates the legal relationship between the purchaser and GS. Further damage claims are excluded, insofar as liability is not regulated by law.

Excepted from the warranty are wear parts, errors and damages that are the result of improper handling, faulty storage or installation and extraneous causes, such as transport damage, damage caused by impact, reparations and changes carried out by a non-authorised third party. The claim under the warranty shall be void as well if accessories are used that were not purchased from GS or an authorised sales partner. Software support (except updates) are not covered under the warranty.

In case of a defect and further warranty and guarantee handling please contact your authorised sales and service partner or the manufacturer.

The manufacturer shall only accept liability for user and operating safety of the device if maintenance, safety checks, repairs, additions and new settings were performed by the manufacturers themselves or persons specifically authorised by the manufacturer.

Additionally, the general terms and conditions of the company GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH shall apply in the current version until further amendment. The general terms and conditions are available at GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH on request.

J Protection Rights and Patents

The **corpuls**³ and some of its accessories are protected by patents either applied for and/or already granted. Consequently, possession or purchase of this device does not automatically confer licence to use this device with spare parts or accessories (cables, sensors, etc.) which, alone or in combination with this device, infringe applicable patents for this device or patents of individual components which are used with this device.

It is therefore not permitted to, for example:

- dismantle parts of the device and use them for other purposes;
- duplicate components or accessories.

Goods are mentioned in this user manual without any mention of any existing patents, samples or trademarks.

The **corpuls**[®] is a registered trademark of GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.



[®] is a registered trademark of GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.

K Disposal of the Device and Accessories



To further preservation and protection of the environment, avoidance of pollution and recycling of raw materials, the European Commission issued a directive decreeing that electrical and electronic devices have to be taken back and correctly disposed of or recycled by the manufacturer. Devices marked with this symbol therefore may not be disposed of in the normal waste within the European Union. The same is true for disposable consumables, such as e.g. electrodes.

Please ask your local authorities, your sales and service partner or the manufacture for information on correct disposal.



Recommendation
of the
manufacturer

Information on Disposal of Packaging

The packaging of our devices is an integral part of our product. The packaging has been especially developed for our product and therefore in general is optimally suited for shipping. In case you have to ship your device within or after the guarantee period to our service team, the original packaging is the best protection from transport damage.

Keep the original packaging for as long as you have the device in your possession!

If, however, you want to dispose of the packaging or if it is an external packaging used by us, you may dispose of it by means of your regional institutions (recovered paper container, recycling centre, paper collection etc).

L Note on Data Protection

During the operation of the [corpuls³](#), personalised data for service provision and patient care is being saved or transferred in encrypted form under strict adherence to the directives 95/46/EC (Data protection), 2002/58/EC (Data protection for electronic communication) as well as other relevant directives, ordinances and legislation.

רשימת ציורים – ספר הפעלה קורפולס 3

- ציור 3-1, קורפולס 3 כמכשיר אחד (3 המודולים מחוברים)
 ציור 3-14, הודעת אזעקה.
 ציור 3-15, שדה הפרמטר מוצג באופן הפיך במצב של אזעקה
 ציור 3-16, לחצן סיבובי
 ציור 3-17, הודעת אזעקה מוצגת על צג יחידת החולה
 ציור 3-18, זמן עבודה נותר של המערכת במצב העבודה הנתון
 ציור 3-19, זמן עבודה נותר ביחידת החולה
 ציור 3-20, תצוגת המצב הנוכחי של טעינת הסוללות כשהמכשיר מחובר למטען
 ציור 3-21, ספק כח למכשיר אחד
 ציור 3-22, אספקת כח ליחידת מוניטור
 ציור 3-23, אספקת כח ליחידת חולה
 ציור 4-1 יחידת מוניטור, מרכיבים ומחווני ההפעלה
 ציור 4-2 יחידת מוניטור, דוגמת תצוגה בסיסית על גבי המוניטור
 ציור 4-3 תמונת מסך. דוגמא עם תצוגת פרמטרים אופקית ואנכית על אותו מסך.
 ציור 4-4 מצב תצוגת נגטיב, על גבי המוניטור
 ציור 4-5 תצוגת הפרמטרים ברופסת החולה.
 ציור 4-6 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי
 ציור 4-7 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי
 ציור 4-8 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב
 ציור 4-9 אישור לפני כיבוי ע"י לחיצה על OK
 ציור 4-10 כיבוי בזמן פעולת קוצב
 ציור 4-11 אזהרה בזמן כיבוי
 ציור 4-12 תפריט התוכן והתפעול של פרמטרים
 ציור 4-13 תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים
 ציור 4-14 תפריט ראשי
 ציור 4-15 תפריט הגדרות טבלאי
 ציור 4-16 ניתוק יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב.
 ציור 4-17 ניתוק יחידת החולה מיחידת המוניטור
 ציור 4-18 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור
 ציור 4-19 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב
 ציור 4-20 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחד
 ציור 4-21 תרשים קדמי של מנשא אביזרים ויחידת החולה

- ציור 4-22 מנשא אביזרים עם יחידת החולה מבט אחורי
- ציור 4-23 הכנסת תקעי הסנסורים בצד הימני של יחידת החולה
- ציור 4-24 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים
- ציור 4-25 חיבור הכבלים בצד השמאלי של יחידת החולה.
- ציור 4-26 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים
- ציור 4-27 הכנסת המכשיר האחד למטען/ מקבע
- ציור 4-28 הכנסת יחידת המוניטור למקבע/ מטען
- ציור 5-1 חיבור אלקטרודות corPatch לתפס
- ציור 5-2 חיבור כבלי אלקטרודות הדפיברילציה
- ציור 5-3 הוצאת כפות הדפיברילציה ממקומן ביחידת הדפיברילטור / קוצב
- ציור 5-4 חיבור כפות דפיברילציה לתינוק
- ציור 5-5 לחצני מצב AED
- ציור 5-6 הדבקת אלקטרודות ה corPatch
- ציור 5-7 , מצב AED – תצוגה ראשונית
- ציור 5-8 , מצב AED – שחרור שוק חשמלי
- ציור 5-9 , מיקום כפות הדפיברילציה.
- ציור 5-10 , תצוגה ראשונית במצב AED
- ציור 5-11 , מצב AED שחרור השוק
- ציור 5-12 לחצני מצב AED
- ציור 5-13 הדבקת אלקטרודות ה corPatch
- ציור 5-14 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית
- ציור 5-15 — דפיברילציה מנואלית, בחירת אנרגיה
- ציור 5-16 הודעת טעינה Charging
- ציור 5-17 , מיקום כפות הדפיברילציה.
- ציור 5-18 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית
- ציור 5-19 דפיברילציה מנואלית, בחירת אנרגיה
- ציור 5-20 הודעת טעינה Charging
- ציור 5-21 דפיברילציה מנואלית, מתן שוק חשמלי
- ציור 5-22 פונקצית קוצב
- ציור 5-23 זיהוי פעולת הקוצב
- ציור 5-24 קוצב – חיבור אלקטרודות
- ציור 5-25 ניטור א.ק.ג. , מיקום אלקטרודות כבל מוניטור
- ציור 5-26 קיצוב, מסך התחלתי
- ציור 5-27 קוצב, בחירת עוצמת הזרם.

- ציור 5-28 קוצב, מצב הפעלה OVERDRIVE.
- ציור 6-1 בחירה בנמצב ניטור ואבחון
- ציור 6-2 ניטור א.ק.ג. - מיקום אלקטרודות א.ק.ג. כבל 4 גידי
- ציור 6-3 ניטור א.ק.ג. מסך ראשוני
- ציור 6-4 קטע הדפסה בזמן אמיתי
- ציור 6-5 , ניטור א.ק.ג. בחירת הלידים
- ציור 6-6 שדה פרמטר לקצב הלב
- ציור 6-7 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי, חיבור אלקטרודות גפיים
- ציור 6-8 א.ק.ג. דיאגנוסטי, חיבור כבל חזה 6 גידי
- ציור 6-9 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי – מסך תצוגה מקדים
- ציור 6-10 זיכרון א.ק.ג. רציף במצב מוניטור
- ציור 6-11 אישור מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי
- ציור 6-12 לחצן [Analyse]
- ציור 6-13 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 1)
- ציור 6-14 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 2)
- ציור 6-15 חיבור סנסור האצבע של ה SpO2 לכבל הביניים
- ציור 6-16 ניטור SpO2, חיבור הסנסור.
- ציור 6-17, קונפיגורצית מסך במצב ניטור SpO2
- ציור 6-18 ניטור SpO2, תדפיס הפלטיסמוגרף.
- ציור 6-19 שדה פרמטר דופק
- ציור 6-20 ניטור CO₂ מתאם אף
- ציור 6-21 ניטור CO₂ מתאם טובוס, אנדוטרכיאלי חד פעמי
- ציור 6-22 חיבור מתאם ה CO₂ החד פעמי אף/פה לחולה
- ציור 6-23 ניטור CO₂, הגדרת מסך.
- ציור 6-24 ניטור CO₂. דוגמת הדפסה.
- ציור 6-25 שדה תצוגת קצב נשימות
- ציור 6-26 ממשק תצוגה רחבה במדידת לחץ דם NIBP
- ציור 6-27 ממשק טבלת מדידות אחרונות
- ציור 6-28, ניטור לחץ דם, אופן חיבור שרוול לחץ דם
- ציור 6-29 שדה תצוגת ערכי לחץ דם – NIBP
- ציור 6-30 קליברצית לחץ דם פולשני IBP
- ציור 6-31 ניטור, הגדרות מסך
- ציור 6-32 חלק ההדפסה של גל לחץ דם פולשני בתדפיס זמן אמיתי
- ציור 7-1 הגדרות מערכת, רמת ברירת מחדל משתמש

- ציור 7-2 תצוגת גלים
- ציור 7-3 תצוגת הגדרת הפרמטרים לתצוגה
- ציור 7-4 מסך הגדרת תצוגות ברירת מחדל
- ציור 7-5 מסך הגדרות מדפסת "Same as screen"
- ציור 7-6 בחירת גלים להדפסה במדפסת
- ציור 7-7 פרוטוקול מדפסת
- ציור 7-8 הגדרת פונקציית הדפיברילציה
- ציור 7-10 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני
- ציור 7-9 הגדרות א.ק.ג.
- ציור 7-10 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני
- ציור 7-11 הגדרות לניטור רוויון חמצן
- ציור 7-12 הגדרות לניטור CO2
- ציור 7-13 הגדרות לניטור NIBP
- ציור 7-14 הגדרות לניטור IBP
- ציור 7-15 הגדרות אזעקה
- ציור 7-16 גבולות אזעקה
- ציור 7-17 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים
- ציור 7-18 הודעת הכנסת סיסמה
- ציור 7-19 הגדרות מערכת (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-20 הגדרות פונקציית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-21 הגדרות פחלטר א.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-22 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-23 הגדרת תצוגות
- ציור 7-24 הזמנת נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-25 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-26 חיבורי טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-27 הגדרות מדידת ואינטרפרטציה א.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 7-28 גרסת מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה – במסך מידע מערכת.
- ציור 7-29 הגדרות לקורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)
- ציור 8-1 הקלדת נתוני המטופל
- ציור 8-2 הזנת נתוני מאסטר
- ציור 8-3 דוגמת א.ק.ג. בפרוטוקול בזמן אירוע.
- ציור 8-4 פונקציית ארכיון Browser
- ציור 8-5 ארכיון D-ECG

ציור 8-6 רשימת קודי קיצור למשלוח פקס

ציור 8-7 קריאת נתוני מטופל באמצעות קורא כרטיסי מבוטח

ציור 9-1 פתיחת דלת המדפסת

ציור 9-2 מדפסת

ציור 9-3 החלפת סוללה (יחידת מוניטור)

ציור 9-4 יחידת מוניטור, ממשק אינפרא אדום

ציור 9-5 יחידת חולה, ממשק אינפרא אדום

ציור 9-6 דפיברילטור/קוצב, ממשק אינפרא אדום

רשימת טבלאות

- טבלה 3-2 תדירות ועוצמת זרם
- טבלה 3-3 אזעקות פיזיולוגיות
- טבלה 3-4 פונקציות האזעקה של יחידת המוניטור ושל יחידת החולה
- טבלה 4-1 מצב תקשורת בין היחידות (מודולים)
- טבלה 4-2 מצב תקשורת בין המודולים
- טבלה 4-3 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים
- טבלה 4-4 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים
- טבלה 5-1 אלקטרודות וכפות טיפוליות לדפיברילציה וקיצוב
- טבלה 6-1 קידוד צבעים של לידים של א.ק.ג.
- טבלה 6-2 הסברים מקודדים באלגוריתם האינטרפרטציה HES
- טבלה 6-3 ניטור IBP, התאמת ממשקים לערוצים
- טבלה 7-1 ערכי הגדרות מערכת
- טבלה 7-2 ערכי הגדרת מדפסת
- טבלה 7-3 ערכי הגדרת קול במצב AED
- טבלה 7-4 ערכי הגדרת א.ק.ג.
- טבלה 7-5 הגדרות יצרן לפילטר א.ק.ג.
- טבלה 7-6 ערכים להגדרה בתדפיס א.ק.ג. אבחוני D-ECG
- טבלה 7-7 ערכי הגדרה בניטור ריוויין חמצן
- טבלה 7-8 ערכי הגדרות ניטור CO2
- טבלה 7-9 ערכי הגדרה עבור ניטור NIBP
- טבלה 7-10 ערכי הגדרה עבור ניטור IBP
- טבלה 7-11 הגדרות לאזעקות פיזיולוגיות, קליניות
- טבלה 7-12 הגדרות לאזעקות טכניות
- טבלה 7-13 הגדרות לאזעקת VT/VF
- טבלה 7-14 ערכים עבור גבולות האזעקה
- טבלה 7-15 ערכים להגדרת מערכת (אדם האחראי על המכשיר)
- טבלה 7-16 ערכים להגדרה במצב דפיברילציה
- טבלה 7-17 הגדרות פילטר לא.ק.ג. במוניטור ולא.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)
- טבלה 7-18 הגדרות אזעקה (אדם אחראי על המכשיר)
- טבלה 7-20 ערכי הגדרה בטלמטריה
- טבלה 7-21 ערכים להגדרה, מדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה.
- טבלה 7-22 הגדרות מטרונום

- טבלה 8-1 נתוני מסטר
- טבלה 8-2 סקירת מבנה הפרוטוקול
- טבלה 9-1 משטר תחזוקה
- טבלה 9-3 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח
- טבלה 9-4 בדיקת אביזרים ומתכלים
- טבלה 9-5 מבנה בסיסי עם מטען מקבע
- טבלה 9-6 אביזרים לאופציות הניטור של סימנים חיוניים
- טבלה 9-7 אופציות נוספות
- טבלה 9-8 אביזרים לקיבוע וטעינה ברכב
- טבלה 9-9 אביזרים לקיבוע מתאמים אלונקות
- טבלה 9-10 אביזרים לקיבוע למיטות מרפאה, פסי תליה
- טבלה 9-11 אביזרים לטעינה ולספקי כח
- טבלה 9-12 אביזרים נוספים
- טבלה 9-13 אביזרים נוספים
- טבלה 9-14 קורפולס 3 תוכנת טלמדיסין
- טבלה 9-15 תוכנת Corpuls.net
- טבלה 10-1 אזעקות טכניות כלליות
- טבלה 10-2 אזעקות לגבי ניהול האנרגיה במכשיר
- טבלה 10-3 אזעקות דפיברילטור
- טבלה 10-4 אזעקת קוצב
- טבלה 10-5 אזעקות פונקציות המוניטור
- טבלה 10-6 אזעקות תקשורת
- טבלה 10-7 אזעקות מדפסת
- טבלה 10-8 ניהול נתונים ואזעקות טלמטריה
- טבלה 10-9 תקלות כלליות
- טבלה 10-10 תקלות תקשורת בין היחידות
- טבלה 10-11 תקלות בזמן דפיברילציה
- טבלה 10-12 תקלות בזמן קיצוב
- טבלה 10-13 תקלות בזמן ניטור א.ק.ג.
- טבלה 10-14 תקלות בזמן ניטור ריווין חמצן
- טבלה 10-15 תקלות בזמן מדידת לחץ דם לא פולשני NIBP
- טבלה 10-16 תקלות בזמן ניטור CO2
- טבלה 10-17 תקלות בזמן מדידת טמפרטורה