

תיקים וערכות במד"א

תיק תרופות

תכולת התיק:

במגירה העליונה - מחטים, פדים לחיטוי העור, סרט נייר דביק, חוסם ורידים, תרופות בטבליות.

במגירה בתחתונה - ונפלונים (צנתר ורידי פריפרי) ומזרקים בגדלים שונים.

בתא בתחתון (מתחת למגירות) - ציוד לעירוי, דקסטרוז 50%, מזרק גדול 50 סמ"ק, מארזי תרופות, סליין 500 סמ"ק, מכשירי IO (עירוי תוך-גרמי).

סדר הציוד משתנה מאזור לאזור על פי נהלים מקומיים.



תמונה 25.1 תיק תרופות מד"א

תיק אמבו

תכולה - אמבו מבוגרים, אמבו תינוקות, מסכת הנשמה לאמבו למבוגר, מסכת הנשמה לאמבו לילד, סקשן, מנתבי אוויר בגדלים שונים, קטטרים לסקשן, מנשם מכאני, ערכת אינטובציה, טובוסים בגדלים שונים, ערכת פיום קנה, מסכת CPAP (continuous positive airway), מספרי טראומה (מלע"כ), סטטוסקופ (מסִפֶּת), מד לחץ דם, מסננים ויראליים (למבוגר ולילד), מכון/קטטר בוז'י להחדרת טובוס לקנה הנשימה וסיוע באינטובציה קשה.



תמונה 25.2 תיק אמבו מד"א

ערכת לרינגוסקופ

תכולה - להבים בגדלים שונים, ידית, שרוך, מזרק 20 סמ"ק, מלקחי מג'יל (Magill forceps), טובוס + מכון אנדוטראכיאל.



תמונה 25.3 ערכת לרינגוסקופ מד"א

מנתב אוויר (Airway)

תפקידי מנתבי האוויר

- (1) מכונן את האוויר המוכנס לפה המטופל בהנשמה ישירות לכיוון הלוע כדי למנוע מצב שבו האוויר יישאר בחלל הפה: ינפח את הלחיים אך לא ייכנס ללוע.
- (2) השימוש במנתב אוויר הכרחי בעת הנשמה באמצעות מפוח שכן נפח המפוח מוגבל.
- (3) מנתב האוויר מונע את סגירת הפה עקב ספאזם של הלסתות.
- (4) תומך במידה מסוימת בלשון, ובכך מסייע במידת־מה לשמור על נתיב אוויר פתוח במטופל חסר הכרה.
- (5) חשוב - מנתב אוויר בא לסייע בשמירה על נתיב האוויר אך אינו מחליף את קיבוע הראש לאחר או דחיקת הלסת במקרי טראומה.



תמונה 25.4 מנתבי האוויר (Airway) בגדלים השונים

גודל מנתב האוויר

במד"א יש מנתבי אוויר בגדלים האלה: 0, 00, 1, 2, 3, 4.



תמונה 25.5 מדידת גודל מנתב אוויר

מנתב אוויר לא מתאים שיוכנס לפיו של המטופל עלול לגרום להחמרה במצבו:

- (1) מנתב אוויר קצר מדי לא ינתב אוויר, ולכן יפעל כגוף זר.
 - (2) מנתב ארוך מדי עלול לגרום לגירוי וגאלי ולגרום להפרעות בקצב ליבו של המטופל, להקאה או לפגיעה ברקמות הלוע.
- לכן חשוב למדוד את גודל מנתב האוויר ולהתאימו למטופל.
- שיטה א' למדידת הגודל** - מנתב אוויר מתאים שפייתו תונח בזווית הפה של המטופל - קצהו יגיע עד לקצה אוזנו של המטופל.

שיטה ב' למדידת הגודל - מנתב אוויר מתאים שפייתו תונח במרכז שפתי המטופל - קצהו יגיע עד לזווית הלסת התחתונה של המטופל.

ההתוויות לשימוש במנתב אוויר - משתמשים במנתב אוויר בכל מטופל חסר הכרה.

התוויות הנגד - אין להשתמש במנתב האוויר במטופלים בהכרה, אין להשתמש במנתב האוויר במטופלים חסרי הכרה שהגיבו לשני ניסיונות החדרה רצופים בשיעול או בהקאה או בפליטת מנתב האוויר מהפה.